

LAS MEJORES OFERTAS EN LABORATORIO



● Mereces compromiso

Nuestros catálogos están disponibles en formato digital con el fin de reducir el impacto perjudicial del uso inmoderado de papel.

● I Fórum Digital Proclinic

Plazas limitadas: ¡últimos días para conseguir tu entrada!

● Ofertas válidas del 1 de septiembre al 31 de octubre del 2019

→
IMPRESORA 3D
4PRINT
Pág.13



I FÓRUM DIGITAL
PROCLINIC

04 octubre 2019, Valencia

←
¡NO TE QUEDES
SIN PLAZA!
Pág. 24-25



**MERECES
TODO**



→
OFERTA
ESPECIAL
ESTUDIANTES
Pág. 47



Descubre todo en www.proclinic.es o en el 900 800 880

ÍNDICE

Promoción del mes.....	3
Mereces beneficios.....	4
Mereces las mejores opciones.....	5
Mereces la mejor asistencia.....	48

Acrílicos Resinas.....	28
Aleaciones prótesis fija.....	32-33
Arenas y material de chorreado.....	30
Cad Cam.....	6-13
Escáners, Fresadoras.....	12
Impresoras 3D.....	13
Ivoclar Vivadent.....	10
4Design.....	6
Cerámicas.....	36-40
Ivoclar Vivadent.....	37-39
G.C.....	40
Composites laboratorio.....	41
Dientes.....	26-27
Elaboración de modelos.....	14-19
Esqueléticos.....	29
Fresas, pulidores y discos.....	34-35
Implantes.....	46
Impresión 3D.....	21
Instrumental.....	20
Maquinaria.....	42-45
Ortodoncia.....	22-23
Oferta especial estudiantes.....	47
Revestimiento prótesis fija.....	31

SUMARIO

Del 1 de septiembre al 31 de octubre del 2019



OFERTAS EXCLUSIVAS KULZER

Llévate de regalo 1 unidad por la compra de 2 resinas.



-25% EN DISCOS DE CIRCONIO GC

¡Aprovecha la oferta!



-20% EN DISCOS TRILOR DE FIBRA DE VIDRIO

Minimiza el tiempo de producción y mejora la calidad y la precisión.



I FÓRUM DIGITAL PROCLINIC

¡Reserva el día y consigue tu entrada!



DIENTES Y MOLARES IVOCCLAR

Consigue 30 tablillas de regalo por la compra de 100 unidades.



BONDING NOBIL PARA METAL

-25% de descuento en la compra de bonding para mejorar la unión metal cerámica.



HASTA -32% EN COMPOSITES SIGNUM

Ideal para el uso sobre estructuras metálicas.



OFERTAS ESPECIALES PARA ESTUDIANTES

¡Hasta -35% en esta selección de productos!



MERECES LA MEJOR ASISTENCIA

Servicio técnico especialista en soluciones CAD CAM de alta tecnología.

Los precios indicados no incluyen IVA. Datos válidos salvo error tipográfico. Ofertas no acumulables. Si no desea recibir en adelante más información publicitaria por este medio, envíenos un e-mail a lop@proclinic.es indicando en el asunto: "Solicitud de Baja" o llamando al Teléfono 900 800 880. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le comunicamos que sus datos son tratados por PROCLINIC S.A., la finalidad del tratamiento es poder enviarle información de ofertas prospectivas de productos y servicios comercializados por PROCLINIC S.A. La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento prestado. Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición de sus datos enviando un e-mail a lop@proclinic.es o mandando una carta a la siguiente dirección: Plataforma Logística Plaza, C/ Palermo, 9, 50197 de Zaragoza. Para acceder a la cláusula completa de protección de datos puede consultarla en <https://www.proclinic.es/tienda/media/pdf/protecciondatos.pdf>.



Ofertas Exclusivas



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

**2+1
GRATIS**

Paladon 65

Resina termopolimerizable.

Técnica de fabricación:

- Enmullado y prensado

Indicaciones:

- Prótesis completas
- Prótesis parciales
- Placas de descarga



Ref. H02111 Líquido 500ml **19,50€/un** 26€

Ref. H02107 Clear 1kg **49,50€/un** 66€

Ref. H02109 Rosa 1kg **49,50€/un** 66€

Ref. H02108 Rosa Veteado 1kg **49,50€/un** 66€

Palapress Vario

Resina autopolimerizable

Técnica de fabricación:

- Vertido

Indicaciones:

- Prótesis parciales
- Composturas
- Rebases directos
- Configuración de márgenes



Ref. H02537 Líquido 500ml **62,25€/un** 83€

Ref. H02533 Clear 1kg **114€/un** 152€

Ref. H02535 Rosa 1kg **114€/un** 152€

Ref. H02536 Rosa Veteado 1kg **114€/un** 152€

PalaXpress ultra

Resina autopolimerizable universal. De alto impacto, resistente y flexible. Resultados altamente estéticos y uniformes

Técnica de fabricación:

- Todas las técnicas

Indicaciones:

- Todas las indicaciones



Ref. H02113 Líquido 500ml **78€/un** 104€

Ref. H02112 Rosa Live 1kg **126€/un** 168€

Ref. H02120 Rosa 1kg **126€/un** 168€

Ref. H02114 Rosa Veteado 1kg **126€/un** 168€

Ref. H02121 R50 1kg **126€/un** 168€

*El producto de regalo será el de menor importe. No acumulable con otros descuentos.

Mereces beneficios

Partnership



ESPECIALISTAS EN EL SECTOR DENTAL

Mereces asesoramiento profesionalizado mediante un equipo especializado en producto a tu disposición ya sea al teléfono o en persona, además de asesoramiento técnico en equipamiento y software y un servicio técnico propio.



SOMOS MUCHO MÁS QUE UN DEPÓSITO DENTAL

Mereces estar al día de promociones, cursos y eventos, Travel Club, Formaciones, Noticias, Novedades, Información sectorial...

Y además, te ofrecemos becas para recién licenciados, academia dental propia de formación continua, RSC y acompañamiento en el proceso de Digitalización.



ENCUENTRA SIEMPRE LO QUE BUSCAS

55.500 referencias de primeras marcas y de nuestras marcas exclusivas a tu disposición.

Servicio



CUBRIMOS TODO EL FLUJO DENTAL

Mereces tener todo lo que necesitas en un click: proceso digital integral, equipos, aparatología, consumibles de ortodoncia, clínica, laboratorio... Y además contamos con un equipo técnico especializado a tu servicio.



15 DÍAS PARA CAMBIAR DE OPINIÓN

Recogida Gratuita y Registro Online de tu devolución.



PEDIDO EXPRÉS

Mereces entrega en 24h y poder conocer el estado de tu pedido en todo momento a través de nuestra web hasta recibirlo.



TUS PRODUCTOS SIEMPRE DISPONIBLES

Disponibilidad de producto: 99,46%



TE LO PONEMOS MUY FÁCIL

Tanto en pedidos telefónicos como por web, te ofrecemos un servicio rápido y económico.

Y además, asesoramiento en tiempo real en tus compras en nuestra web a través de nuestro chat online.

Ahorro



CUANTO MÁS COMPRAS, MÁS AHORRAS

Pedidos de 500€: -5% dto
Pedidos de 1.000€: -10% dto
Pedidos de 1.500€: -15% dto



AHORRO EN TUS PEDIDOS

Mereces hasta un 15% dto en todas tus compras + 5% dto extra por comprar en la web. Además, gastos de envío incluidos a partir de 110€ de compra.



¿CONSULTAS INSTANTÁNEAS?*

Whatsapp 665 533 087 9 h. - 19 h.

Atención al cliente Laboratorio

T. 900 800 880

De Lunes a Viernes

9 - 19 h.

pedidoslab@proclinic.es | Fax. 900 40 39 39

Y 24 h. en nuestra tienda online www.proclinic.es

OFICINA CENTRAL

Palermo 9, Plataforma Logística PLAZA
50197, Zaragoza



Mereces las mejores opciones en escayola para removible

Del 1 de septiembre al 31 de octubre del 2019

DURGUIX ESCAYOLA

Marca: Protechno
Características: Escayola Tipo III.

- Ref. H00067** Envase de 25Kg. Rosa
Ref. H00069 Envase de 25Kg. Amarillo
Ref. H00071 Envase de 25Kg. Azul




protechno

50,60€
40,00€

YESO NATURAL DURO TIPO III PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: Tipo III

- Ref. H62011** Caja 25 kg. Amarillo
Ref. H62012 Caja 25 kg. Azul
Ref. H62013 Caja 25 kg. Rosa



 proclinic

51,55€
34,50€

ELITE MODEL FAST LIGHT

Marca: Zhermack
Características: Tipo III. Yeso duro extra rápido para la realización de modelos y antagonistas.

- Ref. H00062** Bidón x 25 kg. Light cream
Ref. H00063 Bidón x 25 kg. Sky Blue




Zhermack
Dental

66,95€
49,90€

3+1*



LAVA ESTHETIC

Marca: 3M

Características: Discos de óxido de circonio pre-coloreado estético, proporciona restauraciones anatómicas de alta estética en un simple proceso: fresar, sinterizar y glassear. Diámetro de 98,5mm. 1 unidad.

Alta resistencia de 800 MPa. Resistencia a la flexión en 3 puntos según ISO 6872:2015
Alta translucidez optimizada para restauraciones monolíticas.
Gradiente de color incorporado, con verdadera correlación con la guía VITA clásica circonio con fluorescencia inherente, como la del diente natural.

POR LA COMPRA DE 3 DISCOS, LLÉVATE DE REGALO DE 1 DISCO LAVA ESTHETIC DE 18MM (COLOR A ELEGIR).

Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2019. Tres promociones máximo por cliente.

-25%



INITIAL DISCO DE CIRCONIO

Marca: G.C

Características: 1 unidad. Discos de circonio de prensado en frío isostático (CIP) de muy alta calidad con propiedades físicas optimizadas. Disponible. Translucidez estándar (ST) ideal para recubrimiento y Alta translucidez (HT) ideal para el contorno completo, restauraciones monolíticas. Diámetro de 98,5mm.

INITIAL DISCO DE CIRCONIO ST

- Ref. HI 1984 12mm ~~187,62€~~ **140,72€**
- Ref. HI 1985 14mm ~~199,90€~~ **149,93€**
- Ref. HI 1986 18mm ~~232,49€~~ **174,37€**
- Ref. HI 1987 25mm ~~289,58€~~ **217,19€**

INITIAL DISCO DE CIRCONIO HT

- Ref. HI 1988 12mm ~~187,62€~~ **140,72€**
- Ref. HI 1989 14mm ~~199,90€~~ **149,93€**
- Ref. HI 1990 18mm ~~232,49€~~ **174,37€**
- Ref. HI 1991 25mm ~~289,58€~~ **217,19€**

NOVEDAD

5+1*
TE AHORRAS HASTA 241,35€



	ST	HT	UHT
Resistencia a la flexión (MPa)	1200	1200	600
Dureza (HV)	1250	1250	1250
CTE (50-500°C)	10.3	10.3	9.8
Densidad sinterizada (6.05 g/cm3)	6.05	6.09	6.05

INITIAL DISCO ZIRCONIO UHT

Marca: G.C

Características: Discos de circonio de ultra alta translucidez (UHT). La alta resistencia del material permite la fabricación de restauraciones ultra finas y mínimamente invasivas que contribuyen aún más a la translucidez del sector anterior. De excelente manipulación de fresado presenta márgenes finos y un acabado preciso. Indicado para inlays, onlays, carillas coronas anteriores y posteriores y para puentes de hasta 3 unidades (incluyendo molares).

- Ref. HI 1992 12mm ~~187,65€~~ **156,35€**
- Ref. HI 1993 14mm ~~199,90€~~ **166,55€**
- Ref. HI 1994 18mm ~~232,45€~~ **193,70€**
- Ref. HI 1995 25mm ~~289,60€~~ **241,35€**

*Unidad de regalo de igual o inferior valor

DISCOS KATANA



i

¡Amplio stock disponible!

Marca: Noritake

Características: Discos de circonio. Discos de alta translucidez ideado para su uso en restauraciones altamente individualizadas como carillas, onlays, inlays y coronas de contorno completo.

DESIGN
DIGITAL PRECISION SOLUTIONS

-25%



HT HIGHT TRANSLUCENT

Adecuado para el diseño de estructuras y cofias con una fuerza superior.
Fuerza de flexión a 3 puntos > 1200 (Mpa).
Translucidez media 30-39%
Tª recomendada 1530° C

Medida	White	Z-95mm	
10mm	H44408	-	72,00 €
12mm	H44410	-	86,25 €
14mm	H44411	H44311	100,50 €
18mm	H44412	H44312	119,25 €
22mm	H44413	H44309	140,25 €
25mm	H44414	H44310	152,25 €
30mm	H44409	-	172,50 €

HASTA
-25%



DISCO HUGE PMMA UNIVERSAL

Marca: Huge
Características: 1 unidad. Disco monocolor, para coronas y puentes anatómicos temporales de larga duración.

14mm	32,80€	26,00€
18mm	32,80€	26,00€
20mm	32,80€	26,00€
25mm	34,75€	26,00€

-30%



DISCO HUGE PMMA MULTICAPA

Marca: Huge
Características: 1 unidad. multicapa, con degradado de color para fresadoras con Ø 98,5mm. Disco de 4 capas, con degradación de color natural, para coronas y puentes anatómicos temporales de larga duración.

14mm	81,35€	57,00€
18mm	81,35€	57,00€
20mm	81,35€	57,00€

3+1*
TE AHORRAS
HASTA 31,87€



DISCO DE CERA

Marca: Yeti
Características: 1 unidad. Disco de cera ideal por calidad y precio. La cera y la materia prima se queman sin dejar residuos. La cera se fresa limpiamente. Diámetro 98,5mm.

Ref. H98151	Azul	14mm.	25,01€
Ref. H98150	Azul	20mm.	
Ref. H98155	Gris	14mm.	31,87€
Ref. H98154	Gris	20mm.	

★
NOVEDAD

DISCOS BRILLIANT CRIOS

Marca: Coltene-Whaledent
Características: Disco de misma composición que sus homólogos en bloques de fresado CAD/CAM. De alta calidad tienen un amplio abanico de aplicaciones como restauraciones definitivas, inlays, onlays, coronas y carillas.



-15%

Disco LT 14mm	Disco LT 18mm
Ref. H61612 A1	Ref. H61616 A1
Ref. H61613 A2	Ref. H61617 A2
Ref. H61614 A3	Ref. H61618 A3
Ref. H61615 A3,5	Ref. H61619 A3,5
Disco HT 14mm	Disco HT 18mm
Ref. H61620 A1	Ref. H61623 A1
Ref. H61621 A2	Ref. H61624 A2
Ref. H61622 A3 382,18€	Ref. H61625 A3 442,68€
324,85€	376,28€

-20%



DISCOS TRILOR DE FIBRA DE VIDRIO

Marca: Bioloren
Características: 1 unidad. Discos biocompatibles formados por una matriz de fibras multidireccionales de resina y composite. Es ajustable y reparable, compatible con resinas acrílicas y composite. Diámetro de 98,5mm.



Ref. H00697	12 mm	120,00€ 96,00€
Ref. H00698	14 mm	150,00€ 120,00€
Ref. H00700	16 mm	160,00€ 128,00€
Ref. H00699	18 mm	170,00€ 136,00€
Ref. H00702	20 mm	200,00€ 160,00€

POR LA COMPRA DE UN DISCO DE COMPOSITE
LLÉVATE GRATIS UN ADHESIVO ONE COAT 7 UNIVERSAL
(valorado en 87,84 €) Válido hasta el 30-09-2019



Datos técnicos:
Resistencia a la tensión: 380Mpa
Resistencia a la flexión: 540Mpa
Modelo elástico: 26GPa

Resistencia a la compresión: 530Mpa
Gravedad específica: 1,8g/cm3
Resiliencia: 300KJ/cm3



-18%

antes 106,45€
87,30€

BRILLIANT CRIOS

Marca: Coltene

Características: Bloques de composite reforzados para restauraciones estéticas permanentes. Alta resistencia a la flexión, alta elasticidad y resistencia a los impactos a las restauraciones. Se mezcla extremadamente bien con el diente natural para dar un acabado natural y estético. Tiene una alta resistencia a la abrasión y bajo desgaste antagonista.

BRILLIANT CRIOS HT

Características: Envase 5 unidades.

- | | | | |
|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Ref. H61603 | HT A1 14mm | Ref. H61608 | HT A1 12mm |
| Ref. H61604 | HT A2 14mm | Ref. H61609 | HT A2 12mm |
| Ref. H61605 | HT A3 14mm | Ref. H61610 | HT A3 12mm |
| Ref. H61606 | HT B1 14mm | Ref. H61611 | HT B1 12mm |

BRILLIANT CRIOS LT

Características: Envase 5 unidades.

- | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Ref. H61583 | LT Bleach 14mm | Ref. H61593 | LT Bleach 12mm |
| Ref. H61584 | LT A1 14mm | Ref. H61594 | LT A1 12mm |
| Ref. H61585 | LT A2 14mm | Ref. H61595 | LT A2 12mm |
| Ref. H61586 | LT A3 14mm | Ref. H61596 | LT A3 12mm |
| Ref. H61587 | LT A3,5 14mm | Ref. H61597 | LT A3,5 12mm |
| Ref. H61588 | LT B1 14mm | Ref. H61598 | LT B1 12mm |
| Ref. H61589 | LT B2 14mm | Ref. H61599 | LT B2 12mm |
| Ref. H61590 | LT B3 14mm | Ref. H61600 | LT B3 12mm |
| Ref. H61591 | LT C2 14mm | Ref. H61601 | LT C2 12mm |



antes 125,83€
DESDE 110,75€

VITA ENAMIC CEREC

Marca: Vita
Características: 5 u.

T EM-14 144,69€ **127,30€**

HT EM-10 125,83€ **110,75€**

HT EM-14 144,69€ **127,30€**

VITA ENAMIC MULTIC CEREC

Características: 5 u.

EMC-14 175,90€ **154,75€**



antes 119,00€
SOLO POR 101,15€

TETRIC CAD CEREC/INLAB

Marca: Ivoclar Digital
Características: 5 u. Colores: BL, A1, A2, A3, A3,5

MT II2
MT CI4

HT II2
HT CI4



antes 106,90€
SOLO POR 90,85€



LAVA ULTIMATE CEREC

Marca: 3M
Características: 5 u. Colores: A1, A2, A3, A3,5, B1, C2, D2

- LT - 12
- LT - 14L
- HT - 12
- HT - 14L



-18%

CERASMART-270

Marca: G.C.
Características: 5 u. Colores: A1, A2, A3, A3,5, B1, BL

Cerec / Universal LT/HT 12 121,60€ **99,70€**

Cerec / Universal LT/HT 14 132,75€ **108,85€**

Cerec / Universal LT/HT 14L 144,90€ **118,85€**



1+1
TE AHORRAS 43,18€
PRECIO RESULTANTE 21,59€

DIGISCAN-SPRAY

Marca: Yeti
Características: Spray 300 ml. Crea una película ultra fina, se puede aplicar sobre silicona, yeso o metal. Fácil de eliminar sin dejar residuos.

Ref. H98190 **43,18€**

antes 66,15€
DESDE
58,21€



IPS EMPRESS CAD

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: 5 u.

**Cerec Inlab / Programill
LT/HT - II0/II2/CI4**

66,15€ **58,21€**

**Cerec Inlab / Programill
LT/HT - II0/II2/CI4**

85,55€ **75,25€**

HASTA
-15%
antes 76,38€
63,99€



INITIAL LRF

Marca: G.C.
Características: Bloque de cerámica CAD/CAM feldespática reforzada en cinco colores Vita de alta y baja translucidez para restauraciones indirectas de cerámica completamente cerámicas. Tanto si acaba de pulir o glasear, GC Initial™ LRF proporciona mayor estabilidad a la fractura y resistencia a la flexión. Caja de 5 unidades.

LT / HT Cerec

75,30€ **63,99€**

LT / HT Universal

76,38€ **63,99€**

antes 86,02€
SOLO POR
77,40€



VITABLOC MARK II CEREC

Marca: Vita
Características: 5 u.

Tamaño I-14

antes 119,00€
SOLO POR
104,70€



IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Bloques de disilicato de litio pre-cristalizados para sistemas Cerec e Inlab. Caja 5 unidades

LT II2/ CI4

MT CI4

HT II2/ CI4

MO0 CI4

-18%
antes 115,11€
94,39€



CELTRA DUO

Marca: Dentsply
Características: Envase 4 unidades. Bloques para el sistema CEREC INLAB y SIRONA formado por cristal cerámico de alta calidad de silicato de litio (ZLS) reforzado con zirconio.

LT CI4

HT CI4

antes 129,35€
SOLO POR
113,83€



VITA SUPRINITY PC CEREC

Marca: Vita
Características: 5 u.

T CI4

HT CI4


IPS e.max ZirCAD




TelioCAD



ProArt



Colado CAD



**CONSULTE
OFERTA
VIGENTE**

**ivoclar
digital:**

★ NOVEDAD

DISCO IPS E.MAX ZIRCAD PRIME

Marca: Ivoclar Digital

Características: La Gradient Technology (GT) es la base de este material. Combina tres tecnologías de vanguardia en un único producto. Un ingenioso acondicionamiento del polvo de las materias primas 5Y-TZP y 3Y-TZP, una tecnología de relleno y una fabricación de calidad permiten obtener unos resultados muy precisos y estéticos. Los resultados son, entre otros, ciclos de sinterización más breves, por ejemplo, de 2 h y 26 min para las coronas individuales en el Programat SI 1600. Prime no está diseñado en capas. Su continuada progresión de tonalidad y translucidez y optimizadas propiedades translucidas aseguran una estética superior. Este disco se sitúa como referente en cuanto a la estética del óxido de zirconio, independientemente de si se trabaja con estructuras monolíticas, con la técnica de cut-back o con la de estratificación. Pueden realizarse desde coronas individuales a puentes de hasta 14 piezas. Tiene una resistencia a la flexión de 1200 MPa y está disponible en 16 colores A-D, 4 tonos BL y es compatible con el sistema IPS e.max.



HD2660	BL1 16mm	HD2680	BL1 20mm	HD2670	B2 16mm	HD2690	B2 20mm
HD2661	BL2 16mm	HD2681	BL2 20mm	HD2671	B3 16mm	HD2691	B3 20mm
HD2662	BL3 16mm	HD2682	BL3 20mm	HD2672	B4 16mm	HD2692	B4 20mm
HD2663	BL4 16mm	HD2683	BL4 20mm	HD2673	C1 16mm	HD2693	C1 20mm
HD2664	A1 16mm	HD2684	A1 20mm	HD2674	C2 16mm	HD2694	C2 20mm
HD2665	A2 16mm	HD2685	A2 20mm	HD2675	C3 16mm	HD2695	C3 20mm
HD2666	A3 16mm	HD2686	A3 20mm	HD2676	C4 16mm	HD2696	C4 20mm
HD2667	A3,5 16mm	HD2687	A3,5 20mm	HD2677	D2 16mm	HD2697	D2 20mm
HD2668	A4 16mm	HD2688	A4 20mm	HD2678	D3 16mm	HD2698	D3 20mm
HD2669	BI 16mm	HD2689	BI 20mm	HD2679	D4 16mm	HD2699	D4 20mm

224,50€

247,00€

224,50€

247,00€

Consulta la oferta llamando al 900 800 880 o en www.proclinc.es



FREEPRINT ORTHO

Características: 1000g.

Ref. H103426 405 nm.

Ref. H103427 UV 378-388nm

484,17€ **411,54€**

FREEPRINT TEMP UV

Características: UV 378-388 nm

Ref. H103420 A1 500g

Ref. H103422 A2 500g

Ref. H103424 A3 500g

282,83€ **240,41€**

Ref. H103421 A1 1000g

Ref. H103423 A2 1000g

Ref. H103425 A3 1000g

512,83€ **435,91€**

-15%



-25%

antes 43,65€

32,74€

PROSCAN ESPRAY ANTIREFLECTANTE PROCLINIC

Marca: Proclinc

Características: Spray anti reflectante para el escaneo con láser, que cumple con exactitud la tecnología láser. Para todos los materiales (Metal, PMMA, Ti) crea una película con pigmentos muy finos, 100% soluble en agua y fácil de dosificar

Ref. H20818 Spray 400ml.

★
NOVEDAD



ESCÁNER NEO CAD STAR

Marca: CADstar Technology
 Características: Construido para redefinir la productividad, el escáner Neo Cad Star presenta la tecnología Integrated Pattern Generation que genera y procesa los patrones proyectados directamente en el escáner. Se consigue así una velocidad de escaneado que acorta en un 60% el proceso de trabajo.

Ref. HI6720

Precio a consultar

Ventajas

- Escaneo de mandíbula completa en 12 segundos
- 9 muñones
- El Optical Status Indicator (OSI) informa al usuario de forma visual sobre el estado operativo del escáner. Navegación soportada por ratón 3D y pantalla táctil.
- Datos escaneados de alta resolución con bordes más claros y detalles más precisos.
- El cuerpo de calibración de cristal de alta precisión y el sistema de control de calibración garantiza seguridad y resultados exactos.

- Sensores ambientales notifican al usuario en cuanto sea necesario recalibrar el sistema.
- En solo dos escaneados se registran la oclusión y a continuación la dentadura contigua y los muñones.
- Marcas de color pintadas a mano sobre el modelo se registran con gran nitidez y se preparan para el proceso de diseño en Exocad. Especial para la creación digital de esqueléticos.
- Función de reescaneado manual o automática para obtener aún más información en zonas de difícil acceso.

FRESADORA CAM K5 PLUS

Marca: Vhf
 Características: Fresadora mejorada con un amplio abanico de indicaciones y formato de materiales (bloques de hasta 40mm) de 5 ejes.

De diseño elegante y moderno, la K5 plus está equipada con la tecnología DirectDisc, este sistema de fijación puede cargar el material de forma más rápida y fácilmente.

La instalación en la estructura de un sistema iónico neutraliza las cargas estáticas de las partículas acrílicas y una mejora significativa en la circulación de la cámara de trabajo, lo que reduce el tiempo asociado a la limpieza.

Incluye además un puerto ethernet para mejorar la estabilidad y flexibilidad de la conexión de la fresadora a la red.

Ref. HI02844

Precio a consultar



ESCÁNER OPEN SELECT V2

Marca: Open Technologies
 Características: Sistema de diseño abierto de alto tecnología de luz estructurada ofreciendo las mejores soluciones disponibles Exocad. Archivos universales STL, implantación libre de módulos y plataformas de implantes.

Ref. HI6606

Precio a consultar



Concept Quad Module: módulo que permite el escaneado de cuadrantes de los modelos y hasta 4 muñones, en un proceso definido en 2 pasos: Escaneado de la articulación, Escaneado de los 2 cuadrantes y muñones en el soporte destinado especialmente para este módulo.

Ventajas

- Archivos universales STL para trabajar con cualquier solución; fresadora o impresora 3D.
- Implantación libre de módulos e implantes.
- Basado en la tecnología de luz estructurada se facilita la posibilidad de trabajar con un diseño abierto. La luz externa no interfiere en la calidad del escaneado.

Detalles

- Diseño ergonómico sin paneles cerrados o estructuras molestas.
- Gran área de escaneado para piezas unitarias, arcadas completas o articuladores.
- Concept Quad Module: módulo que permite el escaneado de cuadrantes de los modelos y hasta 4 muñones, en un proceso definido en 2 pasos: Escaneado de la articulación, Escaneado de los 2 cuadrantes y muñones en el soporte destinado especialmente para este módulo.

PROGRAMILL PM7

Marca: Ivoclar Digital
 Características: PrograMill PM7 es el producto superior entre las máquinas fresadoras de la plataforma PrograMill. La máquina ofrece una combinación de propiedades de mecanizado industrial (cambiador de material de 8 vías, sistema de sujeción de punto cero, fresado de 5 ejes, operación mediante PC integrado con pantalla táctil) y diseño moderno integradas en un flujo de trabajo validado. Esta máquina altamente dinámica y utilizable en todo el mundo es adecuada para el procesamiento en húmedo y en seco de materiales dentales. Además, el ionizador integrado garantiza un ambiente de trabajo limpio al fresar los materiales poliméricos.

Ref. HDI016

Precio a consultar

Ventajas

- 5 ejes
- Fresado de bloques y discos 98,5 mm
- Cambiador automático de materiales (Control RFID)
- Cambiador automático de herramientas
- Sistema abierto
- Manejo sencillo e intuitivo
- Pantalla táctil integrada
- Corto tiempo de fresado

Detalles

- Proceso híbrido (fresado húmedo y seco)
- Capacidad de hasta 12 herramientas
- Autocalibración (opcional)
- PC interno
- Sistema de anclaje con punto cero fácilmente identificable
- Cámara ionizada (opcional)
- Servomotores y motor de alta frecuencia
- Succión de aire activa



Mereces compromiso

¡Nos preocupamos
por el medio ambiente!

En Proclinic **somos conscientes** del gran impacto perjudicial que tiene el uso inmoderado del papel.

Por este motivo, **podrás encontrar nuestros catálogos en formato digital en nuestra web**. De esta forma tú también podrás contribuir a un sistema más sostenible utilizando la versión online.



¿Te apuntas?

¡Descárgalos en www.proclinic.es!

IMPRESORA 3D 4PRINT

Marca: 4Design

Características: Diseñada para satisfacer las demandas más exigentes, la impresora 3D 4PRINT minimiza el tiempo de producción y mejora la calidad y la precisión. Crea en tu laboratorio, de forma rápida, múltiples modelos y consigue un mayor beneficio maximizando el rendimiento.

Ref. H10444

Precio a consultar

Ventajas

- A diferencia del modelado manual, realiza todos los retoques y modificaciones que precises y evita externalizar o asumir más costes.
- Fácil de usar y fiable, las aplicaciones de la tecnología 4PRINT son infinitas.
- En contraposición a otras impresoras 3D, el proyector DLP Full HD con módulo LED suministra exactamente la misma dosis de energía UV en cada capa, evitando irregularidades e imperfecciones en la superficie.
- Gracias a su radiómetro interno calcula esa energía incluso antes de cada previendo posibles pérdidas y garantizando la precisión que se busca.

Detalles

- Con una resolución de 1920 x 1080 píxeles se puede imprimir a 65 micras en plano horizontal y hasta 1 micra en el eje Z o vertical, dependiendo de la resina utilizada.

- Con tal alta precisión 4Print tiene en cuenta, impresión tras impresión, todas las variables que pueden afectar a la precisión que necesitas: la orientación, la ubicación en la bandeja, la correcta generación de los soportes, la temperatura ambiente y, sobre todo, las pequeñas alteraciones ocasionadas por una óptica inadecuada.
- Esta impresora de pantalla táctil de 7", dispone de conectividad wifi y puerto USB, así se puede ganar tiempo al imprimir de forma remota desde el mismo ordenador donde se haya realizado el diseño CAD-CAM.
- Se pueden gestionar las funciones de uso diario con una interfaz clara e intuitiva en el display digital táctil.
- De acabado en aluminio anodizado dispone de un control de temperatura de manera que se puede controlar el entorno del material a imprimir, reduciendo la viscosidad de las resinas con aire caliente mediante convección. Así, además, se reduce al mínimo el desgaste.
- Se puede controlar el proceso de impresión con la cámara situada debajo del tanque de resina.



ASIGA MAX UV

Marca: Asiga

Características: Impresora 3D avanzada, con una precisión de impresión HD de 62 µm, para la fabricación de ortodoncia, coronas y puentes, guías quirúrgicas, modelos dentales, cubetas y esqueléticos para colar. Ofrece una productividad excepcional en un espacio reducido.

Ref. H103415

Precio a consultar

Datos técnicos: Tamaño de compilación X, Y, Z: 119 x 67 x 75 mm

Tamaño de píxel X, Y: 62 µm

Z Control: 1 µm

Fuente de luz: LED UV de 385 nm

Sistema de materiales : Abierto

Entradas de archivo: STL, SLC y Stomp

Software: Incluye Asiga Composer

Compatibilidad de red: Wifi y Ethernet

Tamaño: 26 x 38 x 37 cm

Peso: 16.5 kg

Tamaño empacado: 41 x 50 x 48 cm

Ventajas

- Tecnología de sistema de posicionamiento inteligente SPS. El exclusivo proceso SPS garantiza que cada capa de modelo se forme con precisión en un tiempo mínimo.
- Sistema de material abierto: compatible con cualquier material adecuado de cualquier fabricante de materiales.

- Cambio de material en menos de 30 segundos.
- Calibración de punto único: Calibración de plataforma simple y radiómetro interno para la calibración automática de LED.
- Precisión de impresión HD de 62 µm.





-20%
antes 44,80€
35,80€



YESO BASIC TIPO III

Marca: Proclinc
Características: Color verde.Tipo III

Ref. H62030 Bidón 25 Kg.

-15%
antes 40,10€
34,05€



EXADURO ESCAYOLA

Marca: Hebor
Características: Color verde.Tipo III

Ref. H00083 Bidón 20 Kg.

-15%



YESO ARTIKULATION

Marca: Ernst Hinrichs
Características: Color blanco. Tipo II.

Ref. H00052 Bolsa 5 kg.

Ref. H00049 Caja de 20 Kg.

~~16,15€~~ **13,70€**
~~40,02€~~ **33,95€**

-20%



BI-V-PIN CON PERFIL EN V

Marca: Renfert
Características: Bi-v-pin con manguito

Ref. H00755 100 unidades ~~23,50€~~ **18,80€**

Ref. H00757 1000 unidades ~~195,00€~~ **156,00€**

BI-PIN CON MANGUITO PARA MODELOS DE PRECISIÓN

Características: Bi-pin con manguito.

Ref. H00765 Bi-pin corto 100 u. ~~24,50€~~ **19,60€**

Ref. H00767 Bi-pin corto 1.000 u ~~198,00€~~ **158,40€**



-30%
antes 118,00€
82,60€



BI PIN FORMA V CON MANGUITO Y TOPE

Marca: Proclinc
Características: Niquelados, con manguito de ajuste en forma V y topes de goma. Ø cabeza 1,9mm. L cabeza 5mm

Ref. H20701 1000 unidades
Datos técnicos:
Largo: 2 cm
Largo cabeza: 5 mm
Diámetro cabeza: 1,9mm

HASTA **-21%**



PEGAMENTO UNIVERSAL INSTANTÁNEO

Marca: Renfert
Características: Adhesivo dental para pegar yeso, resina acrílica, metal y cerámica.

Ref. H99023 Envase 6 x 10 g. ~~35,50€~~ **28,40€**

PEGAMENTO POTENTE

Ref. H99029 Envase 6 x 10 g. ~~35,50€~~ **28,40€**



-21%
antes 56,30€
44,20€

RUBINIT ESCAYOLA

Marca: Protechno
Características: Color Rosa. Tipo IV.

Ref. H00099 Bidón 18 Kg.



Compatible
Cad Cam



-18%
antes 91,00€
74,60€

KIMBERLIT ESCAYOLA

Marca: Protechno
Características: Color dorado. Tipo IV

Ref. H00095 Bidón de 18 Kg.



**HASTA
-30%**

FUJIROCK EP / FUJIROCK EP PREMIUM

Marca: G.C.
Características: Color Amarillo. Tipo III.

Ref. H00486 Bidón 12kg. Golden Brown **94,29€ 65,90€**

Ref. H00517 Bidón 11 kg. Pastel Yellow **96,17€ 65,90€**



-15%
antes 55,90€
47,50€

HEBODUR

Marca: Hebör
Características: Color Amarillo. Tipo III.

Ref. H00084 Bidón 25 Kg.



-20%
antes 150,28€
119,90€

ELITE ROCK

Marca: Zhermack
Características: Color Amarillo. Tipo III.

Ref. H00058 Sandy Brown 25 Kg.

Ref. H00108 Cream 25 Kg.



-25%
antes 8,95€
6,70€

ALGINATO KROMOPAN

Marca: Lascod
Características: Alginato cromático.

Ref. H00141 Bolsa 450 g.



-25%

antes 54,00€
40,50€

MEGATRAY PLANCHAS BASE

Marca: Megadenta
Características: Caja de 50 planchas fotopolimerizables

- Ref. H00737 Azul grosor 2,2 mm.
- Ref. H00738 Rosa grosor 2,2 mm.
- Ref. H00739 Semitransparente grosor 2,2 mm.
- Ref. H00735 Rosa grosor 1,4 mm.



-20%

antes 48,60€
38,88€

PLANCHA BASE FOTOPOLIMERIZABLE

Marca: Proclinc
Características: Planchas base fotopolimerizables con un espesor de 2,2 mm. Muy fáciles de modelar y se adaptan fácilmente al modelo, muy resistentes.
Color Rosa. Caja x 50 u.

Ref. H20822



antes 53,75€

SOLO POR
46,15€

REVOR LIGHT PLANCHAS

Marca: Technim Group
Características: Indicado gracias a su forma universal y el espesor constante del patrón de 2,2 mm. para la confección de cubetas para maxilares superiores e inferiores. Caja de 50 unidades.

- Ref. H00727 Planchas Rosas
- Ref. H00729 PlanchasAzules
- Ref. H00731 Planchas Transparentes



-40%

antes 10,90€
6,55€

ESPACIADOR PARA MUÑONES

Marca: Proclinc
Características: Endurecimiento rápido al aire, de baja viscosidad. Frasco 15 ml. con pincel.

- Ref. H20657 Rojo 8 micras
- Ref. H20658 Azul 10 micras
- Ref. H20659 Plata 13 micras
- Ref. H20660 Oro 15 micras



-15%

antes 12,00€
10,20€

SPRAY DE OCLUSIÓN, PAPEL ARTICULAR, MARCADORES

Marca: Renfert
Características: 75ml.
Ref. H99041 Verde
Ref. H99045 Rojo



-15%

antes 10,55€
8,44€

SPRAY DE OCLUSIÓN, PAPEL ARTICULAR, MARCADORES

Marca: Proclinc
Características: Spray de oclusión en color, para un marcado claro de zonas irregulares en la confección de coronas, puentes o elementos que intervienen en la articulación. 75ml.

- Ref. H20663 Verde
- Ref. H20664 Rojo
- Ref. H20665 Azul
- Ref. H20666 Blanco

ventura gingival

Silicona de Encías



Polisiloxano de vinilo de viscosidad media. El tipo de dureza de **ventura gingival rigid** facilita el recorte de los bordes y el fresado cuando se termina el tejido gingival en el modelo. Gracias a la translucidez de **ventura gingival elastic** se obtienen excelentes resultados estéticos. Es adecuada, en presencia de rebajes y espesores delgados.

**2 x 50 ml +
separador 10 ml
25,80 € ud.**

Madespa

ventura crystalsil

Silicona transparente para máscaras

fast set



Pensado para realizar máscaras de silicona transparentes en el laboratorio para composites y resinas fotopolimerizables. Tiempo de trabajo : 1'. Tiempo de fraguado: 3'. Dureza Shore A: 70. Color: Transparente.

**2 x 50 ml
34,90 €**

Madespa

ventura top 85

Silicona frentes y llaves

lab



Indicada para llaves o frentes en los siguientes trabajos:

- Carga de resina en prótesis metálicas.
- Provisionales de resina.
- Reproducción de encías.
- Aislamiento de las prótesis dentales removibles para un desenmoldado más limpio.

**5 Kg + 2 cat 60 ml
49,90 €**

Madespa

ventura superdie rock

Yeso tipo IV Extraduro



Por la compra de 2 bidones de 18 Kg de **ventura superdie rock** 2 de 18 Kg **GRATIS*** 1 bidón de 6 Kg **ventura implant stone HG** valorado en 28,00 €

**Bidón 18 Kg
60,90 €**

**Bidón 6 Kg
22,90 €**

Yeso natural extra duro para muñones. Proporción agua / polvo : 20 ml / 100 g. Fraguado final (Vicat) : 11'. Expansión de fraguado (2 h) : 0,07 %. Resistencia a la compresión (1 h) : 49 MPa. Color: Marrón dorado / Gris / Blanco.

*El producto sin cargo lo envía directamente por Madespa, S.A. enviando la factura de compra a marketing@madespa.com - Ofertas no acumulables

Madespa

TRILUX BASE

Resinas acrílicas auto/termo-polimerizables para prótesis sobre implantes y carga inmediata



Resina	Porcentaje de conversión (%)
Hard Base	4,5%
Soft Base	2,7%
Ultra Base* Hard	5,7%
Ultra Base* Soft	2,5%

Autopolimerizable **Termopolimerizable**
Kit 450 g + 250 ml **Kit 450 g + 250 ml**
55,90 € **42,90 €**

Características:
La prótesis se autopolimeriza en 15 minutos. Resistencia mecánica, química y a la abrasión superior. Versátil, soporta varios métodos de polimerización. Alta estabilidad de color.
Beneficios:
Resina bivalente, mayor flexibilidad y agilidad de trabajo. Baja carga de monómero. Termopolimerizada la prótesis sería apta para personas sensibles a los metilmetacrilato.

*El producto sin cargo lo envía directamente por Madespa, S.A. enviando la factura de compra a marketing@madespa.com - Ofertas no acumulables

Por la compra de 1 kit TRILUX BASE **GRATIS*** una bolsa de 2 Kg **ventura superdie rock white**

Madespa

ventura cromabond CCB

Aleación de base Cr-Co para cerámicas

plus



GRATIS* Por la compra de 250 g de **ventura cromabond CCB** 1 bolsa de **ventura superdie rock grey** de 2 Kg y por la compra de 1000 g de **ventura cromabond CCB** 1 bidón de **ventura superdie rock grey** de 6 Kg

**Envase 250 g
49,90 €**

**Envase 1000 g
174,90 €**

Aleación base cobalto-cromo para todo tipo de cerámicas. Soldable con laser. Contenido : Co.59,0 % - Cr. 25,00 % - W. 9,5% - Mo. 3,5 % C.E.T. : 14,0 x 10-6 k-1 (20 - 600°C). Intervalo de fusión : 1305 - 1400 °C. Dureza Vickers (HV 10): 280. Tipo V

*El producto sin cargo lo envía directamente por Madespa, S.A. enviando la factura de compra a marketing@madespa.com - Ofertas no acumulables

Madespa

-15%
antes 61,03€
51,85€



ORMALAB

Marca: Major
Características: Bidón 5 Kg. + 2 catalizadores 60 ml.
Ref. H00329 Shore 95
Ref. H00298 Shore 85



-20%
antes 94,90€
75,90€



SILICONA ADICIÓN PROCLINIC EXPERT

Marca: Proclinic Expert
Características: Silicona de adición biocompatible, específica para laboratorio de elevada dureza final (Shore-A 85) y de resistencia elástica ideal. Excelente reproducción de detalles, sin deformación en mufla. Alta resistencia al calor (+200°C). Color verde.

Ref. H00194 2,5 Kg + 2,5 Kg.

HASTA
-22%



ZETALABOR

Marca: Zhermack
Características: Silicona mezclable con el catalizador (induret gel). Dureza final 85 Shore A.

Ref. H00179 5 Kg con 2 catalizadores. ~~76,22€~~ **59,20€**
Ref. H00186 10 Kg con 4 catalizadores ~~119,00€~~ **105,00€**
Ref. H00646 25 Kg con 10 catalizadores ~~281,00€~~ **247,30€**

LLÉVATE DE REGALO HASTA 10 CATALIZADORES.



-28%
antes 72,30€
52,30€



SILICONA DE DUPLICAR A+B

Marca: Proclinic
Características: Silicona de adición elástica de alta precisión para el duplicado de modelos de laboratorio. Envase 1 kg + 1 kg.

Ref. H00192 Shore 30
Ref. H00191 Shore 22
Ref. H00190 Shore 16



-31%
antes 69,95€
48,00€



SILICONA PUTTY LAB 5KG PROC EXPERT

Marca: Proclinic Expert
Características: Silicona de condensación específica para laboratorio de elevada dureza (Shore-A 85) y resistencia elástica. Excelente reproducción de detalles, sin deformación en mufla. Alta resistencia al calor (140°C).

Ref. H00195 Silicona 5 kg.

POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD, LLÉVATE DE REGALO 2 CATALIZADORES.



-25%



GINGIFAST MÁSCARA GINGIVAL

Marca: Zhermack
Características: Silicona de Adición para la reproducción de la encía para modelos en prostodoncia o prótesis fijas. Suministro: 2 cartuchos 50ml, 10ml de separador, 12 puntas de mezcladoras, 12 puntas intraorales y un nebulizador.

Ref. H00215 Gingifast Elastic
Ref. H00217 Gingifast Rigid ~~43,26€~~ **32,40€**

GINGIFAST CAD MÁSCARA GINGIVAL

Características: Silicona de Adición reflectante escaneable de lectura óptica, láser o táctiles, para reproducir encías artificiales. Suministro: 2 cartuchos 50ml, 10ml de separador y 6 puntas de mezcladoras azules.

Ref. H02168 Gingifast CAD Elastic
Ref. H02169 Gingifast CAD Rigid ~~45,32€~~ **33,95€**

ELITE DOUBLE

La línea Elite Double incluye una amplia gama de siliconas para duplicado. Diseñada para cumplir con las diferentes necesidades de los prótesis dentales en aplicaciones para prótesis fija y removible.

Elite Double
1 + 1 kg (base + catalyst)

€ 72,00

- C400830 **Elite Double 8** Normal
- C400831 **Elite Double 16** Fast
- C400832 **Elite Double 22** Normal
- C400834 **Elite Double 22** Fast
- C400838 **Elite Double 22** Extra Fast
- C400833 **Elite Double 32** Normal
- C400836 **Elite Double 32** Fast



Disponible también en bidón de 5 Kg

ELITE LC TRAY / ELITE LC TRAY ROUND

Línea de planchas de resina fotopolimerizable para cubetas individuales.



Elite LC Tray, (50 unidades)

€ 39,00

GRANDES DIMENSIONES

D500011 White | D500021 Pink |
D500031 Blue



Elite LC Tray Round, (50 unidades)

FORMA ERGONÓMICA

€ 34,00

D500050 White | D500052 Pink



-15%

antes 33,30€

28,31€

ZEISER PINS C X 1000

Marca: Zeiser
 Características: Sistema para confeccionar modelos desmontables.
 Ref. H16684 14mm



-20%

antes 89,90€

71,92€

ZEISER PLACAS BASE BLANCAS

Marca: Zeiser
 Características: Placas base blancas Caja x 100 para Imán.
 Ref. H16681



-15%

antes 9,90€

8,40€

REDUCTOR DE TENSIÓN

Marca: Proclinc
 Características: Reduce la tensión superficial de modelos decera o productos similares a la cera. Válido para todos los materiales de impresión (silicona y alginatos).
 Ref. H20698 100ml



-20%

DEBUBBLIZER REDUCTOR DE TENSIÓN

Marca: Kerr
 Características: Reductor superficial de la cera permitiendo que la escayola fluya uniformemente y suave sobre los patrones de cera. Para utilizar con vibrador de modelos

Ref. H12451 250ml ~~36,40€~~ **29,12€**

Ref. H12452 920ml ~~97,40€~~ **77,92€**



-15%

antes 28,80€

24,48€

BANDEJA PORTATRAabajos PLÁSTICO

Marca: Mestra
 Características: Caja de 10 unidades.
 Ref. H80020 Color Amarillo
 Ref. H80022 Color Azul
 Ref. H80024 Color Rojo
 Ref. H80026 Color Morado
 Ref. H80028 Color Blanco



-36%

antes 62,70€

39,95€

ARTICULADOR ASA

Marca: Asa Dental
 Ref. H11112 Incluye 4 platinas de montaje, 2 tornillos para platina y 1 plano oclusal



-15%

FREEPRINT CAST

Marca: Detax
 Características: Color rojo. Quema sin dejar residuos. Reproducción precisa de las estructuras. Baja viscosidad para reducir el gasto de material y facilitar la limpieza.

- Ref. HI03440 405 nm. 500g ~~159,00€~~ **135,15€**
- Ref. HI03441 405 nm. 1000g ~~285,33€~~ **242,53€**
- Ref. HI03442 UV 378-388 nm. 500g ~~159,00€~~ **135,15€**
- Ref. HI03443 UV 378-388 nm. 1000g ~~285,33€~~ **242,53€**

Cast: Compatible con todas las impresoras LED con rango de fotopolimerización 405 nm. Cast UV: Compatible con todas las impresoras LED/UV con rango de fotopolimerización 378-388 nm.



-15%

FREEPRINT CAST 2.0 UV

Marca: Detax
 Características: Resina de impresión 3D fotocurable para la fabricación de componentes calcinables. Es compatible con impresoras con rango de fotopolimerización 385nm. Tiene una excelente estabilidad dimensional para una aplicación segura. Es posible realizar reparaciones con el gel LC easyform. De baja viscosidad, reduce el tiempo de impresión y el gasto de material, así como facilita la limpieza de la bandeja de impresión. El material se puede calentar sin dejar residuos con un ajuste perfecto. Pueden usarse revestimiento a base de fosfatos. Color rojo transparente.

- Ref. HI03444 500 g ~~159,00€~~ **135,15€**
- Ref. HI03445 1000 g ~~285,33€~~ **242,53€**



-15%
 antes 246,00€
209,10€

DIMA PRINT CAST

Marca: Kulzer
 Características: 1000 g. Resina fotopolimerizable, especialmente optimizada para la impresión 3D. Estructuras CAD calcinables. Resistencia a la flexión 75 MPa, Módulo de flexión 1800 MPa

- Ref. HI03462 Lila

★ NOVEDAD



antes 314,07€
 SOLO POR
277,10€

FOTODENT CAST

Marca: Dreve
 Características: Botella 1 Kg. 385-405nm. Resina fotopolimerizable para el diseño de estructuras calcinables para la fabricación de esqueléticos.

- Ref. HI03480 Rojo Transparente

★ NOVEDAD



-18%

VARSEO VEST P PLUS

Marca: Bego
 Características: Revestimiento de precisión de aglomerado de fosfatos para calentamiento rápido. Especialmente diseñado para el colado de estructuras sobre modelos impresos previamente en impresoras 3D. Funciona con el líquido Begosol HE (H00352/H00353)

- Ref. HI02904 18 KG (72x250g) ~~122,30€~~ **100,29€**
- Ref. HI02905 18 KG (60x300g) ~~112,30€~~ **92,09€**
- Ref. HI02906 6 KG (20x300g) ~~58,90€~~ **48,30€**

★ NOVEDAD



-18%

VARSEO VEST C&B PLUS

Marca: Bego
 Características: Revestimiento de precisión de fosfatos para el calentamiento rápido. Especialmente diseñado para el colado de coronas y puentes confeccionados con resinas de impresoras 3D.


- Ref. HI02907 12,8 KG (80x160g) ~~170,55€~~ **139,85€**
- Ref. HI02908 4,8 KG (30x160g) ~~81,10€~~ **66,50€**
- Ref. HI02909 1 Litro ~~20,45€~~ **16,77€**
- Ref. HI02910 5 Litros ~~78,00€~~ **63,96€**

ORTODONCIA



-15%

antes 20,66€
17,50€



TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE HYRAX MAXI

Marca: Dentaorium
Características: Dilatación: 11 mm. $1 \times \bigcirc = 0,90$ mm.
Ref. HI2112 Retenciones rectas. 1 u.

TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE HYRAX MINI

Características: Dilatación: 7 mm. $1 \times \bigcirc = 0,90$ mm.
Ref. HI2122 Retenciones rectas. 1 u.



-25%

antes 25,00€
DESDE
18,75€

TORNILLO PARA SUPERIORES ESTÁNDAR

Marca: Leone
Características: Envase de 10 unidades

Ref. L2024 0,8 mm
Ref. L2025 0,8 mm **27,55€ 20,65€**

TORNILLO UNIVERSAL

Ref. L2026 0,7 mm
Ref. L2027 0,7 mm **25,00€ 18,75€**



-15%

antes 14,85€
DESDE
12,65€

DURAN - 10 PLANCHAS

Marca: Scheu Dental
Características: Planchas duro elásticas, transparentes, se combinan con autopolimerizables. No necesita presecado.

Ref. L5314	0.5 x 125 mm Redondo	14,85€	12,65€
Ref. L5315	0.625 x 125 mm Redondo	14,85€	12,65€
Ref. L5316	0,75 x 125mm Cuadrado	16,50€	14,05€
Ref. L5317	0.75 x 125 mm Redondo	16,50€	14,05€
Ref. L5318	1.0 x 125 mm Redondo	18,05€	15,35€
Ref. L5319	1.5 x 125 mm Redondo	20,10€	17,10€
Ref. L5320	2.0. x 125 mm Redondo	24,75€	21,05€



-15%

antes 22,45€
DESDE
19,10€

DISCOS Y PLANCHAS TERMOCONFORMABLES PARA ALINEADORES Y RETENEDORES

Marca: Leone

Ref. HI2224 Plancha cuadrada 125x0,5mm **22,45€ 19,10€**

Ref. HI2226 disco redondo Ø 120x1,0mm

Ref. HI2227 disco redondo Ø 125x1,0mm

Ref. HI2228 plancha cuadrada 125x1,0mm **26,53€ 22,55€**

DISCOS Y PLANCHAS TERMOCONFORMABLES PARA FÉRULAS DE DESCARGA-BRUXISMO

Ref. HI2232 Disco redondo Ø120x2,0mm

Ref. HI2233 Disco redondo Ø125x2,0mm

Ref. HI2234 Plancha cuadrada 125x2,0mm **22,45€ 19,10€**

DISCOS Y PLANCHAS TERMOCONFORMABLES PARA APRETADORES

Ref. HI2229 Disco redondo Ø120x1,5mm

Ref. HI2230 Disco redondo Ø125x1,5mm

Ref. HI2231 Plancha cuadrada 125x1,5mm **22,45€ 19,10€**



-20%

75,36€ 60,25€

POLÍMERO ORTODONCIA LEOCRYL NEUTRO


Marca: Leone
Características: Autopolimerizable.

Ref. H02657 1 kg. **75,36€ 60,25€**

MONÓMERO ORTODONCIA LEOCRYL

Marca: Leone
Características: Autopolimerizable.

Ref. H02665 0,5 l. **33,88€ 27,10€**



-15%

GANCHOS DE BOLA

Marca: Scheu Dental
Características: Preformados de acero inoxidable.

Ref. H04090	Ø 0,6 mm. 10 unidades	
Ref. H04093	Ø 0,7 mm. 10 unidades	
Ref. H04096	Ø 0,8 mm. 10 unidades	
Ref. H04100	Ø 0,9 mm. 10 unidades	
Ref. H04103	Ø 1,0 mm. 10 unidades	6,10€ 5,20€
Ref. H04092	Ø 0,6 mm. 100 unidades	
Ref. H04094	Ø 0,7 mm. 100 unidades	
Ref. H04098	Ø 0,8 mm. 100 unidades	
Ref. H04102	Ø 0,9 mm. 100 unidades	
Ref. H04104	Ø 1,0 mm. 100 unidades	46,60€ 39,50€

ORTODONCIA



-15%
antes 94,00€
79,90€

RESINA FOTOPOLIMERIZABLE KIEROPLAST

Marca: Kiero
Características: Composite universal fotopolimerizable en forma de pasta. Totalmente calcinable incluso en capas muy gruesas. Endurece mediante lámparas de luz entre 320-500 nm. Una vez polimerizado es muy duro y se deja reparar bien. Se aplica modelando el material con las manos. ras de luz entre 320-500 nm. Una vez polimerizado es muy duro y se deja reparar bien. Se aplica modelando el material con las manos.

Ref. H0008 30 gr.



Ref. H14392 Ref. H14394 Ref. H14460 Ref. H14396 Ref. H14398 Ref. H14400

PULIDOR EVE TECHNIK PARA ACRÍLICO

Marca: Eve
Características: Caja 10 unidades. Pulidos para acrílicos.

- Ref. H14392 Verde Grueso.
- Ref. H14394 Gris Medio.
- Ref. H14460 Amarillo Fino.
- Ref. H14396 Verde Grueso.
- Ref. H14398 Gris Medio.
- Ref. H14400 Amarillo Fino.

-25%
antes 21,80€
16,35€



Ref.H21076 Ref.H21082 Ref.H21080

ALICATES

Marca: Proclinic

- Ref. H21075 Aderer 12cm
- Ref. H21076 Aderer 13cm.
- Ref. H21083 Puntas serradas

-35%
antes 24,91€
DESDE
16,20€

- Ref. H21081 Universal
- Ref. H21082 Waldsachs

24,91€ **16,20€**
38,08€ **24,75€**

- Ref. H21077 Adams 13,5cm
- Ref. H21078 Angle 13cm
- Ref. H21079 Media caña 13cm
- Ref. H21080 Redondo

41,00€ **26,65€**



DESDE
31,00€

SOLDADURA UNIVERSAL PD

Marca: PD
Características: Soldadura, sin cadmio, lista para su uso en base a plata con fundente incorporado. Puede utilizarse con todo tipo de aleaciones siempre que su punto de fusión no sea inferior a 600°C. Indicada para trabajos de ortodoncia. Punto de fusión 630°C – 680°C. 150mm y 1mm Ø. Color Plata.

- Ref. H04347 12 varillas **62,90€ 55,00€**
- Ref. H04348 6 varillas **35,80€ 31,00€**



-30%
antes 18,50€
13,00€

FRESA TUNGSTENO

Marca: Proclinic
Características: Ideal para cortes de material plástico termoconformado Vástago 2,35mm.

Ref. H20778 Tamaño 023



-15%

VERTEX ORTHOPLAST

Marca: Vertex

- Ref. H101785 Polvo 1kg.
- Ref. H101786 Liquido 500ml.

67,00€ **56,90€**
28,80€ **24,45€**

I FÓRUM DIGITAL PROCLINIC

Proclinic te invita a participar en el **I Fórum Digital** que se celebrará el próximo **04 de octubre**, en la **Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia**.

Expertos de prestigio nacional e internacional expondrán las últimas **tendencias digitales** y novedades en **soluciones digitales** de CAD CAM, radiología digital, equipamiento y mucho más.

Además, experimentaremos con las últimas innovaciones y, a la vez, será la ocasión perfecta para hacer **networking** con los principales agentes del sector.

¿Te lo vas a perder?

Empresas colaboradoras:

PLANMEGA
Distribuidor exclusivo en España FADENTE

ivoclar
vivadent

vhf

secretaligner

3M Science.
Applied to Life.™

VITA

DESIGN 4PRINT

Talladium

'GC'

oxteia

exocad **DETAX**

Renfert

PONENCIAS

Dr. David Peñarrocha	CIRUJANO EN CLÍNICA MIGUEL PEÑARROCHA Criterios de éxito en cirugía periapical con CBCT	Dr. Filipe Cyrne	DIRECTOR MÉDICO EN CLÍNICA CYRNE Cirugía guiada e impresión 3D de provisionales pre-quirúrgicos
August Bruguera	DIRECTOR DEL LABORATORIO Y DEL CENTRO FORMATIVO DENTAL TRAINING CENTER BARCELONA Creando momentos decisivos. Odontología 2.0	Román Ferrer	DIRECTOR DE ICDE - IVOCLAR VIVADENT Digital Dentur, la nueva era de las completas digitales
Pedro Perales	DIRECTOR TÉCNICO DE DENTALESTHETIC Medicalfit digital workflow	Dr. João Rodrigues de Sousa	DIRECTOR MÉDICO EN CLÍNICA GONDOMAR Medicina dental digital. Planificación digital de implantes y cirugía guiada
Dra. Janire Uriarte	DIRECTORA MÉDICA EN CLÍNICA FÉNIX Método Chairside & CAD CAM. Soluciones en un día	Sebastián Sassi	PRODUCT MANAGER EN DYNAMIC ABUTMENT SOLUTIONS La importancia de la precisión en el flujo digital
Serena Santoro	SALES MANAGER DE EXOCAD EN EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA La nueva era de la Odontología digital: impulsada por la pasión, ejecutada con excelencia	Dr. Fernando Sánchez	DIRECTOR MÉDICO EN CLÍNICA DÁVILA Clínica digital 2.0: primeros pasos. ¡Que comience el espectáculo!
Dr. Pablo Kehyaian	FUNDADOR Y DIRECTOR CIENTÍFICO DE SECRETALIGNER Y SECRETALIGNER ACADEMY Ortodoncia digital: posibilidades y ventajas	Miguel Goñi	FUNDADOR DE MICROLAY, PRIMER FABRICANTE ESPAÑOL DE IMPRESORAS 3D PARA EL SECTOR DENTAL Impresión 3D dental: mitos y realidades
Emanuele Giunchi	SOCIO DEL LABORATORIO PROTÉSICO UNILAB DE RAVENNA Sobredentadura en la era digital	Kiril Plamenov	DIRECTOR DEL LABORATORIO DENTAL KÖNIG Rehabilitación en paciente por CAD CAM. Flujo de trabajo digital

**INSCRIPCIONES:
299€**

¡Plazas limitadas!

Contáctanos en: 900 800 880
atencion.laboratorio@proclinic.es

| Localización:



04 octubre 2019, Valencia



Metro. Estación Alameda. Líneas 3, 5, 7 y 9.



Bus. Líneas de autobuses EMT: 13, 14, 15, 19, 35, 95 y 40.



Coche. Parking disponible.



antes 15,40€
SOLO POR
13,90€



CERA TRIBOS M PLANCHAS

Marca: Gebdi
Características: Cera en planchas para prótesis completa de aspecto rosa opaco natural ligeramente elástica sin peligro de rotura en partes inferiores de la protuberancia. Ajuste preciso, buena estabilidad dimensional y punto de solidificación: 56°C.

Ref. H01021 Natural , 100gr.



i
Disponibles dientes posteriores en composite

DIENTES TRIBOS 501

Marca: Gebdi
Características: Tribos 501 son dientes de calidad desarrollados con estructura de PMMA, con un nuevo sistema de compresión "Mega-Press-Inject" para optimizar la densidad y dureza de la superficie. El diente de 3 capas, obtiene así, casi los mismos valores de calidad en la totalidad de la pieza. Esto repercute en la duración de la prótesis y en su susceptibilidad a la placa dental.

Consulte Oferta por cantidad



-20%
antes 30,00€
23,95€



CERA ARTICULAR EN ARCADEA

Marca: Proclinic
Características: 100 unidades. Cera preformada en forma de arcada, acorta el tiempo para realizar los registros de mordida. Cuentan con un canal anatómico para un encerado fácil. Disponible en 2 durezas.

Ref. H20012 Amarilla - Suave
Ref. H20014 Roja - Media



-25%
antes 36,20€
27,15€



CERA ROSA DE MODELAR PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: Planchas: 2.500 g.

Ref. H20802 Climas cálidos
Ref. H20812 Normal



-26%
antes 13,45€
10,00€



CERA ARTICULAR BARRAS

Marca: Proclinic
Características: Cera en barras para registro de mordida. Caja x 500 g.

Ref. H20810 Verde
Ref. H20814 Amarilla



-15%

antes 33,25€
DESDE
28,30€

SEPARATING FLUID

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Líquido aislante para todas las resinas.

Ref. H00577 1000ml **33,25€ 28,30€**

Ref. H00579 5l. **133,50€ 113,50€**



100+30

-15%

antes 6,05€
5,14€

DIENTES Y MOLARES IVOSTAR/GNATHOSTAR

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: La nueva línea de dientes Ivostar / Gnathostar reúne diferentes propiedades y ofrece una calidad de producto perfectamente adecuada a las expectativas, que son la señal de calidad habitual en Ivoclar Vivadent. Sus nuevos moldes modernos y funcionales, hacen de estos dientes, realizados en base al conocido material PMMA, la primera opción para la fabricación de una prótesis de alta calidad.

6,05€ **5,14€**

POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES, LLÉVATE 30 DE REGALO.

IMPORTANTE: Obsequio enviado directamente por Ivoclar. Solicitar a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto.



100+30

-16%

antes 10,30€
DESDE
8,64€

DIENTES Y MOLARES SR VIVODENT/ORTOTHYP CHROMASCOP

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Estratificación en tres capas con diferentes materiales y diversos grados de reticulación. Gran espectro cromático, suministrado en los 20 colores de la guía Chromascop.

ANTERIORES

10,30€ **8,64€**

POSTERIORES

13,40€ **11,25€**

POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES, LLÉVATE 30 DE REGALO.

IMPORTANTE: Obsequio enviado directamente por Ivoclar. Solicitar a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto.



100+30

-16%

antes 16,80€
DESDE
14,48€

DIENTES VIVODENT S PE ANTERIORES

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Fabricado con un PMMA de vanguardia, de doble reticulación (DCL), que otorga unas propiedades de resistencia al desgaste muy por encima de otros polimetilmetacrilatos, sin comprometer su estabilidad cromática y su alta resistencia al impacto.

ANTERIORES **22,60€ 19,34€**

POSTERIORES **16,80€ 14,48€**

POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES, LLÉVATE 30 DE REGALO.

IMPORTANTE: Obsequio enviado directamente por Ivoclar. Solicitar a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto.



100+30

-15%

antes 27,75€
DESDE
23,55€

DIENTES Y MOLARES SR PHONARES II

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Con el exclusivo diseño de configuración y ajuste, las líneas de dientes SR Phonares II marca nuevos estándares de funcionalidad y estética. Los últimos avances científicos han sido implementados en el desarrollo de SR Phonares II para satisfacer los requisitos más específicos de los clientes.

ANTERIORES **35,25€ 29,96€**

POSTERIORES **27,75€ 23,55€**

POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES, LLÉVATE 30 DE REGALO.

IMPORTANTE: Obsequio enviado directamente por Ivoclar. Solicitar a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto.



-35%

antes 11,60€
DESDE
5,80€

HIGIENIZADOR ABRILLANTADOR SPRAY

Marca: Proclinic

Características: Spray de refinamiento de prótesis con sabor a menta. Indicado para la eliminación de restos del pulido y el contenido de monómero restante de las superficies. Se aplica al terminar la prótesis sobre la resina revalorizando así la presentación del trabajo protésico. Debido a su sabor a menta evita el mal sabor a la hora de colocarla en la boca del paciente.

Ref. H20700 Spray 75ml **11,60€ 7,54€**

Ref. H20820 Atomizador 100ml **14,25€ 9,26€**

antes 35,85€

DESDE
31,55€



LUCITONE 199

Marca: Dentsply Sirona Lab
Características: Resina termopolimerizable de alto impacto para prótesis completas y parciales. Libre de Cadmio.

Ref. H02218 Líquido 430 ml ~~35,85€~~ **31,55€**

Ref. H02217 Pack II Kit 231g +120ml

Ref. H02220 Rojizo Claro II Kit 231g

Ref. H02215 Rosa Claro II Kit 231g ~~82,83€~~ **72,90€**

Ref. H02216 Polvo 630 Grs 30 Unit ~~120,93€~~ **106,42€**



-15%

PROBASE COLD

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: 2 x 500 g.

Ref. H02513 Monómero 500 ml. ~~54,95€~~ **46,71€**

Ref. H02515 Monómero 1000 ml. ~~92,25€~~ **78,41€**

Ref. H02427 Polímero 500 g. Pink

Ref. H02429 Polímero 500 g. Pink-V

Ref. H02441 Polímero 500 g. 36P-V ~~50,55€~~ **44,48€**

POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE PROBASE COLD POLÍMERO DE 500GR (CUALQUIER COLOR) LA UNIDAD A 33,36€ CADA UNA.

antes 67,79€

SOLO POR
59,66€



NEW OUTLINE DENTIN

Marca: Anaxdent
Características: 100 g.

- Ref. H5511** A1
- Ref. H5513** A2
- Ref. H5515** A3
- Ref. H5517** A3,5
- Ref. H5519** A4
- Ref. H5521** B1
- Ref. H5523** B2
- Ref. H5525** B3
- Ref. H5527** B4
- Ref. H5529** C2
- Ref. H5531** C3
- Ref. H5533** D3

antes 20,00€

DESDE
18,00€



MOLLOPLAST

Marca: Detax
Características: Silicona monocomponente, termocurable, apropiado para la polimerización en microondas. De gran adherencia a las prótesis acrílicas ya existentes.

Ref. H99083 15 ml. ~~20,00€~~ **18,00€**

Ref. H102691 45 g. ~~79,82€~~ **71,84€**



-15%

PROBASE HOT

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: 2 x 500 g.

Ref. H02057 Monómero 500 ml. ~~27,55€~~ **23,42€**

Ref. H02059 Monómero 1000 ml. ~~53,40€~~ **45,40€**

Ref. H02010 Polvo Pink-V Impl.

Ref. H02009 Pink

Ref. H02011 Pink V ~~62,00€~~ **52,70€**

-18%



TEMPORARY COLD-V DENTINA

Marca: Major

- Ref. H00400** Frasco 100 g. Color A2
- Ref. H00401** Frasco 100 g. Color A3
- Ref. H00414** Frasco 100 g. Color A3,5
- Ref. H00402** Frasco 100 g. Color B3
- Ref. H00403** Frasco 100 g. Color C2
- Ref. H00404** Frasco 100 g. Color D3

Ref. H00406 Frasco Incisal Universal 100 g. ~~24,82€~~ **20,35€**

Ref. H00408 Envase 500 g. Color A2

Ref. H00409 Envase 500 g. Color A3

Ref. H00410 Envase 500 g. Color B3 ~~101,54€~~ **83,26€**

TEMPORARY COLD-V LÍQUIDO

Ref. H00413 100 ml. ~~20,31€~~ **16,65€**

Ref. H00415 500 ml. ~~68,21€~~ **55,93€**



ESQUELÉTICOS



HASTA
-18%

WIRONIT EXTRA HARD Cr-Co

Marca: Bego
Características: La aleación ideal para el colado de prótesis.

Ref. H03561 Caja de 1Kg.

~~173,79€~~ **145,99€**



WIRONIT HARD

Marca: Bego
Características: 1000 g. La aleación ideal para el colado de prótesis parcial y trabajos combinados.

Ref. H03567

~~178,48€~~ **145,99€**

★
NOVEDAD



HASTA
-20%

antes 164,85€
131,88€

WIRONIT ECO

Marca: Bego
Características: Aleación de cromo cobalto tipo 5, apropiada para la técnica de colado sobre modelo y trabajos combinados. No compatible con revestimientos cerámicos. No contiene Níquel, cadmio, berilio ni plomo. Composición: Co 33.0%, Fe 30.0%, Cr 28.5%, Mo 5.0%, Mn 1.0%, Si 1.0%.

Ref. H03568



HASTA
-15%

antes 35,08€
25,57€

SOLDADURA DE CROMO COBALTO

Marca: Bego
Características: Varillas para soldar utilizables con todas las aleaciones de cromo-cobalto para la técnica de esqueléticos. Sobre con 5 varillas semiredondas.

Ref. H04413



antes 52,66€
DESDE
47,39€

HILO SOLDADURA LÁSER NI-CR

Marca: Kiero
Características: Bobina 2 metros. Hilo para soldar con Phaser o Laser aleaciones de Níquel-Cromo.

Ref. H101500 0,25mm.

Ref. H101501 0,4 mm.

Ref. H406901 0,5 mm.

~~52,66€~~ **47,39€**

~~61,30€~~ **57,17€**



HASTA
-22%

REVESTIMIENTO PARA COLADO SOBRE MODELOS

Marca: Proclinic

Ref. H21034 Caja de 45 bolsas x 500g. (18Kg.)

Ref. H21035 Líquido 1 Litro

~~80,95€~~ **63,45€**

~~14,15€~~ **11,32€**



HASTA
-26%

antes 91,99€
67,85€

WIROVEST POLVO REVESTIMIENTO

Marca: Bego

Ref. H00285 18 Kg (45 B x 400 g.)



HASTA
-26%

ÓXIDO DE ALUMINIO

Marca: Protechno
Características: Corindon puro. Blanco.

- Ref. HI4015** 4,5 kg. 50 micras
- Ref. HI4019** 4,5 kg. 80 micras
- Ref. HI4023** 4,5 kg. 110 micras
- Ref. HI4027** 4,5 kg. 150 micras
- Ref. HI4031** 4,5 kg. 180 micras
- Ref. HI4035** 4,5 kg. 250 micras

~~24,52€~~ **18,80€**

- Ref. HI4017** 25 kg. 50 micras
- Ref. HI4021** 25 kg. 80 micras
- Ref. HI4025** 25 kg. 110 micras
- Ref. HI4029** 25 kg. 150 micras
- Ref. HI4033** 25 kg. 180 micras
- Ref. HI4037** 25 kg. 250 micras

~~119,90€~~ **88,55€**



HASTA
-28%

ÓXIDO DE ALUMINIO PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: Óxido de aluminio de alta pureza 99,60% Al₂O₃. Color Blanco, Cristalización controlada. No causa silicosis (Si O₂: 0,01%). Para uso exclusivo en laboratorio dental.

- Ref. H62000** 50 micras. 5 kilos
- Ref. H62001** 100 micras. 5 kilos
- Ref. H62002** 150 micras. 5 kilos
- Ref. H62003** 250 micras. 5 kilos

~~22,70€~~ **16,30€**

- Ref. H62004** 50 micras. 25 kilos
- Ref. H62005** 100 micras. 25 kilos
- Ref. H62006** 150 micras. 25 kilos
- Ref. H62007** 250 micras. 25 kilos

~~97,55€~~ **87,80€**



-15%

ÓXIDO DE ALUMINIO COBRA

Marca: Renfert

- Ref. HI00182** 50 micras, 5 kg.
- Ref. HI00166** 110 micras, 5 kg.
- Ref. HI00276** 125 micras, 5 kg.
- Ref. HI00162** 250 micras, 5 kg.

~~27,50€~~ **23,38€**

- Ref. HI001822** 50 micras, 12,5 kg.
- Ref. HI001662** 110 micras, 12,5 kg.
- Ref. HI002762** 125 micras, 12,5 kg.
- Ref. HI001622** 250 micras, 12,5 kg.

~~60,50€~~ **51,43€**



-31%
antes 21,45€
14,90€

PERLA DE VIDRIO PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: Microesferas de sodio sin plomo. No deforman ni rayan el metal. 100% de partículas no abrasivas. No es tóxico.

- Ref. H62008** 50 micras. 4,5 Kg.



-15%

PERLAS BRILLO

Marca: Renfert
Características: Bidón 5 kg.

- Ref. HI00161** 50 micras
- Ref. HI00164** 100 micras

~~27,50€~~ **23,38€**

- Ref. HI001612** 50 micras. Bidón 12,5 kg.

~~69,80€~~ **58,65€**



-22%

PERLAS DE BRILLO

Marca: Protechno
Características: Perlas de cristal sin plomo.

- Ref. HI4063** 4,5 kg. 50 micras
- Ref. HI4067** 4,5 kg. 125 micras
- Ref. HI4065** 25 kg. 50 micras
- Ref. HI4069** 25 kg. 125 micras

~~21,10€~~ **16,55€**

~~105,00€~~ **82,40€**

-15%



FUJIVEST PREMIUM

Marca: GC
 Características: Revestimiento fosfatado sin carbono, para coronas y puentes adecuado para aleaciones no preciosas. Calentamiento rápido ó convencional.

Ref. H00480 Polvo 6 kg.
 (40 bolsas x 150 g.) ~~133,17€~~ **113,20€**

FUJIVEST PREMIUM LÍQUIDO EXPANSOR

Características: Para revestimiento Fujivest Premium.

Ref. H00484 Líquido 900 ml. ~~32,33€~~ **27,48€**

LLÉVATE DE REGALO EL LÍQUIDO DE 900ML
 POR LA COMPRA DE FUJIVEST PREMIUM

-15%



PLATINUM II POLVO

Marca: GC
 Ref. H00455 (40 bolsas x 150 g.) ~~160,47€~~ **136,40€**

PLATINUM II LÍQUIDO

Características: Líquido especial para revestimiento Platinum II.

Ref. H00465 Líquido 900 ml. ~~32,33€~~ **27,48€**

LLÉVATE DE REGALO EL LÍQUIDO DE 900ML
 POR LA COMPRA DE PLATINUM II

-20%

antes 60,10€
48,08€



VENTURA HIGH VEST -HIGH SPEED

Marca: Ventura

Ref. H00357 Bolsas predosificadas 4 Kg. (cajas de 25x160 g.)
 + 1000 ml. líquido expansor



HASTA
 -20%



REVESTIMIENTO PARA FIJO

Marca: Proclonic

Ref. H21030 30 bolsas x 160 g (4,8 kilos) ~~48,45€~~ **39,73€**

Ref. H21031 Botella 1 Litro. ~~14,15€~~ **11,32€**

LLÉVATE DE REGALO 1 LÍQUIDO PROCLINIC
 (VALORADO EN 14,15€) POR LA COMPRA
 DE 1 CAJA DE POLVO.



-20%

antes 32,90€
26,32€



SOLDADURA LV (UNIVERSAL AG)

Marca: Nobil-Metal
 Características: Indicada para soldar todo tipo de metales preciosos y no preciosos. Sobre de 12gr. en barra de 15cm. Color blanco. Composición: Ag 59%. Cu 16%. Zn 25%. Intervalo de fusión: 655-680. 700 °C Utilizables con las siguientes aleaciones: Au, Pd, Ni-Cr, Cr-Co.

Ref. H04427 Sobre 12 gr.

-25%

antes 63,74€
47,80€



REVESTIMIENTO EXPANSIÓN PLUS

Marca: Yeti

Características: Revestimiento universal para metales preciosos, no preciosos y cerámica prensada. Excelente relación calidad -precio. Superficies muy lisas gracias a sus partículas muy finas y excelente consistencia.

Ref. H98180 Caja de 50 bolsas de 100 gr
 + 1 litro líquido expansor.

-47%

antes 542,41€
290,00€



WIROCER PLUS CROMO NÍQUEL

Marca: Bego

Características: Aleación de níquel cromo para la técnica de metal cerámica libre de berilio. Desbastado sencillo. No precisa enfriamiento lento.

Ref. H03502 Caja 1 kg.

-36%

antes 562,02€
360,00€



WIRON 99

Marca: Bego

Características: Aleación de cromo níquel para la técnica metal-cerámica y resina -libre de berilio-. Muy resistente a la corrosión. Biocompatible. Elevado módulo de elasticidad. Facilidad de acabado gracias a la escasa dureza de 180 HV10.

Ref. H03501 Caja de 1Kg.

-25%

antes 180,93€
135,70€



SOLIBOND N, ALEACIÓN DE CROMO NÍQUEL

Marca: Yeti

Características: Excelente fluidez en el colado. La más alta precisión con una baja dureza. Capa de óxido muy fina y adhesión óptima con las masas cerámicas.

Ref. H98170 Caja de 1.000 g.

-18%

antes 390,00€
320,00€



HERAENIUM NA

Marca: Kulzer

Características: Aleación de Cr-Ni-Mo, exenta de Berilio. Es una aleación de metales no preciosos para el recubrimiento de coronas y puentes con cerámica o resina.

Ref. H03535 Caja de 1.000 g.

-34%

antes 70,80€
46,90€



VERA BOND II SIN BERILIO

Marca: Aalbadent

Características: Aleación de cromo níquel para coronas y puentes metal-cerámicas, consiguiendo colados precisos en los márgenes y una buena unión metal-porcelana. Aleación idónea para cerámicas tradicionales de grano medio tipo Ceramco, Excelco, Spectrum, Noritake, Synspar, Shofu-Crystar y otras cerámicas de grano medio del mercado. Caja de 208 gr.

Ref. H03550 2V (SIN BERILIO)

Ref. H03552 II (SIN BERILIO)

-25%

antes 53,90€
40,42€



BONDING NOBIL PARA METAL

Marca: Nobil-Metal

Ref. H00029 Frasco de 6 g.



HASTA
-36%

WIROBOND SG CROMO COBALTO

Marca: Bego
Características: Aleación cromo cobalto para la técnica de metal cerámica, sin níquel ni berilio. Biocompatible. Dureza Vickers 310 HV10.

- Ref. H03503 Caja 250g. ~~175,09€~~ **115,00€**
- Ref. H03504 Caja 1 kg. ~~549,95€~~ **350,00€**



-22%

HERAENIUM PW

Marca: Kulzer
Características: Aleación cerámica de CrCo para prótesis fija. Es una aleación de Cobalto-Cromo-Molibdeno para la elaboración de coronas y puentes con revestimiento cerámico o acrílico.

- Ref. H03543 Envase 1.000 g. ~~768,00€~~ **599,00€**
 - Ref. H03544 Envase 250 g. ~~213,00€~~ **166,00€**
- HERAENIUM P (CR-CO CERÁMICA)**
- Ref. H03539 Envase 1.000 g. ~~768,00€~~ **599,00€**
 - Ref. H03541 Envase 250 g. ~~213,00€~~ **166,00€**




-26%
antes 241,07€
179,00€

SOLIBOND C PLUS ALEACIÓN DE CROMO COBALTO

Marca: Yeti
Características: Aleación de cromo cobalto sin níquel ni berilio. Capa de óxido muy fina. Su excelente fluidez garantiza colados seguros. Se consigue un pulido y brillo con rapidez. Adhesión óptima con las masas cerámicas.

- Ref. H98171 Caja de 1.000 g.



-15%

SOLDADURA VERA SOLDER

Marca: Aalbadent
Características: Cr. Ni. Sobre de 5g.

- Ref. H04431 Soldadura Vera Solder. ~~33,18€~~ **28,20€**
- Ref. H04433 Soldadura Vera PD Solder. ~~30,16€~~ **25,60€**

POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES, TE REGALAMOS 1 FRASCO DE VERA FLUX DE 42,5g. O VERA FLUX PD DE 28,3g



antes 139,50€
DESDE 122,75€

COLADO CC

Marca: Ivoclar Vivadent

- Ref. H03585 Envase colado CC 250 g. ~~139,50€~~ **122,75€**
- Ref. H03586 Envase colado CC 1000 g. ~~487,00€~~ **428,55€**



-34%
antes 431,48€
285,00€

GC INITIAL CAST NP METAL CRCO

Marca: G.C.
Características: Aleación de colado CoCr tipo 4 para técnicas de recubrimiento metal cerámico en coronas y puentes. La expansión térmica de 14,1 x 10-6 K-1 es compatible con la mayoría de las cerámicas de metal más comunes en el mercado.

- Ref. H03518 1.000 g.



-35%

antes 39,00€
25,35€



DISCO FIBRA P/CERÁMICA

Marca: Proclinic

Características: Disco de carburo de silicio con diamante y doble fibra de refuerzo, para separar cerámica. 20 unidades.

Ref. H20780 Ø 22 x 0,20mm.

Ref. H20782 Ø 22 x 0,30mm.

-15%



DISCO DYNEX BRILLANT

Marca: Renfert

Características: Disco impregnado con partículas de diamante para aplicar sobre cerámica y circonio. Extremadamente fino (0,20mm) para la separación precisa de los espacios interdientales.

Ref. HI00082 Ø 20 x 0,20mm ~~46,50€~~ **39,53€**

Ref. HI00083 Ø 20 x 0,08mm ~~22,00€~~ **18,00€**

Ref. HI00084 Ø 20 x 0,30mm ~~51,50€~~ **43,78€**

Ref. HI00269 Ø 20 x 0,25mm ~~50,00€~~ **42,50€**



-25%



Ref. H20844

Ref. H20846

Ref. H20848

Ref. H20850

Ref. H20852

ABRASIVO CON DIAMANTE

Marca: Proclinic

Características: Abrasivo con diamante, indicado para el repasado del circonio en seco.

Ref. H20844 4x10 mm.

Ref. H20846 5x12 mm. ~~16,50€~~ **12,35€**

Ref. H20848 22x2 mm.

Ref. H20850 16x3,5 mm. ~~26,40€~~ **19,80€**

Ref. H20852 7x12 mm. ~~19,80€~~ **14,85€**

-22%

antes 69,50€
54,00€



PASTA DIAMANTA DE PULIR

Marca: Renfert

Características: 10 gr.

Ref. HI4136 Universal

Ref. HI4137 Circonio ZRO2

Ref. HI4138 Disilicatos LISI2

-18%

antes 64,70€
53,00€



KIT EVE DIASNT PLUS / DIACERA CIRCONIO

Marca: Eve

Características: Especialmente diseñado para el pulido de circonio. Alta concentración de partículas de diamante para una eficiencia superior. Acabado pulido que evita el uso de la capa de glaseado.

Ref. HI4269

-18%

antes 64,70€
53,00€



KIT EVE DIASNT PLUS / DIAPRO DISILICATO

Marca: Eve

Características: Especialmente diseñado para el pulido de porcelana de disilicato. Grano diamantado para una eficiencia superior. Acabado pulido con acabado igual a una capa de glaseado.

Ref. HI4271



-35%

FRESAS DE TUNGSTENO CORTE REGULAR


Marca: Proclinic
 Características: Ideal para el corte rápido de metal, acrílico y piedra.
 Vástago 2,35mm. 1 unidad



Corte Regular													
Modelo	71E	77E	79E	79E	79E	137E	138E	251E	257E	261E	295E	351E	351E
Tamaño	023	021	040	045	060	023	016	060L	023	023	023	040	060
rpm.	5.000-38.000	15.000-28.000	15.000-28.000	15.000-28.000	15.000-28.000	5.000-38.000	5.000-38.000	15.000-18.000	5.000-38.000	5.000-38.000	5.000-38.000	15.000-28.000	15.000-28.000
Ref.	H20710	H20712	H20714	H20716	H20718	H20720	H20722	H20724	H20726	H20728	H20730	H20732	H20734
	18,50€	21,50€	21,50€	21,50€	21,50€	18,50€	18,50€	21,50€	18,50€	18,50€	18,50€	21,50€	21,50€
	12,05€	13,95€	13,95€	13,95€	13,95€	12,05€	12,05€	13,95€	12,05€	12,05€	12,05€	13,95€	13,95€


911H

Super-Flex



943

Super-Flex




DISCOS DIAMANTADOS SUPER FLEX

Marca: Busch

Ref. HI7114	911H.220.PM 1unidad	22,58€	18,06€
Ref. HI7116	943.080.PM 1unidad		15,17€
Ref. HI7118	943.100.PM 1unidad	18,96€	

-20%


antes 40,00€
32,00€



PULIDOR UNIVERSAL PARA CERÁMICA

Marca: Eve
 Características: Caja 100 unidades.
Ref. HI4355 Rueda Blanca. 22 x 3 mm.
Ref. HI4356 Lenteja Blanca. 22 x 4 mm.
Ref. HI4357 Punta Blanca. 7 x 20 mm.

-15%



Ref. HI5141 Ref. HI5165 Ref. HI5173 Ref. HI5187 Ref. HI5239

FRESA TUNGSTENO PM

Marca: Komet

Ref. HI5141	PM H79E-060	
Ref. HI5165	PM H351E-040	
Ref. HI5173	PM H251E-060	
Ref. HI5187	PM H250E-040	33,96€
Ref. HI5239	PM H77EF-023	28,10€
		21,68€

-20%

antes 110,00€
88,00€



ABRASIVO MARRÓN JOTA.

Marca: Jota
 Características: Abrasivos marrones de óxido de aluminio. Para el pulido de aleaciones de metal. Caja 100 u.

Ref. HI4623	5mm LONG. 12,5mm
Ref. HI4621	6,5mm LONG. 1mm



-32%

HERACERAM Y HERACERAM ZIRCONIA 750

Marca: Kulzer

Heraceram Incisal, Dentina 20g

Heraceram Opaquer 20g

Heraceram Opaquer pasta 2ml

Heraceram Margin 20g

Heraceram Incisal, Dentina 100g

Heraceram Zirconia 750 Incisal, Dentina 20g

Heraceram Zirconia 750 Enhancer, Gingiva, Increaser, Mamelon, Dentina 20Gr

41,00€ **27,88€**
 52,00€ **35,36€**
 156,00€ **106,08€**
 59,00€ **40,12€**



-15%

EX3 DENTINA BODY

Marca: Noritake

EX3 Dentina, Incisal 10g

EX3 Opaquer Pasta 6g

EX3 Dentina, Incisal 50g

13,50€ **11,48€**
 34,72€ **29,51€**
 53,99€ **45,89€**



INITIAL MC Y INITIAL ZR-FS

Marca: G.C.

Initial Mc Paste Opaque 3G

Initial Mc Paste Opaquer Tarro 4G

Initial Mc Powder Opaque 20G

Initial Mc Powder Opaque 50G

Initial Mc Dentina, Incisal 20G

Initial Mc Dentina, Incisal 50G

Initial Zr-Fs Dentin, Incisal 50G

32,18€ **27,00€**
 34,87€ **29,64€**
 45,57€ **38,73€**
 93,84€ **79,76€**
 37,76€ **32,10€**
 76,38€ **64,92€**
 104,49€ **88,82€**



-15%



-15%

CZR DENTINA

Marca: Noritake

Incisal 10g

Incisal 50g

17,99€ **15,29€**
 71,99€ **61,19€**



IPS Style®

-12%



IPS BUILD UP LIQUID

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Adecuado para los técnicos que prefieren tiempos de trabajo largos, ya que es un material húmedo y con una gran estabilidad. Puede utilizar rebajado con agua destilada para ajustar a la estabilidad de los materiales cerámicos para que se adapten a sus hábitos de trabajo. Envase 60ml.

Ref. H71194 Allround

Ref. H71196 Soft

19,70€€€ **17,34€€**

IPS STYLE CERAM DEEP DENTINA

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Materiales opacos con el color de la dentina que se utilizan en áreas limitadas en el grosor de capa y en los bordes incisales para enmascarar los "límites de la estructura" foto ópticos y para conseguir resultados fieles a la naturaleza.



Contenido	20 g
-----------	------

33,35€€€ **31,11€€**



IPS STYLE CERAM DENTINA

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: El color y la transparencia de los materiales IPS System Ceram Dentin se han ajustado para simular la dentina natural. Permite una correcta reproducción del color de la dentina.

Contenido	20 g	100 g
-----------	------	-------

30,65€€€ 133,50€€€
26,97€€ 117,48€€



IPS STYLE CERAM INCISAL

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Se modelan de acuerdo con los materiales incisales naturales. En combinación con materiales Dentina, ayudan a conseguir el correcto color A-D.

Contenido	20 g	100 g
-----------	------	-------

30,65€€€ 133,50€€€
26,97€€ 117,48€€



IPS STYLE POWDER OPAQUER 870

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Materiales cerámicos opacos para cubrir la estructura de metal y crear el color básico.

Contenido	18 g	80 g
-----------	------	------

32,15€€€ 115,00€€€
28,29€€ 101,20€€



IPS STYLE STARTER KIT A-D

Marca: Ivoclar Vivadent

Ref. H71003

Consultar oferta de recompra

LLÉVATE DE REGALO 1 IPS STYLE CERAM POWER OPAQUER 18G POR LA COMPRA DE 4 REPOSICIONES DE IPS STYLE CERAM 20G REPOSICIONES DE DENTINA O INCISAL.

* OBSEQUIO ENVIADO MEDIANTE ENVÍO DIRECTO. SOLICITA TU REGALO PRESENTANDO LA FACTURA EN WWW.IVOCLARVIVADENT.ES/ENVIODIRECTO



IPS d.SIGN®



IPS-D.SIGN A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	3 g. OPAQUER PASTA	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA	250 g. DENTINA
color A1	H60369	H60403	H60437	H99750
color A2	H60371	H60405	H60439	H99751
color A3	H60373	H60407	H60441	H99752
color A3,5	H60375	H60409	H60443	H99753
color A4	H60377	H60411	H60445	H99754
color B1	H60379	H60413	H60447	H99755
color B2	H60381	H60415	H60449	H99756
color B3	H60383	H60417	H60451	H99757
color B4	H60385	H60419	H60453	H99758
color C1	H60387	H60421	H60455	H99759
color C2	H60389	H60423	H60457	H99760
color C3	H60391	H60425	H60459	H99761
color C4	H60393	H60427	H60461	H99762
color D2	H60395	H60429	H60463	H99763
color D3	H60397	H60431	H60465	H99764
color D4	H60399	H60433	H60467	H99765

34,55€ 33,05€ 144,00€ 342,00€
30,40€ 29,08€ 126,72€ 300,96€



IPS-D.SIGN A-D INCISAL T REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL T	100 g. INCISAL T	250 g. INCISAL T
color TS1	H60513	H60519	H99770
color TS2	H60515	H60521	H99771
color TS3	H60517	H60523	H99772

33,05€ 144,00€ 342,00€
29,08€ 126,72€ 300,96€

IPS InLine®



IPS-INLINE A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	3 g. OPAQUER	9 g. OPAQUER	18 g. POLVO OPAQUER	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA
color A1	H61151	H61185	H61152	H61219	H61255
color A2	H61153	H61187	H61154	H61221	H61257
color A3	H61155	H61189	H61156	H61223	H61259
color A3,5	H61157	H61191	H61158	H61225	H61261
color A4	H61159	H61193	H61160	H61227	H61263
color B1	H61161	H61195	H61162	H61229	H61265
color B2	H61163	H61197	H61164	H61231	H61267
color B3	H61165	H61199	H61166	H61233	H61269
color B4	H61167	H61201	H61168	H61235	H61271
color C1	H61169	H61203	H61170	H61237	H61273
color C2	H61171	H61205	H61172	H61239	H61275
color C3	H61173	H61207	H61174	H61241	H61277
color C4	H61175	H61209	H61176	H61243	H61279
color D2	H61177	H61211	H61178	H61245	H61281
color D3	H61179	H61213	H61180	H61247	H61283
color D4	H61181	H61215	H61182	H61249	H61285

27,10€ 74,05€ 30,70€ 26,35€ 120,00€
23,85€ 65,15€ 27,02€ 23,19€ 105,60€



IPS-INLINE TRANSPARENTE INCISAL A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL	100 g. INCISAL
color 1	H61291	H61299
color 2	H61293	H61301
color 3	H61295	H61303

26,35€ 120,00€
23,19€ 105,60€

IPS e.max



-12%



IPS-E.MAX PRESS

Marca: Ivoclar Vivadent

E.max press						
Contenido	HO x 3	HO x 5	MO x 3	MO x 5	OPAL X 3	OPAL X 5
0	H62997	H62993	H62981	H62969		
1	H63018	H63016	H62983	H62971	H999130	H999124
2	H63024	H63014	H62985	H62973	H999131	H999125
3			H62987	H62975		
4			H62989	H62977		

88,50€€ 88,50€€ 106,00€€ 88,50€€ 116,00€€ 116,00€€
77,88€€ 77,88€€ 93,28€€ 77,88€€ 102,08€€ 102,08€€

E.max press							
Contenido	HT x 3	HT x 5	LT x 3	LT x 5	MT x 3	MT x 5	MULTI X 5
BL1	H629836	H629832	H99920	H99924			
BL2	H629837	H629833	H99921	H99925	H999150	H999140	H999164
BL3	H629838	H629834	H99922	H99926	H999151	H999141	
BL4	H629839	H629835	H99923	H99927	H999152	H999142	
A1	H629816	H629800	H99913	H99989	H999143	H999133	H999155
A2	H629817	H629801	H99914	H99990	H999144	H999134	H999156
A3	H629818	H629802	H99915	H99991	H999145	H999135	H999157
A3,5	H629819	H629803	H99916	H99992			H999158
A4	H629820	H629804	H999107	H999100			
B1	H629821	H629805	H99917	H99993	H999146	H999136	H999159
B2	H629822	H629806	H99918	H99994			H999160
B3	H629823	H629807	H99919	H99995			
B4	H629824	H629808	H999108	H999101			
C1	H629825	H629809	H999109	H999102			H999161
C2	H629826	H629810	H99928	H99929			H999162
C3	H629827	H629811	H999110	H999103			
C4	H629828	H629812	H999111	H999104			
D2	H629829	H629813	H999112	H999105			H999163
D3	H629830	H629814	H99930	H99931			
D4	H629831	H629815	H999113	H999106			

106,00€€ 88,50€€ 88,50€€ 106,00€€ 106,00€€ 88,50€€ 136,50€€
93,28€€ 77,88€€ 77,88€€ 93,28€€ 93,28€€ 77,88€€ 120,12€€



IPS-E.MAX CERAM.

Marca: Ivoclar Vivadent

**DENTINA Ó INCISAL 20GR
 POWER DENTINA Ó INCISAL 20GR**

39,25€ **34,54€**

LLÉVATE DE REGALO 1 IPS E-MAX CERAM POWER DENTIN 20G A3 POR LA COMPRA DE 4 REPOSICIONES DE IPS E-MAX CERAM 20G REPOSICIONES DE DENTINA O INCISAL.

'GC'

**Hasta
-32%**



INITIAL SPECTRUM STAIN SET

Características: GC Initial Spectrum Stains es un maquillaje y glaseado universal para el maquillado y caracterización individualizada de los materiales cerámicos a nivel externo y la individualización interna de capas de cerámica. De un amplio rango de CTE (Coeficiente de Temperatura) son perfectamente compatibles con casi todos los tipos de cerámicas dentales.

Ref. H43020 | Set **944,81€ 640,00€**

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables.



OPTIGLAZE COLOR SET

Características: OPTIGLAZE COLOR es un coating líquido de nano-rellenos fotopolimerizables, listos para usar, que le dan la posibilidad de una manera muy sencilla de añadir color de larga duración a decoloraciones o desgastes y brillo natural a la superficie con una capa fina de 25-50 µm.

Ref. H44170 | Set **710,86€ 520,00€**

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables.



GRADIA PLUS

Características: Sistema de composite modular para restauraciones indirectas. Composite nanohíbrido fotopolimerizable de elevada resistencia, ofrece brillo, translucidez, intensidad y una opalescencia natural en el medio bucal muy parecida a la de la cerámica.

Ref. H44289 One Body Set **599,00€ 425,00€**

Ref. H44287 Paint Set **728,00€ 475,00€**

LLÉVATE DE REGALO LA REF* 46173 EXACLEAR 48ML X 2 CARTUCHOS POR LA COMPRA DE LA REF* H44289. EL REGALO LO ENVIA GC IBÉRICA.

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables.

NOVEDAD



**Consultar oferta
por cantidad**

INITIAL LISI PRESS

- Ref. H43330 LT A1/5
- Ref. H43331 LT A2/5
- Ref. H43332 LT A3/5
- Ref. H43329 LT B0/5
- Ref. H43328 LT B00/5
- Ref. H43333 LT B1/5
- Ref. H43334 LT B2/5
- Ref. H43335 LT C1/5
- Ref. H43336 LT C2/5

87,30€ 65,00€

- Ref. H43306 HT BLE/5
- Ref. H43307 HT E57/5
- Ref. H43308 HT E58/5
- Ref. H43309 HT E59/5
- Ref. H43310 HT E60/5
- Ref. H43305 HT EXW/5
- Ref. H43321 LT A/5
- Ref. H43322 LT B/5
- Ref. H43323 LT C/5
- Ref. H43324 LT D/5
- Ref. H43325 MO 0/5
- Ref. H43326 MO 1/5
- Ref. H43327 MO 2/5

88,61€ 65,00€

- Ref. H43313 MT A1/5
- Ref. H43314 MT A2/5
- Ref. H43315 MT A3/5
- Ref. H43312 MT B0/5
- Ref. H43311 MT B00/5
- Ref. H43316 MT B1/5
- Ref. H43317 MT B2/5
- Ref. H43318 MT C1/5
- Ref. H43319 MT C2/5
- Ref. H43320 MT D2/5



GC LISI PRESSVEST

Características: Revestimiento fosfatado libre de carbono para las técnicas de cerámica inyectada que ofrece un procesamiento más fácil, rápido y seguro. Optimizado para la técnica de calentamiento rápido.

Ref. H43302 Líquido. 900 ml. **30,15€ 40,19€**

Ref. H43301 Polvo. 60 x 100 gr. **199,35€ 149,50€**

**POR LA COMPRA DE 3 GC INITIAL LISI PRESS PASTILLAS (5PCS) REGALO DE 1 KIT INTRO LISI PRESSVEST.
POR LA COMPRA DE 6 GC INITIAL LISI PRESS PASTILLAS (5PCS) REGALO DE 1 KIT INTRO LISI PRESSVEST + 1 GC INITIAL PRESS PASTILLAS (5PCS)**

**POR LA COMPRA DE LISI PRESS VEST DE 100X60GR RECIBE
DE REGALO EL LÍQUIDO REF. H43302**

SIGNUM METAL BOND KIT INTRODUCCIÓN

Marca: Kulzer
 Características: Adhesivo para metal resina, para la técnica de colado sobre modelos y la de coronas y puentes. Posibilidad de aplicación intraoral y extraoral.

Ref. H00112 227,00€ **186,15€**



SIGNUM CERAMIC BOND SET

Marca: Kulzer
 Características: Para todas las cerámicas de silicato. Para acondicionar las superficies a unir antes de la incorporación de la restauración cerámicas (cerámicas inyectadas o prensadas) con cementos de composite. Para la preparación de superficies cerámicas en reparaciones intraorales y extraorales con composites. Para generar una capa de dispersión para lograr la unión con compuestos en base a metacrilatos.

Ref. H00116 158,00€ **129,50€**



SIGNUM ZIRCONIA BOND SET

Marca: Kulzer
 Características: Agente de unión para la reparación de restauraciones cerámicas basadas en circonio junto con adhesivos de cerámica Signum Zirconia Bond y composites. Unión de superficies de estructuras de circonio al composite. Unión de postes, puentes Maryland en base a composite.

Ref. H00119 227,00€ **186,15€**



HASTA **-32%**

SIGNUM

Marca: Kulzer
 Características: Signum es un composite óptimo para el uso sobre estructuras metálicas.

- Signum Ceramis Margin 52,00€ **35,35€**
- Signum Matrix 57,00€ **38,75€**
- Signum Composite Dentina 43,00€ **29,25€**
- Signum Ceramis Effect 54,00€ **36,70€**
- Signum Cre-Active 35,00€ **23,80€**
- Signum Opaquer 36,00€ **24,50€**
- Signum Flow 44,00€ **29,90€**

POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE REGALO SIGNUM TOOL

antes 18,20€
SOLO POR
16,02€



COMPOSITE NEXCO

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Sr. Nexco es un composite fotopolimerizable de laboratorio con microrellenos opalescentes, indicado para restauraciones con o sin estructura. Los colores pueden ser ajustados con un amplio rango de grosor de capa, consiguiendo así un aspecto natural en restauraciones fijas y removibles, incluso con gingiva artificial.

- Dentina 2,5g
- Incisal 2,5g
- Effect 2,5g

ANAXBLEND DENTIN FLOW

Marca: Anaxdent
 Características: Sistema de recubrimiento en base a composites que une las masas en pasta de varios rangos de dureza con una gran variedad de masas fluidas (75 % de contenido en relleno de cerámica). Los esmaltes en pasta tienen una estabilidad y una dureza similar al esmalte natural.

- Dentin flow 3g
- Enamel flow 3g 24,76€ **21,80€**
- Dentin flow big block 20g
- Enamel flow big block 20g 123,40€ **108,60€**
- Opaquer 3g 25,69€ **22,60€**
- Dentin paste 4g 29,92€ **26,33€**
- Enamel paste 4g 32,09€ **28,24€**



antes 24,76€
DESDE
21,80€

POR LA COMPRA DE 4 X SR NEXCO PASTE DENTIN, INCISAL O EFFECT DE CUALQUIER COLOR, DE REGALO 1 X SR NEXCO PASTE DENTIN A3. OBSEQUIO ENVIADO MEDIANTE ENVÍO DIRECTO. SOLICITA TU REGALO PRESENTANDO LA FACTURA EN WWW.IVOCLARVIVADENT.ES/ENVIODIRECTO



-20%
antes 1.316,50€
1.049€

ARENADORA BASIC MASTER

Marca: Renfert
Características: La arenadora fina Basic master se considera un verdadero milagro en lo referente al espacio y ofrece un gran confort de movimiento. El aparato viene equipado con 2 depósitos.

Ref. H92110

EASYCLEAN BAÑO ULTRASONIDOS 220V-240V

Marca: Renfert
Características: Aparato de limpieza por ultrasonidos de usos sencillo, intensivo y cuidadoso con la tecnología más avanzada.



Ref. HI00252

694,50€ **550,00€**

EASYCLEAN TAPA INSERTABLE DE ACERO FINO

Ref. HI00254 61,94€ **52,65€**



EASYCLEAN VASO DE CRISTAL DE 600ML CON TAPA



Ref. HI00258

19,71€ **16,75€**

EASYCLEAN CESTA DE ACERO FINO

Ref. HI00255



64,78€ **55,06€**

HASTA **-21%**

★ **NOVEDAD**

ASPIRADOR SILENT TC

Marca: Renfert
Características: Sistema de aspiración para un puesto de trabajo. Aspiración potente, sin bolsa, con limpieza de filtro automática y motor colector de larga duración. Sin costes adicionales gracias a la recogida de polvo sin bolsa. Escaso ruido de funcionamiento: máximo 54,3 dB (A). Garantizadas 1000 horas de servicio de la turbina de aspiración gracias al control innovador del transformador. Trabajo sin interrupción con un cambio de motor sencillo en pocos minutos. Tensión/ frecuencia de red admisible: 220-240 v, 50-60 Hz

Ref. H92804

1.782€ **1.515€**



ASPIRACIÓN SILENT TC-2

Marca: Renfert

Ref. H92805

2.257€ **1.918€**



-15%



ASPIRADOR SILENT POWERCAM EC

Marca: Renfert
Características: Unidad de aspiración ultra potente con motor EC, sistema sin bolsas y tecnología de filtrado ultrafino, adecuado para uso frecuente de sistemas CAM.

Ref. H92922

-29%
antes 2.403,00€
1.715€



-15%
antes 1.479€
1.250€

PERFECTA 300

Marca: W&H
Características: Micromotor de sobremesa de laboratorio pensado para el tratamiento preciso de todos los materiales procesados con una pieza de mano en el laboratorio dental. De 1.000 a 40.000 rpm. Torque 5,5 Ncm. Motor sin escobillas. Giro a la izquierda y a la derecha.

Ref. H95510

1.479€ **1.250,00€**



antes 2.181,00€
DESDE
1.149,00€

ULTIMATE XL

Marca: Nsk
Características: Micromotor de sobremesa con pieza de mano Compact. Velocidad de trabajo de 1.000 a 50.000 rpm. Torque: Máx. 6,0 Ncm.

Ref. H02350 Torque Mesa ~~2.181,00€~~ **1.449,00€**

Ref. H02346 Compact ~~2.181,00€~~ **1.149,00€**



-41%
antes 1.332,00€
790€

MARATHON MULTI 600

Marca: Saeyang
Características: Micromotor de inducción. Triple función de control de velocidad: desde la unidad, con pedal de velocidad variable, con control de rodilla.
Revoluciones: 1.000 – 50.000 rpm.
Torque: Máx. 7,8 Ncm.

Ref. H14622

LLÉVATE DE REGALO UN MICROMOTOR MARATHON-3 CHAMPION POR LA COMPRA DE UN MICROMOTOR MARATHON MULTI 600



-43%
antes 2.120,00€
1.199€

TURBINA NSK PRESTO AQUA II

Marca: NSK
Características: Turbina neumática libre de lubricación con spray de agua refrigerante. Pieza de mano de libre rotación 360°. Bajo nivel de ruido y vibración.

Ref. H02352



-44%
antes 1.061,00€
599€

PRESTO II SIN SPRAY

Marca: NSK
Características: Turbina neumática libre de lubricación sin spray de agua. Pieza de mano de libre rotación 360°. Bajo nivel de ruido y vibración.

Ref. H02358



-40%
antes 794,20€
476,50€

ESTACIÓN NEUMÁTICA CON TURBINA TD783 SIN SPRAY

Marca: Bien Air
Características: Estación neumática de sobremesa con turbina TD 783 sin spray. Muy estable y de dimensiones reducidas.

Ref. H92551

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables.



-22%
antes 246,41€
192€

DECANTADOR DE YESOS

Marca: Mestra

Características: Fabricada en polipropileno resistente. Rápida y sencilla limpieza porque la suciedad queda recogida en una bolsa de plástico. El cierre hermético de su tapa impide la propagación de malos olores. Su tamaño y forma han sido pensados para una sencilla instalación bajo el fregadero.

Ref. H11056 14 litros



-22%
antes 841,13€
656€

MEZCLADORA DE VACÍO IRIS 2

Marca: Mestra

Características: Permite elaborar fácilmente revestimientos, escayolas y mezclas afines. Tres versiones distintas disponibles, diferenciadas en el sistema de control.

Ref. H92464



-20%
antes 235,00€
188€

SILLA ELASTÓMERO NEGRO 58 STORM

Marca: Storm

Características: Fabricada en elastómero antideslizante y resistente, de fácil limpieza y mantenimiento. Respaldo regulable en altura y profundidad. Elevación a gas, altura min. 44cm máx. 56cm. Base de cromo con aro apoyapiés. El mecanismo de contacto permanente permite ajustar el grado de inclinación de respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.

Ref. H90165



-22%
antes 375,53€
293€

ASPIRADOR GEMINI

Marca: Mestra

Características: Sistema de aspiración, desarrollado especialmente para el uso en equipos de laboratorio.

Ref. H100604



-47%
antes 378,00€
199€

MICROMOTOR ESCORT III

Marca: Saeyang

Características: Micromotor pequeño y compacto, ajustable, de sobremesa con pedal de control. Revoluciones: 1.000 – 35.000 rpm. Torque: Máx. 2,75 Ncm.

Ref. H92511



-27%
antes 3.093,47€
2.265€

LABOLIGHT DUO

Marca: GC

Características: Unidad de fotopolimerización de luz LED de modo Dual para resinas compuestas indirectas fotopolimerizado de múltiples funciones para el técnico dental combinando 2 modos de polimerizado: pre-polimerizado (modo paso a paso) y polimerizado final (modo completo).

Ref. H92240

-35%

QUICK MASTER

Marca: Fag Dentaire
 Características: Los articuladores anatómicos QUICK MASTER resultan ligeros y de fácil uso. Pueden utilizarse con un arco facial o respetando los valores condilares y geométricos estándar (Método de triangulación de Bonwill). La transferencia entre articuladores puede realizarse sin recalibración de forma precisa.

ARTICULADOR QUICK MASTER LAB 40

Características: Características: Articulador metálico semi-ajustable tipo Arcon.

Ref. H11134

~~185,00€~~ **120,25€**



Ref. H11134




Ref. H11132

ARTICULADOR QUICK MASTER B2M

Características: Articulador metálico semi-ajustable tipo Arcon con reproducción precisa de los movimientos mandibulares. Equipado con cajas B2.

Ref. H11132

~~312,75€~~ **203,25€**



Ref. H11133

ARCO FACIAL UNIVERSAL QUICK MASTER

Características: Arco facial completo. Permite, gracias a su composición de materiales de composite ligeros, la transferencia sencilla y precisa del paciente al articulador.

Ref. H11133

~~272,56€~~ **177,15€**

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables.



PROGRAMAT EP5010

Marca: Ivoclar-Vivadent
 Características: El horno de cocción e inyección inteligente. Rendimiento de cocción e inyección eficiente. Resultados excelentes con la cámara de infrarrojos.

Ref. H92298 **Consulte Oferta**



PROGRAMAT EP3010

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Horno de cocción e inyección de fácil manejo. Rendimiento de cocción e inyección económico. Mejores resultados de calidad.

Ref. H92296 **Consulte Oferta**



HORNO PROGRAMAT PSI 1600

Marca: Ivoclar-Vivadent
 Características: Horno de sinterización de ZrO2 versátil y gran rendimiento de sinterizado en tan solo 75 minutos, pueden fabricarse puentes con estructura de óxido de circonio de hasta 4 unidades en solo 90 minutos.

Ref. H92308 **Consulte Oferta**

PILAR TIPO LOCATOR® MARCA PROCLINIC

-40%

antes 99,86€
DESDE
59,40€

Para	Plataforma/ Descripción	Rectos	Alturas	Angulado	Alturas
3i®					
Osseotite	Plataforma Ø4.1 Hexágono Externo	Si	De 1 mm. hasta 6 mm.	Si	De 1.5 mm. y 3 mm.
*Certain	Plataforma Ø3.4 y Ø4.1	Si	De 1 mm. hasta 5 mm.	No	-
Branemark®	Plataforma Ø4.1	Si	De 1 mm. hasta 6 mm.	Si	De 1.5 mm. y 3 mm.
Zimmer®	Plataforma Ø3.5 y Ø4.5	Si	De 1 mm. hasta 5 mm.	Si	De 1.5 mm. y 3 mm.
Straumann®	Plataforma Ø4.8	Si	De 1 mm. hasta 5 mm.	Si	De 1.5 mm. y 3 mm.
*Replace®	Plataforma Ø3.5 y Ø4.3	Si	De 1 mm. hasta 5 mm.	No	
Klockner®	Hexágono Alto	Si	De 2.5 mm. hasta 5.5 mm.	No	
Astra®					
Aqua	Ø3.5 / Ø4.0	Si	De 1 mm. hasta 5 mm.	No	
Lilac	Ø4.5 / Ø5.0	Si	De 1 mm. hasta 5 mm.	No	

(*) Oferta valida hasta finalizar Stock en pilares Peek y Nylon.

Pilar Recto

99,90€ **59,40€**



Set de procesado Nylon

Pilar Angulado 15°

129,90€ **77,94€**



Set de procesado Nylon

Set de procesado Peek

Incluye: Pilar + Posicionador / Toma de impresión + Set de Procesado Nylon o Peek

ADITAMENTOS PROTÉSICOS MARCA PROCLINIC

-40%

antes 9,90€
DESDE
5,94€

Análogos

Disponibles en: Pack de 1 u. ~~9,90€~~ **DESDE 5,94€**
Pack de 5 uds. ~~39,90€~~ **DESDE 23,94€**



Transfers de impresión cubeta abierta

Disponibles en: Pack de 1 u. ~~17,95€~~ **DESDE 10,77€**



Calcinables rotantes y antirotantes

Disponibles en: Pack de 1 u. ~~9,90€~~ **DESDE 5,94€**
Pack de 5 uds. ~~39,90€~~ **DESDE 23,94€**



Tornillos

Disponibles en: Pack de 1 u. ~~9,90€~~ **DESDE 5,94€**
Pack de 5 uds. ~~39,90€~~ **DESDE 23,94€**



Compatibles con las siguientes marcas:

- *Replace® Branemark System®
- 3i® (*Osseotite y *Certain) Zimmer®
- Astra Tech® (*Cónico de 20° y 45°) Klockner® (Hexágono alto)
- Astra Tech® (Aqua y Lilac)
- Straumann® (SP Plataforma Ø4.8)

(*) Oferta valida hasta finalizar Stock.



OFERTA ESPECIAL ESTUDIANTES



-25%

antes 7,50€

5,62€



CERA DE MODELAR UNIVERSAL

Marca: Proclinic

Características: Cera de modelar de alta rigidez y acabado superficial fino. Bajo rango de fusión. Envase 65 g.

Ref. H20022 Gris

-20%

antes 63,53€

51,00€



ARTICULADOR BALANCEADO LIGERO

Marca: Mestra

Características: El nuevo articulador Mestra está fabricado con materiales de aleación ligera lo que le da gran manejabilidad por su escaso peso.

Ref. H11125

-20%

antes 10,16€

8,13€



TAZA PARA ESCAYOLA

Marca: Mestra

Ref. H11035 Grande. 650 cm³ de capacidad. Ø125mm. Alto 90mm



-35%

antes 21,50€

13,95€



FRESA TUNGSTENO

Marca: Proclinic

Características: Ideal para el corte rápido de metal, acrílico y piedra. Vástago 2,35mm.

Ref. H20724

-20%



Ref. H40345



Ref. H40349

ESPATULÍN DE CERA ACABADO EN MADERA

Marca: Mestra

Características: Acero inoxidable. Acabado en madera.

Ref. H40345 Pequeño. 135 mm.

9,55€ **7,64€**

Ref. H40349 Grande. 180 mm.

9,94€ **7,95€**

-20%

antes 8,08€

6,46€



ESPATULA FLEXIBLE

Marca: Mestra

Características: Mango de madera. Longitud total: 200 mm. Longitud de la hoja: 100 mm.

Ref. H11003

Mereces la mejor asistencia.

Servicio técnico para los equipos de CAD CAM prestado por Fadente, especialista en soluciones de alta tecnología.

**Asistencia integral y personalizada
con un equipo de 40 profesionales**



**40 profesionales
a tu servicio**



**Cobertura
nacional**



**Incidencias técnicas
resueltas a distancia**

Contacto: sat@fadente.es / 900 802 182

De lunes a viernes de 9 a 19h ininterrumpidamente.