

LAS MEJORES OFERTAS DEL MES EN LABORATORIO

● Conoce Anaxdent


Anaxdent ahora también en Proclinic.
Una amplia gama de productos de alta calidad y estética.

● Mereces disfrutar del verano

En Julio y Agosto, estaremos a tu disposición de lunes a viernes de 9 a 19h.

● Ofertas válidas del 11 de junio al 15 de julio del 2018

→
NUEVO LANZAMIENTO
Pág. 3



**MERECES
TODO**



→
PROMOCIÓN EXCLUSIVA
Pág.25

ÍNDICE

Promoción del mes 3
 Mereces beneficios 4
 Mereces las mejores opciones 5

Acrílicos Resinas 24-25
 Aleaciones para prótesis fija 32-33
 Arenas y material de chorreado 30
 Articuladores 41
 Ataches 27
 Cad Cam 6-10
 Ofertas Ivoclar Digital 7
 4Design 9
 Escaner Select 10
 kulzer 11
 Cerámicas 35-39
 Ofertas GC / Degudent 35
 Ofertas Ivoclar Vivadent.. 36-38
 Ofertas GC Initial 39
 Dientes 26
 Elaboración de modelos, Ceras y Preformas 12-17
 Madespa 13
 Zermack 17
 Esqueléticos 22
 Fresas pulido y discos 28-29
 Ofertas Eve 29
 Implantes 34
 Maquinaria 44-47
 Mobiliario 42-43
 Loran 42
 Ortodoncia 23
 Proclinic Products 18
 Protección de datos e información horario de verano 19
 Productos que resuelven partidos 20-21
 Revestimiento prótesis fija 31
 Varios 40

SUMARIO

Del 11 de junio al 15 de julio de 2018



BRILLIANT CRIOS

Prueba sin riesgo el bloque de composite ideal para restauraciones unitarias tanto anteriores como posteriores. Solicita tu prueba a nuestro equipo comercial.



SELECT V2

El escáner Select de Open Technologies es ahora más rápido. Descubre la versión 2 y adelántate a la digitalización de modelos.



GINGIFAST 3D

La exitosa máscara gingival Gingifast presenta su versión digital para lectura de escáner.



¡HAZLO CON PROCLINIC!

Los productos de la marca Proclinic están testados y fabricados íntegramente en Europa para ofrecerte lo mejor. Si lo haces, hazlo con Proclinic.



PRODUCTOS QUE RESUELVEN PARTIDOS

Descubre nuestra selección de productos que harán que ganes todos los partidos de tu Laboratorio.



ARTICULADORES

Amplia o renueva los articuladores de tu laboratorio con nuestra magnífica oferta.

Mereces disfrutar del verano

En Julio y Agosto, estaremos a tu disposición de lunes a viernes de 9h a 19h y las 24h en nuestra web, para estar cerca cuando nos necesites.

Podrás seguir realizando tus pedidos y tus consultas en www.proclinic.es / www.fadente.es o llamando al 900 800 880 (Proclinic) / 900 22 24 26 (Fadente)

Los precios indicados no incluyen IVA. Datos válidos salvo error tipográfico. Ofertas no acumulables. Si no desea recibir en adelante más información publicitaria por este medio, envíenos un e-mail a lop@proclinic.es indicando en el asunto: "Solicitud de Baja" o llamando al Teléfono 900 800 880. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le comunicamos que sus datos son tratados por PROCLINIC S.A., la finalidad del tratamiento es poder enviarle información de ofertas prospectivas de productos y servicios comercializados por PROCLINIC S.A. La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento prestado. Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición de sus datos enviando un e-mail a lop@proclinic.es o mandando una carta a la siguiente dirección: Plataforma Logística Plaza, C/ Palermo, 9, 50197 de Zaragoza. Para acceder a la cláusula completa de protección de datos puede consultarla en <https://www.proclinic.es/tienda/media/pdf/protecciondatos.pdf>.

NOVEDAD

anaxDENT



¡Tu marca de confianza ahora también en Proclinic!

Nuestra continua búsqueda para incorporar productos de calidad nos ha llevado a ofrecerte la marca Anaxdent, que cuenta con una amplia gama de productos de alto rendimiento y estética para tu laboratorio.

NEW OUTLINE

Características: Material para provisionales de larga duración con alta estética. sistema altamente flexible y versátil, gracias a sus diferentes posibilidades de combinación, para provisionales (desde coronas unitarias hasta restauraciones sobre implantes), mock-ups, onlays y dentaduras secundarias, así como para ampliaciones y reparaciones.



ANAXBLEND

Características: Sistema de recubrimiento en base a composites que une las masas en pasta de varios rangos de dureza con una gran variedad de masas fluidas (75 % de contenido en relleno de cerámica). Los esmaltes en pasta tienen una estabilidad y una dureza similar al esmalte natural. Esta fusión hace que se trabaje más rápido y fácilmente, sin importar si escoge pasta o fluido. Los cálidos colores de las dentinas y las diferentes masas de incisales transparentes permiten la realización de trabajos sumamente estéticos. Anaxblend se puede aplicar tanto modelando por técnica de capas, como inyectándolo en las muflas o duplicadores Anaxform.



ANAXGUM

Características: Composite de color gingival para la reconstrucción estética de la encía. Puede ser aplicado tanto por el técnico en el laboratorio dental o por el dentista directamente en boca del paciente. Anaxgum es la manera sencilla de dar un aspecto natural en una restauración «con estética rosa». Como anaxgum ofrece una amplia gama de aplicaciones, no hay límites para la reproducción individual de la encía del paciente. Puede ser usado en supra-estructuras sobre implantes, en coronas y puentes, en restauraciones removibles, así como para la individualización de dentaduras completas. El uso en clínica es posible también por ejemplo en retoques finos en caso de zonas interproximales hasta la reproducción completa de la encía.



Puedes encontrar toda la gama completa de productos Anaxdent en nuestra web www.proclinic.es o llamando al 900 800 880.

Mereces beneficios

Partnership



ESPECIALISTAS EN EL SECTOR DENTAL

Mereces asesoramiento profesionalizado mediante un equipo especializado en producto a tu disposición ya sea al teléfono o en persona, además de asesoramiento técnico en equipamiento y software y un servicio técnico propio.



SOMOS MUCHO MÁS QUE UN DEPÓSITO DENTAL

Mereces estar al día de promociones, cursos y eventos, Travel Club, Formaciones, Noticias, Novedades, Información sectorial...

Y además, te ofrecemos becas para recién licenciados, academia dental propia de formación continua, RSC y acompañamiento en el proceso de Digitalización.



ENCUENTRA SIEMPRE LO QUE BUSCAS

55.500 referencias de primeras marcas y de nuestras marcas exclusivas a tu disposición.

Servicio



CUBRIMOS TODO EL FLUJO DENTAL

Mereces tener todo lo que necesitas en un click: proceso digital integral, equipos, aparatología, consumibles de ortodoncia, clínica, laboratorio ... Y además contamos con un equipo técnico especializado a tu servicio.



15 DÍAS PARA CAMBIAR DE OPINIÓN

Recogida Gratuita y Registro Online de tu devolución.



PEDIDO EXPRÉS

Mereces entrega en 24h y poder conocer el estado de tu pedido en todo momento a través de nuestra web hasta recibirlo.



TUS PRODUCTOS SIEMPRE DISPONIBLES

Disponibilidad de producto: 99,46%



TE LO PONEMOS MUY FÁCIL

Tanto en pedidos telefónicos como por web, te ofrecemos un servicio rápido y económico.

Ahorro



CUANTO MÁS COMPRAS, MÁS AHORRAS

Pedidos de 500€: -5% dto
Pedidos de 1.000€: -10% dto
Pedidos de 1.500€: -15% dto



AHORRO EN TUS PEDIDOS

Mereces hasta un 15% dto en todas tus compras + 5% dto extra por comprar en la web. Además, gastos de envío incluidos a partir de 110€ de compra.

Atención al cliente Proclinic / Laboratorio
T. 900 39 39 39 / 900 800 880

Atención al cliente Fadente
T. 900 22 24 26

pedidoslab@proclinic.es | Fax. 900 40 39 39
Y en nuestra tienda online www.proclinic.es

OFICINA CENTRAL

Palermo 9, Plataforma Logística PLAZA
50197, Zaragoza



Mereces las mejores opciones en Siliconas de adición

Del 11 de junio al 15 de julio del 2018

 **proclinic**
EXPERT

65,00€
~~93,00€~~

-30%

SILICONA ADICIÓN PROCLINIC EXPERT

Marca: Proclinic Expert

Características: Silicona de adición biocompatible, específica para laboratorio de elevada dureza final (Shore-A 85) y de resistencia elástica ideal. Excelente reproducción de detalles, sin deformación en mufla. Alta resistencia al calor (+200°C).

Ref. **H00194** 2,5 Kg + 2,5 Kg



Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 reductor de tensión 100ml



Zhermack
BEYOND INNOVATION

153,60€
~~179,00€~~

-14%

45,50€
~~53,00€~~

PLATINUM 85 TOUCH

Marca: Zhermack

Características: Superficie lisa y tersa, elevada definición de los detalles y resistencia a altas temperaturas, aroma a vainilla. Proporción de mezcla 1:1. Dureza final 85 shore.

Ref. **H00188** 4,3kg + 4,3kg

Ref. **H00550** 1kg + 1kg



-42%



CELTRA DUO STARTER KIT PROMOCIÓN

Marca: Dentsply

Ref. EH0102

310,96€ 536,03€

GRANDIO BLOCS

Marca: Voco
 Características: Bloques de conexión Cerec de composite nano-híbrido dotados de una dureza extraordinaria. El más alto contenido de relleno (86 % en peso). Excelentes valores físicos en cuanto a la resistencia a la flexión y a la abrasión. No es necesario quemarlo.

TAMAÑO 12 5U.

- Ref. H61909 LT A1
- Ref. H61910 LT A2
- Ref. H61911 LT A3
- Ref. H61912 LT A3,5
- Ref. H61913 LT B1
- Ref. H61914 LT C2
- Ref. H61915 LT BL

- Ref. H61916 HT A1
- Ref. H61917 HT A2
- Ref. H61918 HT A3
- Ref. H61919 HT A3,5

100,13€ 117,00€



-15%

TAMAÑO 14L 5U.

- Ref. H61923 LT A1
- Ref. H61924 LT A2
- Ref. H61925 LT A3
- Ref. H61926 LT A3,5
- Ref. H61927 LT B1
- Ref. H61928 LT C2
- Ref. H61929 LT BL

- Ref. H61930 HT A1
- Ref. H61931 HT A2
- Ref. H61932 HT A3
- Ref. H61933 HT A3,5

107,31€ 126,25€

Es la solución ideal para restauraciones unitarias tanto anteriores como posteriores. Incluye todo tipo de indicaciones convencionales como inlays, onlays, coronas y carillas. Efecto agradable en la mordida. Fiable Sistema de adhesión gracias al ONE COAT UNIVERSAL.



BRILLIANT CRIOS

Marca: Coltene
 Características: Bloques de composite reforzados para restauraciones estéticas permanentes. Alta resistencia a la flexión, alta elasticidad y resistencia a los impactos a las restauraciones. Se mezcla extremadamente bien con el diente natural para dar un acabado natural y estético. Tiene una alta resistencia a la abrasión y bajo desgaste antagonista.

BRILLIANT CRIOS HT

Características: Envase 5 unidades.

- Ref. H61603 HT A1 14mm
- Ref. H61604 HT A2 14mm
- Ref. H61605 HT A3 14mm
- Ref. H61606 HT B1 14mm

- Ref. H61608 HT A1 12mm
- Ref. H61609 HT A2 12mm
- Ref. H61610 HT A3 12mm
- Ref. H61611 HT B1 12mm



Prueba sin riesgo. Solicita tu prueba a nuestro equipo comercial.

106,45€

BRILLIANT CRIOS LT

Características: Envase 5 unidades.

- Ref. H61583 LT Bleach 14mm
- Ref. H61584 LT A1 14mm
- Ref. H61585 LT A2 14mm
- Ref. H61586 LT A3 14mm
- Ref. H61587 LT A3,5 14mm
- Ref. H61588 LT B1 14mm
- Ref. H61589 LT B2 14mm
- Ref. H61590 LT B3 14mm
- Ref. H61591 LT C2 14mm
- Ref. H61593 LT Bleach 12mm
- Ref. H61594 LT A1 12mm
- Ref. H61595 LT A2 12mm
- Ref. H61596 LT A3 12mm
- Ref. H61597 LT A3,5 12mm
- Ref. H61598 LT B1 12mm
- Ref. H61599 LT B2 12mm
- Ref. H61600 LT B3 12mm
- Ref. H61601 LT C2 12mm

3+1

PRECIO RESULTANTE
79,84
 €/u.

Es la solución ideal para restauraciones unitarias tanto anteriores como posteriores. Incluye todo tipo de indicaciones convencionales como inlays, onlays, coronas y carillas. Efecto agradable en la mordida. Fiable Sistema de adhesión gracias al ONE COAT UNIVERSAL.

Por la compra de 3 reposiciones
GRATIS 1 reposición de igual o menor importe al de compra.

IPS e.max CAD

Por la compra de 3 reposiciones
IPS e.max CAD

GRATIS*

**1 reposición IPS e.max CAD MT
+ Variolink Esthetic Test pack
+ Monobond E&P Test pack**

3+1*
GRATIS
ENVÍO DIRECTO



IPS e.max ZirCAD

Por la compra de 3 reposiciones
IPS e.max ZirCAD MO, LT, MT o MT Multi

GRATIS

**1 reposición de mismo valor
o inferior al del precio de compra**

3+1*
GRATIS



Tetric CAD

Por la compra
de 4 Bloques de
composite Tetric
Cad for Cerec/
Inlab

Por la compra de
4 reposiciones
e.Max CAD

GRATIS*

**1 bloque Tetric de valor igual
a la de inferior valor adquirida**

4+1*
GRATIS
ENVÍO DIRECTO



TelioCAD

Por la compra de 3 Discos TelioCAD

GRATIS*

**1 disco TelioCAD de valor igual
a la de inferior valor adquirida**

3+1*
GRATIS



ProArt

Por la compra de 3 Discos ProArt
(Wax, Model, Try-in, Transfer y Splint)

GRATIS*

**1 disco ProArt de valor igual
a la de inferior valor adquirida**

3+1*
GRATIS



Colado CAD

Por la compra de 3 Discos
ColadoCAD (CrCo, Ti5 o Ti2)

GRATIS*

**1 disco ColadoCAD de valor igual
a la de inferior valor adquirida**

3+1*
GRATIS



*Productos enviados mediante envío directo.

Gracias a estas ofertas podrá recibir los artículos sin cargo, que serán enviados desde nuestra central. Para que pueda beneficiarse de esta oferta deberá enviarnos su factura de compra al correo electrónico promociones.es@ivoclarvivadent.com, para cualquier consulta tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.

Sólo para clientes de distribuidores oficiales, no acumulables salvo modificación o error.

DISCO HUGO PMMA UNIVERSAL

Marca: Huga
 Características: Disco de 4 capas, monocolor, para coronas y puentes anatómicos temporales de larga duración.

-19%

- Ref. H53545 14mm A1
- Ref. H53546 14mm A2
- Ref. H53547 14mm A3
- Ref. H53548 14mm A3,5
- Ref. H53559 14mm B1
- Ref. H53560 14mm C1

- Ref. H53549 18mm A1
- Ref. H53550 18mm A2
- Ref. H53551 18mm A3
- Ref. H53552 18mm A3,5
- Ref. H53561 18mm B1
- Ref. H53562 18mm C1

- Ref. H53553 20mm A1
- Ref. H53554 20mm A2
- Ref. H53555 20mm A3
- Ref. H53556 20mm A3,5
- Ref. H53557 20mm B1
- Ref. H53558 20mm C1



26,50€ ~~32,00€~~

DISCO HUGO PMMA MULTICAPA

Marca: Huga
 Características: Disco de 4 capas, con degradación de color natural, para coronas y puentes anatómicos temporales de larga duración.

-32%

- Ref. H53566 14mm A1
- Ref. H53567 14mm A2
- Ref. H53568 14mm A3
- Ref. H53569 14mm A3,5
- Ref. H53570 14mm B1
- Ref. H53571 14mm C1

- Ref. H53573 18mm A1
- Ref. H53574 18mm A2
- Ref. H53575 18mm A3
- Ref. H53576 18mm A3,5
- Ref. H53577 18mm B1
- Ref. H53578 18mm C1

- Ref. H53580 20mm A1
- Ref. H53581 20mm A2
- Ref. H53582 20mm A3
- Ref. H53583 20mm A3,5
- Ref. H53584 20mm B1
- Ref. H53585 20mm C1



55,00€ ~~81,35€~~



i

Y descubre nuestra cera para CAD CAM en la página 15 de este folleto.

-30%



PROSCAN ESPRAY ANTIREFLECTORA PROCLINIC

Marca: Proclinic
 Características: Spray anti reflectante para el escaneo con láser, que cumple con exactitud la tecnología láser. Para todos los materiales (Metal, PMMA, Ti) crea una película con pigmentos muy finos, 100% soluble en agua y fácil de dosificar

Ref. H20818 Spray 400ml. **29,99€** ~~42,80€~~

CERCON BASE HT TCT 98

Marca: Degudent
 Características: Discos Cercon de 98mm. Con la tecnología TCT (true color technology). Una fórmula propia utilizando pigmentos especiales y un proceso de producción (mezclando inyección y presinterizado) garantizan un estándar de calidad y una alta seguridad cromática.

10+4*

3+1*



Por la compra de 3 unidades
GRATIS 1 unidad de igual o menor importe al de compra.

Por la compra de 10 unidades
GRATIS 4 unidad de igual o menor importe al de compra.

* Envío de regalo por Kalma mediante justificante de compra en promociones@kalma.es



-15%



i

Consulte otras soluciones Biostar Zircon

BLOQUES DE CIRCONIO BIOSTAR ZIRCON TRANSLUCIDOS HT Y COLOREADOS

- Marca: Ernst Hinrichs
- Ref. H11970 HT Color A1. 14mm
 - Ref. H11972 HT Color A2. 14mm
 - Ref. H11974 HT Color A3. 14mm
 - Ref. H11976 HT Color A3,5. 14mm

153,34€ ~~180,40€~~

- Ref. H11971 HT Color A1. 18mm
- Ref. H11973 HT Color A2. 18mm
- Ref. H11975 HT Color A3. 18mm
- Ref. H11977 HT Color A3,5. 18mm

180,71€ ~~212,60€~~



Disco de cera **WAX**

Características: Discos de cera especial para elaboración de estructuras calcinables, no deja residuos. Fresado rápido y preciso para coronas y puentes. Alta estabilidad dimensional. 20 mm.

Temperatura de calcinación 950°C.

Ref. H44486

Beige

Ref. H44487

Gris

18,75€/u

ESPEJOR	DIÁMETRO
20 mm	98 mm

Beige Gris

Consulte otras soluciones en pag. 20

Para más información contacte con nuestro equipo comercial: info@4designdigital.com



¡AHORA MÁS RÁPIDO!

Arcada completa en 20"

Escáner de sobremesa de diseño abierto con alta tecnología de luz estructurada. Ofrece las mejores soluciones disponibles con Exocad®, libre implantación de módulos. Genera archivos universales STL para trabajar con cualquier fresadora o impresora 3D.

Detalles:

- Diseño ergonómico sin paneles cerrados o estructuras molestas. La luz externa no interfiere en la calidad del escaneado.
- Gran área de escaneado para piezas unitarias, arcadas completas o articuladores.
- Tiempo de escaneado: Arcada completa 1 a lectura 20"
Muñones: 35"
Mordida: 16"

Total de trabajo: ¡menos de 3 minutos!

- Concept Quad Module: módulo que permite el escaneado de cuadrantes de los modelos y hasta 4 muñones, en un proceso definido en 2 pasos: Escaneado de la articulación, Escaneado de los 2 cuadrantes y muñones en el soporte destinado especialmente para este módulo.

Datos técnicos:

Sistema de escaneado a 5 ejes. Alimentación: 220V


Precisión: 5 µm.

Repetitividad: 2 µm.

Resolución: 10 µm.

Formato de entrada de archivos: STL, OBJ, OFF, PLY. Medidas del escáner: 40x58x82cm Peso: 20 kg. Interface: USB 3

Cámaras: 2 color.





KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

NOVEDAD



cara Print 4.0

La nueva impresora 3D de Kulzer
Rápida, precisa, eficiente: El ajuste perfecto

Rápida y sencilla

- Menos de una hora para imprimir cualquier restauración
- Impresión simultánea de múltiples restauraciones sin aumento de tiempo
- La tecnología DLP genera cada capa en un único destello

Precisa y exacta

- Superficies más lisas y homogéneas
- Excepcional precisión en el eje Z

Eficiente

- Sistema de impresión 3D abierto
- Cubeta de resina de larga duración
- Mínima pérdida de material

Pack impresora

- | | | |
|----------------------------------|-------|-----------------------|
| ■ cara Print | | Consulte condiciones |
| ■ HiLite Power 3D | | 1.000€ Descuento |
| ■ 5.000 g dima Print (a escoger) | | GRATIS |
| | | (valor regalo 1,125€) |
| ■ cara Print CAM | | Incluido |



carao

Ahorre más de 2.000€

DISCOS DIMA

Selección completa de colores y niveles de translucidez

4+1

NOVEDAD
Zirconia HT & HTE disponibles en 16 colores VITA

Zirconia ST
Zirconia HT & HTE
Zirconia ML
PMMA
Cera



HERACERAM

4+1



Descuento en toda la gama HeraCeram ZK 750 y HeraCeram

SIGNUM COMPOSITES

3+1

Composite de revestimiento.
Resultados estéticos comparables a lo natural



Descuento en toda la gama de composites Signum

* El producto de obsequio será siempre el de menor valor de compra. No entra en la promoción dima Zirconia ML.



-23%

EXADURO ESCAYOLA

Marca: Hebor
Características: Color verde.Tipo III

Ref. H00083 Bidón 20 Kg. **30,00€** ~~39,00€~~



-21%

YESO NATURAL DURO TIPOIII PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: Tipo III

Ref. H62011 Caja 25 kg. Amarillo
Ref. H62012 Caja 25 kg. Azul
Ref. H62013 Caja 25 kg. Rosa **40,00€** ~~50,55€~~
Ref. H62014 Bidón 6 Kg. Amarillo
Ref. H62015 Bidón 6 Kg. Azul
Ref. H62016 Bidón 6 Kg. Rosa **17,65€** ~~22,30€~~



HASTA UN
-24%

DURGUIX ESCAYOLA

Marca: Protechno
Características: Escayola Tipo III.

Ref. H00065 Bidón de 20Kg. Rosa **38,55€** ~~46,40€~~
Ref. H00066 Bidón de 20Kg. Amarillo
Ref. H00067 Envase de 25Kg. Rosa
Ref. H00069 Envase de 25Kg. Amarillo **38,55€** ~~50,60€~~
Ref. H00071 Envase de 25Kg. Azul



-17%

PIEDRA POMEZ PUMICE F

Marca: Protechno
Características: Piedra pómez en polvo.
Grano fino.
Ideal para el pulido de resinas acrílicas.

Ref. H90002 Bidón de 15 kilos **43,60€** ~~52,40€~~



-20%

YESO NATURAL DURO TIPO IV

Marca: Proclinic

Ref. H62010 Caja 25 Kg. Color Rosa **61,24€** ~~76,55€~~
Ref. H62017 Color Marfil 6 Kg **19,68€** ~~24,60€~~
Ref. H62018 Color Marfil C 25 Kg **61,24€** ~~76,55€~~



HASTA UN
-17%



Comatible con CAD CAM

KIMBERLIT ESCAYOLA

Marca: Protechno
Características: Escayola Tipo IV. Color dorado

Ref. H00095 Bolsa de 18 Kg. **75,60€** ~~91,00€~~

KIMBERLIT EXTRADURO ECO PACK

Marca: Protechno
Características: Escayola Tipo IV. Color dorado.

Ref. 4349 ENVASE 6 bolsas x 2 kg. **54,90€** ~~64,90€~~

ventura gingival

Silicona de Encías



Polisiloxano de vinilo de viscosidad media. El tipo de dureza de **ventura gingival rigid** facilita el recorte de los bordes y el fresado cuando se termina el tejido gingival en el modelo. Gracias a la translucidez de **ventura gingival elastic** se obtienen excelentes resultados estéticos. Es adecuada, en presencia de rebajes y espesores delgados.

**2 x 50 ml +
separador 10 ml
25,80 € ud.**

Madespa

ventura crystalsil

Silicona transparente para máscaras

fast set



Pensado para realizar máscaras de silicona transparentes en el laboratorio para composites y resinas fotopolimerizables. Tiempo de trabajo: 1'. Tiempo de fraguado: 3'. Dureza Shore A: 70. Color: Transparente.

**2 x 50 ml
34,90 €**

Madespa

ventura top 85

Silicona frentes y llaves

lab



Indicada para llaves o frentes en los siguientes trabajos:
- Carga de resina en prótesis metálicas.
- Provisionales de resina.
- Reproducción de encías.
- Aislamiento de las prótesis dentales removibles para un desmenuado más limpio.

**5 Kg + 2 cat 60 ml
2 uds
94,00 €**

Madespa

ventura superdie rock

Yeso tipo IV Extraduro



Yeso natural extra duro para muñones. Proporción agua / polvo: 20 ml / 100 g. Fraguado final (Vicat): 11'. Expansión de fraguado (2 h): 0,07%. Resistencia a la compresión (1 h): 49 MPa. Color: Marrón dorado / Gris / Blanco.

**Bidón 18 Kg
2 uds
110,00 €**

**Bidón 6 Kg
21,00 €**

Madespa

ventura stone

Yeso tipo III Altas prestaciones



Yeso para trabajos de carácter general. Proporción agua / polvo: 26 ml / 100 g. Fraguado final (Vicat): 10'. Expansión de fraguado (2 horas): 0,13%. Resistencia a la compresión (1 hora): 34 MPa. No se distorsiona en los trabajos con acrílicos. Color: Amarillo / Rosa / Azul.

**Bidón 5 Kg
14,50 €
Caja 25 Kg
38,90 €**

Madespa

ventura extrawhite hard

Yeso tipo IV Ortodoncia



Yeso extraduro blanquísimo. Proporción agua / polvo: 22 ml / 100 g. Fraguado final (Vicat): 11'. Expansión de fraguado (2 horas): 0,08%. Resistencia a la compresión (1 hora): 43 MPa. Color: Extrablanco.

**Bidón 6 Kg
2 uds
55,00 €**

**Bidón 18 Kg
2 uds
99,90 €**

Madespa

-28%



MEGATRAY PLANCHAS BASE

Marca: Megadenta
Características: Caja de 50 planchas fotopolimerizables

- Ref. H00737 Azul grosor 2,2 mm
- Ref. H00738 Rosa grosor 2,2 mm.
- Ref. H00739 Semitransparente grosor 2,2 mm.
- Ref. H00735 Rosa grosor 1,4 mm.

38,00€ ~~53,00€~~



-18%



CERA ARTICULAR ARCADA

Marca: Proclinc
Características: 100 unidades.

- Ref. H20012 Amarilla suave
- Ref. H20014 Roja media

24,50€ ~~30,00€~~

-28%



GODIVA KEMDENT-ROJA-

Marca: Kement
Características: Caja Color rojo.

Ref. H101472

12,00€ ~~16,75€~~

★ NOVEDAD

SÓLO POR
37€



PLANCHAS ELITE LC TRAY ROUND

Marca: Zhermack
Características: Placas de resina fotopolimerizable para cubetas individuales y funcionales. Espesor 2,4mm. Caja de 50 unidades.

- Ref. H00720 Blanco
- Ref. H00721 Rosa
- Ref. H00722 Azul

37,00€ ~~39,00€~~



-23%



CERA ARTICULAR BARRAS

Marca: Proclinc
Características: Cera en barras para registro de mordida.
Caja x 500 g.

- Ref. H20810 Verde **9,99€** ~~13,00€~~
- Ref. H20814 Amarilla **9,99€** ~~13,00€~~



-29%



CERA ROSA DE MODELAR PROCLINIC

Marca: Proclinc
Características: Planchas: 2.500 g.

- Ref. H20812 Normal.
- Ref. H20802 Climas cálidos.

24,99€ ~~35,35€~~

Precisión en

prótesis fijas

Ceras de modelar calcinables y estéticas para la confección de prótesis fija y diagnósticos.

Por la compra de 2 ceras marca Proclinic

GRATIS

1 separador de cera de 25ml.
(No olvide solicitar su obsequio)



DISPONIBLE
TAMBIÉN EN COLOR



■ CERA DE MODELAR ESTÉTICA

Cera estética estable, de baja contracción, especialmente desarrollada para trabajos inlay. Puede calcinarse y mantener los márgenes de forma precisa. Los colores disponibles ofrecen un buen contraste y descansan la visión. Envase 65 g.

Marfil	Ref. H20034
Marrón	Ref. H20036

6,23€ ~~7,50€~~



■ CERA CAD/CAM BEIGE OPACO

Cera de modelar beige opaca para lectura de escáner y bloqueo de alta precisión. No indicada para trabajos calcinables. Envase 65 g.

Beige	Ref. H44485
-------	-------------

12,45€ ~~15,00€~~



■ CERA CERVICAL

Cera cervical rígida, libre de tensiones. Alta fluidez y precisión, no mancha. La ligera transparencia permite ver claramente el borde marginal, de forma que se obtiene un perfecto control óptico del modelado. Envase 65 g.

Roja	Ref. H20018
------	-------------

6,23€ ~~7,50€~~




■ CERA DE MODELAR UNIVERSAL

Cera de modelar de alta rigidez y acabado superficial fino. Bajo rango de fusión. Envase 65 g.

Verde	Ref. H20020
Gris	Ref. H20022

6,23€ ~~7,50€~~



■ HILO DE CERA

Carrete de hilo de cera para la confección de bebederos. Rollo 250 g.

Duro verde		Media azul	
2,5 mm	Ref. H20038	3,0 mm	Ref. H20048
3,0 mm	Ref. H20040	3,5 mm	Ref. H20050
3,5 mm	Ref. H20042	4,0 mm	Ref. H20052
4,0 mm	Ref. H20044	5,0 mm	Ref. H20054
5,0 mm	Ref. H20046		

10,58€ ~~12,75€~~



HASTA UN
-25%

SILICONA DUPLICAR HINRISIL

Marca: Ernst Hinrichs
Características: Silicona de adicción Rosa, Shore 24.

Ref. H00168 1Kg+1Kg.

66,00€ ~~88,50€~~

Ref. H00169 2 x 6Kg.

312,95€ ~~406,55€~~
El kilo sale a **52,16€**

HEMOS BAJADO EL PRECIO



-32%



SILICONA DE DUPLICAR A+B

Marca: Proclinic
Características: Silicona de adición elástica de alta precisión para el duplicado de modelos de laboratorio. Envase 1 kg + 1 kg.

Ref. H00192 Shore 30

Ref. H00191 Shore 22

Ref. H00190 Shore 16

49,00€ ~~72,30€~~



Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 reductor de tensión 100ml



2+1

PRECIO RESULTANTE
5,97
€/u.

ALGINATO KROMOPAN

Marca: Lascod
Características: Alginato cromático.

Ref. H00141 Bolsa 450 g.

8,95€

Por la compra de 2 unidades
recibe **GRATIS 1 unidad.**



-15%

WAXIT REDUCTOR DE TENSION SUPERFICIAL

Marca: Degudent
Características: Agente liberador de tensiones para superficies de ceras y siliconas, diseñado para mejorar las superficies de modelos y colados.

Ref. H00694 Spray 145 ml.

16,97€ ~~19,96€~~

Ref. H00693 Botella de 1000 ml.

37,33€ ~~43,92€~~

★ NOVEDAD

-17%



ORMALAB

Marca: Major
Características: Bidón 5 Kg. + 2 catalizadores 60 ml.

Ref. H00329 Shore 95

Ref. H00298 Shore 85

50,57€ ~~61,03€~~

-20%



ZETALABOR

Marca: Zhermack
Características: Silicona mezclable con el catalizador (induret gel). Dureza final 85 Shore A.


Ref. H00179 5 Kg con 2 catalizadores.

59,20€ ~~74,00€~~

Zhermack
Dental

ELITE ROCK I ROCK FAST

Yeso extra duro tipo IV, para la realización de modelos y muñones individuales en prótesis fija y removible



1 saco de 25 kg
ELITE ROCK - ROCK FAST

€ 131,00

C410200 Sandy Brown - C410201 Cream
C410202 Silver Grey - C410204 White

Versión fast: C410205 Sandy Brown,
C410207 Cream - C410206 Silver Grey

ELITE DOUBLE

Silicona de adición para la duplicación



1 kg + 1 kg



€ 74,00

Disponible en versiones

8sh (Normal C400830)

16sh (Fast C400831)

22sh (Normal C400832,

Fast C400834, Extra Fast C400838)

32sh (Normal C400833, Fast C400836)

GINGIFAST CAD RIGID / ELASTIC

Gingifast CAD es una silicona de adición líquida y escaneable, adecuada para reproducir la morfología gingival en los modelos.



C203227 GINGIFAST CAD Elastic

C203232 GINGIFAST CAD Rigid

€ 37,50

2 cartuchos x 50 ml +
12 puntas mezcladoras azules +
Separador de 10 ml



-20%

ZOCALO BASE UNIVERSAL

Marca: Proclinic
Características: Zocalador de goma para modelos de escayola.

Ref. H21040 Pequeño

Ref. H21041 Mediano

Ref. H21042 Grande

4,76€ ~~6,35€~~

5,51€ ~~7,35€~~



HASTA UN
-22%

SISTEMA IMÁN PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: Sistema de imán para zocaladores. Práctico para realizar montajes y desmontajes de modelos de escayola en el articulador.

Ref. H20684 Imán 10 Ud.

Ref. H20685 Imán 100 Ud.

Ref. H20686 Caja para imán 10 Ud.

Ref. H20687 Caja para imán 100 Ud.

Ref. H20688 Chapa para imán 10 Ud.

Ref. H20689 Chapa para imán 100 Ud.

2,93€ ~~3,55€~~

24,18€ ~~29,05€~~

5,48€ ~~7,05€~~

39€ ~~47,85€~~

4,93€ ~~5,95€~~

34,65€ ~~41,65€~~

PACK AHORRO



-49%

PACK ESPECIAL MUÑÓN PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: Espaciador 15ml, x 2
Disolvente 15ml y Endurecedor 15ml.

Ref. E242 Rojo y Azul

Ref. E243 Oro y Plata

18,00€ ~~35,00€~~



-50%

PINZAS LABORATORIO

Marca: Proclinic
Características: Pinza para laboratorio en acero inox. de 30cm.

Ref. H21069 Recta

9,20€ ~~18,35€~~



-15%

CALIBRADOR DE METAL

Marca: Proclinic
Características: Calibrador acero inox. simple de medición para controlar el grosor de las coronas. Permite la lectura por ambos lados. Medición de 0-10mm. Precisión de 0,1mm.

Ref. H21044 1 unidad.

12,50€ ~~14,70€~~



-28%

OCCLUSIÓN SPRAY PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: Spray de articulación indicador de puntos oclusales y en ajuste de coronas y puentes.

Ref. H20663 Verde

Ref. H20664 Rojo

Ref. H20665 Azul

Ref. H20666 Blanco

7,60€ ~~10,55€~~



Infórmate de los requisitos legales en nuestro Blog y Redes Sociales



Mereces disfrutar del verano

En Julio y Agosto, estaremos a tu disposición de lunes a viernes de 9h a 19h y las 24h en nuestra web, para estar cerca cuando nos necesites.

Podrás seguir realizando tus pedidos y tus consultas en www.proclinic.es / www.fadente.es o llamando al 900 800 880 (Proclinic) / 900 22 24 26 (Fadente)



PRODUCTOS QUE RESUELVEN PARTIDOS 🏆



4DESIGN
DIGITAL PRECISION SOLUTIONS

2+1

4DESIGN 4DISK ZIRCONIO

Marca: 4Disk

Características: Discos de óxido de circonio para restauraciones de alta estética.

Diámetro de 98,5mm.



Por la compra de 2 4Disk GRATIS 1 4Disk a escoger. El material de obsequio corresponde al disco de menor importe. Promoción disponible en todos los discos, tamaños y colores.

-29%



GINGIFAST MÁSCARA GINGIVAL

Marca: Zhermack

Características: 2 cartuchos de 50ml, 1 frasco 10ml de separador, 12 puntas mezcladoras amarillas, 12 puntas intraorales amarillas, 1 nebulizador.

Ref. H00215 Gingifast Elastic

Ref. H00217 Gingifast Rigid

29,95€ ~~42,00€~~

2+1



PRECIO RESULTANTE
17,93
€/u.

TACO CERA AZUL MODELAR 100 G BEGO

Marca: Bego

Características: Envase 100 grs. Cera natural muy agradable de manipular.

Ref. H01089

26,90€

-21%



PEGAMENTO POTENTE 1733-2000

Marca: Renfert
Características: Alta resistencia a la tracción, vibraciones y golpes, dosificador para aplicación optima

Ref. H99029

26,50€ ~~33,50€~~

HASTA UN
-35%



FUJIROCK EP CLASSIC GOLDEN BROWN 12 KG

Marca: G.C.
Características: Tipo IV.
Ref. H00486 Bidón 12kg. Golden Brown

GC FUJIROCK EP PREMIUM PASTEL YELLOW 11K

Ref. H00517: Bidón 11 kg. Pastel Yellow

61,50€ ~~92,90€~~

Por la compra de 1 bidón grande GRATIS 1 bidón pequeño del mismo color.

-28%



PLANCHAS BASE FOTOPOLIMER.SUP ROSA CX50

Marca: Proclinc
Características: Planchas base fotopolimerizables con un espesor de 2,2 mm. Muy fáciles de modelar y se adaptan fácilmente al modelo, muy resistentes.

Ref. H20822

35,00€ ~~48,60€~~

-26%



SILICONA PUTTY LAB 5KG PROC EXPERT

Marca: Proclinc Expert
Características: Silicona de condensación específica para laboratorio de elevada dureza (Shore-A 85) y resistencia elástica. Excelente reproducción de detalles, sin deformación en mufla. Alta resistencia al calor (140°C).

Ref. H00195 Silicona 5 kg.

51,00€ ~~68,60€~~

SOLO POR
17,93€



OBJECT FIX PUTTY/FLOW 10G

Marca: Ivoclar vivadent
Características: Pasta para facilitar el apoyo de las restauraciones de cerámica sin metal durante la cocción y la cristalización.

Ref. H99598


Flow 10ml

Ref. H99597

Putty 10gr

17,93€ ~~49,90€~~

Por la compra de 1 unidad GRATIS 2 Catalizadores Proclinc Expert.





ESQUELÉTICOS



-17%



CERA ESQ. PLANCHA LISA

Marca: Proclinic

Características: 15 unidades.

Ref. H20056 0,30 mm

Ref. H20058 0,40 mm

Ref. H20060 0,50 mm

Ref. H20062 0,60 mm

12,24€ ~~14,75€~~

CERA ESQ. PLANCHA GRABADA FINA

Ref. H20064 0,3mm

Ref. H20066 0,4mm

Ref. H20068 0,5mm

Ref. H20070 0,6mm

12,24€ ~~14,75€~~



HASTA UN
-21%



REVESTIMIENTO PARA COLADO SOBRE MODELOS

Marca: Proclinic

Ref. H21034 Caja de 45 bolsas x 500g. (18Kg.) **63,60€** ~~79,50€~~

Ref. H21035 Líquido 1 Litro **11,04€** ~~13,90€~~



-28%



WIROVEST POLVO REVESTIMIENTO

Marca: Bego

Ref. H00285 18 Kg (45 B x 400 g.) **66,52€** ~~91,99€~~

-43%



SPARTALLOY CRCB

Marca: Technoflux

Características: Aleación cromo cobalto para esqueléticos

Ref. H03572 Envase 1 kg. **125,00€** ~~220,00€~~



3+1

PRECIO RESULTANTE
153,68
€/u.

BIOSIL F

Marca: Degudent

Características: En forma de cubitos. Las aleaciones Biosil para esqueléticos son aleaciones finas de cromo-cobalto que se aplican universalmente en prótesis removibles. Además de tener excelentes características técnicas y mecánicas, las aleaciones Biosil cumplen naturalmente con las especificaciones de DIN/ISO y están sometidas, además, a exámenes preclínicos adicionales.

Ref. H03569 Envase 1 kg. **204,90€**

HASTA UN
-15%



WIRONIT EXTRA HARD Cr-Co

Marca: Bego

Características: La aleación ideal para el colado de prótesis.

Ref. H03561 Caja de 1Kg. **147,72€** ~~173,79€~~

WIRONIT HARD
Ref. H03567 Caja de 1Kg. **151,71€** ~~174,46€~~



DESDE
5,60€

DURASOFT SEAL

Marca: Scheu Dental

Características: Plancha termoplástica para capas internas resistentes, en combinación con Durasoft pd, aporta una férula dura-blanda de alta calidad con buena resistencia al descoloramiento. También disponible en azul y fucsia.

Caja de 10 unidades.

Ref. H04186 Fucsia

6,20€ ~~7,25€~~

Ref. H04188 Clear

5,60€ ~~6,30€~~

Ref. H04190 Azul

6,20€ ~~7,25€~~



-18%

PULIDORES MULTIFUNCION

Marca: Proclinc

Características: Cepillo de pulido excepcional y alto brillo, con superficies suaves y lisas. Permite retocar material termoplástico, acrílicos, composite y material de rebase blando. Envase 25 unidades y 1 mandril.

Ref. H20705 Fino

Ref. H20706 Grueso

20,00€ ~~24,25€~~



-15%

VERTEX ORTHOPLAST

Marca: Vertex

Características: Resina autopolimerizable para la fabricación de aparatos de ortodoncia. Indicada para la técnica del rociado.

Ref. HI01788 500 gr polvo.

29,88€ ~~35,15€~~

Ref. HI01785 1 Kg polvo.

53,98€ ~~63,50€~~

Ref. HI01792 250 ml de líquido.

13,69€ ~~16,10€~~

Ref. HI01786 500 ml de líquido.

23,27€ ~~27,30€~~

Curso M.A.D (Mandibular Advancer Device) Anti-ronquidos Leone

Curso M.A.D (Mandibular Advancer Device)

Anti-ronquidos Leone

Dirigido a: Técnicos dentales.

Este curso está enfocado a la fabricación de los nuevos dispositivos endorales para uso nocturno. Estos aparatos adelantan la mandíbula y pueden llegar a corregir el ronquido. Forward es el primer kit diseñado para la realización del aparato contra el ronquido bimaxilar tipo Dorsal.



29 de Junio



Katia Centro Formativo
Calle de Caballero, 1
08014 Barcelona



9h. a 14h.
15h. a 18h.

Los miembros del curso aprenderán a fabricar un aparato contra el ronquido bimaxilar tipo Dorsal. El curso consta de una parte teórica y otra práctica.

Cada miembro del curso debe traer una espátula de cera y una espátula lecron. El resto del material lo proporcionará la empresa Katia

Ponente:
Técnico de Leone

Coste de inscripción:
490 €
(Incluye almuerzo)

Se regalarán 2 Kits extras Forward.

Información e inscripciones

T. 900 800 880
atencion.laboratorio@proclinc.es



3+1

PALAMAT ELITE



GRATIS
Palamat elite*
Comprando

RESINAS + DIENTES

- Polimeriza hasta 6 prótesis a la vez
- Curado en frío y en caliente
- Funcionamiento programable hasta 10 h.
- 4 ajustes de temperatura del agua

1.800€ en resinas Palapress vario, Paladon 65, PalaXpress, PalaXpress ultra + 500€ en dientes Artic

No acumulable con otras ofertas

PALA POLISH

Pulido y abrillantado en un solo paso.

- Permite la eliminación de rasguños
- Pulido de alto brillo
- No requiere toska
- Reduce los tiempos de pulido

Características: envase de 80 g.
Ref. H14139 Precio resultante **24,75€** ~~33€~~



Nuevo
¡Oferta lanzamiento!

25%
Dto.

PALA RESINAS



PALAPRESS VARIO

Resina autopolimerizable. Muy buena tolerabilidad, estable. Libre de cadmio.

- Ref. H02537 Monómero 500 ml Precio resultante **77,66€** ~~409€~~
- Ref. H02535 Polvo 1 kg. Rosa Precio resultante **106,16€** ~~440€~~
- Ref. H02536 Polvo 1 kg Rosa V Precio resultante **106,16€** ~~440€~~



PALAXPRESS ULTRA

Resina de alto impacto. Flexible. Altamente estética, resultados muy uniformes.

- Ref. H02113 Líquido 500 ml Precio resultante **73,39€** ~~403€~~
- Ref. H02121 1 kg. R50 Precio resultante **117,56€** ~~466€~~
- Ref. H02112 1kg. Live Precio resultante **106,88€** ~~450€~~
- Ref. H02114 1kg. Rosa V Precio resultante **117,56€** ~~466€~~
- Ref. H02120 1 kg. Rosa Precio resultante **117,56€** ~~466€~~



PALADON 65

Resina termopolimerizable. Prótesis estables de larga duración. Libre de cadmio.

- Ref. H02111 Líquido 500 ml Precio resultante **17,95€** ~~26,40€~~
- Ref. H02108 1 kg. Pink V Precio resultante **46,31€** ~~65€~~
- Ref. H02109 1 kg. Pink Precio resultante **46,31€** ~~65€~~
- Ref. H02107 1 kg. Clear Precio resultante **46,31€** ~~65€~~



DESDE
23,76€

PROBASE HOT

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: 2 x 500 g.

Ref. H02011 Pink V

Ref. H02009 Pink **53,50€** ~~60,00€~~

Ref. H02057 500 ml. **23,76€** ~~27,00€~~

Ref. H02059 1000 ml. **46,07€** ~~52,35€~~



DESDE
47,38€

PROBASE COLD

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: 2 x 500 g.

Ref. H02445 Pink

Ref. H02447 Pink V **82,19€** ~~93,40€~~

Ref. H02513 500 ml. **47,38€** ~~53,05€~~

Ref. H02515 1000 ml. **79,60€** ~~90,45€~~

SUPERPACK!

-25%



TEMPORARY COLD AUTO PACK

Marca: Major
Características: Resina para dientes provisionales.

Ref. CH9704 A2/A3/B3 (100g) + 100ml **69,00€** ~~91,79€~~



1+1
GRATIS

PRECIO RESULTANTE
5,80
€/u.

HIGIENIZADOR ABRILLANTADOR SPRAY

Marca: Proclinic
Características: Spray de refinamiento de prótesis con sabor a menta. Indicado para la eliminación de restos del pulido y el contenido de monómero restante de las superficies. Se aplica al terminar la prótesis sobre la resina revalorizando así la presentación del trabajo protésico. Debido a su sabor a menta evita el mal sabor a la hora de colocarla en la boca del paciente.

Ref. H20700 **11,60€**

★ NOVEDAD



Disponibles en colores Original, Light, Dark y Pink.



DESDE
71,88€

LUCITONE HIPA

Marca: Dentsply
Características: Acrílico autopolimerizable que supera los estándares requeridos para la declaración de alto impacto. Lucitone HIPA está indicado para prótesis completas y parciales, además para sobredentaduras de implantes, reparaciones y rebases. Está disponible en diferentes colores, veteado y no veteado.

Ref. H0231 Polvo Original 1 Kg

Ref. H0232 Polvo Original OPA V 1 Kg


Ref. H0238 Polvo OPA 1 Kg

Ref. H0239 Polvo Pink NAT V 1 Kg

Ref. H0240 Polvo Clear 1 Kg **128,78€** ~~143,09€~~

Ref. H0255 Polvo Líquido 500 ml **71,88€** ~~79,06€~~

Ref. H0256 Polvo Líquido 1.000 ml **132,28€** ~~146,98€~~



20+10

DIENTES Y MOLARES ARTIC

Marca: Kulzer
 Características: Artic 6 es un diente anterior Mono-bloque con un aspecto natural y estéticamente agradable. Este diente de forma anatómica permite la adaptación perfecta tanto a la dentición existente como en prótesis completas. Está disponible en 16 colores A1-D4 y 22 formas anteriores. La característica de la estructura Mono bloque de Artic 6 permite la reproducción exacta de la luz igual que los dientes naturales. Con su alto grado de translucidez en la región incisal y proximal, garantiza a los odontólogos y a sus pacientes un aspecto natural en dientes anteriores tanto en situaciones de luz natural como con luz artificial.

3,27€

***Comprando 20 tablillas GRATIS 10 TABLILLAS**



100+30

DIENTES Y MOLARES IVOSTAR/GNATHOSTAR

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: La nueva línea de dientes Ivostar / Gnathostar reúne diferentes propiedades y ofrece una calidad de producto perfectamente adecuada a las expectativas, que son la señal de calidad habitual en Ivoclar Vivadent. Sus nuevos moldes modernos y funcionales, hacen de estos dientes, realizados en base al conocido material PMMA, la primera opción para la fabricación de una prótesis de alta calidad.

5,14€ ~~6,05€~~

***Comprando 100 tablillas GRATIS 30 TABLILLAS**
 * Regalo enviado directamente por el fabricante.



100+30

DIENTES Y MOLARES SR VIVODENT/ORTOTYP CHROMASCOP

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Estratificación en tres capas con diferentes materiales y diversos grados de reticulación. Gran espectro cromático, suministrado en los 20 colores de la guía Chromascop.

ANTERIORES
POSTERIORES

8,64€ ~~10,10€~~
 11,25€ ~~13,15€~~

***Comprando 100 tablillas GRATIS 30 TABLILLAS**
 * Regalo enviado directamente por el fabricante.



100+30

DIENTES VIVODENT S PE ANTERIORES

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Fabricado con un PMMA de vanguardia, de doble reticulación (DCL), que otorga unas propiedades de resistencia al desgaste muy por encima de otros polimetilmetacrilatos, sin comprometer su estabilidad cromática y su alta resistencia al impacto.

ANTERIORES
POSTERIORES

19,34€ ~~22,60€~~
 14,48€ ~~16,80€~~

***Comprando 100 tablillas GRATIS 30 TABLILLAS**
 * Regalo enviado directamente por el fabricante.



90+30

DIENTES Y MOLARES SR PHONARES II

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Con el exclusivo diseño de configuración y ajuste, las líneas de dientes SR Phonares II marca nuevos estándares de funcionalidad y estética. Los últimos avances científicos han sido implementados en el desarrollo de SR Phonares II para satisfacer los requisitos más específicos de los clientes.

ANTERIORES
POSTERIORES

31,09€ ~~34,05€~~
 24,48€ ~~27,20€~~

***Comprando 90 tablillas GRATIS 30 TABLILLAS**
 * Regalo enviado directamente por el fabricante.



-18%



CERA MONTAJE DIENTES

Marca: Proclinic
 Características: 5x5mm 220 g.

Ref. H20010

16,00€ ~~19,50€~~

-23%



OT STRATEGY PACK ATACHE COFIAS PARA DUPLICAR

Marca: Rhein 83
 Características: 4 Machos calcinables strategy (2 Estándar y 2 Largos)
 2 Calcinables Steady
 4 Cofias retentivas para técnica de duplicar
No se requiere fresado

Ref. HI3157

37,95€ ~~49,00€~~



-24%



OT EQUATOR CALCINABLE

Marca: Rhein 83
 Características: 2 Machos "semiesfera" calcinables
 2 Casquillos de acero para cofias
 4 Cofias retentivas (2 suaves, 2 estándar)
Trabajos sobre raíces de dientes naturales.

Ref. HI3225

38,00€ ~~50,00€~~



-26%



OT BAR MULTIUSE PACK ATACHE

Marca: Rhein 83
 Características: 2 Barras calcinables
 4 Clips de posición A
 4 Clips de posición B
 4 Box calcinable
 Clips retentivos rosas
 4 Clips retentivos amarillos
 2 Conectores para refuerzo

Ref. HI3177

68,00€ ~~92,00€~~

-36%



OT STRATEGY PACK ATACHE COFIAS PARA CASQUILLOS DE ACERO

Marca: Rhein 83
 Características: 4 Machos calcinables strategy (2 Estándar y 2 Largos)
 2 Calcinables Steady
 4 Casquillos inox.
 4 Posicionadores de plástico para casquillos
 4 Cofias retentivas para casquillo
Requiere fresado

Ref. HI3158

37,95€ ~~59,00€~~

-17%



OT EQUATOR REPOSICIONES

Marca: Rhein 83

Ref. HI3227 2 Machos "semiesfera" calcinables **16,60€** ~~20,00€~~

Ref. HI3229 4 Cofias retentivas morada fuerte (2,7kg) **23,24€** ~~28,00€~~

Ref. HI3230 4 Cofias retentivas blanca estándar (1,8kg) **23,24€** ~~28,00€~~

Ref. HI3231 4 Cofias retentivas rosa suave (1,2kg) **23,24€** ~~28,00€~~

Ref. HI3232 4 Cofias retentivas amarilla extra suave (0,6kg) **23,24€** ~~28,00€~~

Ref. HI3233 4 Cofias retentivas negra (procesos de laboratorio) **11,62€** ~~14,00€~~

Ref. HI3234 2 Casquillo de acero inox **16,60€** ~~20,00€~~



-23%



OT CAP PACK ATACHE

Marca: Rhein 83
 Características: 4 Esferas individuales,
 4 Cofias retentivas rosas
 4 Casquillos acero inoxidable
 4 posicionadores de plástico para casquillos.

Ref. HI3105 Ø 2,5mm.

Ref. HI3129 Ø 1,8mm.

37,70€ ~~49,00€~~

★ NOVEDAD

i

Fresas de carburo de tungsteno wie diamant ('como el diamante')



FRESA WIDIA CORTE FINO

Marca: Proclinic
Características: Caja de 1 unidad.

- Ref.H20725 0620-023  **12,96€** ~~16,20€~~
- Ref.H20727 5320-060  **18,00€** ~~22,50€~~



-20%

FRESA WIDIA CORTE GRUESO

Marca: Proclinic
Características: Caja de 1 unidad.

- Ref.H20729 5250-060  **18,00€** ~~22,50€~~
- Ref.H20731 5450-060  **18,00€** ~~22,50€~~

FRESA WIDIA PARA PLANCHAS

Marca: Proclinic
Características: Caja de 1 unidad.

- Ref.H20733 C515-023  **11,52€** ~~14,40€~~

FRESA WIDIA CORTE ESTANDAR

Marca: Proclinic
Características: Caja de 1 unidad.

- Ref.H20711 0110-023  **10,72€** ~~13,40€~~
- Ref.H20713 0610-023  **11,12€** ~~13,90€~~
- Ref.H20715 0910-023  **9,92€** ~~12,40€~~
- Ref.H20717 1210-016  **9,92€** ~~12,40€~~
- Ref.H20719 5610-045  **14,72€** ~~18,40€~~
- Ref.H20721 7110-023  **9,92€** ~~12,40€~~
- Ref.H20723 7210-060  **14,72€** ~~18,40€~~



-30%



PULIDOR DE SILICONA PARA ACRÍLICO

Marca: Proclinic
Características: Caja de 12 unidades.

- Ref.H20830 Grano grueso 10 x 24mm (max: 12.000 rpm)
- Ref.H20832 Grano medio 10 x 24mm (max: 12.000 rpm)
- Ref.H20834 Grano fino 10 x 24mm (max: 12.000 rpm)

15,40€ ~~22,00€~~

-40%



PULIDOR DE SILICONA DISCO DE PAPEL PARA PULIDO

Marca: Kemdent
Características: Discos de papel para pulido, pueden utilizarse tanto en condiciones húmedas o secas. Ø22mm. 100 unidades.

- Ref. H14071 Fino **10,00€** ~~16,65€~~
- Ref. H14072 Medio

-15%



PULIDOR PARA CR. CO.


Marca: Dedeco
Características: Caja 100 u

- Ref. H14467 4590 Punta. **19,40€** ~~22,90€~~
- Ref. H14469 5000 Rueda.

i

Descubre la oferta completa en www.proclinic.es

-20%



FRESA TUNGSTENO PM

Marca: Komet
Características: 1 unidad.

- Ref. H15141 H79E-060 CX1
 - Ref. H15173 H251E-060 CX1
 - Ref. H15165 H351E-040 CX1
- 25,93€** ~~32,41€~~

FRESA CERÁMICA PM

Ref. H17037 K251ACR-060 CX1

43,96€ ~~54,95€~~



TWIST



**UN PULIDOR
PARA CUALQUIER SUPERFICIE**



Ref. H14297

Precio: 66,20 €

Para cerámica **SET HP 311**



Ref. H14281

Precio: 75,20 €

Para circonio **SET HP 324**



HASTA UN
-23%

ÓXIDO DE ALUMINIO COBRA

Marca: Renfert

- Ref. HI00182** 50 micras, 5 Kg.
- Ref. HI00166** 110 micras, 5 Kg.
- Ref. HI00276** 125 micras, 5 Kg.
- Ref. HI00162** 250 micras, 5 Kg.

21,25€ ~~27,50€~~

- Ref. HI001822** 50 micras 12,5 Kg.
- Ref. HI001662** 110 micras 12,5 Kg.
- Ref. HI001622** 250 micras 12,5 Kg.

47,47€ ~~58,50€~~



HASTA UN
-25%

ÓXIDO DE ALUMINIO PROCLINIC

Marca: Proclinc

Características: Óxido de aluminio de alta pureza 99,60% Al₂O₃. Color Blanco, Cristalización controlada. No causa silicosis (Si O₂ : 0,01%). Para uso exclusivo en laboratorio dental.

- Ref. H62000** 50 micras. 5 Kg.
- Ref. H62001** 100 micras. 5 Kg.
- Ref. H62002** 150 micras. 5 Kg.
- Ref. H62003** 250 micras. 5 Kg.
- Ref. H62004** 50 micras. 25 Kg.
- Ref. H62005** 100 micras. 25 Kg.
- Ref. H62006** 150 micras. 25 Kg.
- Ref. H62007** 250 micras. 25 Kg.

15,65€ ~~21,00€~~

71,80€ ~~92,00€~~



-17%

ÓXIDO DE ALUMINIO

Marca: Protechno
Características: Corindón puro. Blanco.

- Ref. HI4015** 4,5 kg. 50 micras
- Ref. HI4019** 4,5 kg. 80 micras
- Ref. HI4023** 4,5 kg. 110 micras
- Ref. HI4027** 4,5 kg. 150 micras
- Ref. HI4031** 4,5 kg. 180 micras
- Ref. HI4035** 4,5 kg. 250 micras

20,40€ ~~24,52€~~

- Ref. HI4017** 25 kg. 50 micras
- Ref. HI4021** 25 kg. 80 micras
- Ref. HI4025** 25 kg. 110 micras
- Ref. HI4029** 25 kg. 150 micras
- Ref. HI4033** 25 kg. 180 micras
- Ref. HI4037** 25 kg. 250 micras

99,60€ ~~119,00€~~



-18%

PERLAS BRILLO

Marca: Renfert
Características: Bidón 5 kg.

- Ref. HI00161** 50 micras
- Ref. HI00164** 100 micras

21,67€ ~~26,50€~~



-34%

PERLA DE VIDRIO PROCLINIC

Marca: Proclinc

Características: Microesferas de sodio sin plomo. No deforman ni rayan el metal. 100% de partículas no abrasivas. No es tóxico.

- Ref. H62008** 50 micras. 4,5 Kg.

13,95€ ~~21,00€~~



-15%

PERLAS DE BRILLO

Marca: Protechno
Características: Perlas de cristal sin plomo.

- Ref. HI4063** 4,5 kg. 50 micras

18,00€ ~~21,00€~~



-20%

EXPANSION PLUS POLVO Y LÍQUIDO

Marca: Yeti
 Características: Revestimiento universal para metales preciosos, no preciosos y cerámica prensada. Excelente relación calidad-precio. Superficies muy lisas gracias a sus partículas muy finas y excelente consistencia.

Ref. H98180 50 x 100 gr + 1L. **48,28€** ~~60,35€~~



DESDE
13,90€

REVESTIMIENTO PARA FIJO

Marca: Proclinic

Ref. H21030 30 bolsas x 160 g (4,8 kilos) **39,60€** ~~47,50€~~

Ref. H21031 Botella 1 Litro. **13,90€**



Por la compra de 1 caja de polvo
GRATIS 1 Líquido (Valorado en 13,90€)



-17%

GC G-CERA ORBIT VEST.CROWNS/VENEER.

Marca: G.C
 Características: Material refractario a base de fosfato, para la aplicación directa de capas de materiales cerámicos para la elaboración de coronas y carillas.
 CAJA 30 bolsas x 33g. (990 g.)

Ref. H44070 **99,99€** ~~120,00€~~



Por la compra de 1 caja de polvo
GRATIS 1 Líquido



HASTA UN
-22%

CERAMVEST HI SPEED

Marca: Protechno

Ref. H00322 Envase 50 x 150 gr. (7,5 kg.) **66,40€** ~~84,60€~~

Ref. H00325 Líquido Universal. 1000ml. **15,80€** ~~19,80€~~



HASTA UN
-22%

REVESTIMIENTO HINTRIVEST KB

Marca: Ernst Hirnisch

Características: Revestimiento de precisión a base de fosfato, exento de grafito, con múltiples posibilidades de uso y unas propiedades excepcionales. Para el colado rápido ó convencional. Indicado para la técnica de coronas y puentes, esqueléticos, trabajos combinados y cerámica inyectada.

Ref. H00336 32 bolsas de 160 g. (5 kg.) **54,20€** ~~67,80€~~

Ref. H00337 1000 ml. **11,55€** ~~14,80€~~



-26%

VENTURA HIGH VEST -HIGH SPEED

Marca: Ventura

Ref. H00357 Bolsas predosificadas 4 Kg.
 Cajas de 25 x 160 g.
 + 1000 ml. líquido expansor **41,90€** ~~57,80€~~



-20%

SOLIBOND N, ALEACIÓN DE CROMO NÍQUEL

Marca: Yeti
 Características: Excelente fluidez en el colado. La más alta precisión con una baja dureza. Capa de óxido muy fina y adhesión óptima con las masas cerámicas.

Ref. H98170 Caja de 1.000 g. **140,80€** ~~176,00€~~



-40%

WIRON 99

Marca: Bego
 Características: Aleación de cromo níquel para la técnica metalo-cerámica y resina -libre de berilio-. Muy resistente a la corrosión. Biocompatible. Elevado módulo de elasticidad. Facilidad de acabado gracias a la escasa dureza de 180 HV10.

Ref. H03501 Caja de 1Kg. **340,00€** ~~565,02€~~



-26%

WIRON LIGHT CROMO NIQUEL

Marca: Bego
 Características: 1 kg. Nueva aleación de cromo níquel para la técnica metalo-cerámica, con una oxidación clara y exenta de berilio. Colado sencillo, desbastado sencillo, trabajo seguro.

Ref. H04412 Caja de 1Kg. **390,00€** ~~525,46€~~



-17%

SOLIBOND C PLUS ALEACIÓN DE CROMO COBALTO

Marca: Yeti
 Características: Aleación de cromo cobalto sin níquel ni berilio. Capa de óxido muy fina. Su excelente fluidez garantiza colados seguros. Se consigue un pulido y brillo con rapidez. Adhesión óptima con las masas cerámicas.

Ref. H98171 Caja de 1.000 g. **175,00€** ~~211,35€~~



-21%

WIRO CER PLUS CROMO NIQUEL

Marca: Bego
 Características: 1 kg. Aleación de níquel cromo para la técnica de metal cerámica libre de berilio. Desbastado sencillo. No precisa enfriamiento lento.

Ref. H03502 Caja 1 kg. **428,51€** ~~542,41€~~



HASTA UN -23%

WIROBOND SG CROMO COBALTO

Marca: Bego
 Características: Aleación cromo cobalto para la técnica de metal cerámica, sin níquel ni berilio. Biocompatible. Dureza Vickers 310 HV10.

Ref. H03503 Caja 250g. **148,83€** ~~175,09€~~
 Ref. H03504 Caja 1 kg. **423,46€** ~~549,95€~~



PRECIO RESULTANTE
327,72
€/u.

STARLOY C CROMO COBALTO 1 KILO

Marca: Degudent

Características: Aleación de cromo cobalto de metal no noble muy resistente a la corrosión. Posee unas propiedades mecánicas extraordinarias y es adecuada para recubrir cerámica. Puede usarse con todas las cerámicas dentales convencionales.

Ref. H7014I

409,67€

Por la compra de 1 Starloy C Cromo Cobalto 1 kg
GRATIS STARLOY C CROMO COBALTO 250 gr.



-24%

VERA BOND II SIN BERILIO

Marca: Aalbadent

Características: Aleación de cromo níquel para coronas y puentes metalo-cerámicas, consiguiendo colados precisos en los márgenes y una buena unión metal-porcelana. Aleación idónea para cerámicas tradicionales de grano medio tipo Ceramco, Excelco, Spectrum, Noritake, Synspar, Shofu-Crystal y otras cerámicas de grano medio del mercado.

Ref. H03552 Caja de 203 gramos

54,00€ ~~70,00€~~



2+1

PRECIO RESULTANTE
35,93
€/u.

BONDING NOBIL PARA METAL

Marca: Nobil-Metal

Frasco de 6 g. 53,90 €

Acondicionador estético en pasta de color rosa para utilizar en el tratamiento de las aleaciones no preciosas y cromo cobalto sinterizados. Mejora la adhesión metalo-cerámica. Cubre el poro de la fusión. Enmascara la oxidación. Punto de fusión 800°C. Temperatura final de cocción 980°C.

Ref. H00029

53,90€



-26%

HERAENIUM NA

Marca: Kulzer

Características: Aleación de Cr-Ni-Mo, exenta de Berilio. Es una aleación de metales no preciosos para el recubrimiento de coronas y puentes con cerámica o resina.

Ref. H03535 Caja de 1.000 g.

276,00€ ~~375,00€~~



-20%

HERAENIUM PW

Marca: Kulzer

Características: Aleación cerámica de CrCo para prótesis fija. Es una aleación de Cobalto-Cromo-Molibdeno para la elaboración de coronas y puentes con revestimiento cerámico o acrílico.

Ref. H03543 Envase 1.000 g.

568,80€ ~~711,00€~~

HERAENIUM P (CR-CO CERÁMICA)

Marca: Kulzer

Ref. H03539 Envase 1.000 g.

568,80€ ~~711,00€~~



-28%

GC INITIAL CAST NP METAL CRCO

Marca: G.C.

Características: Aleación de colado CoCr tipo 4 para técnicas de recubrimiento metal cerámico en coronas y puentes. La expansión térmica de 14,1 x 10-6 K-1 es compatible con la mayoría de las cerámicas de metal más comunes en el mercado.

Ref. H03518 1.000 g.

Precio Oferta

~~425,10€~~ **305€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.**

259,25€

*Condiciones descuentos pág. 4

Por la compra de 1KG
GRATIS 1 BALANZA DE PRECISIÓN GC



ATORNILLADORES

Marca: Gera
Descripción: Acero Inoxidable Quirúrgico (AISI-316L)



Ref. i6055 Mango Largo conexión mecánica

38,08€ ~~50,77€~~



Ref. i6056 Mango Corto conexión mecánica

38,08€ ~~50,77€~~

-25%

PUNTAS PARA PRÓTESIS DE IMPLANTES


Marca: Gera
Descripción: Disponemos de tres longitudes de puntas : Corta 20 mm, Mediana 25 mm y Larga 35 mm. Todas las puntas están diseñadas para uso con el mango corto o largo, o con contraángulo. Material: Acero (AISI – 420F Templado)

PUNTA DESTORNILLADOR HEXAGONAL

Ref. i6127 Ø 0,87 Corta   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6128 Ø 0,87 Mediana   **21,17€** ~~28,22€~~


Compatibles: TORNILLO DE CIERRE DE VARIOS SISTEMAS

Ref. i6057 Ø 1,20 Corta   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6058 Ø 1,20 Mediana   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6059 Ø 1,20 Larga   **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: BRANEMARK®/MICRODENT®/AVINENT®/TEKNIMPLANT®/BIOMET 3I®/BEGO SEMADOS®/MIS®

Ref. i6060 Ø 1,25 Corta   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6061 Ø 1,25 Mediana   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6062 Ø 1,25 Larga   **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: PROCLINIC®/DEFCON-PHIBO®/OSTEOPLUS®/ZIMMER®/BEST FIT DE GT MEDICAL®

Ref. i6063 Ø 1,27 Corta   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6064 Ø 1,27 Mediana   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6065 Ø 1,27 Larga   **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: ASTRA®

Ref. i6066 Ø 1,70 Corta   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6067 Ø 1,70 Mediana   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6068 Ø 1,70 Larga   **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: KLOCKNER®

Ref. i6087 Ø 0,90 Corta   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6088 Ø 0,90 Mediana   **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: TORNILLO DE CIERRE DE VARIOS SISTEMAS

PUNTA DESTORNILLADOR PLANO    **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6069 Ø 0,50 Corta   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6070 Ø 0,50 Mediana   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6071 Ø 0,50 Larga   **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: TODOS LOS SISTEMAS DE Tipo RANURADO

PUNTA DESTORNILLADOR CRUZ    **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6072 Corta   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6073 Mediana   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6074 Larga   **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: KLOCKNER®

PUNTA DESTORNILLADOR ESTRELLA    **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6075 Corta   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6076 Mediana   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6077 Larga   **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: BRANEMARK®/UNIGRIP®/NOBEL BIOCARE®

PUNTA DESTORNILLADOR TORX    **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6078 Corta   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6079 Mediana   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6080 Larga   **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: STRAUMANN®/ITIP®

PUNTA CUADRADA    **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6120 Corta 1,25   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6121 Mediana 1,25   **21,17€** ~~28,22€~~


Ref. i6122 Larga 1,25   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6123 Corta 1,30   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6124 Mediana 1,30   **21,17€** ~~28,22€~~

Ref. i6125 Larga 1,30   **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: NOBEL BIOCARE®/CERA ONE®

Ref. i6126 PUNTA HEMBRA CORTA PARA MULTIUNIT   **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: BRANEMARK®/MULTIUNIT®



-15%
DESCUENTO
en Initial MC

GC

-15%
DESCUENTO
en Initial ZR



INITIAL MC

Marca: G.C

Características: El sistema de cerámica GC Initial MC ofrece nuevas posibilidades para las indicaciones de metal-cerámica. La porción de feldespato y las excelentes propiedades ópticas de esta cerámica suponen un enorme potencial estético, independientemente de si trabaja con técnicas de estratificación estándar por comodidad y rapidez o con técnicas de estratificación natural multicapa para las mayores demandas estéticas. El CET está adaptado a todos los tipos de aleaciones, incluso las coronas de galvano y aleaciones no preciosas pueden emplearse fácilmente para recubrir con cerámica.

INITIAL ZR

Marca: G.C

Características: El sistema de cerámica de GC Initial abre nuevos horizontes con múltiples posibilidades para la cerámica total. Tanto si trabaja con el clásico óxido de aluminio o sigue la nueva tendencia del zirconio, Initial le ofrece siempre soluciones óptimas, fiables y rentables. Initial está marcando los nuevos estándares de la cerámica total del futuro.



-26%

CERAMCO 3

Marca: Degudent

Características: Cerámico 3 es un sistema completo de metal cerámica que combina una fiabilidad uniforme del producto con una excelente estética natural. Este proceso de fabricación asegura que cada capa de cerámica concuerde exactamente con la guía de colores. Todo el sistema, desde los opaques, pasando por las dentinas, los incisales naturales y incisales opales imparten la fluorescencia de la dentición natural.

Reposición 100 gr.

86,30€ ~~116,10€~~



SOLO POR
799€

INITIAL IQ LUSTRE PASTE NF SET

Marca: G.C

Características: Las masas Initial IQ Luster Paste NF tridimensionales universales dan profundidad de color y translucidez de aspecto natural a todas las cerámicas Initial.

- Sólo un kit compatible con la gama de cerámica completa Initial de GC.
- Amplio intervalo de coeficientes de expansión térmica, entre 6,9 y 13,3 para que se puedan utilizar con casi todos los tipos de cerámica.
- Pastas mejoradas con propiedades tixotrópicas más finas para una aplicación más sencilla y precisa.
- Disponible en frascos listos para usar para una aplicación más cómoda.
- Líquido diluyente y regenerativo para conservar una consistencia óptima hasta el final.

Ref. H43480 Envase 1x Neutral L-N (4g) + 1 x Valor (4g) + 4 x Colores Body (L-A, L-B, L-C, L-D) (4g) + 8 x Efecto esmalte (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8) 4g + 1x Líquido diluir (8 ml) + 1x líquido de recuperación (8ml) + 1x Paleta de mezcla + 2 pinceles

799,00€ ~~810,00€~~

Por la compra de 1 Set
GRATIS 1 Set IQ Lustre pastes NF GUM
(Valorado en 446,21€).





IPS d.SIGN®

IPS-D.SIGN A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	3 g. OPAQUER PASTA	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA	250 g. DENTINA
color A1	H60369	H60403	H60437	H99750
color A2	H60371	H60405	H60439	H99751
color A3	H60373	H60407	H60441	H99752
color A3,5	H60375	H60409	H60443	H99753
color A4	H60377	H60411	H60445	H99754
color B1	H60379	H60413	H60447	H99755
color B2	H60381	H60415	H60449	H99756
color B3	H60383	H60417	H60451	H99757
color B4	H60385	H60419	H60453	H99758
color C1	H60387	H60421	H60455	H99759
color C2	H60389	H60423	H60457	H99760
color C3	H60391	H60425	H60459	H99761
color C4	H60393	H60427	H60461	H99762
color D2	H60395	H60429	H60463	H99763
color D3	H60397	H60431	H60465	H99764
color D4	H60399	H60433	H60467	H99765

27,32€
31,40€

26,14€
30,05€

113,97€
131,00€

270,57€
311,00€

Contenido	3 g. OPAQUER PASTA	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA
color 110/01	H60007	H60049	H60091
color 120/1A	H60009	H60051	H60093
color 130/2A	H60011	H60053	H60095
color 140/1C	H60013	H60055	H60097
color 210/2B	H60015	H60057	H60099
color 220/1D	H60017	H60059	H60101
color 230/1E	H60019	H60061	H60103
color 240/2C	H60021	H60063	H60105
color 310/3A	H60023	H60065	H60107
color 320/5B	H60025	H60067	H60109
color 330/2E	H60027	H60069	H60111
color 340/3E	H60029	H60071	H60113
color 410/4A	H60031	H60073	H60115
color 420/6B	H60033	H60075	H60117
color 430/4B	H60035	H60077	H60119
color 440/6C	H60037	H60079	H60121
color 510/6D	H60039	H60081	H60123
color 520/4C	H60041	H60083	H60125
color 530/3C	H60043	H60085	H60127
color 540/4D	H60045	H60087	H60129

27,32€
31,40€

26,14€
30,05€

113,97€
131,00€

-13%



IPS-D.SIGN A-D INCISAL T REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL T	100 g. INCISAL T	250 g. INCISAL T
color TS1	H60513	H60519	H99770
color TS2	H60515	H60521	H99771
color TS3	H60517	H60523	H99772

26,14€
30,05€

113,97€
131,00€

270,57€
311,00€

IPS-D.SIGN INCISAL CHROMASCOP REP.

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL	100 g. INCISAL
color S1	H60185	H60193
color S2	H60187	H60195
color S3	H60189	H60197

26,14€
30,05€

113,97€
131,00€



IPS InLine®

-13%



IPS-INLINE TRANSPARENTE INCISAL A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL	100 g. INCISAL
color 1	H61291	H61299
color 2	H61293	H61301
color 3	H61295	H61303

22,49€
~~25,85€~~

102,23€
~~117,50€~~

IPS-INLINE A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	3 g. OPAQUER	9 g. OPAQUER	18 g. POLVO OPAQUER	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA
color A1	H61151	H61185	H61152	H61219	H61255
color A2	H61153	H61187	H61154	H61221	H61257
color A3	H61155	H61189	H61156	H61223	H61259
color A3,5	H61157	H61191	H61158	H61225	H61261
color A4	H61159	H61193	H61160	H61227	H61263
color B1	H61161	H61195	H61162	H61229	H61265
color B2	H61163	H61197	H61164	H61231	H61267
color B3	H61165	H61199	H61166	H61233	H61269
color B4	H61167	H61201	H61168	H61235	H61271
color C1	H61169	H61203	H61170	H61237	H61273
color C2	H61171	H61205	H61172	H61239	H61275
color C3	H61173	H61207	H61174	H61241	H61277
color C4	H61175	H61209	H61176	H61243	H61279
color D2	H61177	H61211	H61178	H61245	H61281
color D3	H61179	H61213	H61180	H61247	H61283
color D4	H61181	H61215	H61182	H61249	H61285

23,10€
~~26,55€~~

63,16€
~~72,60€~~

26,19€
~~30,10€~~

22,49€
~~25,85€~~

102,23€
~~117,50€~~

i

¿Necesitas un porta pinceles? No te pierdas nuestra página 43.



DESDE


-16%

PALETA DE CERÁMICA

Marca: Mestra
Características: 30 x 45 mm.
Tapa de plástico transparente.

Ref. H64761

25,44€ ~~30,20€~~



-22%

BANDEJA REFLECTARIA CON PINS CERÁMICOS 2 UNIDADES

Marca: Proclinic
Características: Juego de 2 bandejas de cocción
Ø 8 cm con 20 pines cerámicos (incluidos).

Ref. H20696

20,00€ ~~25,50€~~



IPS e.max



Contenido	5 Piezas	L/3 Piezas
color A1	H99989	H99913
color A2	H99990	H99914
color A3	H99991	H99915
color A3,5	H99992	H99916
color A4	H999100	H999107
color B1	H99993	H99917
color B2	H99994	H99918
color B3	H99995	H99919
color B4	H999101	H999108
color C1	H999102	H999109
color C2	H99929	H99928
color C3	H999103	H999110
color C4	H999104	H999111
color D2	H999105	H999112
color D3	H99931	H99930
color D4	H999106	H999113
color BL1	H99924	H99920
color BL2	H99925	H99921
color BL3	H99926	H99922
color BL4	H99927	H99923

73,39€
~~86,75€~~

87,87€
~~104,00€~~

HASTA
-16%



E.MAX PRESS LT

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Pastillas que muestran una baja translucidez y se utilizan para elaboración de coronas anatómicamente modeladas parciales o totales. Especialmente en la zona de anteriores, el aspecto estético de la restauración se maximiza utilizando la técnica de cut-back en combinación con IPS e.max Ceram.

Contenido	5 Piezas	L/3 Piezas
color A1	H629800	H629816
color A2	H629801	H629817
color A3	H629802	H629818
color A3,5	H629803	H629819
color A4	H629804	H629820
color B1	H629805	H629821
color B2	H629806	H629822
color B3	H629807	H629823
color B4	H629808	H629824
color C1	H629809	H629825
color C2	H629810	H629826
color C3	H629811	H629827
color C4	H629812	H629828
color D2	H629813	H629829
color D3	H629814	H629830
color D4	H629815	H629831
color BL1	H629832	H629836
color BL2	H629833	H629837
color BL3	H629834	H629838
color BL4	H629835	H629839

73,39€
~~86,75€~~

87,87€
~~104,00€~~

HASTA
-16%

E.MAX PRESS HT

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Nuevas pastillas altamente translúcidas para elaborar restauraciones anatómicamente modeladas mínimamente invasivas. Las restauraciones se personalizan con materiales de maquillaje IPS e.max Ceram (Shade/Essence).

IPS E.MAX PRESS PASTILLAS MO

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Pastillas de opacidad media (MO)
5 Pastillas.

- Ref. H62969 Color MO-0
- Ref. H62971 Color MO-1
- Ref. H62973 Color MO-2
- Ref. H62975 Color MO-3
- Ref. H62977 Color MO-4

73,39€
~~86,75€~~

HASTA
-14%



6+1
Revestimiento
PressVest
Premium
GRATIS



Por la compra de 6 reposiciones IPS e.max Press
GRATIS 1 reposición del nuevo IPS PressVest Premium 5 Kg + 1.000ml de líquido.

*Productos enviados mediante envío directo.

Gracias a estas ofertas podrá recibir los artículos sin cargo, que serán enviados desde nuestra central. Para que pueda beneficiarse de esta oferta deberá enviarnos su factura de compra al correo electrónico promociones.es@ivoclarvivadent.com, para cualquier consulta tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.

Sólo para clientes de distribuidores oficiales, no acumulables salvo modificación o error.

5+1
IPS e.max
Press Multi
GRATIS



Por la compra de 5 reposiciones
IPS e.max Press
GRATIS 1 reposición de IPS e.max Press Multi
Envío directo del fabricante.

IPS E.MAX PRESS PASTILLAS MO L

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Pastillas de opacidad media (MO)
3 Pastillas.

- Ref. H62981 Color MO L-0
- Ref. H62983 Color MO L-1
- Ref. H62985 Color MO L-2
- Ref. H62987 Color MO L-3
- Ref. H62989 Color MO L-4

87,87€
~~104,00€~~





Initial LiSi

Nueva cerámica de Disilicato de Litio inyectable revolucionaria

NUEVO



Initial™ LiSi Press es el novedoso y revolucionario Disilicato de Litio inyectable de **GC**

que combina una resistencia inigualable y una estética excepcional con las ventajas de un proceso más rápido y sencillo.

Con un procedimiento más flexible, requiere menos pasos y le ahorrará, al menos, 15 minutos por restauración. **GC Initial LiSi Press** es la primera pastilla de Disilicato de Litio con Alta Densidad de Micronización (HDM), una tecnología única que le confiere propiedades físicas excepcionales y una estética completamente natural. La tecnología HDM utiliza micro-cristales de disilicato de litio, uniformemente distribuidos para rellenar la matriz completa, en vez de utilizar los tradicionales cristales más grandes, que no aprovechan al completo la estructura de matriz.

Initial LiSi Press

64,20€

Contenido:
3g x 5 pastillas

GC INITIAL LISI PRESS HT (3g x 5)

Refs.: H43305 EXW H43308 E58
H43306 BLE H43309 E59
H43307 E57 H43310 E60

GC INITIAL LISI PRESS MT (3g x 5)

Refs.: H43311 B00 H43316 B1
H43312 B0 H43317 B2
H43313 A1 H43318 C1
H43314 A2 H43319 C2
H43315 A3 H43320 D2

GC INITIAL LISI PRESS LT (3g x 5)

Refs.: H43321 A
H43322 B
H43323 C
H43324 D

GC INITIAL LISI PRESS MO (3g x 5)

Refs.: H43325 MO 0
H43326 MO 1
H43327 MO 2



Descuento
27%

Initial LiSi Press & LiSi PressVest Intro Kit

192,60€

Por la compra de: **3 Initial LiSi Press**
GRATIS **1 LiSi PressVest Intro Kit**

El material gratuito será enviado por GC Ibérica, por favor solicítelo en la dirección Initial.Spain@gc.dental enviando la factura del pedido.



Para obtener más información pueden dirigirse a: **PROCLINIC**
Tef. gratuito: 900 800 880
www.proclinic.es



GC

Rebase Duro Proclinic Expert

Consiga una comodidad absoluta y duradera

-30%
DESCUENTO



1%

Muy baja absorción de líquidos



MUY BAJA SOLUBILIDAD

FUERZA DE ADHESIÓN | 25 MPa

Indicaciones:

- Rebases permanentes directos e indirectos, totales o parciales.
- Indicado para diferentes fines terapéuticos como en casos de ulceraciones.
- Indicado para soportar componentes de fijación debajo de prótesis naturales o retenidas por implantes
- Reparaciones o adiciones a dentaduras acrílicas totales en casos de retención escasa o para mejorar la comodidad y el soporte.
- Reconstrucción de la prótesis en general, desde casos de atrofia a ampliación de la prótesis o de sus bordes.

Ref. 41526 Kit cartucho 50 ml + adhesivo 15 ml + accesorios **76,23€** ~~108,90€~~

Ref. 41527 Reposición cartucho 50 ml + puntas **65,10€** ~~99,00€~~

Rebase duro de rebase permanente para una reparación completa en tan solo una sesión. Autopolimerizable. Buena fuerza de adhesión de hasta 25 MPa que garantiza una reparación duradera. En doble cartucho automix para una aplicación sencilla, fácil y rápida. Optimización del tiempo en consulta gracias a su rápida elaboración. Color rosado translúcido que facilita la mimetización con el color de la prótesis y que se mantiene estable de forma duradera, sin alteraciones en el color.



SÓLO POR
3,50€

MASCARILLAS RECTANGULARES

Marca: Proclinic
Características: Caja de 50u.
Con elásticos redondos.

Ref. 0150 Verdes
Ref. 01500 Azules
Ref. 01501 Rosas

3,50 € ~~10,20€~~



-50%

GUANTES LATEX AZULES PROCLINIC SIN POLVO

Marca: Proclinic
Características: Caja de 100u.

Ref. 76504 Talla L
Ref. 76503 Talla M
Ref. 76502 Talla P
Ref. 76501 Talla XP

6,50€ ~~12,95€~~

10+1

 PRECIO RESULTANTE
56,35
 €/u.

**ARTICULADOR BALANCEADO
LIGERO MESTRA**

Marca: Mestra

Características: El articulador MESTRA reproduce los movimientos mandibulares en base a unos registros medios obtenidos de los diagnósticos clínicos. Los muelles instalados por encima de los cóndilos permiten desplazar al maxilar superior retornando después a su posición original.

Ref. H11125

61,98€
10+1

 PRECIO RESULTANTE
24,94
 €/u.

**ARTICULADOR FUNCIONAL
DOS PUNTOS PUENTES**

Marca: Mestra

Características: Fabricado en latón y acero inoxidable.

El muelle instalado en el centro del maxilar superior permite desplazar éste y después retornar a su posición original.

El maxilar superior se mantiene en posición horizontal y se regula en altura con un tornillo, pudiendo igualmente elevarse formando un ángulo de 115° para facilitar el montaje del modelo superior.

Ref. H11109

27,44€
10+1

 PRECIO RESULTANTE
94,94
 €/u.

**ARTICULADOR FUNCIONAL
DOS PUNTOS MESTRA**

Marca: Mestra

Características: De iguales características al anterior. Fabricado en latón y acero inoxidable. Con movimientos de lateralidad.

Ref. H11113

27,44€
10+1

 PRECIO RESULTANTE
30,91
 €/u.

**ARTICULADOR FUNCIONAL
TRES PUNTOS MESTRA**

Marca: Mestra

Características: De iguales características al anterior aunque en formato más alargado y con guía incisal.

Ref. H11115

34,01€
10+1

 PRECIO RESULTANTE
33,71
 €/u.

**ARTICULADOR MOVIM
FUNCIONAL CON PLETINAS**

Marca: Mestra

Características: Fabricado en aleación ligera con un óptimo compromiso entre peso y resistencia.

Reproduce con gran fidelidad el movimiento mandibular gracias a su muelle central y la inclinación de sus apoyos.

Ref. H11119 Caja de 1.000 g.

37,09€
10+1

 PRECIO RESULTANTE
27,37
 €/u.

ARTICULADOR DECONOS MESTRA

Marca: Mestra

Características: El ajuste de este articulador es por conos, uno fijo y otro desplazable, suprimiéndose de este modo los desajustes producidos por el uso.

Se desmontan fácilmente sus brazos accionando su tuerca lateral, desplazándose simultáneamente el cono, por el empuje de un resorte interior. Los materiales de aleación ligera empleados en su fabricación, lo hacen más manejable y su fuerte y robusta estructura aseguran una mayor duración.

Ref. H11121 Caja de 1.000 g.

30,11€

PRESUPUESTOS DE MOBILIARIO AJUSTADO A SU ESPACIO Y NECESIDADES.

CONSULTE CON SU PROMOTOR.

Moderna línea de mobiliario para laboratorios dentales, combina un moderno diseño funcional, fabricado con materiales muy resistentes como el acero electro-galvanizado y pintado, encimeras de acero inoxidable o de madera. Una gama completa de mesas, muebles modulares, campanas y accesorios permite personalizar cualquier área de trabajo.



2 PUESTOS DE TRABAJO MF2

Marca: Loran

Ref. H98301 Mesa para 2 Puestos de Trabajo
 Medidas: Ancho. 190cm
 Alto. 90cm
 Fondo. 64cm
 Peso. 104 kg



Desde **1.853,60€** ~~2.317€~~

-20%

1 PUESTO DE TRABAJO MF1

Ref. H98300 Mesa para 1 Puesto de Trabajo
 Medidas: Ancho. 117cm
 Alto. 90cm
 Fondo. 64cm
 Peso. 75,5 kg



Desde **1.277,60€** ~~1.597€~~



-20%

MAESTROBOX COMPLETO CON ASPIRACION

Marca: Loran

Características: Banco completo de aspiración con el motor de inducción. Creado específicamente para ser usado en el trabajo de desbaste y tiramiento del yeso, resina y metal. Su estructura ha sido realizada expresamente con un espacio cerrado, la aspiración evita que los polvos que se producen durante la elaboración, sean inhalados por el usuario, siendo dirigidos al correspondiente filtro-contenedor.

Medidas: 900mm (largo) x 645mm (fondo) x 1.190mm (alto). Peso: 70kg.

Ref. H98318

2.987,20€ ~~3.734€~~

3 AÑOS DE GARANTIA

-17%



SILLA ELASTOMERO NEGRO 58 STORM

Marca: Storm

Ref. H90165

195€ ~~235€~~

¡HEMOS BAJADO EL PRECIO!

-60%



LÁMPARA REGULABLE 84 LEDS


Marca: Technoflux

Características: Lámpara Led 16W con pinza de sujeción a tablero. Intensidad de luz regulable, hasta 6.000K.

Ref. H16760

90€ ~~225€~~

-22%



SOPORTE VARIO MAGNETICO

Marca: Yeti

Características: Soporte magnético para hasta 10 pinceles en la parte anterior. En su parte posterior puede alojar otros instrumentos de metal. Permite tener un puesto de trabajo recogido.

Ref. H16179

145€ ~~186,50€~~

-23%

TAPIZADO PERSONALIZADO EN RESPALDO +20€



TAPIZADO PERSONALIZADO EN ASIENTO +20€

SILLA ATENEA ANTRACITA STORM

Marca: Storm

Características: Fabricada en inyección plástica de polipropileno de alta resistencia. Ergonómica y ligera con base de aluminio pulido va acompañada de columna de gas cromada y rueda con cubre rueda cromado. Color gris antracita.

Ref. H90166

150€ ~~195,00€~~

-49%



LAMPARA LUPA DE 90 LEDS

Marca: Technoflux

Características: Lámpara de 90 leds blancos, 4W, con lupa de 5 dioptrías. Diámetro de la lupa 120mm. Incluye brazo 86cm para mesa. Detalles:

- Abrazadera a la mesa.
- Intensidad 1.600mcd/LED.
- 4 W.
- Lente de 5 dioptrías.

Ref. H92592 Diámetro de la lupa 120mm.
Dimensiones del brazo 86cm.
Longitud del cable 1,5m.

75€ ~~146€~~



MECHERO DE GAS CON RECIPIENTE DE CERA

Marca: Mestra

Características: Indispensable en todo laboratorio dental. Su diseño de reducida altura está pensado para una mayor comodidad en su utilización.

Ref. H92393 Butano

Ref. H92395 Gas natural

94,64€



-41%

ESTACIÓN NEUMÁTICA CON TURBINA TDS890 CON SPRAY

Marca: Bien Air
 Características: La estación STS-Trimmer se distingue por sus cualidades superiores. Con un depósito de 1,4 litros, dispone de una importante autonomía. Mandos con interruptores separados, el caudal y la mezcla aire/agua del spray se regulan con precisión para una refrigeración óptima. Combinados con turbinas equipadas con escudo anti polvo y con el ajuste del instrumento de ajustes de fricción FG, los conjuntos neumáticos Bien-Air le ofrecen lo mejor durante mucho tiempo.

Ref. H92566

1.199€ ~~2.030€~~

i

Campana re compra, consulte condiciones.



-42%

TURBINA NSK PRESTO AQUA II

Marca: NSK
 Características: Turbina neumática libre de lubricación con spray de agua refrigerante. Pieza de mano de libre rotación 360°. Bajo nivel de ruido y vibración.

Ref. H02352

1.199€ ~~2.050€~~

i

Campana re compra, consulte condiciones.



-48%

MICROMOTOR VOLVERE 17 RM

Marca: NSK
 Características: Micromotor estándar de máxima utilidad y larga duración ofreciendo una alta eficiencia de potencia. Función Auto-cruise de velocidad, mínima vibración y ruido.

Ref. H92569

799€ ~~1.526€~~



-18%

ESTACION NEUMÁTICA CON TURBINA TD783 SIN SPRAY

Marca: Bien Air
 Características: Estación neumática de sobremesa con turbina TD 783 sin spray. Muy estable y de dimensiones reducidas.

Ref. H92551

649€ ~~794,20€~~

-42%

i

Campana re compra, consulte condiciones.



TURBINA LAB. PRESTO II SIN SPRAY

Marca: NSK
 Características: Turbina neumática libre de lubricación sin spray de agua. Pieza de mano de libre rotación 360°. Bajo nivel de ruido y vibración.

Ref. H02358

599€ ~~1.030€~~

i

Campana re compra, consulte condiciones.



-47%

ULTIMATE XL COMPACT

Marca: Nsk
 Características: Micromotor de sobremesa con pieza de mano Compact. Velocidad de trabajo de 1.000 a 50.000 rpm. Torque: Máx. 6,0 Ncm.

Ref. H02346 Versión sobremesa

1.129€ ~~2.117€~~



-37%

MICROMOTOR ESCORT III

Marca: Saeyang
 Características: Micromotor pequeño y compacto, ajustable, de sobremesa con pedal de control.
 Revoluciones: 1.000 – 35.000 rpm.
 Torque: Máx. 2,75 Ncm.

Ref. H9251 I

240€ ~~378,00€~~



-22%

MICROMOTOR SIN ESCOBILLAS

Marca: Mestra
 Características: Micromotor sin escobillas para uso en el laboratorio dental, fuerte torque a baja velocidad.

Ref. HI 00500

642,74€ ~~824,02€~~



-20%

i

¡Disco reversible!

SQI40 L2 EN HÚMEDO 2800RPM

Marca: Sirio
 Características: Recortadora totalmente metálica con disco reversible (doble uso). Electroválvula de agua de alta calidad.

Ref. H92698

550€ ~~690,00€~~

i

Descubre la gama perfecta en Proclinic



-17%

PERFECTA 300

Marca: W&H
 Características: Micromotor de sobremesa de laboratorio pensado para el tratamiento preciso de todos los materiales procesados con una pieza de mano en el laboratorio dental.
 De 1.000 a 40.000 rpm. Torque 5,5 Ncm. Motor sin escobillas. Giro a la izquierda y a la derecha.

Ref. H95510

1.199,99€ ~~1.450€~~



-22%

DECANTADOR DE YESOS

Marca: Mestra
 Características: Fabricada en polipropileno resistente. Rápida y sencilla limpieza porque la suciedad queda recogida en una bolsa de plástico. El cierre hermético de su tapa impide la propagación de malos olores. Su tamaño y forma han sido pensados para una sencilla instalación bajo el fregadero.

Ref. HI 1056 14 litros

188€ ~~240,40€~~

Datos técnicos:
 Capacidad: 14 l.
 Dimensiones: Alto 350mm,
 Diámetro 350mm
 Peso: 2,2 kg.

Accesorios:
 Bolsa de plástico 20 unidades HI 1032



-22%

RH 3000 CON DISCO DE CARBURO

Marca: Mestra
 Características: Recortadora de modelos fuerte y robusta, de fácil manejo para la abrasión de modelos de escayola dura o blanda. Incluye disco de carburo y está dotada de un sistema de limpieza de disco por agua.

Ref. H92685

673,67€ ~~869,00€~~

Para facilitar el cambio del disco abrasivo, le recomendamos que aplique aceite en todas las uniones roscadas unos minutos antes de realizar la operación.



-22%

ELECTRO VIBRADOR RECTANGULAR

Marca: Mestra
 Características: Práctico electro vibrador rectangular fabricado en chapa de acero especialmente diseñado para la compactación de materiales en el sector dental.

Ref. H92903

231,32 € ~~296,57€~~



SOLO POR
1.825€

APARATO DE VAPOR VAP8-A

Marca: Zhermack
 Características: Generador de vapor y agua caliente de presión elevada (8 bar). Llenado automático del agua a través de la red. Salida de agua y vapor.

Ref. H92895 Aparato de vapor

1.825€

Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 Descalcificador de agua
 (Valorado en 231,83 EUR).



-22%

ASPIRADOR GEMINI

Marca: Mestra
 Características: Sistema de aspiración, desarrollado especialmente para el uso en equipos de laboratorio.

Ref. HI00604

286€ ~~366,37€~~



-22%

IRIS 2 EVOLUTION

Marca: Mestra
 Características: Permite elaborar fácilmente revestimientos, escayolas y mezclas afines. Tres versiones distintas disponibles, diferenciadas en el sistema de control.

Ref. H92465

700,81 € ~~898,47€~~



-22%

MAQUINA SOLDADORA DE PUNTOS MESTRA

Marca: Mestra
 Características: Sistema de aspiración, desarrollado especialmente para el uso en equipos de laboratorio.

Ref. H92729

411€ ~~527,10€~~



-22%

PRESA HIDRÁULICA

Marca: Mestra
 Características: Su sistema oleohidráulico está diseñado para que el aceite no escape de la cámara. Todas las piezas que pueden sufrir desgaste están construidas en acero bonificado y rectificado, y su acabado se hace con pintura epoxi. La prensa lleva incorporados muelles de recuperación del platillo inferior que le permiten estar siempre en posición de utilización.

Ref. HI1166

563,36 € ~~722,26€~~

★ NOVEDAD



-22%

AUTOPOL GEISER

Marca: Mestra

Características: Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 litros), que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener hasta 5 temperaturas definidas por el usuario

Ref. H92668

776€ ~~995€~~



-28%

PALAMAT ELITE 230V

Marca: Kulzer

Características: Unidad de polimerización de alta presión. Ofrece cuatro ajustes de temperaturas diferentes para el procesamiento de resinas autopolimerizables y termopolimerizables. Se pueden polimerizar al mismo tiempo hasta 3 muelas de Palajet y, por tanto, hasta 6 prótesis.

Ref. H92659

1.700€ ~~2.350€~~



-26%

LABOLIGHT DUO

Marca: G.C.

Características: Unidad de fotopolimerización de luz LED de modo Dual para resinas compuestas indirectas fotopolimerizado de múltiples funciones para el técnico dental combinando 2 modos de polimerizado: pre-polimerizado (modo paso a paso) y polimerizado final (modo completo).

Ref. H92240

2.250€ ~~3.047,75€~~



-42%

LAMPARA FOTOPOLIMERIZABLE HILITE POWER

Marca: Kulzer

Características: Para la polimerización de materiales fotopolimerizables. Posible selección entre tres tiempos de exposición diferentes: de 6, 90 y 180 segundos.

Ref. H92230

1.850€ ~~3.190€~~

Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 Hilite Pre2 (Valorado en 519 EUR) Envío directo Kulzer.



NUEVO HIGH DEFINITION



Dos en uno: La fuerza de un HT con la estética de un TT



Mereces marcas exclusivas