

LAS MEJORES OFERTAS DEL MES EN LABORATORIO

● **Nuevas fresas  
widia Proclinic**

Renovada gama de fresas de tungsteno widia. Duras como el diamante.

● **Nuestro 35  
aniversario se acerca**

Mereces celebrar con nosotros esta fecha tan especial.

● **Ofertas válidas del  
7 de mayo al 10 de junio  
del 2018**

→  
**NOVEDAD  
FRESAS**  
Pág. 29



**MERECES  
TODO**



→  
**PROMOCIÓN  
ESPECIAL**  
Pág.3



# ÍNDICE

Promoción del mes ..... 3  
 Servicios ..... 4  
 Mereces las mejores opciones ..... 5

Acrílicos Resinas ..... 26-27  
 Aleaciones para prótesis fija ..... 32  
 Arenas y material de chorreado ..... 30  
 Ataches ..... 20  
 Cad Cam ..... 6-13  
     4Design ..... 7  
     Discos Dima ..... 8  
     3M ..... 9  
     Celtra DUO ..... 10  
     Ivoclar Digital ..... 11  
     Líquidos de Impresoras 3D... 12  
     Impresoras 3D ..... 13  
 Cerámicas ..... 35-39  
     Kulzer ..... 35  
     Ivoclar Vivadent ..... 36-38  
     Celtra Press ..... 39  
 Convención Rhein'83 ..... 21  
 Dientes ..... 28  
 Elaboración de modelos ..... 14-18  
     Yesos ..... 14-15  
     Planchas fotopolimerizables 16  
     Ceras ..... 16-17  
 Esqueléticos ..... 24  
 Fresas pulido y discos ..... 29  
 Implantes ..... 34  
 Maquinaria ..... 41-45  
     Hornos Programat ..... 41  
     Recortadoras y micromotores ..... 42  
     Turbinas ..... 43  
     Fotopolimerización ..... 45  
 Mobiliario ..... 46-47  
 Ortodoncia ..... 25  
 Revestimiento prótesis fija ..... 31  
 Varios ..... 40

# SUMARIO

Del 7 de mayo al 10 de junio de 2018

11



## TETRIC CAD PARA CEREC

La exitosa familia de composites Tetric está creciendo: **nuevo bloque de composite estético** diseñado para la producción eficiente de restauraciones indirectas unitarias.

13



## IMPRESIÓN 3D A TU ALCANCE

Descubre las **novedosas impresoras 3D** para todo tipo de trabajos y empieza a ahorrar en los procesos de fabricación.

16



## CERA DE ARTICULAR EN ARCADA

Fácil trabajo para la articulación de mordidas con las **nuevas ceras en forma de arcada**.

27



## RESINAS PALA 3+1

Vuelve a disfrutar de la promoción **3+1 en acrílicos Pala** con precios nunca vistos.

35



## CERAMCO 3 100G

Este mes cada reposición de 100g de la cerámica Ceramco 3 viene con un **26% de descuento. ¡Aprovechalo!**

44



## MEZCLA TODO TIPO DE MATERIALES

Con **IRIS 2 EVOLUTION** elabora fácilmente revestimientos, escayola y mezclas afines.

19



**Mereces  
 celebrar con  
 nosotros esta  
 fecha tan especial**

Los precios indicados no incluyen IVA. Datos válidos salvo error tipográfico. Ofertas no acumulables.  
 Si no desea recibir en adelante más información publicitaria por este medio, envíenos un e-mail a [lopd@proclinic.es](mailto:lopd@proclinic.es) indicando en el asunto: "Solicitud de Baja" o llamando al Teléfono 900 800 880.  
 En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le comunicamos que sus datos son tratados por PROCLINIC S.A., la finalidad del tratamiento es poder enviarle información de ofertas prospectivas de productos y servicios comercializados por PROCLINIC S.A. La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento prestado. Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición de sus datos enviando un e-mail a [lopd@proclinic.es](mailto:lopd@proclinic.es) o mandando una carta a la siguiente dirección: Plataforma Logística Plaza, C/ Palermo, 9, 50197 de Zaragoza. Para acceder a la cláusula completa de protección de datos puede consultarla en <https://www.proclinic.es/tienda/media/pdf/protecciondatos.pdf>.



**-15% DESCUENTO** en Inicial MC y ZR

Y por la compra de 500gr en reposiciones Inicial **GRATIS\*\* 1 Loseta Inicial.**

\*\*Oferta válida hasta fin de existencias.  
El modelo de la loseta es lay:art crystal aqua xl : loseta de mezcla de humectación parcial con dos tiras de humidificación.



**GC INITIAL LISI PRESS HT**

Marca: G.C  
Características: Pastillas altamente translúcidas de cerámica de disilicato de litio con Micronización de Alta Densidad (HDM), ofrece unas propiedades físicas inigualables y estéticas más natural y realista. Envase 5 unidades.

- Ref. H43305 EXW
- Ref. H43306 BLE
- Ref. H43307 E57
- Ref. H43308 E58
- Ref. H43309 E59
- Ref. H43310 E60

**63,00€** ~~87,30€~~

**GC INITIAL LISI PRESS LT**

Marca: G.C  
Características: Pastillas ligeramente translúcidas de cerámica de disilicato de litio con Micronización de Alta Densidad (HDM), ofrece unas propiedades físicas inigualables y estéticas más natural y realista. Envase 5 unidades.

- Ref. H43321 A
- Ref. H43322 B
- Ref. H43323 C
- Ref. H43324 D

**63,00€** ~~87,30€~~

**GC INITIAL LISI PRESS MO**

Marca: G.C  
Características: Pastillas de media opacidad de cerámica de disilicato de litio con Micronización de Alta Densidad (HDM), ofrece unas propiedades físicas inigualables y estéticas más naturales y realistas. Envase 5 unidades.

- Ref. H43325 MO 0
- Ref. H43326 MO 1
- Ref. H43327 MO 2

**63,00€** ~~87,30€~~

**-28% DESCUENTO**

**3+1**

Por la compra de 3 reposiciones Inicial LiSi Press **GRATIS 1 LiSi PressVest Intro Kit.**



**GC INITIAL LISI PRESS MT**

Marca: G.C  
Características: Pastillas media translucidez de cerámica de disilicato de litio con Micronización de Alta Densidad (HDM), ofrece unas propiedades físicas inigualables y estéticas más natural y realista. Envase 5 unidades.

- Ref. H43311 B00
- Ref. H43312 B0
- Ref. H43313 A1
- Ref. H43314 A2
- Ref. H43315 A3
- Ref. H43316 B1
- Ref. H43317 B2
- Ref. H43318 C1
- Ref. H43319 C2
- Ref. H43320 D2

**63,00€** ~~87,30€~~



Por la compra de G-Cera Orbit Vest polvo **GRATIS G-Cera Orbit Vest líquido (ref. H44071)**



**GC G-CERA ORBIT VEST.CROWNS/VENEER.**

Marca: G.C  
Características: Material refractario a base de fosfato, para la aplicación directa de capas de materiales cerámicos para la elaboración de coronas y carillas.  
CAJA 30 bolsas x 33g. (990 g.)

Ref. H44070

**120,60€**



Por la compra de LiSi PRESSVEST polvo **GRATIS LiSi PRESSVEST líquido (ref. H43303)**



**GC LISI PRESSVEST POLVO**

Marca: G.C  
Características: Revestimiento fosfatado libre de carbono para las técnicas de cerámica inyectada que ofrece un procesamiento más fácil, rápido y seguro. Optimizado para la técnica de calentamiento rápido.  
ENVASE 60 x 100 gr.

Ref. H43301

**196,40€**

# ¡Las mejores condiciones en Proclinic!

**-15%**  
**-5%**

## Hasta un 15% dto. en todas tus compras + 5% EXTRA por comprar en la web

Además, 4.500 artículos en oferta cada mes con hasta un 50% dto.

Descuentos según el volumen de tu compra\*:

Pedidos de **500€**: -5% de descuento  
Pedidos de **1.000€**: -10% de descuento  
Pedidos de **1.500€**: -15% de descuento

\* Descuentos no acumulables entre sí. Escalado de descuentos no aplicable a productos cuyo valor unitario supere los 1.500€.



## Más de 55.500 productos de las primeras marcas

La mejor alternativa en tu cesta.

Más de 11.200 referencias de laboratorio.

Planmecca: soluciones de alta tecnología.

Disponibilidad de stock: 99,46%.



## Envíos gratis y entrega urgente

Entrega en 24 horas para pedidos realizados antes de las 17h.

Envíos gratis a partir de 110€ de compra.

Consulta el estado de tu pedido en todo momento en la web.



## Devoluciones: Método fácil y cómodo

¿No estás satisfecho con un producto?









¡Ningún problema!

15 días para cambiar de opinión.

Recogida gratuita.

Servicio de devoluciones online.

## Y mucho más...

-  Asesoramiento técnico en equipamiento y software.
-  Servicio técnico propio.
-  Chat de ayuda online. Pago 100% seguro.
-  Programa Travel Club. Consigue viajes y regalos.
-  Newsletters diarias con información y promociones de interés.
-  Cursos y eventos. Formación continuada. Ver eventos actuales online.
-  Programa de becas para odontólogos recién licenciados.
-  Blog Proclinic y presencia en las redes sociales.



Atención al cliente Proclinic

**T. 900 800 880**

pedidos@proclinic.es | Fax. 900 40 39 39

Y en nuestra tienda online **www.proclinic.es**

### OFICINA CENTRAL

Palermo 9, Plataforma Logística PLAZA  
50197, Zaragoza



# Mereces las mejores opciones en Ceras

Del 7 de mayo al 10 de junio del 2018

## CERA MODELAR ANUTEX

Marca: Kemdent

Características: Cera para el modelado de dentaduras.

Ref. H999851 Caja 2,5 Kg. **45,00€** ~~61,65€~~

Ref. H99985 Eco 2,5 kg. **42,52€** ~~58,25€~~



DESDE  
**42,52€**  
58,25€



## CERA ROSA DE MODELAR PROCLINIC

Marca: Proclinic

Características: Planchas: 2.500 g.

Ref. H20812 Normal.

Ref. H20802 Climas cálidos.



**24,99€**  
35,35€



## CERA ROSA MODELAR PLANCHAS NORMAL

Marca: Reus

Características: Cera para el modelado de dentaduras.

Ref. H01032 Normal 2,5kgs

Ref. H01033 Climas 2,5kgs



**38,00€**  
49,95



Cera Articular en Placas: Especialmente indicada para tomas de registros oclusales, en desdentados totales y parciales. Precisa de poco calentamiento y tiene una dureza y elasticidad normal. Presentada en planchas de 2 mm. De fácil manejo, permite realizar rodillos de la altura deseada con gran facilidad.

**DISCO HUGO PMMA UNIVERSAL**

Marca: Hüge  
 Características: Disco de 4 capas, monocolor, para coronas y puentes anatómicos temporales de larga duración.

- Ref. H53545 14mm A1
- Ref. H53546 14mm A2
- Ref. H53547 14mm A3
- Ref. H53548 14mm A3,5
- Ref. H53559 14mm B1
- Ref. H53560 14mm C1
  
- Ref. H53549 18mm A1
- Ref. H53550 18mm A2
- Ref. H53551 18mm A3
- Ref. H53552 18mm A3,5
- Ref. H53561 18mm B1
- Ref. H53562 18mm C1
  
- Ref. H53553 20mm A1
- Ref. H53554 20mm A2
- Ref. H53555 20mm A3
- Ref. H53556 20mm A3,5
- Ref. H53557 20mm B1
- Ref. H53558 20mm C1



Nuevos colores B1 y C1



**-19%**

**26,50€** ~~32,00€~~

**DISCO HUGO PMMA MULTICAPA**

Marca: Hüge  
 Características: Disco de 4 capas, con degradación de color natural, para coronas y puentes anatómicos temporales de larga duración.

- Ref. H53566 14mm A1
- Ref. H53567 14mm A2
- Ref. H53568 14mm A3
- Ref. H53569 14mm A3,5
- Ref. H53570 14mm B1
- Ref. H53571 14mm C1
  
- Ref. H53573 18mm A1
- Ref. H53574 18mm A2
- Ref. H53575 18mm A3
- Ref. H53576 18mm A3,5
- Ref. H53577 18mm B1
- Ref. H53578 18mm C1
  
- Ref. H53580 20mm A1
- Ref. H53581 20mm A2
- Ref. H53582 20mm A3
- Ref. H53583 20mm A3,5
- Ref. H53584 20mm B1
- Ref. H53585 20mm C1



Nuevos colores B1 y C1



**-32%**

**55,00€** ~~81,35€~~



**i**  
Dureza normal

**i**  
Alta dureza

**DISCO CERA PARA CAD-CAM**

Marca: Yeti  
 Características: Disco de cera ideal por calidad y precio. La cera y la materia prima se queman sin dejar residuos. La cera se fresa limpiamente.

- Ref. H98150 Disco Cera Azul 20 mm.
- Ref. H98151 Disco Cera Azul 14 mm.
- Ref. H98152 Disco Cera Blanco 20 mm.
- Ref. H98153 Disco Cera Blanco 14 mm.

**18,99€** ~~24,35€~~

- Ref. H98154 Disco de cera gris 20mm
- Ref. H98155 Disco de cera gris 14mm

**24,18€** ~~31,00€~~



Ref. H98156 Disco de cera beige 20mm **22,31€** ~~28,00€~~

**-22%**



**-18%**

**TRILOR DISKS**

Marca: Bioloren  
 Características: Discos biocompatibles formados por una matriz de fibras multidireccionales de resina y composite. Es ajustable y reparable, compatible con resinas acrílicas y composite. Diámetro de 98,5mm. 1 unidad.

- Ref. H00696 10 mm
- Ref. H00697 12 mm

**98,40€** ~~120€~~

- Ref. H00698 14 mm
- Ref. H00699 18 mm

**123,00€** ~~150€~~  
**139,40€** ~~170€~~

Datos técnicos:  
 Resistencia a la tensión: 380Mpa  
 Resistencia a la flexión: 540Mpa  
 Modelo elástico: 26GPa

Resistencia a la compresión: 530Mpa  
 Gravedad específica: 1,8g/cm<sup>3</sup>  
 Resiliencia: 300KJ/cm<sup>3</sup>



Y descubre nuestra cera para CAD CAM en la página 18 de este folleto.



**-30%**

**PROSCAN ESPRAY ANTIREFLECTORA PROCLINIC**

Marca: Proclinic  
 Características: Spray anti reflectante para el escaneo con láser, que cumple con exactitud la tecnología láser. Para todos los materiales (Metal, PMMA, Ti) crea una película con pigmentos muy finos, 100% soluble en agua y fácil de dosificar

Ref. H20818 Spray 400ml.

**29,99€** ~~42,00€~~

# Restauraciones ST Súper translúcidas sin necesidad de colorear

**ST**

Super Translucent  
**MULTICAPA**



Adecuado para coronas y puentes con una estructura multicapa gradual.

Dureza 1.100

Translucidez 30-39%

Tª recomendada 1530°C

Grosor 14 / 18 / 22mm

○ A2   ○ A3   ○ A3.5   ○ B1   ○ B2   ○ C2

DESDE  
**148,50€**

**ST**

Super Translucent  
**COLOR**

Adecuado para coronas y puentes sin necesidad de colorear.

Dureza 1.100

Translucidez 30-39%

Tª recomendada 1530°C

Grosor 14 / 18 / 22mm

○ A1   ○ A2   ○ A3   ○ A3.5   ○ B1   ○ B2   ○ C2

DESDE  
**120€**

**W**

Disco de cera **WAX**

**ESPESOR   DIÁMETRO**

20 mm

98 mm

● Beige   ● Gris

**19,75€/u**

**Consulte otras soluciones 4DISK**

Para más información contacte con nuestro equipo comercial: [info@4designdigital.com](mailto:info@4designdigital.com)



**DIMA ZIRCONIA ST**

Marca: Kulzer  
 Características: (semi translúcido) tiene sólo una pequeña translucidez. En términos de aspecto estético puede utilizar este material en cualquier caso en el que no se desee o requiera translucidez. Disponible en 3 tonos: blanco, light e intensivo.

**DIMA ZIRCONIA HT**

Características: (alta translucidez) es la primera elección para trabajos económicos de puentes, coronas monolíticas así como de estructuras metálicas de alta demanda estética. La alta translucidez y la tonalidad específica dan unos resultados especialmente naturales. Esto hace de este material una alternativa sobresaliente para coronas de metal no preciosas, no sólo en regiones posteriores. Disponible en 4 tonos: blanco, light, médium e intensivo.




**DISCO DIMA TEMP PMMA**

Características: Disco de polímero de alta estabilidad y buenas propiedades de pulido. Disponible en colores dentarios para la fabricación de coronas y puentes provisionales de larga duración. Diámetro universal de 98,5mm. 1 unidad.

\*La unidad gratis es siempre la de menor valor de compra.

**CERCON BASE HT TCT 98**

Marca: Degudent  
 Características: Discos Cercon de 98mm. Con la tecnología TCT (true color technology). Una fórmula propia utilizando pigmentos especiales y un proceso de producción (mezclando inyección y presinterizado) garantizan un estándar de calidad y una alta seguridad cromática.



Por la compra de 3 unidades  
**GRATIS 1 unidad de igual o menor importe al de compra.**

Por la compra de 10 unidades  
**GRATIS 4 unidades de igual o menor importe al de compra.**

\* Envío de regalo por Kalma mediante justificante de compra en promociones@kalma.es



**CERAMILL ZI**

Marca: Amann Girrbach  
 Características: Óxido de circonio de baja translucidez (LT).

Ref. HI02713 71XS 12mm **109,12€**  
 Ref. HI00808 71L 20mm **149,86€**

**CERAMILL ZOLID 71**  
 Características: Óxido de circonio de alta translucidez (HT).

Ref. HI02801 XS, 12mm **121,98€**  
 Ref. HI02802 S, 14mm **132,08€**  
 Ref. HI02804 M, 18mm **153,06€**  
 Ref. HI02805 L, 20mm **167,03€**



**CERAMILL ROTO MOTION**

Características: Fresas para sistemas CAD/CAM  
 Contenido Envase 1 unidad

Ref. HI02810 Fresa de Ø 0,6mm **61,38€**  
 Ref. HI02710 Fresa de Ø 0,9mm **42,00€**  
 Ref. HI02780 Fresa de Ø 1,0mm **53,61€**  
 Ref. HI02711 Fresa de Ø 2,0mm **42,00€**  
 Ref. HI02781 Fresa de Ø 2,5mm **53,61€**

Precio neto sin más descuentos aplicables.



**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Promociones Materiales CAD/CAM

## Discos 3M™ Lava™ Esthetic

- › Estética simplificada. Tan solo glasear y listo.
- › El primer zirconio con fluorescencia natural que además incorpora un gradiente de color.
- › Un proceso de laboratorio directo y predecible.
- › Restauraciones anatómicas que realmente encajan con los tonos de la Guía Vita™ Clásica.



## Por la compra de 3 discos Lava Esthetic

(en cualquiera de los  
formatos disponibles)



**GRATIS**

1 disco de Lava Esthetic A3 98S 14mm

## 3M™ Lava™ Ultimate

- › Increíblemente resistente.
- › Gracias a su fuerza de absorción, reduce el estrés.
- › Gran resistencia al desgaste, suave con los dientes antagonistas.
- › Fácil de ajustar con diferentes técnicas - puede trabajar con la que más le guste sobre la estructura real del diente.
- › Acabado brillante y pulido duradero.



## Por la compra de 4 cajas Lava Ultimate (5 bloques /caja)

(Cerec, Blue Mandrel para  
Lyra Carestream  
o Roland, Planmill)



**GRATIS**

1 caja de 5 bloques Lava Ultimate a elegir

Promociones válidas hasta el 30 de junio de 2018  
Máximo 3 promociones de cada tipo por pedido  
Solicite su material sin cargo a 3M Oral Care llamando al 900 102 641

[www.3mespe.es](http://www.3mespe.es)



3MESPEIberia @3MESPEIB 3MESPEDental

-42%



**CELTRA DUO STARTER KIT PROMOCIÓN**

Marca: Dentsply

Ref. EH0102

**310,96€** 536,03€

**GRANDIO BLOCS**

Marca: Voco

Características: Bloques de conexión Cerec de composite nano-híbrido dotados de una dureza extraordinaria. El más alto contenido de relleno (86 % en peso). Excelentes valores físicos en cuanto a la resistencia a la flexión y a la abrasión. No es necesario quemarlo.

**TAMAÑO 12 5U.**

- Ref. H61909 LT A1
- Ref. H61910 LT A2
- Ref. H61911 LT A3
- Ref. H61912 LT A3,5
- Ref. H61913 LT B1
- Ref. H61914 LT C2
- Ref. H61915 LT BL

- Ref. H61916 HT A1
- Ref. H61917 HT A2
- Ref. H61918 HT A3
- Ref. H61919 HT A3,5

**100,13€** 117,00€



-15%

**TAMAÑO 14L 5U.**

- Ref. H61923 LT A1
- Ref. H61924 LT A2
- Ref. H61925 LT A3
- Ref. H61926 LT A3,5
- Ref. H61927 LT B1
- Ref. H61928 LT C2
- Ref. H61929 LT BL

- Ref. H61930 HT A1
- Ref. H61931 HT A2
- Ref. H61932 HT A3
- Ref. H61933 HT A3,5

**107,31€** 126,25€

Es la solución ideal para restauraciones unitarias tanto anteriores como posteriores. Incluye todo tipo de indicaciones convencionales como inlays, onlays, coronas y carillas. Efecto agradable en la mordida. Fiable Sistema de adhesión gracias al ONE COAT UNIVERSAL.



**BRILLIANT CRIOS**

Marca: Coltene

Características: Bloques de composite reforzados para restauraciones estéticas permanentes. Alta resistencia a la flexión, alta elasticidad y resistencia a los impactos a las restauraciones. Se mezcla extremadamente bien con el diente natural para dar un acabado natural y estético. Tiene una alta resistencia a la abrasión y bajo desgaste antagonista.

**BRILLIANT CRIOS HT**

Características: Envase 5 unidades.

- Ref. H61603 HT A1 14mm
- Ref. H61604 HT A2 14mm
- Ref. H61605 HT A3 14mm
- Ref. H61606 HT B1 14mm

- Ref. H61608 HT A1 12mm
- Ref. H61609 HT A2 12mm
- Ref. H61610 HT A3 12mm
- Ref. H61611 HT B1 12mm

**106,45€**

**BRILLIANT CRIOS LT**

Características: Envase 5 unidades.

- Ref. H61583 LT Bleach 14mm
- Ref. H61584 LT A1 14mm
- Ref. H61585 LT A2 14mm
- Ref. H61586 LT A3 14mm
- Ref. H61587 LT A3,5 14mm
- Ref. H61588 LT B1 14mm
- Ref. H61589 LT B2 14mm
- Ref. H61590 LT B3 14mm
- Ref. H61591 LT C2 14mm
- Ref. H61593 LT Bleach 12mm
- Ref. H61594 LT A1 12mm
- Ref. H61595 LT A2 12mm
- Ref. H61596 LT A3 12mm
- Ref. H61597 LT A3,5 12mm
- Ref. H61598 LT B1 12mm
- Ref. H61599 LT B2 12mm
- Ref. H61600 LT B3 12mm
- Ref. H61601 LT C2 12mm

3+1

Por la compra de 3 reposiciones  
**GRATIS 1 reposición de igual o menor importe al de compra.**

Es la solución ideal para restauraciones unitarias tanto anteriores como posteriores. Incluye todo tipo de indicaciones convencionales como inlays, onlays, coronas y carillas. Efecto agradable en la mordida. Fiable Sistema de adhesión gracias al ONE COAT UNIVERSAL.

## IPS e.max CAD

Por la compra de 3 reposiciones  
IPS e.max CAD

**GRATIS\***

**1 reposición IPS e.max CAD MT  
+ Variolink Esthetic Test pack  
+ Monobond E&P Test pack**

**3+1\***  
**GRATIS**  
ENVÍO DIRECTO



## IPS e.max ZirCAD

Por la compra de 3 reposiciones  
IPS e.max ZirCAD MO, LT, MT o MT Multi

**GRATIS**

**1 reposición de mismo valor  
o inferior al del precio de compra**

**3+1\***  
**GRATIS**



## Tetric CAD

Por la compra  
de 4 Bloques de  
composite Tetric  
Cad for Cerec/  
Inlab

Por la compra de  
4 reposiciones  
e.Max CAD

**GRATIS\***

**1 bloque Tetric de valor igual  
a la de inferior valor adquirida**

**4+1\***  
**GRATIS**  
ENVÍO DIRECTO



## TelioCAD

Por la compra de 3 Discos TelioCAD

**GRATIS\***

**1 disco TelioCAD de valor igual  
a la de inferior valor adquirida**

**3+1\***  
**GRATIS**



## ProArt

Por la compra de 3 Discos ProArt  
(Wax, Model, Try-in, Transfer y Splint)

**GRATIS\***

**1 disco ProArt de valor igual  
a la de inferior valor adquirida**

**3+1\***  
**GRATIS**



Oferta vigente a disponibilidad de Ivoclar Vivadent.

## Colado CAD

Por la compra de 3 Discos  
ColadoCAD (CrCo, Ti5 o Ti2)

**GRATIS\***

**1 disco ColadoCAD de valor igual  
a la de inferior valor adquirida**

**3+1\***  
**GRATIS**



\*Productos enviados mediante envío directo.

Gracias a estas ofertas podrá recibir los artículos sin cargo, que serán enviados desde nuestra central. Para que pueda beneficiarse de esta oferta deberá enviarnos su factura de compra al correo electrónico [promociones.es@ivoclarvivadent.com](mailto:promociones.es@ivoclarvivadent.com), para cualquier consulta tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.

Sólo para clientes de distribuidores oficiales, no acumulables salvo modificación o error.

# FREEPRINT® 3D

## DETAX

Resinas Premium para impresoras 3D de diseño abierto.



405 nm/ 378-388 nm UV



### Modelos.

FREE PRINT® MODEL / FREE PRINT® MODEL T

Envase de 1.000g.

Ref. **H103433** FREEPRINT MODEL UV SAND  
 Ref. **H103435** FREEPRINT MODEL UV IVORY  
 Ref. **H103437** FREEPRINT MODEL UV GREY  
 Ref. **H103439** FREEPRINT MODEL T UV

**268,35€** ~~315,70€~~

### Coronas y puentes.

FREE PRINT® TEMP

Envase de 500g.

Ref. **H103420** FREEPRINT TEMP UV A1  
 Ref. **H103422** FREEPRINT TEMP UV A2  
 Ref. **H103424** FREEPRINT TEMP UV A3.

**241,01€** ~~253,60€~~

Envase de 1.000g.

Ref. **H103421** FREEPRINT TEMP UV A1  
 Ref. **H103423** FREEPRINT TEMP UV A2  
 Ref. **H103425** FREEPRINT TEMP UV A3.

**437,00€** ~~460,00€~~

### Calcinables.

FREE PRINT® CAST

Envase de 500g.

Ref. **H103442** FREEPRINT CAST UV

**156,74€** ~~184,40€~~

### Bases de Ortodoncia.

FREE PRINT® ORTHO

Envase de 1.000g.

Ref. **H103427** FREEPRINT ORTHO UV

**412,59€** ~~434,31€~~

### Cubetas y guías quirúrgicas.

FREE PRINT® TRAY

Envase de 1.000g.

Ref. **H103431** FREEPRINT TRAY

**326,00€**

# Impresión 3D

## Última tecnología a tu alcance.

### ASIGA MAX UV

Marca: Asiga  
 Características: Tecnología DLP (proyector LED)  
 Sistema abierto.  
 Tamaño de pixel X,Y: 62 micras HD print precisión  
 Longitud de onda 385nm  
 Resolución en eje Z variable en 1 micra  
 Tamaño de la plataforma de construcción:  
 119x67x75mm.  
 Conexión Wifi  
 Sin costes de mantenimiento.

Ref. HI03415

Desde **38€** al día.



### CARA PRINT 4.0

Marca: Kulzer  
 Características: Tecnología DLP (proyector LED)  
 Tamaño de pixel X,Y: 53,6 micras  
 Resolución en eje Z (variable según necesidades de construcción 30 – 100 micras)  
 Tamaño de la plataforma de construcción:  
 103x58x130mm.  
 Conexión Wifi.

Ref. HI03450 Desde **44€** al día.



### VARSEO S

Marca: Bego  
 Características: Tecnología DLP (proyector LED)  
 Resolución: 60 µm (± 30 µm)  
 Velocidad de construcción: 20–40 mm/h  
 Tamaño de la plataforma de construcción:  
 110x65x85 mm.

Desde **55€** al día.



## CONSULTE OFERTAS

Para más información, financiación y precios  
 contacte con nuestro equipo comercial.



-25%

**HEBODUR**

Marca: Hebör  
Características: Color Amarillo. Tipo III.

Ref. H00084 Bidón 25 Kg. **42,00€** ~~55,90€~~



-33%

**YESO BASIC TIPO III**

Marca: Proclinic  
Características: Verde. Tipo III.  
Proporción de mezcla: 30ml-100gr  
Tiempo de mezcla: maquina 30"/ manual 1'  
Tiempo de trabajo: 8'  
Tiempo de fraguado: 10'  
Expansión de fraguado: <0,20% (2h)  
Resistencia a la compresión (1h): >20 MPa

Ref. H62030 Caja de 25 Kg. **29,50€** ~~43,99€~~



-20%

**GYPSTRAY DISOLVENTE PARA YESO Y ALGINATO**

Marca: Zhermack  
Características: Agente de limpieza eficaz para la eliminación de residuos de yesos dentales y alginato de las cubetas, prótesis en resina e instrumentos. Efervescente. Color azul. No agresivo. Eficaz en los puntos menos accesibles. Tiempo de aplicación 30' - 60'. Listo para su uso.

Ref. H993100 Botella 3 L. **41,60€** ~~52,00€~~



-17%

**PIEDRA POMEZ PUMICE F**

Marca: Protechno  
Características: Piedra pómez en polvo. Grano fino. Ideal para el pulido de resinas acrílicas.

Ref. H90002 Bidón de 15 kilos **43,60€** ~~52,40€~~



-20%

**YESO NATURAL DURO TIPOIII PROCLINIC**

Marca: Proclinic  
Características: Tipo III

Ref. H62011 Caja 25 kg. Amarillo  
Ref. H62012 Caja 25 kg. Azul **40,44€** ~~50,55€~~  
Ref. H62013 Caja 25 kg. Rosa  
Ref. H62014 Bidón 6 Kg. Amarillo  
Ref. H62015 Bidón 6 Kg. Azul **17,84€** ~~22,30€~~  
Ref. H62016 Bidón 6 Kg. Rosa



HASTA UN  
-24%

**DURGUIX ESCAYOLA**

Marca: Protechno  
Características: Escayola Tipo III.

Ref. H00065 Bidón de 20Kg. Rosa **38,55€** ~~46,40€~~  
Ref. H00066 Bidón de 20Kg. Amarillo  
Ref. H00067 Envase de 25Kg. Rosa  
Ref. H00069 Envase de 25Kg. Amarillo **38,55€** ~~50,60€~~  
Ref. H00071 Envase de 25Kg. Azul

HASTA UN  
**-30%**



**VENTURA RESINDIE ROCK**

Marca: Ventura  
Características: Color Albaricoque. Tipo IV. Reforzado con resinas sintéticas.

**Ref. H000150** Bidon 6kg **21,00€** ~~29,90€~~

**Ref. H000151** Bidon 18kg **55€**/u ~~75,30€~~  
**COMPRANDO 2 UNIDADES**



**-20%**



**YESO NATURAL DURO TIPO IV**

Marca: Proclinc

**Ref. H62010** Caja 25 Kg. Color Rosa **61,24€** ~~76,55€~~

**Ref. H62017** Color Marfil 6 Kg **19,68€** ~~24,60€~~

**Ref. H62018** Color Marfil C 25 Kg **61,24€** ~~76,55€~~

**-25%**



**ARTICULADOR DE PLÁSTICO DESECHABLE**

Marca: Italia Dental  
Características: Fabricado en material sintético. Para su uso en trabajos sencillos. Muy útiles para enviar los trabajos del laboratorio a la clínica dental. Envase 100 unidades.

**Ref. H11106** **19,50€** ~~25,90€~~

HASTA UN  
**-17%**



Comatible con CAD CAM

**KIMBERLIT ESCAYOLA**

Marca: Protechno  
Características: Escayola Tipo IV. Color dorado

**Ref. H00095** Bolsa de 18 Kg. **75,60€** ~~91,00€~~

**KIMBERLIT EXTRADURO ECO PACK**

Marca: Protechno  
Características: Escayola Tipo IV. Color dorado.

**Ref. 4349** ENVASE 6 bolsas x 2 kg. **54,90€** ~~64,90€~~

HASTA UN  
**-30%**



**YESO VENTURA SUPERDIE ROCK**

Marca: Ventura  
Características: Tipo 4. Yeso natural extraduro para muñones.

**Ref. H100156** Marrón dorado. Bidon 6kg. **21,00€** ~~29,90€~~

**Ref. H000157** Gris. Bidon 6kg.

**Ref. H000155** Marrón dorado. Bidon 18kg.

**Ref. H000158** Gris. Bidon 18kg. **55€**/u ~~75,30€~~  
**COMPRANDO 2 UNIDADES**

**PACK AHORRO**



**-49%**



**PACK ESPECIAL MUÑÓN PROCLINIC**

Marca: Proclinc  
Características: Espaciador 15ml, x 2  
Disolvente 15ml y Endurecedor 15ml.

**Ref. E242** Rojo y Azul **18,00€** ~~35,00€~~  
**Ref. E243** Oro y Plata

-22%



**REVROR LIGHT PLANCHAS**

Marca: Technim Group  
Características: Caja de 50 unidades

- Ref. H00727 Planchas Rosas
- Ref. H00729 Planchas Azules
- Ref. H00731 Planchas Transparentes

**41,00€** ~~52,70€~~



-24%



**PLANCHA BASE FOTOPOLIMERIZABLE**

Marca: Proclinic  
Características: Planchas base fotopolimerizables con un espesor de 2,2 mm. Muy fáciles de modelar y se adaptan fácilmente al modelo, muy resistentes. Color Rosa. Caja x 50 u.

Ref. H20822 **37,00€** ~~48,60€~~

★ NOVEDAD

SÓLO POR  
**37€**



**PLANCHAS ELITE LC TRAY ROUND**

Marca: Zhermack  
Características: Placas de resina fotopolimerizable para cubetas individuales y funcionales. Espesor 2,4mm. Caja de 50 unidades.

- Ref. H00720 Blanco
  - Ref. H00721 Rosa
  - Ref. H00722 Azul
- 37,00€** ~~39,00€~~



-18%



**CERA ARCADADA**

Marca: Proclinic  
Características: 100 unidades.

- Ref. H20012 Amarilla suave
- Ref. H20014 Roja media

**24,50€** ~~30,00€~~



-23%



**CERA ARTICULAR BARRAS**

Marca: Proclinic  
Características: Cera en barras para registro de mordida. Caja x 500 g.

- Ref. H20810 Verde **9,99€** ~~13,00€~~
- Ref. H20814 Amarilla **9,99€** ~~13,00€~~



-26%

**CERA ARTICULAR AMARILLA PLANCHAS**

Marca: Reus  
Características: Cuadrada, 4 mm. Para articular. Caja 200 grs. 10 planchas de 4 mm. de grosor.

Ref. 2015 **9,00€** ~~12,21€~~



-21%



**CERA ROJA CERVICAL BEGO**

Marca: Bego  
Características: Envase 70 g.

Ref. H01093

**12,90€** ~~16,39€~~

2+1



**TACO CERA AZUL MODELAR**

Marca: Bego  
Características: Envase 100 grs. Cera natural muy agradable de manipular.

Ref. H01089

PRECIO RESULTANTE  
**17,93**  
€/u.

**26,90€**

-15%



H101912



H101908



H101910



H101911

**CERA THOWAX**

Marca: Yeti  
Características: Cera para modelar coronas, puentes e inlays. Fabricada con ceras naturales sin aditivos. Envase 70 g.

Ref. H101908 Azul N° 709

Ref. H101910 Beige opaca N° 710

Ref. H101911 Gris opaca N° 710

Ref. H101912 Cervical N° 720

**14,20€** ~~16,70€~~  
**15,47€** ~~18,20€~~  
**15,47€** ~~18,20€~~  
**14,20€** ~~16,70€~~

Cera especial para el fresado a 5000 rpm, deja virutas limpias y superficies lisas.

-22%



**BOLAS DE COLADO**

Marca: Al Dente  
Características: Envase.

Ref. H00900 Bola 6 mm. 250 u.

**34,55€** ~~44,30€~~

Ref. H00901 Bola 7 mm. 250 u.

**35,88€** ~~46,00€~~

Ref. H00902 Bola 8 mm. 200 u.

**31,32€** ~~40,15€~~

Óptima forma del beberero que favorece el flujo del metal, siendo el resultado una estructura de colado más homogénea sin rechupes de contracción.



**SEPARADOR DE CERA**

Marca: Proclinic  
Características: Unidad. Agente aislante, no crea espesor.

Ref. H20667 Frasco de 25 ml.



**4,80€** ~~11,37€~~

Ref. H20668 Frasco de 250 ml.

**24,50€** ~~48,00€~~

HASTA UN  
**-58%**

★  
NOVEDAD



**ESTUCHE COMBINADO PIEZAS DOBLES**

Marca: A.A.L.  
Características: Armazones universales dobles para cerámica.

Ref. H01456 432 piezas.

**60,48€** ~~72,00€~~

-16%

Precisión en

# prótesis fijas

Ceras de modelar calcinables  
y estéticas para la confección  
de prótesis fija y diagnósticos.

Por la compra de 3 ceras  
marca Proclinic

## GRATIS

1 separador de cera de 25ml.  
(No olvide solicitar su obsequio)

DISPONIBLE  
TAMBIÉN EN COLOR



TEMPERATURA  
DE TRABAJO  
**53°C**

ASH  
FREE

### ■ CERA DE MODELAR ESTÉTICA

Cera estética estable, de baja contracción,  
especialmente desarrollada para trabajos inlay.  
Puede calcinarse y mantener los márgenes de  
forma precisa. Los colores disponibles ofrecen un  
buen contraste y descansan la visión. Envase 65 g.

Marfil	Ref. H20034
Marrón	Ref. H20036

**6,23€** ~~7,50€~~



TEMPERATURA  
DE TRABAJO  
**56°C**

### ■ CERA CAD/CAM BEIGE OPACO

Cera de modelar beige opaca para lectura de escáner  
y bloqueo de alta precisión. No indicada para trabajos  
calcinables. Envase 65 g.

Beige	Ref. H44485
-------	-------------

**12,45€** ~~15,00€~~



TEMPERATURA  
DE TRABAJO  
**59°C**

### ■ CERA CERVICAL

Cera cervical rígida, libre de tensiones. Alta fluidez  
y precisión, no mancha. La ligera transparencia  
permite ver claramente el borde marginal, de  
forma que se obtiene un perfecto control óptico del  
modelado. Envase 65 g.

Roja	Ref. H20018
------	-------------

**6,23€** ~~7,50€~~



DISPONIBLE  
TAMBIÉN EN COLOR



TEMPERATURA  
DE TRABAJO  
**55°C**

### ■ CERA DE MODELAR UNIVERSAL

Cera de modelar de alta rigidez y acabado superficial  
fino. Bajo rango de fusión. Envase 65 g.

Verde	Ref. H20020
Gris	Ref. H20022

**6,23€** ~~7,50€~~



### ■ HILO DE CERA

Carrete de hilo de cera para la confección de bebederos.  
Rollo 250 g.

Duro verde		Media azul	
2,5 mm	Ref. H20038	3,0 mm	Ref. H20048
3,0 mm	Ref. H20040	3,5 mm	Ref. H20050
3,5 mm	Ref. H20042	4,0 mm	Ref. H20052
4,0 mm	Ref. H20044	5,0 mm	Ref. H20054
5,0 mm	Ref. H20046		

**10,58€** ~~12,75€~~

**35** ¡Nuestro  
aniversario  
se acerca!

**Mereces  
celebrar con  
nosotros esta  
fecha tan especial**

---

Próximamente descubrirás  
lo que tenemos preparado...

**¡No te lo pierdas!**

---

Para más información, el **17 de Mayo** entra en  
**[www.proclinic.es](http://www.proclinic.es)** o llama al **900 800 880**

---

**35** años  
contigo  
proclinic



**-23%**



**OT STRATEGY PACK ATACHE COFIAS PARA DUPLICAR**

Marca: Rhein 83  
 Características: 4 Machos calcinables strategy (2 Estándar y 2 Largos)  
 2 Calcinables Steady  
 4 Cofias retentivas para técnica de duplicar  
**No se requiere fresado**

Ref. HI3157

**37,95€** ~~49,00€~~



**-24%**

**OT EQUATOR CALCINABLE**

Marca: Rhein 83  
 Características: 2 Machos "semiesfera" calcinables  
 2 Casquillos de acero para cofias  
 4 Cofias retentivas (2 suaves, 2 estándar)  
**Trabajos sobre raíces de dientes naturales.**

Ref. HI3225

**38,00€** ~~50,00€~~



**-26%**

**OT BAR MULTIUSE PACK ATACHE**

Marca: Rhein 83  
 Características: 2 Barras calcinables  
 4 Clips de posición A  
 4 Clips de posición B  
 4 Box calcinable  
 Clips retentivos rosas  
 4 Clips retentivos amarillos  
 2 Conectores para refuerzo

Ref. HI3177

**68,00€** ~~92,00€~~



**-36%**



**OT STRATEGY PACK ATACHE COFIAS PARA CASQUILLOS DE ACERO**

Marca: Rhein 83  
 Características: 4 Machos calcinables strategy (2 Estándar y 2 Largos)  
 2 Calcinables Steady  
 4 Casquillos inox.  
 4 Posicionadores de plástico para casquillos  
 4 Cofias retentivas para casquillo  
**Requiere fresado**

Ref. HI3158

**37,95€** ~~59,00€~~




**-17%**

**OT EQUATOR REPOSICIONES**

Marca: Rhein 83

Ref. HI3227	2 Machos "semiesfera" calcinables	<b>16,60€</b> <del>20,00€</del>
Ref. HI3229	4 Cofias retentivas morada fuerte (2,7kg)	<b>23,24€</b> <del>28,00€</del>
Ref. HI3230	4 Cofias retentivas blanca estándar (1,8kg)	<b>23,24€</b> <del>28,00€</del>
Ref. HI3231	4 Cofias retentivas rosa suave (1,2kg)	<b>23,24€</b> <del>28,00€</del>
Ref. HI3232	4 Cofias retentivas amarilla extra suave (0,6kg)	<b>23,24€</b> <del>28,00€</del>
Ref. HI3233	4 Cofias retentivas negra (procesos de laboratorio)	<b>11,62€</b> <del>14,00€</del>
Ref. HI3234	2 Casquillo de acero inox	<b>16,60€</b> <del>20,00€</del>



**-23%**

**OT CAP PACK ATACHE**

Marca: Rhein 83  
 Características: 4 Esferas individuales,  
 4 Cofias retentivas rosas  
 4 Casquillos acero inoxidable  
 4 posicionadores de plástico para casquillos.

Ref. HI3105 Ø 2,5mm.

Ref. HI3129 Ø 1,8mm.

**37,70€** ~~49,00€~~

# "PRESENTE Y FUTURO DE LA PRÓTESIS REMOVIBLE"



Congreso internacional para odontólogos, protésicos  
y estudiantes

Durante 2 días, tanto odontólogos como protésicos destacados ofrecerán conferencias gratuitas sobre el estado actual y futuro de las prótesis removible, con especial interés en los trabajos sobre ataches.

Además, encontrarás una zona comercial para conocer los mejores y últimos avances del mercado, donde Proclinic estará presente como tu proveedor de confianza.



## **Barcelona**

Hotel Catalonia Barcelona Plaza



**1 y 2 de junio del 2018**



**Inscripción gratuita en:**

[direzione@rhein83.it](mailto:direzione@rhein83.it)

(sujeto a disponibilidad)



HASTA UN  
**-25%**

**SILICONA DUPLICAR HINRISIL**

Marca: Ernst Hinrichs  
Características: Silicona de adición Rosa, Shore 24.

**Ref. H00168** 1Kg+1Kg.

**66,00€** ~~88,50€~~

**Ref. H00169** 2 x 6Kg.

**312,95€** ~~406,55€~~  
El kilo sale a **52,16€**

HEMOS BAJADO EL PRECIO



**-32%**

**SILICONA DE DUPLICAR A+B**

Marca: Proclinic  
Características: Silicona de adición elástica de alta precisión para el duplicado de modelos de laboratorio. Envase 1 kg + 1 kg.

**Ref. H00192** Shore 30

**Ref. H00191** Shore 22

**Ref. H00190** Shore 16

**49,00€** ~~72,30€~~



Por la compra de 1 unidad  
**GRATIS 1 reductor de tensión 100ml**



**-16%**

**ELITE DOUBLE**

Marca: Zhermack  
Características: Envase de 1 Kg. Base + 1 Kg. Catalizador

**Ref. H00166** 22 Fast

**Ref. H00154** 22 Extra Fast

**Ref. H00153** 32 Fast

**Ref. H00149** 32 Extra Fast

**62,10€** ~~74,00€~~



**-25%**



**MUFLA PARA DUPLICAR SILICONA**

Marca: Proclinic  
Características: Mufla de plástico de 4 piezas para duplicar con silicona. Entre sus piezas, puede ajustarse de forma que reduce el consumo de silicona. Medidas: 88x 73x 400-480mm (Ancho, fondo y largo).

**Ref. H21051** 1 u.

**25,00€** ~~33,35€~~

HEMOS BAJADO EL PRECIO



**-30%**



**SILICONA ADICIÓN PROCLINIC EXPERT**

Marca: Proclinic Expert  
Características: Silicona de adición biocompatible, específica para laboratorio de elevada dureza final (Shore-A 85) y de resistencia elástica ideal. Excelente reproducción de detalles, sin deformación en mufla. Alta resistencia al calor (+200°C).

**Ref. H00194** 2,5 Kg + 2,5 Kg

**65,00€** ~~93,00€~~



Por la compra de 1 unidad  
**GRATIS 1 reductor de tensión 1000ml**



**-15%**

**WAXIT REDUCTOR DE TENSION SUPERFICIAL**

Marca: Degudent  
Características: Agente liberador de tensiones para superficies de ceras y siliconas, diseñado para mejorar las superficies de modelos y colados.

**Ref. H00694** Spray 145 ml.

**16,97€** ~~19,96€~~

**Ref. H00693** Botella de 1000 ml.

**37,33€** ~~43,92€~~

-29%



**GINGIFAST MÁSCARA GINGIVAL**

Marca: Zhermack

Características: 2 cartuchos de 50ml, 1 frasco 10ml de separador, 12 puntas mezcladoras amarillas, 12 puntas intraorales amarillas, 1 nebulizador.

Ref. H00215 Gingifast Elastic

Ref. H00217 Gingifast Rigid

**29,90€** ~~42,00€~~

2+1



PRECIO RESULTANTE  
**5,97 €/u.**

**ALGINATO KROMOPAN**

Marca: Lascod

Características: Alginato cromático.

Ref. H00141 Bolsa 450 g.

**8,95€**

Por la compra de 2 unidades recibe GRATIS 1 unidad.

★ NOVEDAD

-17%



**ORMALAB**

Marca: Major

Características: Bidón 5 Kg. + 2 catalizadores 60 ml.

Ref. H00329 Shore 95

Ref. H00298 Shore 85

**50,57€** ~~61,00€~~

-20%



**ZETALABOR**

Marca: Zhermack

Características: Silicona mezclable con el catalizador (indurete gel). Dureza final 85 Shore A.

Ref. H00179 5 Kg con 2 catalizadores.

**59,20€** ~~74,00€~~



-22%



**SILICONA PUTTY PROCLINIC EXPERT**

Marca: Proclinc Expert

Características: Silicona de condensación específica para laboratorio de elevada dureza (Shore-A 85) y resistencia elástica. Excelente reproducción de detalles, sin deformación en mufla. Alta resistencia al calor (140°C).

Ref. H00195 Silicona 5 Kg.

**53,20€** ~~68,60€~~

Por la compra de 1 unidad GRATIS 2 Catalizadores Proclinc Expert.

-22%



i

Nueva formulación. Más precisa. Más estable.

**VENTURA TOP 85 LAB**

Marca: Ventura

Características: Silicona por condensación para laboratorio. Shore A 85.

Ref. H00200 5 kg + 2 catalizadores 60ml.

**60,00€** ~~76,00€~~

COMPRANDO 2 UNIDADES **47 €/u**



# ESQUELÉTICOS



HASTA UN  
**-19%**

## WIRONIT EXTRA HARD Cr-Co

Marca: Bego  
Características: La aleación ideal para el colado de prótesis parcial y trabajos combinados.

Ref. H03561 Caja de 1Kg. **144,90€** ~~173,79€~~

WIRONIT HARD  
Ref. H03567 Caja de 1Kg. **144,90€** ~~178,48€~~



**-43%**

## SPARTALLOY CRCB

Marca: Technoflux  
Características: Aleación cromo cobalto para esqueléticos

Ref. H03572 Envase 1 kg. **125,00€** ~~220,00€~~



**3+1**

PRECIO RESULTANTE  
**153,68**  
€/u.

## BIOSIL F

Marca: Degudent  
Características: En forma de cubitos. Las aleaciones Biosil para esqueléticos son aleaciones finas de cromo-cobalto que se aplican universalmente en prótesis removibles. Además de tener excelentes características técnicas y mecánicas, las aleaciones Biosil cumplen naturalmente con las especificaciones de DIN/ISO y están sometidas, además, a exámenes preclínicos adicionales.

Ref. H03569 Envase 1 kg. **204,90€**



**-28%**

## WIROVEST POLVO REVESTIMIENTO

Marca: Bego  
Ref. H00285 18 Kg (45 B x 400 g.)

**66,52€** ~~91,99€~~



HASTA UN  
**-21%**

## REVESTIMIENTO PARA COLADO SOBRE MODELOS

Marca: Proclinic  
Ref. H21034 Caja de 45 bolsas x 500g. (18Kg) **63,60€** ~~79,50€~~

Ref. H21035 Líquido 1 Litro **11,04€** ~~13,90€~~



**-17%**

## CERA ESQ. PLANCHA LISA

Marca: Proclinic  
Características: 15 unidades.  
Ref. H20056 0,30 mm  
Ref. H20058 0,40 mm  
Ref. H20060 0,50 mm  
Ref. H20062 0,60 mm

**12,24€** ~~14,75€~~

## CERA ESQ. PLANCHA GRABADA FINA

Ref. H20064 0,3mm  
Ref. H20066 0,4mm  
Ref. H20068 0,5mm  
Ref. H20070 0,6mm

**12,24€** ~~14,75€~~



★  
NOVEDAD

leone

-16%



## DISYUNTOR RÁPIDO CON BRAZOS ORTOGONALES

Marca: Leone

Características: Nuevo expansor anatómico Leone representa la solución ideal en los casos con pacientes que necesitan la expansión ortopedica maxilar, ya que permite realizar aparatos de dimensiones limitadas, máxima estabilidad, confort y seguridad.

Ref. H12217 630-08  
Ref. H12218 630-10  
Ref. H12219 630-12

19,20€ ~~22,96€~~

leone

-15%



## INSTRUMENTO AUTOBLOQUEANTE DISYUNTOR

Marca: Leone

Características: 1 unidad. Práctico instrumento para agarrar firmemente el disyuntor; permite un modelado de los brazos fácil y preciso junto con el dobla brazos. Las extremidades de agarre están conformadas en base al modelo de disyuntor para no dañar los cuerpos y se cierran por un mecanismo de bloqueo deslizante, que se activa y desactiva con el simple movimiento del pulgar.

Ref. H12164

92,81€ ~~109,18€~~

leone

-16%



## GANCHOS ADAMS STANDARD

Marca: Leone

Características: 10 unidades. 0,7mm. Ganchos de Adams estándar de acero inoxidable elástico.

Ref. H12202 6 mm  
Ref. H12206 7 mm  
Ref. H12208 8 mm  
Ref. H12210 9 mm  
Ref. H12212 10 mm  
Ref. H12214 11 mm  
Ref. H12216 12 mm

3,90€ ~~4,64€~~

-20%



## ROLLO DE ALAMBRE MENZANIUM

Marca: Scheu Dental

Características: Alambre redondo duro elástico 1800-2000 N/qmm.

Ref. H03736 Ø 0,7 mm. 30m .  
Ref. H03737 Ø 0,8 mm. 20 m.  
Ref. H03738 Ø 0,9 mm. 10 m.  
Ref. H03739 Ø 1,0 mm. 10 m.

20,32€ ~~25,40€~~



-18%



## PULIDORES MULTIFUNCION

Marca: Proclinic

Características: Cepillo de pulido excepcional y alto brillo, con superficies suaves y lisas. Permite retocar material termoplástico, acrílicos, composite y material de rebase blando. Envase 25 unidades y 1 mandril.

Ref. H20705 Fino  
Ref. H20706 Grueso

20,00€ ~~24,25€~~

-15%



## DURAN+A2

Marca: Scheu Dental

Características: Planchas duro elásticas y transparentes en color estético VITA A2. No necesita pre-secado. Envase 10 unidades con hoja aislante.

Ref. H04181 0.5x125mm.  
Ref. H04182 0.75x125mm

22,53€ ~~26,50€~~  
25,93€ ~~30,50€~~



DESDE  
**16,63€**

**SR TRIPLEX HOT POLIMERO**

Marca: Ivoclar Vivadent  
Características: Resina termopolimerizable.  
**Ref. H02085** 1 Kg. Pink  
**Ref. H02087** 1 Kg. Pink-V

**32,34€** ~~36,75€~~

**Ref. H02095** 500 ml. **16,63€** ~~18,90€~~



DESDE  
**24,95€**

**SR TRIPLEX COLD POLÍMERO**

Marca: Ivoclar Vivadent  
Características: Autopolimerizable

**Ref. H02247** 1 Kg. Pink  
**Ref. H02249** 1 Kg. Pink-V

**47,39€** ~~53,85€~~

**Ref. H02255** 500 ml. **24,95€** ~~28,35€~~



HASTA UN  
**-19%**

**RESINAS PARA PROVISIONALES VIPICOR**

Marca: Vipi  
Características: Resina acrílica autopolimerizable para la confección de coronas, puentes, provisionales, fijación de carillas. Facilidad en el acabado, pulido y brillo.

**Ref. H04388** Color A2/B2, 80 g.  
**Ref. H04389** Color A3, 80 g.  
**Ref. H04390** Color C3/A4, 80 g.  
**Ref. H04392** INCISAL, 80 g.  
**Ref. H04394** LIQUIDO 250 ml.

**12,95€** ~~15,90€~~

**10,20€** ~~12,40€~~



**1+1**

PRECIO RESULTANTE  
**5,80 €/u.**

**HIGIENIZADOR ABRI.SPRAY 75ML PROCLINIC**

Marca: Proclinic  
Características: Spray de refinamiento de prótesis con sabor a menta. Indicado para la eliminación de restos del pulido y el contenido de monómero restante de las superficies. Se aplica al terminar la prótesis sobre la resina revalorizando así la presentación del trabajo protésico. Debido a su sabor a menta evita el mal sabor a la hora de colocarla en la boca del paciente.

**Ref. H20700** **11,60€**

★  
**NOVEDAD**



Disponible en colores Original, Light, Dark y Pink.



DESDE  
**71,88€**

**LUCITONE HIPA**

Marca: Dentsply  
Características: Acrílico autopolimerizable que supera los estándares requeridos para la declaración de alto impacto. Lucitone HIPA está indicado para prótesis completas y parciales, además para sobredentaduras de implantes, reparaciones y rebases. Está disponible en diferentes colores, veteado y no veteado.

**Ref. H0231** Polvo Original 1 Kg  
**Ref. H0232** Polvo Original OPA V 1 Kg  
**Ref. H0238** Polvo OPA 1 Kg  
**Ref. H0239** Polvo Pink NAT V 1 Kg  
**Ref. H0240** Polvo Clear 1 Kg

**128,78€** ~~143,09€~~

**Ref. H0255** Polvo Liquido 500 ml **71,88€** ~~79,00€~~

**Ref. H0256** Polvo Liquido 1.000 ml **132,28€** ~~146,98€~~



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

**3+1**

**PALAMAT ELITE**



No acumulable con otras ofertas

**GRATIS**  
**Palamat elite\***  
Comprando

**RESINAS + DIENTES**

- Polimeriza hasta 6 prótesis a la vez
- Curado en frío y en caliente
- Funcionamiento programable hasta 10 h.
- 4 ajustes de temperatura del agua

1.800€ en resinas Palapress vario, Paladon 65, PalaXpress, PalaXpress ultra + 500€ en dientes Artic

**PALA POLISH**

Pulido y abrillantado en un solo paso.

- Permite la eliminación de rasguños
- Pulido de alto brillo
- No requiere tosca
- Reduce los tiempos de pulido

Características: envase de 80 g.

Ref. H14139 Precio resultante **24,75€** ~~33€~~



**Nuevo**  
¡Oferta lanzamiento!

**25%**  
**Dto.**

**PALA RESINAS**



**PALAPRESS VARIO**

Resina autopolimerizable. Muy buena tolerabilidad, estable. Libre de cadmio.

- Ref. H02537 Monómero 500 ml Precio resultante **77,66€** ~~400€~~
- Ref. H02535 Polvo 1 kg. Rosa Precio resultante **106,16€** ~~440€~~
- Ref. H02536 Polvo 1 kg Rosa V Precio resultante **106,16€** ~~440€~~



**PALAXPRESS ULTRA**

Resina de alto impacto. Flexible. Altamente estética, resultados muy uniformes.

- Ref. H02113 Líquido 500 ml Precio resultante **73,39€** ~~403€~~
- Ref. H02121 1 kg. R50 Precio resultante **117,56€** ~~466€~~
- Ref. H02112 1kg. Live Precio resultante **106,88€** ~~460€~~
- Ref. H02114 1kg. Rosa V Precio resultante **117,56€** ~~466€~~
- Ref. H02120 1 kg. Rosa Precio resultante **117,56€** ~~466€~~



**PALADON 65**

Resina termopolimerizable. Prótesis estables de larga duración. Libre de cadmio.

- Ref. H02111 Líquido 500 ml Precio resultante **17,95€** ~~26,40€~~
- Ref. H02108 1 kg. Pink V Precio resultante **46,31€** ~~66€~~
- Ref. H02109 1 kg. Pink Precio resultante **46,31€** ~~66€~~
- Ref. H02107 1 kg. Clear Precio resultante **46,31€** ~~66€~~



-15%

**DIENTES Y MOLARES IVOSTAR/GNATHOSTAR**

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: La nueva línea de dientes Ivostar / Gnathostar reúne diferentes propiedades y ofrece una calidad de producto perfectamente adecuada a las expectativas, que son la señal de calidad habitual en Ivoclar Vivadent. Sus nuevos moldes modernos y funcionales, hacen de estos dientes, realizados en base al conocido material PMMA, la primera opción para la fabricación de una prótesis de alta calidad.

**5,14€** ~~6,05€~~

**\*Comprando 100 tablillas GRATIS 30 TABLILLAS + 2 GUÍAS**

\* Regalo enviado directamente por el fabricante. Regalo de guías aplicable solo con autorización de representante de ventas Ivoclar Vivadent.



-14%

**DIENTES SR-VIVODENT CHROMASCOP**

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Estratificación en tres capas con diferentes materiales y diversos grados de reticulación. Gran espectro cromático, suministrado en los 20 colores de la guía Chromascop.

**ANTERIORES**


**8,64€** ~~10,10€~~

**POSTERIORES**

**11,25€** ~~13,15€~~

**\*Comprando 100 tablillas GRATIS 30 TABLILLAS + 2 GUÍAS**

\* Regalo enviado directamente por el fabricante. Regalo de guías aplicable solo con autorización de representante de ventas Ivoclar Vivadent.



-29%

**DIENTES Y MOLARES ARTIC**

Marca: Kulzer

Características: Artic 6 es un diente anterior Mono-bloque con un aspecto natural y estéticamente agradable. Este diente de forma anatómica permite la adaptación perfecta tanto a la dentición existente como en prótesis completas. Está disponible en 16 colores A1-D4 y 22 formas anteriores. La característica de la estructura Mono bloque de Artic 6 permite la reproducción exacta de la luz igual que los dientes naturales. Con su alto grado de translucidez en la región incisal y proximal, garantiza a los odontólogos y a sus pacientes un aspecto natural en dientes anteriores tanto en situaciones de luz natural como con luz artificial.

**3,50€** ~~4,90€~~

**\*Comprando 100 tablillas GRATIS 1 GUÍA**

\* Regalo enviado directamente por el fabricante. Regalo de guías aplicable solo con autorización de representante de ventas Ivoclar Vivadent.



-18%



**CERA MONTAJE DIENTES**

Marca: Proclinic

Características: 5x5mm 220 g.

Ref. H20010

**16,00€** ~~19,50€~~



-14%

**DIENTES VIVODENT S PE ANTERIORES**

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Fabricado con un PMMA de vanguardia, de doble reticulación (DCL), que otorga unas propiedades de resistencia al desgaste muy por encima de otros polimetilmetacrilatos, sin comprometer su estabilidad cromática y su alta resistencia al impacto. Se presenta en 20 colores con matices vivos. Su característica intensidad, luminosidad y translucidez replican el color natural de los dientes, dando como resultado prótesis que se mimetizan armónicamente con su entorno.

**19,34€** ~~22,60€~~

**MOLARES ORTHOTYP S PE POSTERIORES**

**14,48€** ~~16,80€~~

**\*Comprando 100 tablillas GRATIS 30 TABLILLAS + 2 GUÍAS**

\* Regalo enviado directamente por el fabricante. Regalo de guías aplicable solo con autorización de representante de ventas Ivoclar Vivadent.

★ NOVEDAD

i

Fresas de carburo de tungsteno wie diamant ('como el diamante')



-20%



**FRESA WIDIA CORTE FINO**

Marca: Proclinic  
Características: Caja de 1 unidad.

- Ref.H20725 0620-023  12,96€ ~~16,20€~~
- Ref.H20727 5320-060  18,00€ ~~22,50€~~

**FRESA WIDIA CORTE GRUESO**

Marca: Proclinic  
Características: Caja de 1 unidad.

- Ref.H20729 5250-060  18,00€ ~~22,50€~~
- Ref.H20731 5450-060  18,00€ ~~22,50€~~








**FRESA WIDIA PARA PLANCHAS**


Marca: Proclinic  
Características: Caja de 1 unidad.

- Ref.H20733 C515-023  11,52€ ~~14,40€~~

**FRESA WIDIA CORTE ESTANDAR**

Marca: Proclinic  
Características: Caja de 1 unidad.

- Ref.H20711 0110-023  10,72€ ~~13,40€~~
- Ref.H20713 0610-023  11,12€ ~~13,90€~~
- Ref.H20715 0910-023  9,92€ ~~12,40€~~
- Ref.H20717 1210-016  9,92€ ~~12,40€~~
- Ref.H20719 5610-045  14,72€ ~~18,40€~~
- Ref.H20721 7110-023  9,92€ ~~12,40€~~
- Ref.H20723 7210-060  14,72€ ~~18,40€~~



-20%

**PULIDOR SOFTWHEEL**

Marca: Eve  
Características: Discos de algodón impregnados para el pulido de acrílico, termoplásticos y rebases blandos de silicona. Pulido de alto brillo. Genera muy poco calor. Se ajustan de forma flexible a las diferentes superficies. Ø 22mm x 3mm. Número máximo de revoluciones por minuto: 10.000. Recomendadas de 5.000 a 7.000.

- Ref. HI4444 Naranja R22M Caja x 10 u.
- Ref. HI4373 Rosa R22F Caja x 10 u. 18,05€ ~~22,50€~~

i

Pulidores diamantados para el alisado y pulido final de Disilicato de Litio



-18%

**PULIDOR EVE DIAPRO, UNIDAD**

Marca: Eve  
Características: Sistema de pulido en dos pasos para cerámica y disilicato de litio. Bajo número de revoluciones (7.000-12.000 RPM) que reduce la creación de calor. Se consigue brillo sin necesidad de pulido. Sistema optimo en dos pasos con el EVE Diasynt Plus.

- Ref. HI4442 MEDIO L26DPmf disco 26X2mm
- Ref. HI4443 FINO L26DP disco 26X2mm 28,62€ ~~34,90€~~
- Ref. HI4411 MEDIO H2DPmf llama 2x13mm
- Ref. HI4416 MEDIO H8DPmf rueda 11x2mm
- Ref. HI4413 FINO H2DP llama 2x13mm 7,05€ ~~8,60€~~
- Ref. HI4417 FINO H8DP rueda 11x2mm

i

Descubre la oferta completa en [www.proclinic.es](http://www.proclinic.es)

-20%



- Ref. HI5141
- Ref. HI5173
- Ref. HI5165
- Ref. HI7037

**FRESA TUNGSTENO PM**

Marca: Komet  
Características: 1 unidad.

- Ref. HI5141 H79E-060 CXI
- Ref. HI5173 H251E-060 CXI
- Ref. HI5165 H351E-040 CXI 25,93€ ~~32,41€~~

**FRESA CERÁMICA PM**

- Ref. HI7037 K251ACR-060 CXI 43,96€ ~~54,95€~~



HASTA UN  
**-23%**

**ÓXIDO DE ALUMINIO COBRA**

Marca: Renfert

- Ref. HI00182** 50 micras, 5 Kg.
- Ref. HI00166** 110 micras, 5 Kg.
- Ref. HI00276** 125 micras, 5 Kg.
- Ref. HI00162** 250 micras, 5 Kg.
  
- Ref. HI001822** 50 micras 12,5 Kg.
- Ref. HI001662** 110 micras 12,5 Kg.
- Ref. HI001622** 250 micras 12,5 Kg.

**21,25€** ~~27,50€~~

**47,47€** ~~58,50€~~



HASTA UN  
**-25%**

**ÓXIDO DE ALUMINIO PROCLINIC**

Marca: Proclinc

Características: Óxido de aluminio de alta pureza 99,60% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Color Blanco, Cristalización controlada. No causa silicosis (Si O<sub>2</sub> : 0,01%). Para uso exclusivo en laboratorio dental.

- Ref. H62000** 50 micras. 5 Kg.
- Ref. H62001** 100 micras. 5 Kg.
- Ref. H62002** 150 micras. 5 Kg.
- Ref. H62003** 250 micras. 5 Kg.
- Ref. H62004** 50 micras. 25 Kg.
- Ref. H62005** 100 micras. 25 Kg.
- Ref. H62006** 150 micras. 25 Kg.
- Ref. H62007** 250 micras. 25 Kg.

**15,65€** ~~21,00€~~

**71,80€** ~~92,00€~~



**-17%**

**ÓXIDO DE ALUMINIO**

Marca: Protechno  
Características: Corindón puro. Blanco.

- Ref. HI4015** 4,5 kg. 50 micras
- Ref. HI4019** 4,5 kg. 80 micras
- Ref. HI4023** 4,5 kg. 110 micras
- Ref. HI4027** 4,5 kg. 150 micras
- Ref. HI4031** 4,5 kg. 180 micras
- Ref. HI4035** 4,5 kg. 250 micras

**20,40€** ~~24,52€~~

- Ref. HI4017** 25 kg. 50 micras
- Ref. HI4021** 25 kg. 80 micras
- Ref. HI4025** 25 kg. 110 micras
- Ref. HI4029** 25 kg. 150 micras
- Ref. HI4033** 25 kg. 180 micras
- Ref. HI4037** 25 kg. 250 micras

**99,60€** ~~119,90€~~



**-18%**

**PERLAS BRILLO**

Marca: Renfert  
Características: Bidón 5 kg.

- Ref. HI00161** 50 micras
- Ref. HI00164** 100 micras

**21,67€** ~~26,50€~~



**-34%**

**PERLA DE VIDRIO PROCLINIC**

Marca: Proclinc

Características: Microesferas de sodio sin plomo. No deforman ni rayan el metal. 100% de partículas no abrasivas. No es tóxico.

- Ref. H62008** 50 micras. 4,5 Kg.

**13,95€** ~~21,00€~~



**-15%**

**PERLAS DE BRILLO**

Marca: Protechno  
Características: Perlas de cristal sin plomo.

- Ref. HI4063** 4,5 kg. 50 micras

**18,00€** ~~21,00€~~

-19%



**CERAMVEST KIT P&L**

Marca: Protechno  
 Características: Revestimiento ultra fino a base de fosfatos sin grafito, para aleaciones de coronas y puentes. Calentamiento convencional.

**Ref. H00313** 6 bolsas x 2.000 g. (12 Kg.)  
 + 3 botellas x 1000 ml. Líquido Expansor.

**121,00€** ~~149,90€~~



-17%



**REVESTIMIENTO PARA FIJO**

Marca: Proclinic

**Ref. H21030** 30 bolsas x 160 g (4,8 kilos) **39,60€** ~~47,50€~~

**Ref. H21031** Botella 1 Litro.

**13,90€**



Por la compra de 1 caja de polvo  
**GRATIS 1 Líquido** (Valorado en 13,90€)

HASTA UN  
 -22%



**BELLAVEST T**

Marca: Bego  
 Características: Revestimiento para colados de precisión para la técnica de coronas y puentes, para aleaciones preciosas y no preciosas. Para utilizar con líquido Begosol.

**Ref. H00335** 12,8 kilos (80 bolsas x 160 g.)

**105,00€** ~~135,14€~~

**Ref. H00264** 5 Litros

**62,26€** ~~77,82€~~

**Ref. H00289** 1 Litro

**16,46€** ~~20,57€~~

HASTA UN  
 -22%



**REVESTIMIENTO HINTRIVEST KB**

Marca: Ernst Hirnisch  
 Características: Revestimiento de precisión a base de fosfato, exento de grafito, con múltiples posibilidades de uso y unas propiedades excepcionales. Para el colado rápido ó convencional. Indicado para la técnica de coronas y puentes, esqueléticos, trabajos combinados y cerámica inyectada.

**Ref. H00336** 32 bolsas de 160 g. (5 kg.) **54,20€** ~~67,00€~~

**Ref. H00337** 1000 ml. **11,55€** ~~14,80€~~

-26%



**VENTURA HIGH VEST -HIGH SPEED**

Marca: Ventura

**Ref. H00357** Bolsas predosificadas 4 Kg.  
 Cajas de 25 x 160 g.

+ 1000 ml. líquido expansor **41,90€** ~~57,00€~~

-18%



**FUJIVEST PREMIUM**

Marca: GC

Características: Revestimiento fosfatado sin carbono, para coronas y puentes adecuado para aleaciones no preciosas. Calentamiento rápido ó convencional.

**Ref. H00480** Polvo 6 kg. (40 bolsas x 150 g.)

**107,58€** ~~131,20€~~

**Ref. H00484** Líquido 900 ml.

**26,12€** ~~31,85€~~



-26%

**HERAENIUM NA**

Marca: Kulzer

Características: Aleación de Cr-Ni-Mo, exenta de Berilio. Es una aleación de metales no preciosos para el recubrimiento de coronas y puentes con cerámica o resina.

Ref. H03535 Caja de 1.000 g.

**276,00€** ~~375,00€~~



-28%

**GC INITIAL CAST NP METAL CRCO**

Marca: G.C.

Características: Aleación de colado CoCr tipo 4 para técnicas de recubrimiento metal cerámico en coronas y puentes. La expansión térmica de 14,1 x 10-6 K-1 es compatible con la mayoría de las cerámicas de metal más comunes en el mercado.

Ref. H03518 1.000 g.

Precio Oferta ~~425,10€~~ **305€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **289,75€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **274,50€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **259,25€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



-17%

**VENTURA ORCAST PLUS ALEACIÓN BASE COBRE P/RESINA O COMPOSITE**

Marca: Ventura

Características: Es una aleación base cobre de tonalidad dorada. Con las ventajas del ORCAST, añadiéndole mayor maleabilidad y alta resistencia a la corrosión.

Ref. H03531 250 g.

**138€** ~~165,60€~~



-36%

**HERAENIUM PW**

Marca: Kulzer

Características: Aleación cerámica de CrCo para prótesis fija. Es una aleación de Cobalto-Cromo-Molibdeno para la elaboración de coronas y puentes con revestimiento cerámico o acrílico.

Ref. H03543 Envase 1.000 g.

**455,60€** ~~711,00€~~

**HERAENIUM P (CR-CO CERÁMICA)**

Marca: Kulzer

Ref. H03539 Envase 1.000 g.

**455,60€** ~~711,00€~~



-40%

**WIRON 99**

Marca: Bego

Características: Aleación de cromo níquel para la técnica metalo-cerámica y resina -libre de berilio-. Muy resistente a la corrosión. Biocompatible. Elevado módulo de elasticidad. Facilidad de acabado gracias a la escasa dureza de 180 HV10.

Ref. H03501 Caja de 1Kg.

**340,00€** ~~565,02€~~



-26%

**WIRON LIGHT**

Marca: Bego

Características: Aleación de cromo níquel para la técnica metalo-cerámica, con una oxidación clara y exenta de berilio. Colado sencillo, desbastado sencillo, trabajo seguro.

Ref. H04412 Caja de 1Kg.

**390,00€** ~~525,46€~~



-25%



**SOLDADURA LV (UNIVERSAL AG)**

Marca: Nobil-Metal  
 Características: Indicada para soldar todo tipo de metales preciosos y no preciosos. Sobre de 12gr. en barra de 15cm. Color blanco. Composición: Ag 59%. Cu 16%. Zn 25%. Intervalo de fusión: 655-680. 700 °C Utilizables con las siguientes aleaciones: Au, Pd, Ni-Cr, Cr-Co.

Ref. H04427 Sobre 12 gr.

**24,23€** ~~32,30€~~

PRECIO RESULTANTE  
**327,72** €/u.



**STARLOY C CROMO COBALTO I KILO**

Marca: Degudent  
 Características: Aleación de cromo cobalto de metal no noble muy resistente a la corrosión. Posee unas propiedades mecánicas extraordinarias y es adecuada para recubrir cerámica. Puede usarse con todas las cerámicas dentales convencionales.

Ref. H70141

**409,67€**

Por la compra de 1 Starloy C Cromo Cobalto 1 kg  
**GRATIS STARLOY C CROMO COBALTO 250 gr.**

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

-28%



**GIROBOND NBS CROMO-COBALTO**

Marca: Amann Girrbach  
 Características: Aleación de Cromo-Cobalto para la técnica de coronas y puentes, libre de níquel y berilio. Excelente comportamiento en la soldadura láser. Adecuado como aleación universal para esqueléticos y telescópicas, Fácil de trabajar.

Ref. H100842 Envase 1 kg.

**293,94€** ~~407,00€~~

Precio neto sin más descuentos aplicables.

-58%



**WIROKER PLUS CROMO NIQUEL**

Marca: Bego  
 Características: Aleación de níquel cromo para la técnica de metal cerámica libre de berilio. Desbastado sencillo. No precisa enfriamiento lento.

Ref. H03502 Caja 1 kg.

**229,00€** ~~542,41€~~

HASTA UN  
**-56%**



**WIROBOND SG CROMO COBALTO**

Marca: Bego  
 Características: Aleación cromo cobalto para la técnica de metal cerámica, sin níquel ni berilio. Biocompatible. Dureza Vickers 310 HV10.

Ref. H03503 Caja 250g.

**101,90€** ~~175,09€~~

Ref. H03504 Caja 1 kg.

**244,00€** ~~549,95€~~

-24%



**VERA BOND II SIN BERILIO**

Marca: Aalbadent  
 Características: Aleación de cromo níquel para coronas y puentes metalo-cerámicas, consiguiendo colados precisos en los márgenes y una buena unión metal-porcelana. Aleación idónea para cerámicas tradicionales de grano medio tipo Ceramco, Excelco, Spectrum, Noritake, Synspar, Shofu-Crystar y otras cerámicas de grano medio del mercado.

Ref. H03552 Caja de 203 gramos

**54,00€** ~~70,80€~~

## ATORNILLADORES

Marca: Gera  
 Descripción: Acero Inoxidable Quirúrgico (AISI-316L)



**Ref. i6055** Mango Largo conexión mecánica

**38,08€** ~~50,77€~~



**Ref. i6056** Mango Corto conexión mecánica

**38,08€** ~~50,77€~~

**-25%**

## PUNTAS PARA PRÓTESIS DE IMPLANTES

Marca: Gera  
 Descripción: Disponemos de tres longitudes de puntas : Corta 20 mm, Mediana 25 mm y Larga 35 mm. Todas las puntas están diseñadas para uso con el mango corto o largo, o con contraángulo. Material: Acero (AISI – 420F Templado)

### PUNTA DESTORNILLADOR HEXAGONAL

**Ref. i6127** Ø 0,87 Corta   **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6128** Ø 0,87 Mediana  **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: TORNILLO DE CIERRE DE VARIOS SISTEMAS

**Ref. i6057** Ø 1,20 Corta  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6058** Ø 1,20 Mediana  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6059** Ø 1,20 Larga  **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: BRANEMARK®/MICRODENT®/AVINENT®/TEKNIMPLANT®/BIOMET 3I®/BEGO SEMADOS®/MIS®

**Ref. i6060** Ø 1,25 Corta  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6061** Ø 1,25 Mediana  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6062** Ø 1,25 Larga  **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: PROCLINIC®/DEFCON-PHIBO®/OSTEOPUS®/ZIMMER®/BEST FIT DE GT MEDICAL®

**Ref. i6063** Ø 1,27 Corta  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6064** Ø 1,27 Mediana  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6065** Ø 1,27 Larga  **21,17€** ~~28,22€~~


Compatibles: ASTRA®

**Ref. i6066** Ø 1,70 Corta  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6067** Ø 1,70 Mediana  **21,17€** ~~28,22€~~



**Ref. i6068** Ø 1,70 Larga  **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: KLOCKNER®


**Ref. i6087** Ø 0,90 Corta  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6088** Ø 0,90 Mediana  **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: TORNILLO DE CIERRE DE VARIOS SISTEMAS

PUNTA DESTORNILLADOR PLANO   **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6069** Ø 0,50 Corta  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6070** Ø 0,50 Mediana  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6071** Ø 0,50 Larga  **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: TODOS LOS SISTEMAS DE Tipo RANURADO

PUNTA DESTORNILLADOR CRUZ   **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6072** Corta  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6073** Mediana  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6074** Larga  **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: KLOCKNER®

PUNTA DESTORNILLADOR ESTRELLA   **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6075** Corta  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6076** Mediana  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6077** Larga  **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: BRANEMARK®/UNIGRIP®/NOBEL BIOCARE®

PUNTA DESTORNILLADOR TORX   **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6078** Corta  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6079** Mediana  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6080** Larga  **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: STRAUMANN®/ITIP®

PUNTA CUADRADA   **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6120** Corta 1,25  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6121** Mediana 1,25  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6122** Larga 1,25  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6123** Corta 1,30  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6124** Mediana 1,30  **21,17€** ~~28,22€~~

**Ref. i6125** Larga 1,30  **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: NOBEL BIOCARE®/CERA ONE®

**Ref. i6126** PUNTA HEMBRA CORTA PARA MULTIUNIT  **21,17€** ~~28,22€~~

Compatibles: BRANEMARK®/MULTIUNIT®



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

**HERACERAM**

**4+1**

Por la compra de 4 reposiciones de Heraceram 20g **GRATIS 1 unidad**



**SIGNUM COMPOSITES**

Composite de revestimiento. Resultados estéticos comparables a lo natural

**4+1**



**HC-ZIRKONIA 750 20g**

**4+1**



**-26%**

**CERAMCO 3**

Marca: Degudent

Características: Ceramco 3 es un sistema completo de metal cerámica que combina una fiabilidad uniforme del producto con una excelente estética natural. Este proceso de fabricación asegura que cada capa de cerámica concuerde exactamente con la guía de colores. Todo el sistema, desde los opaquers, pasando por las dentinas, los incisales naturales y incisales opales imparten la fluorescencia de la dentición natural.

Reposición 100 gr.

**86,30€** ~~116,10€~~



**SOLO POR 799€**

**INITIAL IQ LUSTRE PASTE NF SET**

Marca: G.C

Características: Las masas Initial IQ Luster Paste NF tridimensionales universales dan profundidad de color y translucidez de aspecto natural a todas las cerámicas Initial.

- Sólo un kit compatible con la gama de cerámica completa Initial de G.C.
- Amplio intervalo de coeficientes de expansión térmica, entre 6,9 y 13,3 para que se puedan utilizar con casi todos los tipos de cerámica.
- Pastas mejoradas con propiedades tixotrópicas más finas para una aplicación más sencilla y precisa.
- Disponible en frascos listos para usar para una aplicación más cómoda.
- Líquido diluyente y regenerativo para conservar una consistencia óptima hasta el final.

**Ref. H43480** Envase 1x Neutral L-N (4g) + 1 x Valor (4g) + 4 x Colores Body (L-A, L-B, L-C, L-D) (4g) + 8 x Efecto esmalte (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8) 4g + 1x Líquido diluir (8 ml) + 1x líquido de recuperación (8ml) + 1x Paleta de mezcla + 2 pinceles

**799,00€** ~~1100,00€~~

Por la compra de 1 Set **GRATIS 1 Set IQ Luster pastes NF GUM** (Valorado en 446,21€).





IPS d.SIGN®

-13%

**IPS-D.SIGN A-D REPOSICIÓN**

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	3 g. OPAQUER PASTA	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA	250 g. DENTINA
color A1	H60369	H60403	H60437	H99750
color A2	H60371	H60405	H60439	H99751
color A3	H60373	H60407	H60441	H99752
color A3,5	H60375	H60409	H60443	H99753
color A4	H60377	H60411	H60445	H99754
color B1	H60379	H60413	H60447	H99755
color B2	H60381	H60415	H60449	H99756
color B3	H60383	H60417	H60451	H99757
color B4	H60385	H60419	H60453	H99758
color C1	H60387	H60421	H60455	H99759
color C2	H60389	H60423	H60457	H99760
color C3	H60391	H60425	H60459	H99761
color C4	H60393	H60427	H60461	H99762
color D2	H60395	H60429	H60463	H99763
color D3	H60397	H60431	H60465	H99764
color D4	H60399	H60433	H60467	H99765

Contenido	3 g. OPAQUER PASTA	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA
color 110/01	H60007	H60049	H60091
color 120/1A	H60009	H60051	H60093
color 130/2A	H60011	H60053	H60095
color 140/1C	H60013	H60055	H60097
color 210/2B	H60015	H60057	H60099
color 220/1D	H60017	H60059	H60101
color 230/1E	H60019	H60061	H60103
color 240/2C	H60021	H60063	H60105
color 310/3A	H60023	H60065	H60107
color 320/5B	H60025	H60067	H60109
color 330/2E	H60027	H60069	H60111
color 340/3E	H60029	H60071	H60113
color 410/4A	H60031	H60073	H60115
color 420/6B	H60033	H60075	H60117
color 430/4B	H60035	H60077	H60119
color 440/6C	H60037	H60079	H60121
color 510/6D	H60039	H60081	H60123
color 520/4C	H60041	H60083	H60125
color 530/3C	H60043	H60085	H60127
color 540/4D	H60045	H60087	H60129

**27,32€**  
31,40€

**26,14€**  
30,05€

**113,97€**  
131,00€

**270,57€**  
311,00€

**27,32€**  
31,40€

**26,14€**  
30,05€

**113,97€**  
131,00€



**4+1**  
IPS STYLE  
**GRATIS**



**Por la compra de 4 reposiciones Ips Style GRATIS 1 reposición.**

Envío directo desde Ivoclar Vivadent.



**IPS-D.SIGN A-D INCISAL T REPOSICIÓN**

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL T	100 g. INCISAL T	250 g. INCISAL T
color TS1	H60513	H60519	H99770
color TS2	H60515	H60521	H99771
color TS3	H60517	H60523	H99772

**26,14€**  
30,05€

**113,97€**  
131,00€

**270,57€**  
311,00€

**IPS-D.SIGN INCISAL CHROMASCOP REP.**

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL	100 g. INCISAL
color S1	H60185	H60193
color S2	H60187	H60195
color S3	H60189	H60197

**26,14€**  
30,05€

**113,97€**  
131,00€



# IPS InLine®

**-13%**



## IPS-INLINE TRANSPARENTE INCISAL A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL	100 g. INCISAL
color 1	<b>H61291</b>	<b>H61299</b>
color 2	<b>H61293</b>	<b>H61301</b>
color 3	<b>H61295</b>	<b>H61303</b>

**22,49€**  
~~25,85€~~

**102,23€**  
~~117,50€~~



## IPS-INLINE A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	3 g. OPAQUER	9 g. OPAQUER	18 g. POLVO OPAQUER	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA
color A1	<b>H61151</b>	<b>H61185</b>	<b>H61152</b>	<b>H61219</b>	<b>H61255</b>
color A2	<b>H61153</b>	<b>H61187</b>	<b>H61154</b>	<b>H61221</b>	<b>H61257</b>
color A3	<b>H61155</b>	<b>H61189</b>	<b>H61156</b>	<b>H61223</b>	<b>H61259</b>
color A3,5	<b>H61157</b>	<b>H61191</b>	<b>H61158</b>	<b>H61225</b>	<b>H61261</b>
color A4	<b>H61159</b>	<b>H61193</b>	<b>H61160</b>	<b>H61227</b>	<b>H61263</b>
color B1	<b>H61161</b>	<b>H61195</b>	<b>H61162</b>	<b>H61229</b>	<b>H61265</b>
color B2	<b>H61163</b>	<b>H61197</b>	<b>H61164</b>	<b>H61231</b>	<b>H61267</b>
color B3	<b>H61165</b>	<b>H61199</b>	<b>H61166</b>	<b>H61233</b>	<b>H61269</b>
color B4	<b>H61167</b>	<b>H61201</b>	<b>H61168</b>	<b>H61235</b>	<b>H61271</b>
color C1	<b>H61169</b>	<b>H61203</b>	<b>H61170</b>	<b>H61237</b>	<b>H61273</b>
color C2	<b>H61171</b>	<b>H61205</b>	<b>H61172</b>	<b>H61239</b>	<b>H61275</b>
color C3	<b>H61173</b>	<b>H61207</b>	<b>H61174</b>	<b>H61241</b>	<b>H61277</b>
color C4	<b>H61175</b>	<b>H61209</b>	<b>H61176</b>	<b>H61243</b>	<b>H61279</b>
color D2	<b>H61177</b>	<b>H61211</b>	<b>H61178</b>	<b>H61245</b>	<b>H61281</b>
color D3	<b>H61179</b>	<b>H61213</b>	<b>H61180</b>	<b>H61247</b>	<b>H61283</b>
color D4	<b>H61181</b>	<b>H61215</b>	<b>H61182</b>	<b>H61249</b>	<b>H61285</b>

**23,10€**  
~~26,55€~~

**63,16€**  
~~72,60€~~

**26,19€**  
~~30,10€~~

**22,49€**  
~~25,85€~~

**102,23€**  
~~117,50€~~



## PINCEL CARAMISTA

Marca: Yeti

Características: Pinceles de modelación para cerámica. Pincel fino con mango de madera y pelo exclusivo de alta calidad. Hecho a mano en Alemania.

<b>Ref. H40176</b>	Nº4	<b>10,61€</b>	<del>12,20€</del>
<b>Ref. H40178</b>	Nº6	<b>11,31€</b>	<del>13,00€</del>
<b>Ref. H40180</b>	Nº8	<b>16,97€</b>	<del>19,50€</del>
<b>Ref. H40182</b>	Nº10	<b>20,01€</b>	<del>23,00€</del>
<b>Ref. H40184</b>	Nº0 2 u.	<b>12,62€</b>	<del>14,50€</del>
<b>Ref. H40186</b>	Nº1 2 u.	<b>12,88€</b>	<del>14,80€</del>
<b>Ref. H40188</b>	Opaquer 2 u.	<b>20,01€</b>	<del>23,00€</del>

DESDE  
**10,61€**



**-29%**

## DOSIFICADOR DE CERÁMICA

Marca: Proclinc

Características: Dosificador de cerámica para mezclas, disponible en dos tamaños. 1 u.

**Ref. H21061** Pequeño 4/6mm **9,80€** ~~13,75€~~

**Ref. H21062** Grande 8/12mm **9,80€** ~~13,75€~~



IPS e.max



Contenido	5 Piezas	L/3 Piezas
color A1	H99989	H99913
color A2	H99990	H99914
color A3	H99991	H99915
color A3,5	H99992	H99916
color A4	H999100	H999107
color B1	H99993	H99917
color B2	H99994	H99918
color B3	H99995	H99919
color B4	H999101	H999108
color C1	H999102	H999109
color C2	H99929	H99928
color C3	H999103	H999110
color C4	H999104	H999111
color D2	H999105	H999112
color D3	H99931	H99930
color D4	H999106	H999113
color BL1	H99924	H99920
color BL2	H99925	H99921
color BL3	H99926	H99922
color BL4	H99927	H99923

**73,39€**  
~~86,75€~~

**87,87€**  
~~104,00€~~

HASTA  
**-16%**



**E.MAX PRESS LT**

Marca: Ivoclar Vivadent  
Características: Pastillas que muestran una baja translucidez y se utilizan para elaboración de coronas anatómicamente modeladas parciales o totales. Especialmente en la zona de anteriores, el aspecto estético de la restauración se maximiza utilizando la técnica de cut-back en combinación con IPS e.max Ceram.

Contenido	5 Piezas	L/3 Piezas
color A1	H629800	H629816
color A2	H629801	H629817
color A3	H629802	H629818
color A3,5	H629803	H629819
color A4	H629804	H629820
color B1	H629805	H629821
color B2	H629806	H629822
color B3	H629807	H629823
color B4	H629808	H629824
color C1	H629809	H629825
color C2	H629810	H629826
color C3	H629811	H629827
color C4	H629812	H629828
color D2	H629813	H629829
color D3	H629814	H629830
color D4	H629815	H629831
color BL1	H629832	H629836
color BL2	H629833	H629837
color BL3	H629834	H629838
color BL4	H629835	H629839

**73,39€**  
~~86,75€~~

**87,87€**  
~~104,00€~~

HASTA  
**-16%**

**E.MAX PRESS HT**

Marca: Ivoclar Vivadent  
Características: Nuevas pastillas altamente translúcidas para elaborar restauraciones anatómicamente modeladas mínimamente invasivas. Las restauraciones se personalizan con materiales de maquillaje IPS e.max Ceram (Shade/Essence).



HASTA  
**-14%**



**IPS E.MAX PRESS PASTILLAS MO**

Marca: Ivoclar Vivadent  
Características: Pastillas de opacidad media (MO)  
5 Pastillas.

- Ref. H62969 Color MO-0
- Ref. H62971 Color MO-1
- Ref. H62973 Color MO-2
- Ref. H62975 Color MO-3
- Ref. H62977 Color MO-4

**73,39€**  
~~86,75€~~

**6+1**  
Revestimiento  
PressVest  
Premium  
**GRATIS**



Por la compra de 6 reposiciones IPS e.max Press  
**GRATIS 1 reposición del nuevo IPS PressVest Premium 5 Kg + 1.000ml de líquido.**  
Envío directo del fabricante. Válido hasta 30/05/2018

**5+1**  
IPS e.max  
Press Multi  
**GRATIS**




Por la compra de 5 reposiciones  
IPS e.max Press  
**GRATIS 1 reposición de IPS e.max Press Multi**  
Envío directo del fabricante.  
Oferta disponible a partir de 01/06/2018

**IPS E.MAX PRESS PASTILLAS MO L**

Marca: Ivoclar Vivadent  
Características: Pastillas de opacidad media (MO)  
3 Pastillas.

- Ref. H62981 Color MO L-0
- Ref. H62983 Color MO L-1
- Ref. H62985 Color MO L-2
- Ref. H62987 Color MO L-3
- Ref. H62989 Color MO L-4

**87,87€**  
~~104,00€~~





Desarrollado para hacer la diferencia



# Celtra® Press

## CELTRA PRESS REVESTIMIENTO

Marca: Dentsply Sirona  
 Características: Con base de fosfato, desarrollado para Celtra Press y cerámicas prensadas de disilicato de litio. Calentamiento rápido y convencional.  
 Ventajas:  
 -Mínima capa de reacción, se elimina el tratamiento de objetos con ácido tras la limpieza a chorro.  
 -Control preciso de la expansión para un ajuste óptimo.  
 -Con menos polvo para una mejor protección sanitaria.  
 -De uso universal para todas las cerámicas prensadas.  
 Proporción de mezcla: 22 ml – 100 g  
 Tiempo de trabajo: 4,5'/9'  
 Tiempo de fraguado: 5,5'/12'  
 Expansión de fraguado: 0,3-1,2 %  
 Resistencia a la compresión: 4-15 N/mm<sup>2</sup>



Ref. H00424 Polvo (60 bolsas x 110 g) **235,82€** ~~277,44€~~  
 Ref. H00426 Líquido 1000 ml. **34,60€** ~~40,71€~~



## CELTRA PRESS PISTONES

Marca: Dentsply Sirona  
 Características: 13mm, 25 unidades.

Ref. H71775 **40,97€** ~~49,20€~~

## CELTRA PRESS LT

Marca: Dentsply Sirona  
 Características: 5 u., 3 g.

Ref. H71705 A1  
 Ref. H71709 A2  
 Ref. H71713 A3  
 Ref. H71717 B1  
 Ref. H71721 C1  
 Ref. H71725 D2  
 Ref. H71729 BL2 **87,04€** ~~100,43€~~

Características: 3 u., 6 g.

Ref. H71703 A1  
 Ref. H71707 A2  
 Ref. H71711 A3  
 Ref. H71715 B1  
 Ref. H71719 C1  
 Ref. H71723 D2  
 Ref. H71727 BL2 **104,44€** ~~120,51€~~

## CELTRA PRESS MT

Marca: Dentsply Sirona  
 Características: 5 u., 3 g.

Ref. H71733 A1  
 Ref. H71737 A2  
 Ref. H71741 A3  
 Ref. H71745 B1  
 Ref. H71749 C1  
 Ref. H71753 D2  
 Ref. H71757 BL2 **87,04€** ~~100,43€~~

Características: 3 u., 6 g.

Ref. H71731 A1  
 Ref. H71735 A2  
 Ref. H71739 A3  
 Ref. H71743 B1  
 Ref. H71747 C1  
 Ref. H71751 D2  
 Ref. H71755 BL2 **104,44€** ~~120,51€~~

**POR LA COMPRA DE 3 REPOSICIONES GRATIS 1 REPOSICIÓN DEL MISMO TAMAÑO.**

Envío directo desde Kalma previa justificación de compra en [promociones@kalma.es](mailto:promociones@kalma.es)

## CELTRA PRESS HT

Marca: Dentsply Sirona  
 Características: 5 u., 3 g.

Ref. H71761 I1  
 Ref. H71765 I2  
 Ref. H71769 I3 **87,04€** ~~100,43€~~

Características: 3 u., 6 g.

Ref. H71759 I1  
 Ref. H71763 I2  
 Ref. H71767 I3 **104,44€** ~~120,51€~~



## Rebase Duro Proclinic Expert

Consiga una comodidad absoluta y duradera

**-30%**  
DESCUENTO



**1%**

Muy baja absorción de líquidos



**MUY BAJA SOLUBILIDAD**

**FUERZA DE ADHESIÓN | 25 MPa**

### Indicaciones:

- Rebases permanentes directos e indirectos, totales o parciales.
- Indicado para diferentes fines terapéuticos como en casos de ulceraciones.
- Indicado para soportar componentes de fijación debajo de prótesis naturales o retenidas por implantes
- Reparaciones o adiciones a dentaduras acrílicas totales en casos de retención escasa o para mejorar la comodidad y el soporte.
- Reconstrucción de la prótesis en general, desde casos de atrofia a ampliación de la prótesis o de sus bordes.

**Ref. 41526** Kit cartucho 50 ml + adhesivo 15 ml + accesorios **76,23€** ~~108,90€~~

**Ref. 41527** Reposición cartucho 50 ml + puntas **65,10€** ~~99,00€~~

Rebase duro de rebase permanente para una reparación completa en tan solo una sesión. Autopolimerizable. Buena fuerza de adhesión de hasta 25 MPa que garantiza una reparación duradera. En doble cartucho automix para una aplicación sencilla, fácil y rápida. Optimización del tiempo en consulta gracias a su rápida elaboración. Color rosado translúcido que facilita la mimetización con el color de la prótesis y que se mantiene estable de forma duradera, sin alteraciones en el color.



### GUANTES DE LÁTEX CON POLVO

Marca: Proclinic  
Características: Caja de 100u.

**Ref. 0138** Grande  
**Ref. 0139** Mediano  
**Ref. 0140** Pequeño  
**Ref. 0170** X-Pequeño

Comprando 10 unidades

**Precio Oferta** ~~10,25€~~ **4,50€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **4,28€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **4,05€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **3,83€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



**-30%**



### PAPEL ARTICULAR

Marca: Proclinic  
Características: Espesor 200 micras. Caja con 300 hojas.

**Ref. 0195** Color azul  
**Ref. 01952** Color rojo

**10,50 €** ~~14,95€~~



# Programat®

Una historia de éxito

## Llévese, por la compra de un horno Programat...



PS1 1600

**650€**  
en productos  
IPS e.max ZirCAD



P310

**150 €**  
en productos  
IPS Style, IPS InLine,  
IPS d.SIGN, IPS Ivocolor  
ó IPS e.max Ceram



P510

**300 €**  
en productos  
IPS Style, IPS InLine,  
IPS d.SIGN, IPS Ivocolor  
ó IPS e.max Ceram



P710

**400 €**  
en productos  
IPS Style, IPS InLine,  
IPS d.SIGN, IPS Ivocolor  
ó IPS e.max Ceram



EP3010

Bomba de  
Vacío VP5



EP5010

Bomba de  
Vacío VP5

\*Productos enviados mediante envío directo: Envíe prueba de compra al correo electrónico promociones.es@ivoclarvivadent.com. para recibir los productos.

Ofertas exclusivas para Laboratorio Dental, no acumulables.

Ivoclar Vivadent SLU

Carretera de Fuencarral nº 24

Europa I - Portal 1 - Planta Baja · 28108 · Alcobendas (Madrid)

Telf. +34 91 375 78 20 Fax: +34 91 375 78 38

[www.ivoclarvivadent.es](http://www.ivoclarvivadent.es)

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation



-22%

**RH 3000 CON DISCO DE CARBURO**

Marca: Mestra

Características: Recortadora de modelos fuerte y robusta, de fácil manejo para la abrasión de modelos de escayola dura o blanda. Incluye disco de carburo y está dotada de un sistema de limpieza de disco por agua.

Ref. H92685

**673,67€** ~~863,68€~~

Para facilitar el cambio del disco abrasivo, le recomendamos que aplique aceite en todas las uniones roscadas unos minutos antes de realizar la operación.



-22%

**MICROMOTOR SIN ESCOBILLAS**

Marca: Mestra

Características: Micromotor sin escobillas para uso en el laboratorio dental, fuerte torque a baja velocidad.

Ref. HI00500

**642,74€** ~~824,02€~~

i

Disponible en versión rodilla o pie.



-47%

**MICROMOTOR K-POWERGRIP 4957 S/MESA**

Marca: Kavo

Características: Micromotor versión sobremesa. 50.000 rpm y 7 Ncm. Con un nuevo material de recubrimiento Softgrip, la pieza de mano se adapta con seguridad a la mano.

Ref. H92524

**1.200€** ~~2.263€~~



-24%

**DECANTADOR ESCAYOLAS**

Marca: BDT

Características: Capacidad de 14 Litros. Con sistema de depuración cerrado en 4 cámaras.

Ref. H92172

**170€** ~~224€~~

Por la compra de 1 Decantador **GRATIS 25 bolsas de reposición.** (Valorado en 18,35€)



-25%

**STRONG 207-S**

Marca: Saeshin

Características: Micromotor con escobillas de sobremesa de máxima potencia a cualquier velocidad.

Ref. H92534

**280€** ~~375€~~

i

Descubre la gama perfecta en Proclinic



-17%

**PERFECTA 300**

Marca: W&H

Características: Micromotor de sobremesa de laboratorio pensado para el tratamiento preciso de todos los materiales procesados con una pieza de mano en el laboratorio dental.

De 1.000 a 40.000 rpm. Torque 5,5 Ncm. Motor sin escobillas. Giro a la izquierda y a la derecha.

Ref. H95510

**1.199,99€** ~~1.450€~~

-42%



**K-5 PLUS**

Marca: Kavo

Características: Aparato de control con pantalla de cuatro colores, cuatro programas almacenables, torque ajustable, marcha hacia las derecha/izquierda y diferentes opciones de control de las aspiraciones. Torque: Máx. 4,5 Ncm.

Ref. H92520

**990€** ~~1.716€~~

-41%



**ESTACIÓN NEUMÁTICA CON TURBINA TDS890 CON SPRAY**

Marca: Bien Air

Características: La estación STS-Trimmer se distingue por sus cualidades superiores. Con un depósito de 1,4 litros, dispone de una importante autonomía. Mandos con interruptores separados, el caudal y la mezcla aire/agua del spray se regulan con precisión para una refrigeración óptima. Combinados con turbinas equipadas con escudo anti polvo y con el ajuste del instrumento de ajustes de fricción FG, los conjuntos neumáticos Bien-Air le ofrecen lo mejor durante mucho tiempo.

Ref. H92566

**1.199€** ~~2.036€~~

-18%



**ESTACION NEUMÁTICA CON TURBINA TD783 SIN SPRAY**

Marca: Bien Air

Características: Estación neumática de sobremesa con turbina TD 783 sin spray. Muy estable y de dimensiones reducidas.

Ref. H92551

**649€** ~~794,20€~~

-48%



**MICROMOTOR VOLVERE 17 RM**

Marca: NSK

Características: Micromotor estándar de máxima utilidad y larga duración ofreciendo una alta eficiencia de potencia. Función Auto-cruise de velocidad, mínima vibración y ruido.

Ref. H92569

**799€** ~~1.526€~~

-42%



**TURBINA NSK PRESTO AQUA II**

Marca: NSK

Características: Turbina neumática libre de lubricación con spray de agua refrigerante. Pieza de mano de libre rotación 360°. Bajo nivel de ruido y vibración.

Ref. H02352

**1.199€** ~~2.058€~~

-42%



**TURBINA LAB. PRESTO II SIN SPRAY**

Marca: NSK

Características: Turbina neumática libre de lubricación sin spray de agua. Pieza de mano de libre rotación 360°. Bajo nivel de ruido y vibración.

Ref. H02358

**599€** ~~1.030€~~

-22%



**ELECTRO VIBRADOR RECTANGULAR**

Marca: Mestra  
 Características: Práctico electro vibrador rectangular fabricado en chapa de acero especialmente diseñado para la compactación de materiales en el sector dental.

Ref. H92903

**231,32 €** ~~296,57€~~

-22%



**IRIS 2 EVOLUTION**

Marca: Mestra  
 Características: Permite elaborar fácilmente revestimientos, escayolas y mezclas afines. Tres versiones distintas disponibles, diferenciadas en el sistema de control.

Ref. H92465

**700,81 €** ~~898,47€~~

-22%



**PRENSA HIDRÁULICA**

Marca: Mestra  
 Características: Su sistema oleohidráulico está diseñado para que el aceite no escape de la cámara. Todas las piezas que pueden sufrir desgaste están construidas en acero bonificado y rectificado, y su acabado se hace con pintura epoxi. La prensa lleva incorporados muelles de recuperación del platillo inferior que le permiten estar siempre en posición de utilización.

Ref. H11166

**563,36 €** ~~722,26€~~

UNIDADES LIMITADAS!

-43%



**PINDEX LASER SYSTEM**

Marca: Coltene-Whaledent  
 Características: El Sistema Pindex se utiliza para perforar con precisión agujeros paralelos en la parte inferior del modelo gracias a su rayo láser sin foco. Taladro manual.

Ref. H92629

**999 €** ~~1.747,90€~~

SOLO POR  
1.899€



**DOUBLEMIX + ACCES + 10 KG ELITE OFERTA**

Marca: Zhermack

Ref. CH3705

**1.899€**

Por la compra de 1 unidad  
**GRATIS 1 Elite Double 22 Extrafast 5Kg**  
 + Accesorios

SOLO POR  
1.825€



**APARATO DE VAPOR VAP8-A**

Marca: Zhermack  
 Características: Generador de vapor y agua caliente de presión elevada (8 bar). Llenado automático del agua a través de la red. Salida de agua y vapor.

Ref. H92895 Aparato de vapor

**1.825€**

Por la compra de 1 unidad  
**GRATIS 1 Descalcificador de agua**  
 (Valorado en 231,83 EUR).



★ NOVEDAD



-22%

**AUTOPOL GEISER**

Marca: Mestra

Características: Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 litros), que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener hasta 5 temperaturas definidas por el usuario

Ref. H92668

**776€** ~~995€~~



-28%

**PALAMAT ELITE 230V**

Marca: Kulzer

Características: Unidad de polimerización de alta presión. Ofrece cuatro ajustes de temperaturas diferentes para el procesamiento de resinas autopolimerizables y termopolimerizables. Se pueden polimerizar al mismo tiempo hasta 3 muflas de Palajet y, por tanto, hasta 6 prótesis.

Ref. H92659

**1.700€** ~~2.350€~~



-26%

**LABOLIGHT DUO**

Marca: G.C.

Características: Unidad de fotopolimerización de luz LED de modo Dual para resinas compuestas indirectas fotopolimerizado de múltiples funciones para el técnico dental combinando 2 modos de polimerizado: pre-polimerizado (modo paso a paso) y polimerizado final (modo completo).

Ref. H92240

**2.250€** ~~3.047,75€~~



-42%

**LAMPARA FOTOPOLIMERIZABLE HILITE POWER**

Marca: Kulzer

Características: Para la polimerización de materiales fotopolimerizables. Posible selección entre tres tiempos de exposición diferentes: de 6, 90 y 180 segundos.


Ref. H92230

**1.850€** ~~3.190€~~



Por la compra de 1 unidad **GRATIS 1 Hilite Pre2** (Valorado en 519 EUR)  
Envío directo Kulzer.

CONSULTE OFERTA



**FORNAX T**

Marca: Bego

Características: Centrifuga compacta de sobremesa para colar con inducción y refrigeración intensiva integrada.

Ref. H100080

Por la compra de 1 unidad **GRATIS 1 caja de Crisoles + 1 Kg. WIROCER PLUS o WIROBOND SG.**



3 AÑOS DE GARANTÍA

-17%



**SILLA ELASTOMERO NEGRO 58 STORM**

Marca: Storm

Ref. H90165

**195€** ~~235€~~

-23%

TAPIZADO PERSONALIZADO EN RESPALDO +20€  
TAPIZADO PERSONALIZADO EN ASIENTO +20€



**SILLA ATENEA ANTRACITA STORM**

Marca: Storm  
Características: Fabricada en inyección plástica de polipropileno de alta resistencia. Ergonómica y ligera con base de aluminio pulido va acompañada de columna de gas cromada y rueda con cubre rueda cromado. Color gris antracita.

Ref. H90166

**150€** ~~195,00€~~

-41%



**TABURETE EN MADERA DE HAYA NATURAL**

Marca: Loran

Ref. H00135

**150€** ~~253€~~

HEMOS BAJADO EL PRECIO!

-60%



**LÁMPARA REGULABLE 84 LEDS**

Marca: Technoflux

Características: Lámpara Led 16W con pinza de sujeción a tablero. Intensidad de luz regulable, hasta 6.000K.

Ref. H16760

**90€** ~~225€~~

-49%



**LAMPARA LUPA DE 90 LEDS**

Marca: Technoflux

Características: Lámpara de 90 leds blancos, 4W, con lupa de 5 dioptrías. Diámetro de la lupa 120mm. Incluye brazo 86cm para mesa. Detalles:

- Abrazadera a la mesa.
- Intensidad 1.600mcd/LED.
- 4 W.
- Lente de 5 dioptrías.

Ref. H92592 Diámetro de la lupa 120mm.  
Dimensiones del brazo 86cm.  
Longitud del cable 1,5m.

**75€** ~~146€~~

-42%



**LÁMPARA ARMLIGHT**

Marca: Technoflux

Características: De fácil manejo gracias a su brazo articulado. Potencia de iluminación de 3 fluorescentes de 14W, libre de reflejos. Una pantalla con celdas permite un reparto uniforme de la iluminación. Baja emisión de calor. Soporte de mesa incluido.

Ref. H16761 Tamaño cabeza: 61x11x6cm.  
Longitud del cable 1,5m.

**75€** ~~130€~~

# PRESUPUESTOS DE MOBILIARIO AJUSTADO A SU ESPACIO Y NECESIDADES. CONSULTE CON SU PROMOTOR.



Loran  
everyday passion  
MaestroBOX

-20%

## MAESTROBOX COMPLETO CON ASPIRACION

Marca: Loran

Características: Banco completo de aspiración con el motor de inducción. Creado específicamente para ser usado en el trabajo de desbaste y tiramiento del yeso, resina y metal. Su estructura ha sido realizada expresamente con un espacio cerrado, la aspiración evita que los polvos que se producen durante la elaboración, sean inhalados por el usuario, siendo dirigidos al correspondiente filtro-contenedor.

Medidas: 900mm (largo) x 645mm (fondo) x 1.190mm (alto). Peso: 70kg.

Ref. H98318

**2.987,20€** ~~3.734€~~

-20%

Loran  
everyday passion  
Maestro

## 2 PUESTOS DE TRABAJO MF2

Marca: Loran

Características: Moderna línea de mobiliario para laboratorios dentales, combina un moderno diseño funcional, fabricado con materiales muy resistentes como el acero electro-galvanizado y pintado, encimeras de acero inoxidable o de madera. Una gama completa de mesas, muebles modulares, campanas y accesorios permite personalizar cualquier área de trabajo.

Ref. H98301 Mesa para 2 Puestos de Trabajo  
Medidas: Ancho. 190cm  
Alto. 90cm  
Fondo. 64cm  
Peso. 104 kg



Desde  
**1.853,60€** ~~2.317€~~

## 1 PUESTO DE TRABAJO MF1

Ref. H98300 Mesa para 1 Puesto de Trabajo  
Medidas: Ancho. 117cm  
Alto. 90cm  
Fondo. 64cm  
Peso. 75,5 kg



Desde  
**1.277,60€** ~~1.597€~~

# Easy View 3D Microscopio de Renfert

Un innovador videoscopio con monitor 3D que no pierde de vista el objetivo. Facilita una postura ergonómica del cuerpo y una comunicación rápida y directa entre el laboratorio y la clínica.

---



**Mereces facilidad y ergonomía.**