

SÍGUENOS EN



Tú sabes que estamos encantados de verte año tras año.

*En el último año 13.755 clientes han confiado en nuestros servicios.*



# OFERTAS LABORATORIO

Del 11 de Abril al 8 de Mayo de 2016



Nuevo  
Catálogo Laboratorio  
Próximamente  
disponible

📞 900 800 880 [www.proclinic.es](http://www.proclinic.es)

# Cosas Que Importan

15% Hasta un 15% de dto. según escalado

ENVÍOS GRATIS A partir de 110€ de compra

SERVICIO EXPRESS Entrega en 24h

Tienes 15 días para cambiar de opinión

Consulta el estado de tu pedido

Si quieres obtener Puntos Travel Club, llámanos

99,25% de disponibilidad de producto sobre el total pedidos.

Nuestros clientes puntúan con un 8,68 nuestro servicio

5% Extra por comprar en proclinic.es

# tú sabes elegir

HASTA UN -22%



## ÓXIDO DE ALUMINIO

Marca: Renfert  
Características: Bidón 5 kg.



Ref. H100182 50 micras  
Ref. H100166 110 micras  
Ref. H100276 125 micras  
Ref. H100162 250 micras

19,30€  
25,00€

HASTA UN -20%



## ÓXIDO DE ALUMINIO PROCLINIC

Marca: Proclinic  
Características: Óxido de aluminio de alta pureza 99,60% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Color Blanco, Cristalización controlada. No causa silicosis (Si O<sub>2</sub> : 0,01%). Para uso exclusivo en laboratorio dental.



Ref. H62000 50 micras. 5 kilos  
Ref. H62001 100 micras. 5 kilos  
Ref. H62002 150 micras. 5 kilos  
Ref. H62003 250 micras. 5 kilos

Ref. H62004 50 micras. 25 kilos  
Ref. H62005 100 micras. 25 kilos  
Ref. H62006 150 micras. 25 kilos  
Ref. H62007 250 micras. 25 kilos

14,80€  
18,85€

71,80€  
86,15€

HASTA UN -22%



## ÓXIDO DE ALUMINIO

Marca: Protechno  
Características: Corindón puro. Blanco.



Ref. H14015 4,5 kg. 50 micras  
Ref. H14019 4,5 kg. 80 micras  
Ref. H14023 4,5 kg. 110 micras  
Ref. H14027 4,5 kg. 150 micras  
Ref. H14031 4,5 kg. 180 micras  
Ref. H14035 4,5 kg. 250 micras

Ref. H14017 25 kg. 50 micras  
Ref. H14021 25 kg. 80 micras  
Ref. H14025 25 kg. 110 micras  
Ref. H14029 25 kg. 150 micras  
Ref. H14033 25 kg. 180 micras  
Ref. H14037 25 kg. 250 micras

17,35€  
22,10€

86,60€  
110,40€

Esperamos verte pronto en [www.proclinic.es](http://www.proclinic.es)



SOLICITA TUS FACTURAS ELECTRÓNICAS

Este servicio es gratuito y podrás volver a la factura en papel si lo solicitas.  
• Con el mismo valor legal • Sin almacenar papeles  
• Por una mejor conservación del medio ambiente



-18%

### SILENT COMPACT

Marca: Renfert

Características: Pequeña aspiración para puestos de trabajo y un solo consumidor. El control de los consumidores se realiza mediante un inteligente sistema de conexión automática.  
- 2 niveles de aspiración, optimizados para el puesto de trabajo.

Ref. H92896

**980,00€** ~~-1.200,00€~~



-17%

### ASPIRADOR SILENT TS-2

Marca: Renfert

Características: Potente sistema de aspiración de dos puestos, silencioso y compacto. La Silent TS 2 libera a dos consumidores individuales del polvo perjudicial para la salud.

Ref. H92880

**1.770,00€** ~~-2.155,00€~~



-15%

### ASPIRADOR SILENT TS

Marca: Renfert

Características: Mediante la capacidad potente y ajustable de la aspiración, la Silent TS es válida como sistema de aspiración tanto para aparatos como también para el puesto de trabajo.

Ref. H92865

**1.360,00€** ~~-1.623,50€~~

**POR LA COMPRA DE UNA MÁQUINA DE ESTA PÁGINA LE REGALAMOS:**



VIDEOCÁMARA DEPORTIVA MEDION ACTION CAMCORDER.

EL WIFI INTEGRADO LE PERMITE USARLA CON SU SMARTPHONE O TABLET. INCLUYE UNA SERIE DE ACCESORIOS COMO SU ESTUCHE A PRUEBA DE AGUA.



SÓLO POR  
**1.075,00€**

### ARENADORA BASIC MASTER

Marca: Renfert

Características: Las muchas ventajas en lo referente a la ergonomía, la ventilación y la prolongada vida útil optimizan el empleo permanente del aparato que ofrece un gran confort de movimiento. Equipado con 2 depósitos (70-250µ).

Ref. H92118

**1.075,00€** ~~-1.260,50€~~



SÓLO POR  
**1.290,00€**

### ARENADORA BASIC QUATTRO

Marca: Renfert

Características: Aparato de chorreado cómodo y flexible de categoría superior con 2-4 depósitos.  
Equipada con 2 depósitos (25-70µ) (70-250µ).

Ref. H92116

**1.290,00€** ~~-1.523,50€~~



-15%

### TWISTER EVOLUTION

Marca: Renfert

Características: Obtiene el vacío mediante bomba de motor. La mezcladora de vacío compacta Twister Evolution puede utilizarse para todos los materiales de moldeado y modelado. Soporte de mesa NO incluido.

Ref. H40605

**1.380,00€** ~~-1.641,00€~~

# GC

## INITIAL DISCO ZIRCONIO ST/HT

Marca: G.C

Características: Discos de circonio de prensado en frío isostático (CIP) de muy alta calidad con propiedades físicas optimizadas. Disponible Translucidez estándar (ST) ideal para recubrimiento y Alta translucidez (HT) ideal para el contorno completo, restauraciones monolíticas. Diámetro de 98,5mm. Las coronas y puentes monolíticas fresadas con estos discos no requieren recubrimiento de cerámica, en combinación con Initial Lustre Pastes se consigue el nivel estético más alto en el menor tiempo. Además de las aplicaciones de contorno completo, ofrecen excelentes características de recubrimiento y van perfectamente junto con GC Initial Zr-Fs. Caja de 1 unidad.



**26%  
DESCUENTO**

<b>Ref. HI 1984</b>	Initial Disco Zirconio Ø 98,5mm ST 12mm	<b>132,58 €</b> <del>179,16 €</del>
<b>Ref. HI 1985</b>	Initial Disco Zirconio Ø 98,5mm ST 14mm	<b>141,23 €</b> <del>190,85 €</del>
<b>Ref. HI 1986</b>	Initial Disco Zirconio Ø 98,5mm ST 18mm	<b>164,28 €</b> <del>222,00 €</del>
<b>Ref. HI 1987</b>	Initial Disco Zirconio Ø 98,5mm ST 25mm	<b>204,63 €</b> <del>276,53 €</del>
<b>Ref. HI 1988</b>	Initial Disco Zirconio Ø 98,5mm HT 12mm	<b>132,58 €</b> <del>179,16 €</del>
<b>Ref. HI 1989</b>	Initial Disco Zirconio Ø 98,5mm HT 14mm	<b>141,23 €</b> <del>190,85 €</del>
<b>Ref. HI 1990</b>	Initial Disco Zirconio Ø 98,5mm HT 18mm	<b>164,28 €</b> <del>222,00 €</del>
<b>Ref. HI 1991</b>	Initial Disco Zirconio Ø 98,5mm HT 25mm	<b>204,63 €</b> <del>276,53 €</del>

## CERASMART UNIVERSAL

Marca: GC

Características: Caja 5 Piezas. Bloque de cerámica híbrida de alta resistencia y flexibilidad para un trabajo preciso y duradero. Fluorescencia y opalescencia balanceada para lograr una gran estética. Mandril Universal.

**25%  
DESCUENTO**

Tamaño I4

<b>Ref. H62260</b>	HT A1	<b>Ref. H62270</b>	LT A1
<b>Ref. H62262</b>	HT A2	<b>Ref. H62272</b>	LT A2
<b>Ref. H62264</b>	HT A3	<b>Ref. H62274</b>	LT A3
<b>Ref. H62266</b>	HT A3,5	<b>Ref. H62276</b>	LT A3,5
<b>Ref. H62268</b>	HT B1	<b>Ref. H62278</b>	LT B1

**Ref. H62280** BLEACH

**Disponible también en tamaño 12 y 14L**

**95,50 €.** ~~128,00 €~~



# Oferta válida hasta el 30 de Abril de 2016



## GC INITIAL LISI

Marca: GC

Características: Nueva Cerámica Initial LiSi de GC Cerámica de recubrimiento especializada para disilicato de litio

- Estética natural superior, especialmente diseñada y adaptada a la dinámica de luz de las estructuras de disilicato de litio.
- Baja temperatura de cocción y coeficientes de expansión térmica exactamente ajustados con alta estabilidad, incluso después de múltiples cocciones.
- Estratificación y color fácilmente comprensible.
- Manejo sencillo y corta curva de aprendizaje.
- Resultados rápidos, estéticos y económicos.
- Es posible el maquillaje con GC Initial Lustre Pastes NF.

<b>H43462</b>	<b>GC INITIAL LISI BASIC SET</b>	<b>695,46 €.</b>
<b>H43464</b>	<b>GC INITIAL LISI ADVANCED SET</b>	<b>824,97 €.</b>



## INITIAL IQ - LUSTRE PASTE GUM NF (GINGIVA)

Marca: G.C

Características: Maquillajes tridimensionales cerámicos universales para la reproducción de encías. Crea una transición natural desde el margen de la corona a la encía. Disponible en tarros con una consistencia lista para usar

**Ref. H43476** SET - IQ Lustre Pastes G23/G24/G34/G35/G36 4gr. y M1/M2/M3/M4 3gr. Líquidos de diluir y recuperación. Pincel A y B, puntas, plásticos, tabla de colores y manual.

**299,00 €** ~~495,88 €~~

Hasta un  
**41%  
DESCUENTO**

## INITIAL IQ LUSTRE PASTE NF SET

Marca: G.C

Características: Las masas Initial IQ Luster Paste NF tridimensionales universales dan profundidad de color y translucidez de aspecto natural a todas las cerámicas Initial.

- Sólo un kit compatible con la gama de cerámica completa Initial de GC.
- Amplio intervalo de coeficientes de expansión térmica, entre 6,9 y 13,3 para que se puedan utilizar con casi todos los tipos de cerámica.
- Pastas mejoradas con propiedades tixotrópicas más finas para una aplicación más sencilla y precisa.
- Disponible en frascos listos para usar para una aplicación más cómoda.
- Líquido diluyente y regenerativo para conservar una consistencia óptima hasta el final.

**Ref. H43480** Envase 1x Neutral L-N (4g) + 1x Valor (4g) + 4x Colores Body (L-A, L-B, L-C, L-D) (4g) + 8x Efecto esmalte (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8) 4g + 1x Líquido diluir (8 ml) + 1x líquido de recuperación (8ml) + 1x Paleta de mezcla + 2 pinceles

**449,00 €** ~~761,87 €~~





-15%

**STARBOND EASY CR-CO**

Marca: SCHEFTNER

**Características:** Aleación fundida de cromo cobalto para la fabricación de prótesis dentales fijas y removibles mediante fresado CAM. No requiere cocción de oxidación. Las paredes de la corona en la modelación virtual deben tener un grosor mínimo de 0,4 mm.

Composición:

Co 61,0%; Cr 27,5%; W 8,5%; Si 1,6%; Otros (C,Fe,Mn) &lt;1,0%.

<b>Ref. H00268</b>	Starbond Easy CR-CO Ø 98,5mm Al. 10mm	<b>123,25 €</b>	<del>+145,00 €</del>
<b>Ref. H00270</b>	Starbond Easy CR-CO Ø 98,5mm Al. 12mm	<b>140,25 €</b>	<del>+165,00 €</del>
<b>Ref. H00272</b>	Starbond Easy CR-CO Ø 98,5mm Al. 13,5mm	<b>149,60 €</b>	<del>+176,00 €</del>

**PROSCAN SPRAY ANTI REFLECTANTE PROCLINIC**

Marca: Proclinic

**Características:** Spray anti reflectante para el escaneo con láser, que cumple con exactitud la tecnología láser.

Para todos los materiales (Metal, PMMA, Ti) crea una película con pigmentos muy finos, 100% soluble en agua y fácil de dosificar



-26%

Ref. H20818 Spray 400ml. **28,75 €** ~~-41,10 €~~

NOVEDAD

**BLOQUES DE CROMO-COBALTO SINTRON**

Marca: Ernst Hinrichs

**Características:** Bloques de fresado en seco sin esfuerzos, en fresadoras de mesa, gracias a su consistencia tipo cera de las piezas en bruto. Ajuste y calidad de estructura panificable y reproducible gracias a la técnica de procesamiento digital. Diámetro de 98,5mm. 1 unidad.

<b>Ref. H00680</b>	10mm	<b>159,00€</b>
<b>Ref. H00681</b>	12mm	<b>179,00€</b>
<b>Ref. H00682</b>	14mm	<b>199,00€</b>
<b>Ref. H00683</b>	16mm	<b>219,00€</b>
<b>Ref. H00684</b>	18mm	<b>239,00€</b>
<b>Ref. H00685</b>	20mm	<b>259,00€</b>
<b>Ref. H00686</b>	25mm	<b>299,00€</b>

**Precio Neto.  
SIN DESCUENTO.****Composición:** Co: 66, Cr: 28, Mo: 5, Si: < 1, Fe: < 1, Mn: < 1**Datos técnicos:**

Resistencia a la tracción (Rm): ≥ 830 MPa

Límite de elasticidad 0,2 % (Rp 0,2): ≥ 450 MPa

Módulo elástico (E): ≥ 200 GPa

Elongación de rotura: &gt; 5 %

Dureza Vickers HV 10: 280 (CET 25 - 500 °C): 4,5 x 10-6 K-I

Resistencia a la corrosión: DIN EN ISO 10271:2011-10

Biocompatibilidad: ISO 10993-1

**Indicaciones:** Coronas telescópicas y cónicas, Pilares individuales sobre bases de Ti, Estructuras atornilladas de varias unidades sobre bases de Ti, Estructuras para coronas y puentes con anatomía reducida o completa en el sector de los dientes anteriores y posteriores

NOVEDAD

**BLOQUES DE CIRCONIO BIOSTAR ZIRCON TRANSLUCIDOS HT Y COLOREADOS**

Marca: Ernst Hinrichs



-15%

<b>Ref. H11970</b>	HT Color A1. 14mm	<b>152,15 €</b>	<del>+179,00 €</del>
<b>Ref. H11972</b>	HT Color A2. 14mm	<b>152,15 €</b>	<del>+179,00 €</del>
<b>Ref. H11974</b>	HT Color A3. 14mm	<b>152,15 €</b>	<del>+179,00 €</del>
<b>Ref. H11976</b>	HT Color A3,5. 14mm	<b>152,15 €</b>	<del>+179,00 €</del>
<b>Ref. H11971</b>	HT Color A1. 18mm	<b>177,65 €</b>	<del>+209,00 €</del>
<b>Ref. H11973</b>	HT Color A2. 18mm	<b>177,65 €</b>	<del>+209,00 €</del>
<b>Ref. H11975</b>	HT Color A3. 18mm	<b>177,65 €</b>	<del>+209,00 €</del>
<b>Ref. H11977</b>	HT Color A3,5. 18mm	<b>177,65 €</b>	<del>+209,00 €</del>

**CELTRA DUO**

Marca: Dentsply  
 Características: Envase 4 unidades.  
 Bloques para el sistema CEREC.INLAB y SIRONA formado por cristal cerámico de alta calidad de silicato de litio (ZLS) reforzado con zirconio. La microestructura química única de este material lo dota de unas excelentes propiedades ópticas de translucidez, fluorescencia y opalescencia, así como una alta resistencia a la flexión (210MPa -370MPa) que facilita el fresado acortando los tiempos de manufactura. No necesita cristalización.

SÓLO POR  
**87,84€**

**CELTRA DUO CEREC HT**

- Ref. H61893** HT A1 C14 x 4u **87,84 € 96,60€**
- Ref. H61776** HT A3 C14 x 4u **87,84 € 96,60€**
- Ref. H61777** HT A2 C14 x 4u **87,84 € 96,60€**



**CELTRA DUO CEREC LT**

- Ref. H61894** LT A1 C14 x 4u **87,84 € 96,60€**
- Ref. H61895** LT A2 C14 x 4u **87,84 € 96,60€**
- Ref. H61896** LT A3 C14 x 4u **87,84 € 96,60€**



SÓLO POR  
**153,00€**

Por la compra de 1 unidad  
 recibe de obsequio:  
 2 Pulidores 2 en 1 para zirconio  
 (Valorado en 19,40€)

**SPRAY GLAZE ZR CERAFUSION**

Marca: Komet  
 Características: Revestimiento transparente para la protección de restauraciones monolíticas de óxido de zirconio. Crea una superficie homogénea sin poros y una unión adhesiva que garantiza la protección duradera y fiable del material y del antagonista. Temperatura de cocción en horno 920°C.

**Ref. H04180** Spray 75 ml. **153,00 €**



**-15%**



**DISCO POLYDENT PMMA**

Marca: PoliDent  
 Características: Adecuados para la fabricación de coronas y puentes provisionales y para verificar el puente sobre el modelo de yeso o en boca antes del proceso final con zirconio.

- Ref. H53514** Disco PMMA Ø 98,5mm color A1 14mm
  - Ref. H53515** Disco PMMA Ø 98,5mm color A2 14mm
  - Ref. H53516** Disco PMMA Ø 98,5mm color A3 14mm
- 52,50 € 61,70€**
- Ref. H53517** Disco PMMA Ø 98,5mm color A1 20mm
  - Ref. H53518** Disco PMMA Ø 98,5mm color A2 20mm
  - Ref. H53519** Disco PMMA Ø 98,5mm color A3 20mm
- 59,00 € 69,20€**



**-15%**

**Calidad Dura**

**DISCO CERA PARA CAD-CAM**

Marca: Yeti  
 Características: Disco de cera ideal por calidad y precio. La cera y la materia prima se queman sin dejar residuos. La cera se fresa limpiamente.

- Ref. H98150** Disco de cera azul 20mm
- Ref. H98151** Disco de cera azul 14mm
- Ref. H98152** Disco de cera blanco 20mm
- Ref. H98153** Disco de cera blanco 14mm **20,20 € 24,33€**

**-20%**



**SCAN WAX CAD/CAM  
 COLOR BEIGE DENTINA**

Marca: Bego.  
 Características: Alta opacidad y dureza. Asegura una lectura de datos óptima para rehabilitaciones dentales exactas por el procedimiento CAD/CAM. Contiene componentes inorgánicos.

**Ref. H01087** Envase 70g. **13,50€ 17,97€**

# Más estética en sus restauraciones.

## Promociones 3M Oral Care

### Materiales CAD/CAM

#### 3M™ Lava™ Plus Zirconia Alta Translucidez

- › Disponible en formato de disco de 98 mm.
- › Compatibles con sistema de fresado abierto.
- › Excelente correlación de color.
- › Con escalas VITA® Classic y VITA® System 3D-Master.
- › Tecnología de tinción patentada por 3M.
- › Resultados más estéticos y naturales.
- › Posibilidad de tinción personalizada o inmersión.



**¡Ahora también en formato disco!**

#### LAVA PLUS ZIRCON

Marca:	3M Espe	
Ref. H05004	Disco 14mm sin escalón	<b>232,49 €</b>
Ref. H05005	Disco 18mm sin escalón	<b>283,58 €</b>
Ref. H05006	Disco 25mm sin escalón	<b>349,51 €</b>
Ref. H05007	Disco 14mm con escalón	<b>232,49 €</b>
Ref. H05008	Disco 18mm con escalón	<b>283,58 €</b>
Ref. H05009	Disco 25mm con escalón	<b>349,51 €</b>

### Por la compra de 2 discos Lava Plus Zirconia de Alta Translucidez



o bien



**GRATIS**

**1 tinte de efecto\***

**GRATIS**

**1 líquido de tinción de 100 ml.\*\***

\*A elegir tono: blanco, gris, púrpura, amarillo, naranja, marrón, fluorescente.

\*\*A elegir tono: A3 o A2.

### 3M™ Lava™ Ultimate



- › Increíblemente resistente.
- › Gracias a su fuerza de absorción, reduce el estrés.
- › Gran resistencia al desgaste, suave con los dientes antagonistas.
- › Fácil de ajustar con diferentes técnicas - puede trabajar con la que más le guste sobre la estructura real del diente.
- › Acabado brillante y pulido duradero.

**CONSULTE REFERENCIAS A 106,82 €u.**

### Por la compra de 4 cajas Lava Ultimate (5 bloques /caja)

(Cerec, Blue Mandrel para Lyra Carestream o Roland, Planmill)



**GRATIS**

**1 reposición Sinfony\*\*\***

\*\*\*A elegir la gama de tintes de efecto que desee.



Ref. H16614

Pequeño (40x40x25cm)



Ref. H16608

Grande (60x60x35cm)



Ref. H16609

Deluxe (60x60x35cm)



Ref. H103210

Cara DS scan 3.2

## Smart

Marca: **Open Technologies.**

**Características:** Solución completa y personalizada para explotar todo el potencial digital en el procesamiento de trabajos complejos.

Las funcionalidades del sistema pueden ser personalizadas e integradas con los principales software de CAD dental.

Formato abierto de salida de archivos STL, OBJ, OFF, PLY.

## Deluxe

Marca: **Open Technologies.**

**Características:** Sistema de alto rendimiento que ofrece el máximo en términos de rapidez, complejidad de los trabajos y de las modelaciones disponibles. Permite el escaneado del modelo a color. El sistema está equipado con las mejores opciones de la gama.

NOVEDAD

## Cara DS Scan

Marca: **Heraeus Kulzer.**

**Características:** Universal y práctico. Cara DS scan 3.2 es un escáner de doble eje de alto rendimiento, fácil de usar, que se adapta a cada laboratorio gracias a sus pequeñas dimensiones y bajo peso.

Cara DS scan: Sistema Plug & Play, el PC ya está integrado y el software instalado.

CONSULTE OFERTA



### FRESADORA CAM 5-S1

Marca: VHF.

**Características:** Modelo de fresadora de 5 ejes simultáneos. Gracias a su segundo eje giratorio (eje B), con rango de rotación de hasta  $\pm 30$  grados, permite fresar sin ninguna dificultad.

Es un complemento perfecto para los modelos K de cuatro ejes, manteniendo las características de su éxito, por su fácil manejo, construcción compacta y de alta calidad. Con cambiador de 16 fresas.

Construida con materiales robustos para conseguir la máxima estabilidad evitando vibraciones.

**Ref. H102850** CAM 5-S1

#### OPCIÓN DE FRESADO EN HÚMEDO PARA CAM 5-S1

No necesita una nueva máquina para el fresado húmedo, únicamente añadiendo un módulo externo puede mecanizar cerámica de vidrio. El módulo para el mecanizado húmedo regula la circulación del líquido a través de las tres boquillas ya integradas en el bloque del husillo.



**vhf**

NOVEDAD

### FRESADORA CAM 5-K5

Marca: VHF.

**Características:** Modelo de fresadora de 5 ejes simultáneos. Fabricada en acero macizo para conseguir ser altamente precisa y sincronizada, evitando vibraciones. Con un mecanismo sofisticado de protección. Rotación de hasta 35 grados, para bloques de hasta 40mm. Cargador de hasta 16 fresas con cajón inferior extraíble para accesorios

**Ref. H102849** CAM 5-K5



NOVEDAD

### IMPRESORA 3D VARSEO

Marca: Bego.

**Características:** Nuevo sistema innovador de impresión 3D dental. Productos y herramientas coordinadas para conseguir de forma rápida simple y eficientemente la fabricación de una gama amplia de restauraciones con plásticos de alta calidad, precisión y flexibilidad. Compatible con todos los softwares dentales. Velocidad de impresión independientemente de la cantidad de productos a imprimir.

**Ref. H103300** VARSEO 3D PRINTER.

Datos técnicos:  
Velocidad de impresión:  
20-40 mm/hora  
Voltaje: 100-240v  
Capas: 50-100 micras  
Consumo: 100va

Resolución: 50 micras (+/- 25micras)  
Volumen de trabajo: 96x54x85mm  
Altura: 857mm Ancho: 456mm  
Fondo: 443,5mm  
Peso: 50kg

**CONSULTE OFERTA**



-15%

**EXADURO ESCAYOLA**

Marca: Hebör  
Características: Color Verde. Tipo III.

Ref. H00083 Bidón 20 Kg. **30,00 € 35,90 €**



-28%

**YESO NATURAL DURO PROCLINIC**

Marca: Proclinc  
Características: Caja 25 Kg. Yeso especial natural tipo III para prótesis removible.

Ref. H62011 Color Amarillo **34,00 € 47,45 €**

Ref. H62012 Color Azul **34,00 € 47,45 €**

Ref. H62013 Color Rosa **34,00 € 47,45 €**



HASTA UN  
-25%

**DURGUIX ESCAYOLA**

Marca: Protechno  
Características: Escayola Tipo III.

Ref. H00065 Bidón de 20Kg. Rosa **35,30 € 45,00 €**

Ref. H00066 Bidón de 20Kg. Amarillo **35,30 € 45,00 €**

Ref. H00067 Envase de 25Kg. Rosa **35,30 € 47,00 €**

Ref. H00069 Envase de 25Kg. Amarillo **35,30 € 47,00 €**

Ref. H00071 Envase de 25Kg. Azul **35,30 € 47,00 €**



HASTA UN  
-37%

**FUJIROCK EP**

Marca: G.C  
Características: Escayola Tipo IV. Bidón de 12Kg.

Ref. H00486 Color Golden Brown.

**60,00 € 89,40 €**

Ref. H00488 Color Pastel Yellow.

**60,00 € 95,36 €**

Por la compra de 1 unidad recibe de obsequio:  
1 Fujirock 5kg  
(Valorado en 51,12€)



-15%

**YESO DURO PROCLINIC**

Marca: Proclinc  
Características: Caja 25 Kg.  
Yeso especial natural Tipo IV para prótesis fija.

Ref. H62010 Color Rosa **62,82 € 73,90 €**



-17%

**TENAZAS PARA ESCAYOLAS**

Marca: Asa  
Características: 19,5 cm.

Ref. H10000 **22,70 € 28,40 €**



**19%  
DESCUENTO**

### VENTURA STONE ESCAYOLA

Marca: Ventura  
Características: Color Rosa claro. Tipo III.

Ref. H00073 Caja 25 Kg. **37,90 € 46,60-€**



**HASTA UN 33%  
DESCUENTO**

### VENTURA IMPLANT HG ESCAY. IV

Marca: Ventura  
Características: Color amarillo claro. Tipo IV. Para todo tipo de construcciones y diseños de estructuras con implantes.

Ref. H00134 Bidon 6kg **22,00 € 27,50-€**

### YESO VENTURA SUPERDIE ROCK

Marca: Ventura  
Características: Color Marrón dorado. Tipo 4.  
Datos técnicos:  
Proporción de mezcla: 20ml-100gr  
Tiempo de trabajo: 8' / 10'  
Tiempo de fraguado: 12'  
Expansión de fraguado: 0,08%  
Resistencia a la compresión (1h): 59 MPa

Ref. H100156 Bidon 6kg **20,00 € 29,90-€**



**HASTA UN 21%  
DESCUENTO**

### VENTURA CROMABOND CCB CRCO

Marca: Ventura  
Características: Aleación de base cromo-cobalto para todo tipo de cerámicas.  
Contenido: Co. 55,2% Cr. 24,0 % W. 15,0 %  
C.E.T.: 14,3 x 10-6 K -I (25 - 500 °C)  
C.E.T.: 14,6 x 10-6 K -I (20 - 600 °C)  
Intervalo de fusión: 1320 - 1400 °C  
Dureza Vickers (HV 10): 290.

Ref. H04369 250 g. **53,50 € 66,90-€**

Ref. H04370 1 Kg. **199,90 € 254,00-€**



**25%  
DESCUENTO**

### VENTURA TOP LAB SILICONA DE CONDENSACIÓN

Marca: Ventura  
Características: Bidón 5 Kg. + 3 catalizadores de 40 g.

Ref. H00199 **56,50 € 75,40-€**



**25%  
DESCUENTO**

### VENTURA HIGH VEST -HIGH SPEED

Marca: Ventura  
Ref. H00357 Bolsas predosificadas 4 Kg.  
Cajas de 25 x 160 g. + 1000 ml. líquido expensor.

**41,00 € 54,80-€**



**HASTA UN 29%  
DESCUENTO**

### VENTURA TRUEBOND CCB PLUS CrNi

Marca: Ventura  
Características: Aleación de base níquel - cromo para cerámica, sin berilio. Metal innovador de baja dureza, compatible con todo tipo de cerámicas.  
Contenido: Ni. 59,3% Cr. 24,0 % Mo. 10,0 %  
C.E.T.: 14,1 x 10-6 K -I (25 - 500 °C)  
C.E.T.: 14,4 x 10-6 K -I (20 - 600 °C)  
Intervalo de fusión: 1190 - 1300 °C  
Dureza Vickers (HV 10): 200.

Ref. H04371 250gr. **41,90 € 57,90-€**

Ref. H04372 1000gr. **141,90 € 199,00-€**



-20%



Por la compra de 1 unidad recibe de obsequio:  
2 Catalizadores de Regalo  
(Valorado en 15,60€)

**SILICONA PUTTY PROCLINIC**

Marca: Proclinic  
Características: Silicona de condensación con muy buenas propiedades elásticas y de elevada dureza (Shore A 80).  
- Excelente reproducción de detalles.  
- Biocompatible y no tóxica.  
- Buenas propiedades de reproducción tanto con resinas orgánicas como yesos y escayolas.

Ref. H00162 5 Kg. **49,36 € 63,60€**  
Ref. H00164 Catalizador de 40 g. **7,90 €**

SÓLO POR  
**67,50€**



**ZETALABOR**

Marca: Zhermack  
Características: 5 Kg. con 2 catalizadores 60 ml. Dureza 85.

Ref. H00179 **67,50 € 145,84€**

-22%



**LABOSIL SILICONA**

Marca: Protechno  
Características: Masilla de silicona para laboratorio. Policondensación.

Ref. H00161 Dureza 80. Bote de 2 Kg. + 1 catalizador.  
Ref. H00163 Dureza 90. Bote de 2 Kg. + 1 catalizador. **30,35 € 38,70€**  
Ref. H00165 Dureza 80. Bote de 5 Kg. + 3 catalizadores.  
Ref. H00167 Dureza 90. Bote de 5 Kg. + 1 catalizadores. **64,00 € 81,60€**

-15%



**ORMALAB 95 + 2 CATALIZADORES**

Marca: Major  
Características: Bidón 5 Kg. + 2 catalizadores 60 ml.

Ref. H00329 **50,57 € 59,50€**

-42%



**GINGIFAST MÁSCARA GINGIVAL**

Marca: Zhermack  
Características: 2 cartuchos de 50ml, 1 frasco 10ml de separador, 12 puntas mezcladoras amarillas, 12 puntas intraorales amarillas, 1 nebulizador.

Ref. H00215 Gingifast Elastic **28,95 € 49,69€**  
Ref. H00217 Gingifast Rigid

NOVEDAD

-22%



**GINGIPRO-SIL**

Marca: Protechno  
Características: Mascara gingival para la reproducción de los contornos de los tejidos blandos, simulación de encía natural. Envase 2x50ml  
+ 12 puntas mezcla + 12 puntas intraorales + 1 separador.

Ref. H00247 Kit elástica **32,95 € 42,00€**  
Ref. H00249 Kit rígida **32,95 € 42,00€**



HASTA UN  
**-30%**

**ELITE DOUBLE**

Marca: Zhermack

Características: 1 frasco de 1 kg. de base + 1 frasco de 1 kg de catalizador.

Ref. H00149 Elite Double 32 Fast Azul

Ref. H00153 Elite Double 32

Ref. H00154 Elite Double 22 Extra Fast

Ref. H00166 Elite Double Shore 22 **70,00 € 100,53 €**

**ELITE DOUBLE EXTRA FAST**

Marca: Zhermack

Características: Silicona especialmente diseñada para utilizar en máquinas de mezcla automática consiguiendo duplicados perfectos en tan sólo 6' 30" incluido en tiempo de polimerización. Shore A 22.

Ref. H00156 5 kilos + 5 kilos **305,00 € 402,33 €**



**-20%**

**SILICONA DUPLICAR HINRISIL**

Marca: Ernst Hinrichs

Ref. H00168 Color Rosa. 1Kg+1Kg. **64,40 € 80,50 €**

Ref. H00169 Color Rosa. 2 x 6Kg. **305,34 € 381,67 €**



**-23%**

**ALGINATO KROMOPAN**

Marca: Kromopan

Características: Alginato cromático.

Ref. H00141 Bolsa 450 g. **6,90 € 8,95 €**



HASTA UN  
**-25%**

**ELITE TRANSPARENTE 50ML +6 PUNTAS MEZCLA**

Marca: Zhermack

Características: Silicona fluida, transparente de alta dureza final (72 Shore A).

Ref. H00176 **20,40 € 27,22 €**



SÓLO POR  
**149,10€**

**PLATINUM 85 TOUCH**

Marca: Zhermack

Características: Superficie lisa y tersa, elevada definición de los detalles y resistencia a altas temperaturas, aroma a vainilla. Proporción de mezcla 1:1. Dureza final 85 shore.

Ref. H00188 4,3kg+4,3kg **149,10 € 318,93 €**



**-18%**

**ORMAPLUS LAB ADICIÓN**

Marca: Major

Características: Silicona de adición en base a vinil polisiloxano, para uso exclusivo extraoral. Ormaplus Lab proporciona una alta estabilidad dimensional combinada con extraordinaria precisión en la reproducción de detalles. Perfecta compatibilidad con resinas acrílicas auto y el curado térmico. Alta resistencia al calor sin alteraciones. Relación de mezcla : Base/Catalizador 1:1 Tiempo total del trabajo (23 °C): 1'40" Tiempo de fraguado (a 23° C): 4' 30" Dureza final (después de 24 h): 90 (3) Shore A La recuperación de la deformación: 99,5 % Cambio dimensional lineal: -0,05%. 2,5 kg +2,5 kg.=5 Kilos.

Ref. H00327 **68,90 € 84,00 €**



-27%



**CERA ROSA DE MODELAR PROCLINIC**

Marca: Proclinc  
**Ref. H20812** Cera Rosa Modelar Normal.  
 Planchas: 2.500 g. **24,95 € 34,30 €**

**Ref. H20802** Cera Rosa Modelar. Climas cálidos.  
 Planchas: 2.500 g. **24,95 € 34,30 €**



-20%



**CERA ARTICULAR PROCLINIC**

Marca: Proclinc  
 Características: Cera en barras para registro de mordida.  
 Caja x 500 g.

**Ref. H20810** Verde  
**Ref. H20814** Amarilla **10,10 € 12,60 €**

-40%



**INSTRUMENTOS PARA MODELAR P.K. THOMAS**

Marca: Asa Dental  
 Características: 1 unidad.

**Ref. H40505** Nº 1  
**Ref. H40507** Nº 2  
**Ref. H40509** Nº 3  
**Ref. H40511** Nº 4  
**Ref. H40513** Nº 5 **5,95 € 9,90 €**

-20%



**PLASTODENT G. 4 BARRAS X 25 GR**

Marca: Degudent  
 Características: Cera para modelar todo tipo de trabajos  
 Envase 4 barras x 25 gr.

**Ref. H01101** **19,49 € 24,37 €**

-16%



**CROWAX**

Marca: Renfert  
 Características: Envase de 100 g.

**Ref. H01035** Cera verde transparente **8,99 € 11,00 €**  
**Ref. H01037** Cera azul transparente **8,99 € 11,00 €**  
**Ref. H01041** Cera beige opaca **8,99 € 11,00 €**  
**Ref. H01043** Cera gris opaca **8,99 € 11,00 €**

-20%



**CERA GEO SNOW-WHITE L**

Marca: Renfert  
 Características: Envase 75 g.

**Ref. H100106** opaca **13,10 € 16,50 €**



SÓLO POR  
**245,00€**



Por la compra de 1 unidad  
recibe de obsequio:  
3 Ceras Geo de modelar  
(Valorado en 49,02€)

### WAXLECTRIC I

Marca: Renfert

Características: Espátula eléctrica para cera. El concepto de aplicación se concentra en la seguridad, precisión y la sencillez en el manejo. Control digital.

Ref. H100297

**245,00 €** ~~262,50 €~~



SÓLO POR  
**325,00€**



Por la compra de 1 unidad  
recibe de obsequio:  
3 Ceras Geo de modelar  
(Valorado en 49,02€)

### WAXLECTRIC II

Marca: Renfert

Características: Espátula eléctrica para cera. El concepto de aplicación se concentra en la seguridad, precisión y la sencillez en el manejo. Puede trabajarse paralelamente con dos piezas de mano a la vez.

Ref. H100100

**325,00 €** ~~370,50 €~~



SÓLO POR  
**95,00€**



### CERA GEO EXPERT SET AUGUST BRUGUERA

Marca: Renfert

Características: : Kit de ceras según la filosofía de August Bruguera. Realización sencilla de formas y colores dentales naturales con ayuda de un manual de August Bruguera.

Ref. H100110

Modelado preciso incluso de las estructuras más finas como crestas y mamezones gracias a un tiempo equilibrado de flujo y rigidez con una estabilidad óptima.

**95,00 €** ~~106,00 €~~

HASTA UN  
**30%**  
DESCUENTO



### BI-V-PIN CON PERFIL EN V

Marca: Renfert

Características: Bi-v-pin con manguito. Pin delgado para modelos con dos pernos de guía, especialmente apropiado para un posicionamiento estrecho en lugares de espacio limitado.

Ref. H00757 1000 unidades

**148,00 €** ~~188,00 €~~



### BI-V-PIN CON MANGUITO PLÁSTICO

Marca: Renfert

Características: Envase de 1.000 uds.

Ref. H100165

**115,00 €** ~~166,00 €~~



### BI-PIN CON MANGUITO PARA MODELOS DE PRECISION

Marca: Renfert

Características: Bi-pin con manguito.

Ref. H00767 Bi-pin corto 1.000 u.

**148,00 €** ~~191,00 €~~

NOVEDAD



-22%

**ADITIVOS PARA YESOS**

Marca: Protechno

Características: Envase 1.000ml.

**Ref. H00534** RETARDADOR

Aumenta en 2 minutos el tiempo de fraguado **14,30 € 18,25 €**

**Ref. H00536** ACELERADOR

Reduce en 2 minutos el tiempo de fraguado. **10,90 € 13,90 €**

**Ref. H00538** FLU-GIPS ENDURECEDOR

Aumenta la dureza del yeso. **10,90 € 13,90 €**



-26%

**DISOL-GIPS DISOLVENTE DE YESO Y ALGINATO**

Marca: Protechno

Características: Disol-Gips se puede utilizar para limpiar cubetas de plástico o metálicas excepto las de aluminio. Elimina el yeso de las dentaduras acrílicas incluso de los espacios de difícil acceso sin afectar al color de la prótesis. Líquido listo para su uso no es necesario disolver. Reacción rápida y se puede utilizar en baños ultrasonidos para acelerar su reacción.

**Ref. H00280** Garrafa de 3 litros **21,65 € 29,30 €**



-30%

**GO-2011 SPEED DISOLVENTE DE YESO Y ALGINATO**

Marca: Renfert

Características: Solución disolvente de yeso y alginato lista para el uso. Consigue una limpieza rápida y completa de vasos mezcladores, cubetas de impresión, prótesis de plástico, colados, instrumentos y medios auxiliares.

**Ref. H00004** Garrafa de 2 litros **28,50 € 41,00 €**



-23%

**REVROR LIGHT PLANCHAS FOTOPOLIMERIZABLES**

Marca: Technim Group

Características: Caja de 50 unidades

**Ref. H00727** Rosa

**Ref. H00729** Azul

**Ref. H00731** Transparente **39,81 € 51,70 €**



-20%

**PLANCHA BASE FOTOPOLIMERIZABLE SUP. ROSA PROCLINIC**

Marca: Proclonic

Características: Planchas base fotopolimerizables con un espesor de 2,2 mm. Muy fáciles de modelar y se adaptan fácilmente al modelo, muy resistentes. Color Rosa. Caja x 50 u.

**Ref. H20822** **37,39 € 47,90 €**



-18%

H70206

H70208

**MASCARILLAS DE MÁXIMA PROTECCIÓN LABORATORIO**

Marca: 3M

Características: Cumplen los requisitos de la norma europea de protección.

**Ref. H70206** FFP1 C/Válvula 9914. Proporciona protección frente al ozono generado en procesos de soldadura y niveles molestos de gases y olores (por debajo de VLA). Envase 10 unidades.

**39,50 € 47,60 €**

**Ref. H70208** VFLEX FFP2 1802. Proporciona una protección respiratoria frente a partículas de polvo suspendidas en el aire, las partículas líquidas no volátiles y bioaerosoles. Envase 50 unidades.

**16,20 € 19,76 €**

# ORTODONCIA



## VENTURA EXTRAWHITE ESCAYOLA

Marca: Ventura  
Características: Color blanco. Tipo III.

Ref. H00132 Bidón de 6 kg. **24,80 € 29,10€**

**-15%**



PLANCHAS CUADRADAS

## PLANCHAS CUADRADAS TERMO

Marca: Leone  
Características: Alineador compatibles con todas las técnicas y máquinas de termoformado. Tolera movimientos de hasta 0,25, ideal para realizar pequeñas correcciones de las piezas dentales. Excelente característica de transparencia óptica.

Ref. HI2224 0,5mm. **18,70 € 22,00€**  
Ref. HI2225 0,8mm. **20,40 € 24,00€**  
Ref. HI2228 1,0mm. **22,10 € 26,00€**  
Ref. HI2231 1,5mm. **18,70 € 22,00€**  
Ref. HI2234 2,0mm. **18,70 € 22,00€**

**-15%**



## DIMO

Marca: Scheu Dental  
Características: Envase de 10 discos. Discos abrasivos para el acabado y el pulido de elastómeros, folios sandwich protectores bucales y aparatos de ortodoncia. El disco suave y elástico acaba y desvasta siliconas, poliuretanos y otras resinas blandas. De larga duración por sus características óptimas y bajo en calentamiento y deformación. Mandril incluido.

L5329 DIMO Grande Ø 24 (braun)  
L5330 DIMO Mediano Ø 24 (grün)  
L5331 DIMO Fino Ø 24 (rotbraun) **17,50 € 20,59€**

**-15%**



## GANCHO DE BOLA

Marca: G&H WIRE  
Características: Envase de 100 unidades.  
Accesorios excelentes para aparatos removibles y fijos. El alambre temperable duro mantiene su forma para un posicionamiento ajustado.  
Longitud: 3,8 cm.

Ref. L6039 ,028" / 0,71mm  
Ref. L6040 ,032" / 0,81mm  
Ref. L6041 ,036" / 0,91mm

**23,19 € 28,99€**

**-20%**



## TORNILLOS POP SURTIDO


Marca: Leone  
Características: Envase 10 unidades  
Ref. HI2016 Surtido Superior.  
Ref. HI2017 Surtido Inferior.

**24,20 € 27,50€**

SÓLO POR  
**24,20€**



NOVEDAD



Ref. HI2164 8-9-11-13mm  
**INS.AUTOBLOQUEANTE DISYUNTOR**  
Marca: LEONE **90,95 € 107,00€**

**-15%**

- paso a paso 1
- paso a paso 2
- paso a paso 3
- paso a paso 4
- paso a paso 5
- paso a paso 6





-20%



**HIGIENIZADOR  
ABRILLANTADOR  
EN SPRAY PROCLINIC**

Marca: Proclinic

**Ref. H20700** Spray de refinamiento de prótesis con sabor a menta. Indicado para la eliminación de restos del pulido y el contenido de monómero restante de las superficies. Se aplica al terminar la prótesis sobre la resina revalorizando así la presentación del trabajo protésico. Debido a su sabor a menta evita el mal sabor a la hora de colocarla en la boca del paciente. 75ml.

9,30 € ~~11,60 €~~

**HIGIENIZADOR  
ABRILLANTADOR  
PROCLINIC**

Marca: Proclinic

**Ref. H20820** Pulverizador: 100 ml.



10,95 € ~~13,70 €~~



-20%



**BI PIN FORMA V C/TOPE GOMA PROCLINIC**

Marca: Proclinic

Características: Medidas: Ø cabeza 1,9mm. L cabeza 5mm  
Bi pin forma V con tope de goma.

**Ref. H20701** 1.000 unidades **89,90 €** ~~112,50 €~~



-15%



**SISTEMA IMÁN PROCLINIC**

Marca: Proclinic

Características: Sistema de imán para zocaladores. Práctico para realizar montajes y desmontajes de modelos de escayola en el articulador.

**Ref. H20684** Imán 10 Ud. **2,93 €** ~~3,45 €~~

**Ref. H20685** Imán 100 Ud. **24,18 €** ~~28,45 €~~

**Ref. H20686** Caja para imán 10 Ud. **5,48 €** ~~6,45 €~~

**Ref. H20687** Caja para imán 100 Ud. **39,00 €** ~~45,90 €~~

**Ref. H20688** Chapa para imán 10 Ud. **4,93 €** ~~5,80 €~~

**Ref. H20689** Chapa para imán 100 Ud. **34,65 €** ~~40,80 €~~



-20%



**PERLA DE VIDRIO 50 MICRAS PROCLINIC**

Marca: Proclinic

Características: Microesferas de sodio sin plomo. No deforman ni rayan el metal. 100% de partículas no abrasivas. No es tóxico. Envase de 4,5Kg.

**Ref. H62008**

**13,52 €** ~~16,90 €~~



-20%

**DISCO DE FIBRA P/METAL PROCLINIC**

Marca: Proclinic

**20 UNIDADES**


**Ref. H20790** 40 x 0,5mm **31,20 €** ~~39,00 €~~

**Ref. H20792** 40 x 0,7mm **32,80 €** ~~41,00 €~~

**Ref. H20794** 40 x 1,0mm **34,40 €** ~~43,00 €~~



Ref. H20790



Ref. H20792

**DISCO DE FIBRA P/METAL PROCLINIC**

Marca: Proclinic

**20 UNIDADES**


**Ref. H20784** 22 x 0,2mm **23,20 €** ~~29,00 €~~

**Ref. H20786** 22 x 0,3mm **20,80 €** ~~26,00 €~~


**Ref. H20788** 22 x 0,5mm **21,60 €** ~~27,00 €~~



Ref. H20784



Ref. H20786



Ref. H20788

**DISCO DE CORTE CERÁMICA PROCLINIC**

Marca: Proclinic

**20 UNIDADES**

**Ref. H20780** 22 Ø x 0,2mm **31,20 €** ~~39,00 €~~

**Ref. H20782** 22 Ø x 0,3mm **31,20 €** ~~39,00 €~~



Ref. H20780



Ref. H20782



HASTA UN  
**-25%**

**FRESAS TUNGSTENO CORTE REGULAR**


Marca: Proclinic

Características: Ideal para el corte rápido de metal, acrílico y piedra.  
Vástago 2,35mm. Caja de 1 u.



Ref. H20710 Ref. H20712 Ref. H20714 Ref. H20716 Ref. H20718

- Ref. H20710** PM 71E-023 CXI **13,46 €** ~~17,95 €~~
- Ref. H20712** PM 77E-029 CXI **15,71 €** ~~20,95 €~~
- Ref. H20714** PM 79E-040 CXI **15,71 €** ~~20,95 €~~
- Ref. H20716** PM 79E-045 CXI **15,71 €** ~~20,95 €~~
- Ref. H20718** PM 79E-060 CXI **15,71 €** ~~20,95 €~~



Ref. H20720 Ref. H20722 Ref. H20724 Ref. H20726 Ref. H20728 Ref. H20730 Ref. H20732 Ref. H20734

- Ref. H20720** PM 137E-023 CXI **13,46 €** ~~17,95 €~~
- Ref. H20722** PM 138E-016 CXI **13,46 €** ~~17,95 €~~
- Ref. H20724** PM 251E-060L CXI **16,76 €** ~~20,95 €~~
- Ref. H20726** PM 257E-023 CXI **13,46 €** ~~17,95 €~~

- Ref. H20728** PM 261E-023 CXI **13,46 €** ~~17,95 €~~
- Ref. H20730** PM 295E-023 CXI **14,36 €** ~~17,95 €~~
- Ref. H20732** PM 351E-040 CXI **15,71 €** ~~20,95 €~~
- Ref. H20734** PM 351E-060 CXI **15,71 €** ~~20,95 €~~



**-40%**



Ref. H20772 Ref. H20774 Ref. H20776

**FRESAS TUNGSTENOCORTE GRUESO**

Marca: Proclinic

Características: Ideal para el rápido recorte en masa de acrílicos y yesos.  
Vástago 2,35mm. Caja de 1 u.

- Ref. H20772** PM 79SG-045 CXI **12,56 €** ~~20,95 €~~
- Ref. H20774** PM 79SG-060 CXI **12,56 €** ~~20,95 €~~
- Ref. H20776** PM 351SG-060 CXI **14,36 €** ~~23,95 €~~



**-25%**



Ref. H20764 Ref. H20766

**FRESA TUNGSTENO CORTE SUPER GRUESO**

Marca: Proclinic

Características: Ideal para reducir rápidamente acrílico, piedras y remover material de relleno suave. Vástago 2,35mm. Caja de 1 u.

- Ref. H20764** PM 251XG-060 CXI **17,96 €** ~~23,95 €~~
- Ref. H20766** PM 351XG-070 CXI **17,96 €** ~~23,95 €~~

-20%



**DISCO DYNEX BRILLANT**

Marca: Renfert

Características: Caja x 10 discos. Disco impregnado con partículas de diamante para aplicar sobre cerámica y circonio. Extremadamente fino (0,25mm) para la separación precisa de los espacios interdentes.

**Cerámica y circonio.**

Ref. **HI00269** 20mm Ø x 0,25mm

**36,40 € 45,50€**

-20%



**DISCO ABRASIVO DE DIAMANTE PARA CERÁMICA Y CIRCONIO**

Marca: Motyl

Características: Caja x 20 discos. Disco de diamante reforzado individualmente con malla de fibra, muy elásticos. Usado para cortes y manipulaciones precisas, sin dañar la carilla o pieza de cerámica.

Ref. **H00157** 20 Ø x 0,2 mm de espesor

**59,64 € 74,55€**

-20%



H00163

HI0162

**DISCO SEPARAR REFORZADO MOTYL**

Marca: Motyl


Características: Caja x 20 discos. Discos de corte reforzados con una malla bregall en ambos lados, muy elástica, extremadamente durable y con una lata eficacia en el corte. No calienta el material procesado. Baja emisión de polvo.

Ref. **HI0161** Ø 22 x 0,2 mm de espesor. **22,08 € 27,60 €**

Ref. **HI0162** Ø 26 x 0,2 mm de espesor. **24,96 € 31,20 €**

Ref. **HI0163** Ø 40 x 0,4 mm de espesor. **34,88 € 43,60 €**

-25%



**PULIDOR EVE DIADUR**

Marca: Eve

Características: Abrasivos diamantados para el modelado de cerámica y metal.

Ref. **HI4302** DD-22/4M + 78HP x1 **20,18 € 26,90€**

Ref. **HI4304** DD-13M x1 **10,09 € 13,45€**

Ref. **HI4306** DD-14M x1 **11,18 € 14,90€**

Ref. **HI4308** DD-14BM x1 **12,00 € 16,00€**

Ref. **HI4310** DD-17M + 78HP x1 **15,00 € 20,00€**

-26%



Ref. HI6197  
Ref. HI6198

Ref. HI6199  
Ref. HI6200

**ABRASIVO CERAPRO**

Marca: Edenta

Características: Envase de 1 unidad.

Ref. **HI6197** 8001 **17,00 € 23,00€**

Ref. **HI6198** G8001 **17,00 € 23,00€**

Ref. **HI6199** 8002 **17,00 € 23,00€**

Ref. **HI6200** G8002 **17,00 € 23,00€**

-18%



Ref. HI6195

Ref. HI6196

**PULIDOR CERAGLOSS**

Marca: Edenta

Características: Pulidor con partículas de diamante natural. Envase de 1 unidad.

Ref. **HI6195** E30001 **30,20 € 36,90€**

Ref. **HI6196** E30010 **30,20 € 36,90€**

-20%



**DISCO ABRASIVO PARA TITANIO Y PLÁSTICO**

Marca: Motyl

Características: Caja x 20 discos. Discos de corte reforzados con doble malla de fibra en ambos lados, extremadamente durable y con una larga eficacia en el corte. No calienta el material procesado. Baja emisión de polvo.

Ref. HI0164 Ø 26 x 0,6 mm de espesor.

27,76 € ~~34,70 €~~

-40%



**PULIDOR PARA Cr. Y Co.**

Marca: Dedeco  
Características: Envase de 100 u.

Ref. HI4467 4590 Punta 13,65 € ~~22,75 €~~  
Ref. HI4469 5000 Rueda 13,65 € ~~22,75 €~~

-20%



**PULIDOR DUAL PARA CIRCONIO PRESINTERIZADO 9706.104.070 (6.000 RPM)**


Marca: KOMET  
Características: Pulidor 2 en 1 para el pulido de circonio presinterizado en dos etapas. Envase 1 unidad


Ref. HI7044 7,80 € ~~9,70 €~~

DESDE  
27,44 €


**FRESA TUNGSTENO PM KOMET**

Marca: Komet  
Características: Caja de 1 u. Dentadura segura con torsión a la izquierda. Mecanizado de modelos de escayola.

Ref. HI5073 H79SGEA-104-070   
3.000 rpm. 27,44 € ~~31,15 €~~

Características: Recorte en escayola húmeda.  
Ref. HI5087 H25ISGEA-104-060   
5.000 rpm. 27,44 € ~~31,15 €~~


Características: Caja de 1 u. Recorte en escayola seca.


Ref. HI5077 H25IGEA-104-060   
5.000 rpm. 27,44 € ~~31,15 €~~


DESDE  
17,78 €


**FRESA TUNGSTENO H KOMET**


Marca: Komet  
Características: Dentadura segura con torsión a la izquierda. Mecanizado de escayolas y acrílicos.


Ref. HI5113 H25IEA-104-060   
5.000 rpm. 27,44 € ~~31,15 €~~

Ref. HI5211 H257EF-104-023   
10.000 rpm. 21,60 € ~~24,48 €~~

Ref. HI5223 H26IEF-104-023   
10.000 rpm. 21,60 € ~~24,48 €~~

Ref. HI5231 H137EF-104-023   
10.000 rpm. 18,02 € ~~20,42 €~~


Ref. HI5239 H77EF-104-023   
10.000 rpm. 17,78 € ~~20,42 €~~


Ref. HI5255 H25IEF-104-060   
5.000 rpm. 30,28 € ~~34,33 €~~

DESDE  
14,43 €


**CORTADOR TUNGSTENO KOMET**

Marca: Komet  
Características: Caja de 1 u.  
Para restauraciones de cerámica y composite.

Ref. HI5341 H129UK-104-023   
10.000 rpm. 14,43 € ~~16,30 €~~

Ref. HI5348 H136UK-104-016   
14,43 € ~~16,30 €~~

Fresa para reparar restauraciones de cerámica y composite.

Ref. HI5353 H139UK-104-023   
10.000 rpm. 14,43 € ~~16,30 €~~

**SR IVOCRON**

Marca: Ivoclar Vivadent  
 Características: Material para coronas y puentes a base de metacrilato de metilo. Para las técnicas de Ivomat, mufla o autopolimerizable (con líquidos correspondientes)

**SR IVOCRON DENTIN/BODY (DENTINA)**

Marca: Ivoclar Vivadent  
 Características: 30 g. Polvo.

<b>Ref. H02793</b>	110/01	<b>Ref. H02813</b>	330/2E
<b>Ref. H02795</b>	120/1A	<b>Ref. H02815</b>	340/3E
<b>Ref. H02797</b>	130/2A	<b>Ref. H02817</b>	410/4A
<b>Ref. H02799</b>	140/1C	<b>Ref. H02819</b>	420/6B
<b>Ref. H02801</b>	210/2B	<b>Ref. H02821</b>	430/4B
<b>Ref. H02803</b>	220/1D	<b>Ref. H02823</b>	440/6C
<b>Ref. H02805</b>	230/1E	<b>Ref. H02825</b>	510/6D
<b>Ref. H02807</b>	240/2C	<b>Ref. H02827</b>	520/4C
<b>Ref. H02809</b>	310/3A	<b>Ref. H02829</b>	530/3C
<b>Ref. H02811</b>	320/5B	<b>Ref. H02831</b>	540/4D

16,20 € ~~17,10 €~~

SÓLO POR  
**16,20€**



**-20%**



**RESINAS PARA VIPICOR**

Marca: VIPI  
 Características: Resina acrílica autopolimerizable para la confección de coronas, puentes, provisionales, fijación de carillas. Facilidad en el acabado, pulido y brillo. Frasco 80 g.

- Ref. H04388** Color A2/B2
- Ref. H04389** Color A3
- Ref. H04390** Color C3/A4
- Ref. H04392** Color INCISAL

12,70 € ~~15,90 €~~



**SR IVOCRON INCISAL**

Marca: Ivoclar Vivadent  
 Características: 30 g. Polvo.

<b>Ref. H02877</b>	n° 1
<b>Ref. H02879</b>	n° 2
<b>Ref. H02881</b>	n° 3
<b>Ref. H02883</b>	n° 4

16,20 € ~~17,10 €~~

SÓLO POR  
**16,20€**

**-20%**



**PATTER RESIN POLVO I-I PACK OFERTA**

Marca: G.C.  
 Características: Caja 100 g Polvo + 100 ml Líquido.

**Ref. CH9341** 71€ ~~90,27 €~~

Por la compra de 1 unidad:  
 Le regalamos 1 Balanza de precisión GC.



**PALAXPRESS ULTRA**

Marca: Heraeus Kulzer  
 Características: Acrílico de elevada resistencia y plasticidad.

- Ref. H02114 Polvo color Rosa Veteado 1Kg.
- Ref. H02112 Polvo color Rosa Live-L 1Kg.
- Ref. H02120 Polvo color Rosa 1Kg.
- Ref. H02121 Polvo 1Kg. R50.

**124,90 € ~~160,00 €~~**

**PALAXPRESS MONÓMERO**

Ref. H02113 Líquido 500 ml. **77,85 € ~~98,00 €~~**



**PALAPRESS VARIO**

Marca: Heraeus Kulzer  
 Características: Resina autopolimerizable.

- Ref. H02535 Polvo 1 Kg. Rosa. **113,30 € ~~145,00 €~~**
- Ref. H02536 Polvo 1 Kg. Rosa Veteada **113,30 € ~~145,00 €~~**
- Ref. H02537 Monómero 500 ml. **61,90 € ~~79,00 €~~**



**LUCITONE 199 LÍQUIDO**

Características: 430 ml.

Ref. H02218 **33,47 €**

**LUCITONE 199 LÍQUIDO**

Características: 630 ml.


Ref. H02216 **112,88 €**

**LUCITONE 199 LÍQUIDO**

Características: Pack de 120 unidades.  
 Contenido: 4 x 630 g. + 3 x 430 ml. Líquido.

Ref. H02219 **416,06 €**

Por la compra de 1 unidad recibe de obsequio Lucitone 199 Líquido 430ml (Valorado en 33,47€).  
 Por la compra de 2 unidades recibe de obsequio Lucitone 199 Líquido 946ml (Valorado en 58,44€).



Por la compra de LUCITONE 199 Pack recibe de obsequio 2 Fresas cerámicas (Valorado en 105,62€).



**PALADON 65**

Marca: Heraeus Kulzer  
 Características: Resina termopolimerizable.

- Ref. H02108 Rosa Veteada Polímero 1000 g. **49,90 € ~~65,00 €~~**
- Ref. H02109 Rosa Polímero 1000 g. **49,90 € ~~65,00 €~~**
- Ref. H02111 Monómero 500 ml. **19,15 € ~~25,00 €~~**



Por la compra de 3kg recibe sin cargo 500ml. (Valorado en 25,00€)

### PROBASE HOT POLÍMERO

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: 2 x 500 g.

Ref. H02011 Pink V

Ref. H02009 Pink

Ref. H02010 Pink V Implant

52,55 € 60,25 €

Ref. H99332 Clear 52,55 € 60,25 €



DESDE  
**23,35€**



### PROBASE HOT MONÓMERO

Marca: Ivoclar Vivadent

Ref. H02057 500 ml. 23,35 € 26,75 €

Ref. H02059 1000 ml. 45,25 € 51,90 €

### SR TRIPLEX HOT MONÓMERO

Marca: Ivoclar Vivadent

Ref. H02095 500 ml. 16,35 € 18,80 €

### SR TRIPLEX HOT POLÍMERO

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Resina termopolimerizable. 1 Kg.

Ref. H02085 Pink 31,75 € 53,30 €

Ref. H02087 Pink-V 31,75 € 53,30 €



DESDE  
**16,35€**



### SR TRIPLEX COLD MONÓMERO

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Resina autopolimerizable para prótesis parcial, prótesis combinadas, rebase y reparaciones.

Ref. H02255 500ml. 24,50 € 28,05 €

### SR TRIPLEX COLD POLÍMERO

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Resina autopolimerizable para prótesis parcial, prótesis combinadas, rebase y reparaciones.

Ref. H02247 Pink. 2x500g.

Ref. H02249 Pink-V. 2x500g 46,55 € 53,30 €



DESDE  
**24,50€**



### PROBASE COLD MONÓMERO

Marca: Ivoclar Vivadent

Ref. H02513 500 ml. 46,55 € 53,30 €

Ref. H02515 1000 ml 78,20 € 89,65 €

### PROBASE COLD POLÍMERO

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: 2 x 500 g.

Ref. H02445 Pink

Ref. H02447 Pink V

Ref. H02448 Pink V Implant

Ref. H99670 Clear 80,75 € 92,45 €



DESDE  
**46,55€**





100+50GRATIS

-17%

**DIENTES Y MOLARES IVOSTAR/GNATHOSTAR**

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: La nueva línea de dientes Ivostar / Gnathostar reúne diferentes propiedades y ofrece una calidad de producto perfectamente adecuada a las expectativas, que son la señal de calidad habitual en Ivoclar Vivadent. Sus nuevos moldes modernos y funcionales, hacen de estos dientes, realizados en base al conocido material PMMA, la primera opción para la fabricación de una prótesis de alta calidad.

**DIENTES IVOSTAR (COLORES CHROMASCOP y A-D)**

**MOLARES GNATHOSTAR (COLORES CHROMASCOP y A-D) 5,05 € ~~6,05€~~**

\* Regalo enviado directamente por el fabricante. El importe del obsequio es el mismo que el de compra.



**DIENTES SR-VIVODENT-PE ANTERIORES SUP./INF.**

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Dientes acrílicos con efecto perla de irisación azulada. Alto grado de dureza, densidad y resistencia al desprendimiento. Suministrados en los 20 colores de la guía Vivodent-PE.

-20%

**MOLARES SR-ORTHOTYP-PE POSTERIORES SUPERIORES/INFERIORES**

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Molares acrílicos con efecto perla de irisación azulada. Alto grado de dureza densidad y resistencia al desprendimiento. Suministrados en los 20 colores de la guía Vivodent-PE.

17,88 € ~~22,35€~~



13,84 € ~~17,30€~~

**MOLARES SR-ORTHOSIT-PE POSTERIORES SUPERIORES/INFERIORES**

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Molares acrílicos con efecto perla de irisación azulada. Alto grado de dureza, densidad y resistencia al desprendimiento. Suministrados en los 20 colores de la guía Vivodent-PE.

16,20 € ~~20,25€~~

CONSULTE OFERTA POR CANTIDADES



100+20GRATIS

-17%

**DIENTES SR-VIVODENT CHROMASCOP ANTERIORES SUPERIORES/INFERIORES**

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Estratificación en tres capas con diferentes materiales y diversos grados de reticulación. Gran espectro cromático, suministrado en los 20 colores de la guía Chromascop.

8,05 € ~~9,70€~~



**MOLARES ORTHOTYP CHROMASCOP POSTERIORES SUPERIORES/INFERIORES**

10,50 € ~~12,65€~~

\* Regalo enviado directamente por el fabricante. El importe del obsequio es el mismo que el de compra.



**DIENTES VIVODENT S PE ANTERIORES SUPERIORES/INFERIORES**

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Fabricado con un PMMA de vanguardia, de doble reticulación (DCL), que otorga unas propiedades de resistencia al desgaste muy por encima de otros polimetilmetacrilatos, sin comprometer su estabilidad cromática y su alta resistencia al impacto. Se presenta en 20 colores con matices vivos. Su característica intensidad, luminosidad y translucidez replican el color natural de los dientes, dando como resultado prótesis que se mimetizan armónicamente con su entorno.

18,00 € ~~21,70€~~

**MOLARES ORTHOTYP S PE POSTERIORES SUPERIORES/INFERIORES**

13,95 € ~~16,80€~~

\* Regalo enviado directamente por el fabricante. El importe del obsequio es el mismo que el de compra.


100+30GRATIS + 2 Guías de Color

60+12 GRATIS + 1 Guías de Color

-17%

CONSULTE OFERTA "WELCOME PACK"

-20%



**CERA CORRUGADA**

Marca: Bego  
**Ref. H01580** media 0,35mm  
**Ref. H01582** media 0,4mm  
**Ref. H01584** media 0,5mm  
**Ref. H01586** media 0,6mm

**15,28 € +9,10€**

-26%



**WIROVEST POLVO REVESTIMIENTO**

Marca: Bego  
**Ref. H00285** 18 Kg (45 B x 400 g.)

**66,52 € 89,89€**



-20%



**LÍQUIDO DE MEZCLA PARA REVESTIMIENTO DE ESQUELÉTICOS**

Marca: Proclonic  
**Ref. H21035** 1 Litro

**11,73 € +3,80€**

**REVESTIMIENTO PARA COLADO SOBRE MODELOS**

Marca: Proclonic  
**Ref. H21034** Caja de 45 bolsas x 500g. (18Kg.)

**63,04 € 78,80€**



Por la compra de 1 unidad te regalamos: 1000ml de Líquido Proclonic. (Valorado en 13,80€).

HASTA UN  
-24%



**WIRONIT EXTRA HARD Cr-Co**

Marca: Bego  
 Características: La aleación ideal para el colado de prótesis parcial y trabajos combinados.  
**Ref. H03561** Caja de 1Kg. **129,90 € +67,71€**

**WIRONIT HARD**

**Ref. H03567** Caja de 1Kg. **129,90 € +72,26€**

SÓLO POR

99€



**CRCB SPARTALLOY P/ESQUELÉTICOS**

Marca: Technoflux  
 Características: Aleación cromo cobalto para esqueléticos.  
 Composición: 62,50 % Cobalto, 28,50 % Cromo, 6,00 % Molibdeno, <1,00 % Níquel  
 Temperatura de moldeo: 1.482 °C  
 Prueba de tensión: 600 Mpa  
 Elongación: 6 %

**Ref. H03572** 1 Kg **99 € 205,00€**

SÓLO POR

167,55€



**BIOSIL F**

Marca: Degudent  
 Características: Envase 1 kg.  
**Ref. H03569** En forma de cubitos. Las aleaciones Biosil para esqueléticos son aleaciones finas de cromo-cobalto que se aplican universalmente en prótesis removibles. Además de tener excelentes características técnicas y mecánicas, las aleaciones Biosil cumplen naturalmente con las especificaciones de DIN/ISO y están sometidas, además, a exámenes preclínicos adicionales.

Por la compra de 4 unidades  
**148,94€/u.**

**167,55 € +93,62€**

# FORNAX T INDUCTORA C/CIRCUITO REFRIGE

Marca: Bego

Características: Centrifuga compacta de sobremesa para colar con inducción y refrigeración intensiva integrada.

Ref. H100080

CONSULTE OFERTA

Más información



-Centrifuga compacta de sobremesa para colar con inducción y refrigeración intensiva integrada.

#### Ventajas:

- Temperatura de colado hasta 1.550°C, perfecta para colar todas las aleaciones dentales habituales del mercado a excepción del titanio.
- Asegura ciclos de fusión cortos, minimiza la oxidación y, en consecuencia, facilita el acabado posterior.
- La refrigeración intensiva integrada permite un mínimo de 50 colados incluso a temperaturas ambiente elevadas.
- Consumo reducido de solo 16 amperios.
- Puede ajustarse al instante a diferentes tamaños de muflas de colado con un sencillo mecanismo, asegurando un trabajo rápido incluso con muflas de diferentes dimensiones.

do un trabajo rápido incluso con muflas de diferentes dimensiones.

#### Detalles:


- Diseño compacto que ocupa muy poco espacio.
- Panel de mando, de fácil manejo, informa sobre todos los parámetros y permite acceder de manera rápida y sencilla a todas las funciones importantes.

#### Datos técnicos:

Tensión de red: 230 V  
Tensión especial: 200 – 240 V  
Potencia absorbida: aprox. 16A.  
Potencia de fusión por inducción: 3,6 kVA

#### Dimensiones:

45cm(alto) 65cm(ancho) 62,5cm(fondo)  
Dimensiones tapa abierta: 96,5cm(alto) 64cm(fondo)  
Peso: 80 kg.  
Ver menos  
**Suministro:**  
Centrifuga Fornax-T. Crisol cerámico (6u.), Insertos de grafito (6u.), Insertos cerámicos (6u.), Formador de cilindro (3x, 6x, 9x).



**41%**  
DESCUENTO

precio 539,81€  
**320,00 €.**

### WIRON 99 CR-NI 1000g

Marca: Bego

**Ref. H03501** Aleación de cromo níquel para la técnica metalo-cerámica y resina –libre de berilio-. Biocompatible, internacionalmente probada y segura desde hace más de 20 años. Caja de 1.000 g.



**34%**  
DESCUENTO

precio 349,00€  
**229,00 €.**

### WIROKER PLUS CROMO NIQUEL

Marca: Bego

**Ref. H03502** Aleación de níquel cromo para la técnica de metal cerámica libre de berilio. Desbastado sencillo. No precisa enfriamiento lento. Aleación económica gracias a un proceso de fabricación optimizado. Dureza Vickers 190 HV10. Caja de 1.000 g.



HASTA UN  
**47%**  
DESCUENTO

### WIROBOND SG CROMO COBALTO

Marca: Bego

Características: Aleación cromo cobalto para la técnica de metal cerámica, sin níquel ni berilio. Biocompatible. Dureza Vickers 310 HV10. Aleación económica gracias a un proceso de fabricación optimizado.

**Ref. H03503** 250 g.

precio 164,73€  
**86,90 €.**

**Ref. H03504** 1Kg.

precio 349,00€  
**229,00 €.**

**REVESTIMIENTO PARA PRÓTESIS FIJA**



**-20%**

Por la compra de 1 unidad te regalamos: 900ml de Líquido Premium. (Valorado en 29,45€).

**FUJIVEST PREMIUM**

Marca: GC  
Características: Revestimiento fosfatado sin carbono, para coronas y puentes adecuado para aleaciones no preciosas. Calentamiento rápido ó convencional.

**Ref. H00484 30,09 €**

Líquido 900 ml expansor para revestimiento Fujivest Premium.

**Ref. H00480 98,80 € ~~123,52€~~**

Polvo Caja 6 kg (40 bolsas x 150g)



**-15%**

Por la compra de 1 caja de polvo recibe el líquido de REGALO. (Valorado en 13,80€).

**LÍQUIDO PARA REVESTIMIENTO FIJO**

Marca: Proclinic  
Características: Líquido expansor para el revestimiento para fijo. Se utiliza con el revestimiento en polvo H21030.

**Ref. H21031 Botella 1 Litro 13,80 €**

**REVESTIMIENTO PARA FIJO EN POLVO**

Marca: Proclinic  
Características: Caja 30 bolsas x 160 gr (4,8 kilos)  
**Ref. H21030 39,60 € ~~46,60€~~**



**-22%**

**CERAMVEST HI-SPEED KIT P&L**

Marca: Protechno  
Características: Revestimiento fosfático para coronas y puentes. Técnica de calentamiento directo.

**Ref. H00319 8 bolsas x 1500 g (12 Kg. + 3 botellas x 1000 ml. Líquid Expansor B.)**

**123,10 € ~~156,90€~~**

**CERAMVEST HI-SPEED POLVO**

**Ref. H00322 50x 150 g. (7,5 Kg.).**

**64,35 € ~~82,00€~~**

**CERAMVEST-B LÍQUIDO EXPANSOR UNIVERSAL**

Características: Líquido expansor para ceramvest Hi-Speed y Calibra-Press de Protechno. Color verde.

**Ref. H00325 Botella de 1000 ml.**

**15,05 € ~~19,20€~~**



**-20%**

**STELLAVEST**

Marca: GC  
Características: Revestimiento adecuado para usar con aleaciones no preciosas. Calentamiento rápido.

**Ref. H00439 Polvo 8 kg. (4 bolsas x 2 kg.) 100,35 € ~~128,01€~~**

**Ref. H00441 Polvo 6 kg. (40 bolsas x 150 gr.) 98,00 € ~~125,05€~~**

**STELLAVEST LÍQUIDO**

Características: Líquido para revestimiento Stellavest.

**Ref. H00438 Líquido 900 ml. 22,00 € ~~28,05€~~**



**-30%**

Por la compra de 2 unidades te regalamos: 1000ml de Líquido BegoSol HE. (Valorado en 19,36€).

**BELLAVEST SH**

Marca: Bego  
Características: Revestimiento en base fosfato para colados de precisión para calentamiento rápido ó convencional para coronas y puentes, también de cerámica inyectada o sobreinyectada. Para utilizar con líquido BegoSol HE.

**Ref. H00351 4,8 kg (30 bolsas x 160g) 55,60 € ~~79,43€~~**



**-20%**

**REVESTIMIENTO HINTRIVEST KB**

Marca: Ernst Hirnisch  
Características: Revestimiento de precisión a base de fosfato, exento de grafito, con múltiples posibilidades de uso y unas propiedades excepcionales. Para el colado rápido ó convencional. Indicado para la técnica de coronas y puentes, esqueléticos, trabajos combinados y cerámica inyectada.

**Ref. H00336 32 bolsas de 160 g. (5 kg.).**

**54,20 € ~~67,80€~~**

**LÍQUIDO EXPANSOR PARA HINTRIVEST**

Características: 1000 ml.  
**Ref. H00337 11,55 € ~~14,40€~~**



-15%

### SOLIBOND C PLUS ALEACIÓN DE CROMO COBALTO

Marca: Yeti

Características: Aleación de cromo cobalto sin níquel ni berilio. Capa de óxido muy fina. Su excelente fluidez garantiza colados seguros. Se consigue un pulido y brillo con rapidez. Adhesión óptima con las masas cerámicas.

Ref. H98171 1.000 g. **179,00 €** ~~211,33€~~



-40%

### HERAEINIUM PW

Marca: Heraeus Kulzer

Características: Aleación cerámica de CrCo para prótesis fija. Es una aleación de Cobalto-Cromo-Molibdeno para la elaboración de coronas y puentes con revestimiento cerámico o acrílico.

Ref. H03543 Envase 1.000 g. **399€** ~~670,00€~~

### HERAEINIUM P (CR-CO CERÁMICA)

Ref. H03539 Envase 1.000 g. **399€** ~~670,00€~~



-20%

### BONDING NOBIL METAL

Marca: Nobil-Metal

Características: Acondicionador estético en pasta de color rosa para utilizar en el tratamiento de las aleaciones no preciosas y cromo cobalto sinterizados. Mejora la adhesión metalo-cerámica. Cubre el poro de la fusión. Enmascara la oxidación. Punto de fusión 800°C. Temperatura final de cocción 980°C.

Ref. H00029 Frasco 6 gr. **42,65 €** ~~53,30€~~



SÓLO POR  
**158,75€**

### SOLIBOND N, ALEACIÓN DE CROMO NÍQUEL

Marca: Yeti

Características: Excelente fluidez en el colado. La más alta precisión con una baja dureza. Capa de óxido muy fina y adhesión óptima con las masas cerámicas.

Ref. H98170 Caja de 1.000 g. **158,75 €** ~~176,00€~~



-38%

### HERAEINIUM NA

Marca: Heraeus Kulzer

Características: Aleación de Cr-Ni-Mo, exenta de Berilio. Es una aleación de metales no preciosos para el recubrimiento de coronas y puentes con cerámica o resina. Caja de 1.000 g.

Ref. H03535 **225 €** ~~365,00€~~



-20%

### VERA BOND II SIN BERILIO


Marca: Aalbadent

Características: Aleación de cromo níquel para coronas y puentes metalo-cerámicas, consiguiendo colados precisos en los márgenes y una buena unión metal-porcelana. Aleación idónea para cerámicas tradicionales de grano medio tipo Ceramco, Excelco, Spectrum, Noritake, Synspar, Shofu-Crystar y otras cerámicas de grano medio del mercado. Caja de 203g.

Ref. H03552 **53,10 €** ~~66,40€~~



**21%  
DESCUENTO**



**OT CAP PACK ATACHE**

Marca: Rhein 83  
Características: 4 Esferas individuales,  
4 Cofias retentivas rosas  
4 Casquillos acero inoxidable  
4 posicionadores de plástico para casquillos.

Ref. HI3105 Ø 2,5mm. **38,70 € 49,00-€**  
Ref. HI3129 Ø 1,8mm. **38,70 € 49,00-€**



**23%  
DESCUENTO**




**OT EQUATOR CALCINABLE**

Marca: Rhein 83  
Características: 2 Machos "semiesfera" calcinables  
2 Casquillos de acero para cofias  
4 Cofias retentivas (2 suaves, 2 estándar)  
**Trabajos sobre raíces de dientes naturales.**

Ref. HI3225 **38,60 € 50,00-€**

**25%  
DESCUENTO**



**OT BAR MULTIUSE PACK ATACHE**

Marca: Rhein 83  
Características: 2 Barras calcinables  
4 Clips de posición A  
4 Clips de posición B  
4 Box calcinable  
Clips retentivos rosas  
4 Clips retentivos amarillos  
2 Conectores para refuerzo

Ref. HI3177 **68,80 € 92,00-€**

**34%  
DESCUENTO**



**OT STRATEGY PACK ATACHE COFIAS PARA CASQUILLOS DE ACERO**

Marca: Rhein 83  
Características: 4 Machos calcinables strategy (2 Estándar y 2 Largos)  
2 Calcinables Steady  
4 Casquillos inox.  
4 Posicionadores de plástico para casquillos  
4 Cofias retentivas para casquillo  
**Requiere fresado**

Ref. HI3158 **38,70 € 59,00-€**

**17%  
DESCUENTO**



**OT EQUATOR REPOSICIONES**

Marca: Rhein 83  
Ref. HI3227 2 Machos "semiesfera" calcinables **16,60 € 20,00-€**  
Ref. HI3229 4 Cofias retentivas morada fuerte (2,7kg) **23,24 € 28,00-€**  
Ref. HI3230 4 Cofias retentivas blanca estándar (1,8kg) **23,24 € 28,00-€**  
Ref. HI3231 4 Cofias retentivas rosa suave (1,2kg) **23,24 € 28,00-€**  
Ref. HI3232 4 Cofias retentivas amarilla extra suave (0,6kg) **23,24 € 28,00-€**  
Ref. HI3233 4 Cofias retentivas negra (procesos de laboratorio) **11,62 € 14,00-€**  
Ref. HI3234 2 Casquillo de acero inox **16,60 € 20,00-€**

**15%  
DESCUENTO**



**OT STRATEGY PACK ATACHE COFIAS PARA DUPLICAR**

Marca: Rhein 83  
Características: 4 Machos calcinables strategy (2 Estándar y 2 Largos)  
2 Calcinables Steady  
4 Cofias retentivas para técnica de duplicar  
**No se requiere fresado**

Ref. HI3157 **38,70 € 49,00-€**

-31%

Contenido	20 g. DENTINE	100 g. DENTINE
color DA1	<b>H62637</b>	<b>H62639</b>
color DA2	<b>H62641</b>	<b>H62643</b>
color DA3	<b>H62645</b>	<b>H62647</b>
color DA3,5	<b>H62649</b>	<b>H62651</b>
color DA4	<b>H62653</b>	<b>H62655</b>
color DB1	<b>H62657</b>	<b>H62659</b>
color DB2	<b>H62661</b>	<b>H62663</b>
color DB3	<b>H62665</b>	<b>H62667</b>
color DB4	<b>H62669</b>	<b>H62671</b>
color DC1	<b>H62673</b>	<b>H62675</b>
color DC2	<b>H62677</b>	<b>H62679</b>
color DC3	<b>H62681</b>	<b>H62683</b>
color DC4	<b>H62685</b>	<b>H62687</b>
color DD2	<b>H62689</b>	<b>H62691</b>
color DD3	<b>H62693</b>	<b>H62695</b>
color DD4	<b>H62697</b>	<b>H62699</b>



Contenido	2 ml.
color PO A1	<b>H62591</b>
color PO A2	<b>H62593</b>
color PO A3	<b>H62595</b>
color PO A3,5	<b>H62597</b>
color PO A4	<b>H62599</b>
color PO B1	<b>H62601</b>
color PO B2	<b>H62603</b>
color PO B3	<b>H62605</b>
color PO B4	<b>H62607</b>
color PO C1	<b>H62609</b>
color PO C2	<b>H62611</b>
color PO C3	<b>H62613</b>
color PO C4	<b>H62615</b>
color PO D2	<b>H62617</b>
color PO D3	<b>H62619</b>
color PO D4	<b>H62621</b>
color Bleach	<b>H62623</b>
color Gold	<b>H62625</b>
color Gingiva	<b>H62627</b>



Contenido	20 g. INCISAL	100 g. INCISAL
color S1	<b>H62703</b>	<b>H62705</b>
color S2	<b>H62707</b>	<b>H62709</b>
color S3	<b>H62711</b>	<b>H62713</b>
color S4	<b>H62715</b>	<b>H62717</b>

**HERACERAM DENTINE REPOSICIÓN**

Marca: Heraeus Kulzer

Características: 20g. **26,20 € 38,15€**

Características: 100g. **99,20 € 144,35€**

**HERACERAM PASTEOPAQUE REPOSICIÓN**

Marca: Heraeus Kulzer

Características: 2 ml. **26,20 € 38,15€**

**HERACERAM INCISAL REPOSICIÓN**

Marca: Heraeus Kulzer

Características: 20g. **26,20 € 38,15€**

Características: 100g. **99,20 € 144,35€**

**NUEVAS CERÁMICAS IVOCLAR VIVADENT**



- Hazlo rápido.** La baja contracción de IPS Style le ahorra tiempo
- Hazlo fácil.** La facilidad de uso del material asegura resultados fiables.
- Hazlo natural.** La oxipatita patentada controla la translucidez y el efecto de profundidad.

Sistema de masas de Maquillaje y Glaseado para las cerámicas de inyección, CAD y de estratificación de Ivoclar Vivadent y los circonios Zenostar® de Wieland Dental. Ahora, los técnicos dentales, sólo necesitan un kit para personalizar y glasear sus restauraciones. Esto le permite trabajar más eficientemente, mejorar la rentabilidad del laboratorio y lograr restauraciones de una gran calidad.

**CONSULTE OFERTA DE LANZAMIENTO**

**IPS-D.SIGN A-D REPOSICIÓN**

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	3 g. OPAQUER PASTA	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA	250 g. DENTINA
color A1	H60369	H60403	H60437	H99750
color A2	H60371	H60405	H60439	H99751
color A3	H60373	H60407	H60441	H99752
color A3,5	H60375	H60409	H60443	H99753
color A4	H60377	H60411	H60445	H99754
color B1	H60379	H60413	H60447	H99755
color B2	H60381	H60415	H60449	H99756
color B3	H60383	H60417	H60451	H99757
color B4	H60385	H60419	H60453	H99758
color C1	H60387	H60421	H60455	H99759
color C2	H60389	H60423	H60457	H99760
color C3	H60391	H60425	H60459	H99761
color C4	H60393	H60427	H60461	H99762
color D2	H60395	H60429	H60463	H99763
color D3	H60397	H60431	H60465	H99764
color D4	H60399	H60433	H60467	H99765

**26,44€** **25,29€** **110,93€** **262,23€**  
~~-31,10€~~ ~~-29,75€~~ ~~-130,50€~~ ~~308,50€~~

Contenido	3 g. OPAQUER PASTA	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA
color 110/01	H60007	H60049	H60091
color 120/1A	H60009	H60051	H60093
color 130/2A	H60011	H60053	H60095
color 140/1C	H60013	H60055	H60097
color 210/2B	H60015	H60057	H60099
color 220/1D	H60017	H60059	H60101
color 230/1E	H60019	H60061	H60103
color 240/2C	H60021	H60063	H60105
color 310/3A	H60023	H60065	H60107
color 320/5B	H60025	H60067	H60109
color 330/2E	H60027	H60069	H60111
color 340/3E	H60029	H60071	H60113
color 410/4A	H60031	H60073	H60115
color 420/6B	H60033	H60075	H60117
color 430/4B	H60035	H60077	H60119
color 440/6C	H60037	H60079	H60121
color 510/6D	H60039	H60081	H60123
color 520/4C	H60041	H60083	H60125
color 530/3C	H60043	H60085	H60127
color 540/4D	H60045	H60087	H60129

**26,44€** **25,29€** **110,93€**  
~~-31,10€~~ ~~-29,75€~~ ~~-130,50€~~



**IPS-D.SIGN A-D INCISAL T REPOSICIÓN**

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL T	100 g. INCISAL T	250 g. INCISAL T
color TS1	H60513	H60519	H99770
color TS2	H60515	H60521	H99771
color TS3	H60517	H60523	H99772

**25,29€** **110,93€** **262,23€**  
~~29,75€~~ ~~130,50€~~ ~~308,50€~~



**IPS-D.SIGN INCISAL CHROMASCOP REP.**

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL	100 g. INCISAL
color S1	H60185	H60193
color S2	H60187	H60195
color S3	H60189	H60197

**25,29€** **110,93€**  
~~29,75€~~ ~~130,50€~~



**IPS-D.SIGN TRANSPARENTE NEUTRAL REPOSICIÓN**

Marca: Ivoclar Vivadent  
 Características: Color Neutral

**Ref. H60209** 20 g. **27,80€** ~~-32,70€~~  
**Ref. H60213** 100 g. **121,98€** ~~143,50€~~  
**Ref. H99747** 250 g. **289,85€** ~~341,00€~~

**IPS-INLINE A-D REPOSICIÓN**

Marca: Ivoclar Vivadent



Contenido	3 g. OPAQUER	9 g. OPAQUER	18 g. POLVO OPAQUER	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA
color A1	H61151	H61185	H61152	H61219	H61255
color A2	H61153	H61187	H61154	H61221	H61257
color A3	H61155	H61189	H61156	H61223	H61259
color A3,5	H61157	H61191	H61158	H61225	H61261
color A4	H61159	H61193	H61160	H61227	H61263
color B1	H61161	H61195	H61162	H61229	H61265
color B2	H61163	H61197	H61164	H61231	H61267
color B3	H61165	H61199	H61166	H61233	H61269
color B4	H61167	H61201	H61168	H61235	H61271
color C1	H61169	H61203	H61170	H61237	H61273
color C2	H61171	H61205	H61172	H61239	H61275
color C3	H61173	H61207	H61174	H61241	H61277
color C4	H61175	H61209	H61176	H61243	H61279
color D2	H61177	H61211	H61178	H61245	H61281
color D3	H61179	H61213	H61180	H61247	H61283
color D4	H61181	H61215	H61182	H61249	H61285
color D2/D3 Cervical				H61251	H61287

**22,40€** **61,12€** **25,12€** **21,80€** **98,18€**  
~~26,35€~~ ~~71,90€~~ ~~27,90€~~ ~~25,65€~~ ~~115,50€~~

TAMBIÉN DISPONIBLE EN COLORES CHROMASCOP

HASTA UN  
**-15%**



**IPS-INLINE TRANSPARENTE INCISAL A-D REPOSICIÓN**

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL	100 g. INCISAL
color 1	H61291	H61299
color 2	H61293	H61301
color 3	H61295	H61303

**21,80€** **98,18€**  
~~25,65€~~ ~~115,50€~~



**-20%**



**BANDEJA REFRACTARIA CON PINS CERÁMICOS**

Marca: Proclinic

Características: Juego de 2 bandejas de cocción  
 Ø 8 cm con 20 pines cerámicos (incluidos).

**Ref. H20696** Bandejas de cocción **20,00€** ~~25,00€~~

**-15%**



**IPS-INLINE REPOSICIÓN BLEACH**

Marca: Ivoclar Vivadent

**Ref. H99576** 20g. Color BL1 **21,80€** ~~25,65€~~  
**Ref. H99577** 20g. Color BL2 **21,80€** ~~25,65€~~  
**Ref. H99578** 20g. Color BL3 **21,80€** ~~25,65€~~  
**Ref. H99579** 20g. Color BL4 **21,80€** ~~25,65€~~  
**Ref. H99583** 20g. Incisal BL **24,14€** ~~29,25€~~

SÓLO POR  
**53,30€**



**IPS-INLINE LÍQUIDO DE MODELAR BUILD-UP**

Marca: Ivoclar Vivadent

**Ref. H61539** L BUILD-UP 250 ml.  
**Ref. H61541** P BUILD-UP 250 ml.

**53,30€** ~~60,60€~~

-18%

### IPS E.MAX CERAM DENTINA A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Las masas se han diseñado de manera que pueda conseguirse una fácil y sencilla reproducción del color independientemente del material de estructura sobre el que se utilice. Su alta estabilidad y excelentes propiedades de modelado, permiten una estratificación rápida y sin complicaciones (en colorido A-D, Chromascope y Bleach).

Contenido	20 g. DENTINA
color A1	H63415
color A2	H63417
color A3	H63419
color A3,5	H63421
color A4	H63423
color B1	H63425
color B2	H63427
color B3	H63429
color B4	H63431
color C1	H63433
color C2	H63435
color C3	H63437
color C4	H63439
color D2	H63441
color D3	H63443
color D4	H63445

31,20€ ~~37,00 €~~



-18%

### IPS E.MAX CERAM TRANSPARENTE INCISAL REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Las masas muestran una ligera fluorescencia y opalescencia similar a las del esmalte natural. Su alta estabilidad y excelentes propiedades de modelado permiten una estratificación de bordes incisales y superficies oclusales naturales.

Contenido	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA
color 1	H63457	H99905
color 2	H63459	H99326
color 3	H63461	H99906

31,20€ ~~37,00€~~

135,70€ ~~161,00€~~



-18%

### IPS E.MAX CERAM PASTA Y POLVO DE GLASEAR FLUO REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: El glaseado fluorescente se utiliza en aquellas áreas de la restauración no estratificadas o en materiales de estructuras que tengan una baja o ninguna fluorescencia.

Ref. H63595 Pasta 3 g. **38,85€** ~~46,00€~~

Ref. H63597 Polvo 5 g. **26,00€** ~~30,75€~~

### IPS E.MAX CERAM PASTA Y POLVO DE GLASEAR REPOSICIÓN

Características: Se aplica en todas las áreas de la restauración que han sido estratificadas y que cuentan con la suficiente fluorescencia del material de capas.

Ref. H63589 Pasta 3 g. **38,85€** ~~46,00€~~

Ref. H63591 Polvo 5 g. **26,00€** ~~30,75€~~



### IPS E.MAX CERAM POWER

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Las nuevas masas IPS e.max Ceram Power Dentina e Incisal han sido especialmente desarrolladas para aportar una luminosidad extra a las restauraciones con estructura cerámica de Oxido de circonio o disilicato de litio cuando sea preciso aumentar luminosidad a la restauración.

#### Otras novedades IPS e.max Ceram

También se lanzan dos nuevas masas de Gingiva; BG34 e IG5, compatibles con el sistema de color Gingiva Solutions que también tienen otros sistemas como SR Nexco e IvoBase.



DESDE  
**75,89€**

**IPS E.MAX PRESS MT**

Marca: Ivoclar Vivadent  
Características: 5 pastillas.

- Ref. H999133 Color A1
- Ref. H999134 Color A2
- Ref. H999135 Color A3
- Ref. H999136 Color B1
- Ref. H999140 Color BL2
- Ref. H999141 Color BL3
- Ref. H999142 Color BL4

**75,89€**  
83,40€

Características: 3 PCS.

- Ref. H999143 Color A1
- Ref. H999144 Color A2
- Ref. H999145 Color A3
- Ref. H999146 Color B1
- Ref. H999150 Color BL2
- Ref. H999151 Color BL3
- Ref. H999152 Color BL4

**90,86€**  
99,85€



**-15%**

**IPS E.MAX PRESS PASTILLAS MO**

Marca: Ivoclar Vivadent  
Características: Pastillas de opacidad media (MO)  
5 Pastillas.

- Ref. H62969 Color MO-0
  - Ref. H62971 Color MO-1
  - Ref. H62973 Color MO-2
  - Ref. H62975 Color MO-3
  - Ref. H62977 Color MO-4
- 73,10€**  
86,00€

**IPS E.MAX PRESS PASTILLAS MO L**

Marca: Ivoclar Vivadent  
Características: Pastillas de opacidad media (MO)  
3 Pastillas.

- Ref. H62981 Color MO L-0
  - Ref. H62983 Color MO L-1
  - Ref. H62985 Color MO L-2
  - Ref. H62987 Color MO L-3
  - Ref. H62989 Color MO L-4
- 87,55€**  
99,85€



Contenido	5 Piezas	L/3 Piezas
color A1	H629800	H629816
color A2	H629801	H629817
color A3	H629802	H629818
color A3,5	H629803	H629819
color A4	H629804	H629820
color B1	H629805	H629821
color B2	H629806	H629822
color B3	H629807	H629823
color B4	H629808	H629824
color C1	H629809	H629825
color C2	H629810	H629826
color C3	H629811	H629827
color C4	H629812	H629828
color D2	H629813	H629829
color D3	H629814	H629830
color D4	H629815	H629831
color BL1	H629832	H629836
color BL2	H629833	H629837
color BL3	H629834	H629838
color BL4	H629835	H629839

**73,10€**  
83,40€

**87,55€**  
99,85€



**-15%**

**E.MAX PRESS HT**

Marca: Ivoclar Vivadent  
Características: Nuevas pastillas altamente translúcidas para elaborar restauraciones anatómicamente modeladas mínimamente invasivas. Las restauraciones se personalizan con materiales de maquillaje IPS e.max Ceram (Shade/Essence).

Contenido	5 Piezas	L/3 Piezas
color A1	H99989	H99913
color A2	H99990	H99914
color A3	H99991	H99915
color A3,5	H99992	H99916
color A4	H999100	H999107
color B1	H99993	H99917
color B2	H99994	H99918
color B3	H99995	H99919
color B4	H999101	H999108
color C1	H999102	H999109
color C2	H99929	H99928
color C3	H999103	H999110
color C4	H999104	H999111
color D2	H999105	H999112
color D3	H99931	H99930
color D4	H999106	H999113
color BL1	H99924	H99920
color BL2	H99925	H99921
color BL3	H99926	H99922
color BL4	H99927	H99923

**73,10€**  
83,40€

**87,55€**  
99,85€



**-15%**

**E.MAX PRESS LT**

Marca: Ivoclar Vivadent  
Características: Pastillas que muestran un baja translucidez y se utilizan para elaboración de coronas anatómicamente modeladas parciales o totales. Especialmente en la zona de anteriores, el aspecto estético de la restauración se maximiza utilizando la técnica de cut-back en combinación con IPS e.max Ceram.



# Pilar tipo Locator Marca Proclinic

## Finalidad:

Sistema de anclaje supragingival de eje resiliente para sobredentaduras sobre implantes. Consta de dos elementos: uno metálico que se atornilla directo a implante y una cazoleta metálica que va colocada en la prótesis, y contiene la retención de Peek.  
También disponible con la retención de Nylon original.

## Conexión válida para implantes tipo:

3i®, Branemark® (Plat. standard 4.1), Zimmer®(Plat. 3.5 /4.5), Straumann® (Plat. 4.8), Replace® (Plat. 3.5 / 4.3), Certain® (Plat. 3.4 / 4.1), Klockner® (Plat. 4.2), Astra® Aqua® (Plat. 3.5/4) y Astra® Lilac® (Plat. 4.5/5).

Altura gingival de los pilares desde 1 a 6 mm.


## Contenido:

1 pilar + 1 pack de procesado de Peek o Nylon  
+ 1 poste de impresión/posicionador. **99,00€/u.**

**4+2**  
**GRATIS**  
**TE AHORRAS**  
**198 €**

**PRECIO RESULTANTE**  
**66€/u.**

**Precio final. Oferta no acumulable a otros descuentos.**





841,50€ ~~1291,42€~~

35%  
DESCUENTO



### VACFOMAT U TERMOADAPTACION VACIO

Marca: Dreve

Características: Robusta termoconformadora de fácil manejo para un uso universal en el campo de los materiales de termoconformado.

Ref. HI01002

#### Ventajas:

- Apta para discos de termoconformado con un grosor de 0,1 a 4 mm
- Fijación segura de las planchas mediante un anillo de tensión con un cierre de bayoneta.
- Bomba de vacío integrada, solo es necesaria una conexión a la red.
- Control visual constante del termoconformado y proceso de plastificado.

#### Datos técnicos:

Tensión de red: 230V  
Potencia: 250W  
Poder de aspiración: 0,75 bares  
Dimensiones: 155x365x180 mm.  
Peso: 6,1 kg  
Compatibles



Por la compra  
de 1 unidad  
de esta página  
recibe de  
obsequio  
1 lámpara  
MultiSpot.

(Valorada en 290€).

24%  
DESCUENTO

1.701,00€ ~~2233,92€~~



### POLYMAX 5

Marca: Dreve

Características: Polimerizadora a presión, de regulación variable (3 a 6 bares) con un rango de temperatura de 0 a 95°. Se pueden utilizar articuladores grandes.

Ref. HI01005

#### Ventajas:

- Gran recipiente de presión apto para articuladores grandes.
- Presión ajustable de 3 a 6 bares.

#### Datos técnicos:

Tensión de red: 230V  
Potencia: 900W  
Rango de temperatura: 0-95°C  
Dimensiones del recipiente de presión: diámetro 220mm  
Capacidad: 6,60l  
Peso: 15,6 kg

16%  
DESCUENTO

1.557,00€ ~~1.863,00€~~



### DOSIFICADOR DE SILICONA

Marca: Dreve

Características: Mezcladora y dosificadora automática de siliconas fluidas de adicción para duplicados. Tiempo de trabajo rápido y seguro. Control ajustado del fluido, se puede utilizar para todo tipo de siliconas 1:1.

Ref. HI00052

#### Datos técnicos:

Tensión de red: 230V  
Potencia: 250W  
Dimensiones:  
320x225x370mm  
Peso: 12 kg.

Suministro: Dosper Evo, 5 cánulas de mezcla y 2 adaptadores de botella.

23%  
DESCUENTO

594,00€ ~~770,00€~~



### POLIMERIZADOR EYEVOOLUTION

Marca: Dreve

Características: Lámpara de fotopolimerización basada en tecnología LED. Ofrece rangos de fotopolimerización de entre 385 a 470 nanómetros. Compatible con todo tipo de materiales fotopolimerizables.

Ref. HI00054

#### Ventajas:

- No se forma calor durante la polimerización.
- Sistema de reflejos que evita sombras en la polimerización.
- Fácil de programar.
- Programas de 1-2-3-5-10 minutos.

#### Datos técnicos:

Tensión de red: 240V  
Potencia: 12W  
Polimerización: 385-470nm  
Programable: 1-2-3-5-10 minutos.  
Dimensiones: 205x205x255mm  
Peso: 1,5 kg.



-18%



**RECORTADORA MT3  
CON DISCO KLETTIX RENFERT 230V.**

Marca: Renfert

Características: Una relación calidad-precio increíble en recortadora de modelos en húmedo. Motor con potencia superior a la media, con 1.300 W para un recortado máximo sin esfuerzo. Fácil y rápida limpieza gracias a la puerta frontal que puede desmontarse sin necesidad de herramientas (cierre rápido). Carcasa robusta y resistente a la corrosión.

Ref. H92870

574,00€ ~~717,50€~~



-22%

**MULHACEN 3000L**

Marca: Mestra

Características: Recortadora de modelos moderna y versátil, de fácil manejo para la abrasión de modelos de escayola dura o blanda. Incluye disco lija tipo lazo/gancho de gran capacidad de corte y muy fácil sustitución.

Ref. H92712

462,00€ ~~592,61€~~



SÓLO POR  
184,50€

**DECANTADOR ESCAYOLAS**

Marca: BDT

Características: Capacidad de 14 Litros.

Con sistema de depuración cerrado en 4 cámaras.

Ref. H92172

184,50€ ~~205,00€~~



-20%

**VIBRAX 230V**

Marca: Renfert

Características: Extremadamente amplio, procesa de forma óptima cada tipo de escayola. El manejo funcionalmente depurado facilita una aplicación cómoda incluso bajo circunstancias difíciles.

Ref. H92902

Sin bola de vibración

390,00€ ~~484,50€~~



-21%

**HORNO DE PRECALENTAMIENTO  
HP-50 CONCEPT**

Marca: Mestra

Características: Especialmente concebidos para el calentamiento de cilindros y crisoles con control electrónico. Chasis construido íntegramente en acero inoxidable. La mufla está fabricada en material cerámico. Disponible varios modelos.

Ref. H92314

1.730,00€ ~~2.217,51€~~



-22%

**ELECTROPULIDORA DOS VELOCIDADES**

Marca: Mestra

Características: Sencilla electropulidora especialmente diseñada para el pulido y esmerilado de pequeñas piezas.

Ref. H92185

322,00€ ~~412,35€~~

-37%



**MICROMOTOR ULTIMATE XL COMPACT**

Marca: Nsk  
 Características: Micromotor de sobremesa con pieza de mano Compact.  
 Velocidad de trabajo de 1.000 a 50.000 rpm.  
 Torque: Máx. 6,0 Ncm.

Ref. H02346

1.335,00€ ~~2.117,00€~~

-37%



**ULTIMATE XL**

Marca: Nsk  
 Características: Micromotor de sobremesa con pieza de mano Torque.  
 Revoluciones: 1.000 – 50.000 rpm.  
 Marcha hacia la derecha y la izquierda.  
 Torque: Máx. 8,7 Ncm

Ref. H02350

1.335,00€ ~~2.117,00€~~

-22%



**SILLA DE TRABAJO**

Marca: Mestra  
 Características: Silla de Laboratorio con cuerpo de madera y ruedas. Regulable.

Ref. H92905

186,00€ ~~237,95€~~

-42%



**MARATHON MULTI 600**

Marca: Saeyang  
 Características: Micromotor de inducción controlado por microprocesador, con función de diagnóstico. Triple función de control de velocidad: desde la unidad, con pedal de velocidad variable, con control de rodilla.

Ref. H14622

735,00€ ~~1.276,00€~~

-18%




**MICROMOTOR PERFECTA SERIE 300**

Marca: W&H  
 Características: Envase 1 unidad.  
 Para la prótesis general y procesos de metales preciosos.  
 - Amplia gama de velocidades de 1.000-40.000 r.p.m.  
 - Torque 5,5 ncm.  
 - Protección contra sobrecarga, arranque suave, parada rápida.  
 - Giro a derecha / izquierda.  
 - Con pieza de mano sin escobillas.

Ref. H95510

1.140,00€ ~~1.393,00€~~

-38%



**LÁMPARA ARMLIGHT 3X14W**

Marca: Eclair  
 Ref. H16761 Tamaño cabeza: 61x11x6cm.  
 Longitud del cable 1,5m.

81,00€ ~~130,00€~~

### MAESTRO 1 PUESTO DE TRABAJO

Ref. H98300

Composición: Maestro 1 puesto de trabajo.

Accesorios: Lámpara 1 puesto, x1 estante, x 1 llave de gas, x 1 protección acero inox, x 1 apoyabrazos, aspiración 1 puesto, x 1 astillera sin aspiración cav.

Ancho.117cm, alto.90cm, fondo.64cm

Peso.75,5Kg



**CONSULTE OFERTA**

Esta muestra de colores debe considerarse sólo como una guía indicativa del color, y no puede utilizarse como referencia original para la producción y evaluación de las superficies pintadas.

### MAESTRO 2 PUESTOS DE TRABAJO

Composición: Maestro 2 puestos de trabajo.

Accesorios: Lámpara 2 Puestos, x 2 estante, x 2 llave de gas, x 2 protección acero inox, x 2 apoyabrazos, aspiración 2 puestos, x 2 astillera para aspiración, x 2 panel posterior.

Ref. H98301

Cajonera central

Ancho.190cm,

Alto.90cm,

Fondo.64cm

Peso.104kg

Ref. H98314

2 cajonera

Ancho.226cm,

Alto.90cm,

Fondo.64cm

Peso.110kg

Peso.104kg



**CONSULTE OFERTA**

### MAESTROBOX

Composición: Maestrobox completo con aspiración

Accesorios: Soporte para bandejas de trabajo, x4 bandejas de trabajos.

Ref. H98318 Maestrobox con aspiración

Ancho.90cm, Alto.119cm, Fondo.64,5cm. Peso.70kg

Ref. H98319 Maestrobox para aspiración

Ancho.90cm,Alto.119cm,Fondo.64,5cm. Peso.55kg.



**CONSULTE OFERTA**

-20%



**ARENADORA EASY BLAST**

Marca: Bego

Características: Ideal para eliminar de forma eficaz los restos de revestimiento y los óxidos. Visión perfecta durante el proceso de arenado gracias a su tecnología LED. Equipada con 2 depósitos.

Ref. H00266

1.300,00€ ~~1.631,85€~~

-20%



**TOPSPIN A PLUS**

Marca: Renfert

Características: Nueva versión del taladro Top Spin, más preciso, seguro y duradero. Geometría de brocas nuevas e innovadora. Activación mediante sensor de contacto. Limpieza mediante gaveta frontal con detección de llenado.

Ref. H00758

675,00€ ~~848,00€~~

-22%



**ASPIRADOR GEMINI**

Marca: Mestra

Características: Sistema de aspiración, desarrollado especialmente para el uso en equipos de laboratorio.

Ref. H100604

270,00€ ~~347,02€~~

-25%



**PRESTO II SIN SPRAY**

Marca: NSK

Características: Turbina neumática libre de lubricación sin spray de agua. Pieza de mano de libre rotación 360°. Bajo nivel de ruido y vibración.

Ref. H02358

764,50€ ~~1.030,00€~~

-15%

**ESTACION NEUMÁTICA CON TURBINA TD783 SIN SPRAY**

Marca: Bien Air

Características: Estación neumática de sobremesa con turbina TD 783 sin spray. Muy estable y de dimensiones reducidas.

Ref. H92551



675,04€ ~~794,17€~~

-15%



**ESTACIÓN NEUMÁTICA CON TURBINA TDS890 CON SPRAY**

Marca: Bien Air

Características: La estación STS-Trimmer se distingue por sus cualidades superiores. Con un depósito de 1,4 litros, dispone de una importante autonomía. Mandos con interruptores separados, el caudal y la mezcla aire/agua del spray se regulan con precisión para una refrigeración óptima. Combinados con turbinas equipadas con escudo anti polvo y con el ajuste del instrumento de ajustes de fricción FG, los conjuntos neumáticos Bien-Air le ofrecen lo mejor durante mucho tiempo.

Ref. H92566

1.732,18€ ~~2.037,86€~~



**APARATO DE VAPOR VAP6**

Marca: Zhermack  
 Características: Generador de vapor que genera un flujo de vapor o agua caliente a presión suficiente (hasta 6 bar) Llenado manual de agua. Activación del vapor medio de pulsador situado en la pistola.

Ref. H00184

993,44€ ~~-1.103,82€~~



**APARATO DE VAPOR VAP6-A**

Marca: Zhermack  
 Características: Generador de vapor que genera un flujo de vapor o agua caliente a presión suficiente (hasta 6 bar) Llenado automático con agua corriente de la red o bien a través de depósito externo. Activación de agua y vapor mediante pulsadores situados en la pistola

Ref. H00218

1.283,90€ ~~-1.510,48€~~



**APARATO DE VAPOR VAP8**

Marca: Zhermack  
 Características: Generador de vapor y agua caliente de presión elevada (8 bar). Llenado agua manual, salida única de vapor.

Ref. H92894

1.450,70€ ~~-1.706,71€~~



**APARATO DE VAPOR VAP8-A**

Marca: Zhermack  
 Características: Generador de vapor y agua caliente de presión elevada (8 bar). Llenado automático del agua a través de la red. Salida de agua y vapor.

Ref. H92895

1.670,65€ ~~-1.965,46€~~

HASTA UN  
**-15%**



**-35%**

**PALAMAT ELITE**

Marca: Heraeus Kulzer  
 Características: Unidad de polimerización de alta presión. Ofrece cuatro ajustes de temperaturas diferentes para el procesamiento de resinas autopolimerizables y termopolimerizables. Se pueden polimerizar al mismo tiempo hasta 3 muflas de Palajet y, por tanto, hasta 6 prótesis.

Ref. H92659

1.525,00€ ~~-2.350,00€~~



**-21%**

**OLLA POLIMERIZADORA NEUMÁTICA**

Marca: Mestra  
 Características: Práctica olla polimerizadora neumática construida en acero inoxidable. Polimerización en frío o caliente a una presión de hasta 2 kg/cm2.

Ref. H92667

223,00€ ~~-285,47€~~



**-20%**

**LÁMPARA FOTOPOLIMERIZADORA**

Marca: Mestra  
 Características: Permite una rápida y eficaz polimerización de los materiales fotopolimerizables. Su rango de frecuencias abarca desde los 350 a los 400 nanómetros.

Ref. H92235

215,00€ ~~-275,41€~~

# Programación cursos y eventos Proclinic

## CURSO DE PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE (ESQUELÉTICOS)

Curso teórico práctico



Programa:  
- Diseño óptimo y funcional de un esquelético.  
- Colado conveniente.  
- Ajuste preciso.

**Precio:** 195€ Incluye materiales, desayunos y comidas (no incluye cenas).

**Ponente:** Sr. Heiko Wollschäger. Técnico dental e Instructor técnico de BEGO desde hace más de 20 años. Ha impartido cursos de PPR (esqueléticos) en todo el mundo.

**Fecha:** Jueves 21 y Viernes 22 de Abril de 2016

**Horario:** 9h a 18h

**Lugar:** Escola Túrbula  
C/de Mataró, 26  
08930 Sant Adrià de Besòs  
Barcelona

**Nº Plazas:** Máximo 10.

## RESTAURACIONES CERÁMICAS ANTERIORES CON INITIAL MC

Curso teórico práctico



El curso tiene un enfoque práctico y pretende conseguir el siguiente objetivo: proporcionar una introducción

general del mapa de estratificación con GC Initial MC, siendo estos conocimientos básicos aplicables a toda la gama Initial.

- Trabajo práctico GC Initial MC y demostración de los nuevos maquillajes tridimensionales GC Initial IQ y Lustre Pastes NF.

**Precio:** 150 €


**Ponente:** Óscar Jiménez Rodríguez (Técnico especialista).

**Fecha:** Viernes 6 de Mayo de 2016

**Lugar:** GC Europe Campus  
Centro empresarial Tartessos  
Pollensa, 4, Edificio Atenea  
28290 Las Rozas  
Madrid

## CURSO DE INICIACIÓN EN DISEÑO CAD CON EXOCAD

Curso teórico práctico



Curso teórico práctico para la iniciación de diseño con sistemas CAD a través del software de diseño Exocad.

- Introducción a diseño de prótesis cementada avanzada.
- Bases del diseño para prótesis atornillada.
- Trabajos en atornillada, unitarios y puentes.
- Trabajo con rehabilitaciones, reducción volumétrica.
- Diferentes opciones de modelados.
- Diseño de barras e híbridas.

**Fecha:** PROXIMAMENTE

**Lugar:** MADRID

Call center Tel.: 900 800 880

E-mail: [atencion.laboratorio@proclinic.es](mailto:atencion.laboratorio@proclinic.es)

Formulario de inscripción web: [Inscripción Online](#)

ELIGE CÓMO HACER TUS PEDIDOS

 **900.800.880**

[www.proclinic.es](http://www.proclinic.es)

[pedidoslab@proclinic.es](mailto:pedidoslab@proclinic.es)

### DESCUENTOS POR PEDIDO

Todos los pedidos se beneficiarán de los siguientes descuentos por volumen de compra\*:

5% de descuento por pedidos a partir de 500 €

10% de descuento por pedidos a partir de 1.000 €

15% de descuento por pedidos a partir de 1.500 €

\*Escala de descuentos no aplicable a productos cuyo valor unitario supere los 1500 €. Los descuentos no son acumulables entre sí.

**FADENTE**  
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

Equipamientos alta tecnología para clínicas dentales.

Visítenos en  
[www.fadente.es](http://www.fadente.es)

Los precios indicados no incluyen IVA. Datos válidos salvo error tipográfico. Ofertas no acumulables. Usted tiene el derecho de acceder a la información que le concierne, recopilada en nuestro fichero automatizado registrado en la Agencia de Protección de Datos, rectificarla de ser errónea o cancelarla.