



MEGAOFERTAS

Le adelantamos **Expodental** en su Clínica

Ofertas válidas para España y Portugal hasta el 31 de Marzo 2020

~~€4.942~~ **Scaler Tigon+ & Aeropulidor Aura**
€2.499



Scaler Tigon+

Cinco posibilidades de tratamiento
Tratamiento seguro por tres modos
Programa de limpieza de mangueras
Incluye puntas 1U, 3U, 1P, 1I y 1E

Aeropulidor Proxeo Aura Kit Perio

Pieza de mano PF-60
Cabezal de spray de 120°
1 Botella SOFT (Bicarbonato sódico) 250 gr
Cabezal de spray de 90°
Cabezal de spray Perio
40 puntas subgingivales para perio
1 Botella SENSITIVE (Glicina) 160 gr
Accesorios limpieza
Conexiones W&H, Multiflex, NSK y Sirona



Nuevo



Años de Garantía

Made in AUSTRIA

~~€3.525~~ **Scaler Tigon+**
€1.695



Scaler Tigon+

Cinco posibilidades de tratamiento
Tratamiento seguro por tres modos
Programa de limpieza de mangueras
Incluye puntas 1U, 3U, 1P, 1I y 1E

Contra-ángulo Profilaxis Proxeo Twist WP-66 W

Sin luz
Contra-ángulo 4:1
Para copas y cepillos con sistema LatchShort W&H*

REGALO
Contra-ángulo
Profilaxis
Proxeo Twist

Valorado en 424€



3 Años de garantía, consulte condiciones en wh.com



PREGUNTE POR EL **PLAN RENOVE W&H**

Actualice su equipo de cirugía **al mejor precio.**



PREGUNTE POR EL **PLAN RENOVE W&H**

Actualice su equipo de cirugía **al mejor precio.**



PREGUNTE POR EL **PLAN RENOVE W&H**

Actualice su equipo de cirugía **al mejor precio.**

Kits de Cirugía

Kit Implantmed Classic & Unidad Mantenimiento
€2.949 Desde

Kit Implantmed Classic & Osstell Beacon
€3.999 Desde

SmartPegs
2x1

Por la compra de 1 caja GRATIS otra caja del mismo modelo o diferente

Mida la estabilidad del implante
 Único avalado con **+1.000** estudios científicos independientes

Osstell Beacon
€1.650

10 SmartPegs Gratis*

Kits de Cirugía

Kit Implantmed Plus & Osstell Beacon
€4.699 Desde

Conectividad con Implantmed Plus SI-1023

Kits Implantmed Classic SI-923 + Unidad de Mantenimiento Assistina 301 plus



Kit A sin luz

Implantmed CLASSIC SI-923
 Pedal con cable S-N1
 NUEVO micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WI-75 E/KM

€2.949
 PVP 5.191€



Kit B con luz LED+ autogenerada

Implantmed CLASSIC SI-923
 Pedal con cable S-N1
 NUEVO micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WS-75 LG

€3.249
 PVP 5.654€

Kits Implantmed Classic SI-923 + Medición Estabilidad del Implante Osstell Beacon



Kit A sin luz

Implantmed CLASSIC SI-923
 Pedal con cable S-N1
 NUEVO micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WI-75 E/KM

€3.999
 PVP 6.467€



Kit B con luz LED+ autogenerada

Implantmed CLASSIC SI-923
 Pedal con cable S-N1
 NUEVO micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WS-75 LG

€4.299
 PVP 6.930€

OSSTELL
 UNA COMPANIA W&H

*Registrando su dispositivo Osstell en Osstell Connect.

Años de Garantía
 Made in AUSTRIA

Kits Implantmed Plus SI-1023 + Medición Estabilidad del Implante Osstell Beacon Pedal con cable



Kit C-01 sin luz

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal con cable S-N2
 Micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WI-75 E/KM

€4.699
 PVP 6.633€



Kit C-02 con luz LED+ autogenerada

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal con cable S-N2
 Micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WS-75 LG

€4.999
 PVP 7.096€



Kit C-03 con luz LED+ continua

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal con cable S-N2
 Micromotor CON luz
 Contra-ángulo WS-75 L

€5.299
 PVP 7.464€

Kits Implantmed Plus SI-1023 + Medición Estabilidad del Implante Osstell Beacon Pedal inalámbrico



Kit W-01 sin luz

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal inalámbrico S-NW
 Micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WI-75 E/KM

€4.999
 PVP 7.004€



Kit W-02 con luz LED+ autogenerada

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal inalámbrico S-NW
 Micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WS-75 LG

€5.299
 PVP 7.467€



Kit W-03 con luz LED+ continua

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal inalámbrico S-NW
 Micromotor CON luz
 Contra-ángulo WS-75 L

€5.599
 PVP 7.836€

Kit Implantmed Plus & 2 Contra-ángulos
€3.199 Desde

Kit Implantmed Plus & Unidad Mantenimiento
€3.649 Desde

Kits Implantmed Plus SI-1023 Pedal con cable



Kit C-01 sin luz

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal con cable S-N2
 Micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WI-75 E/KM
 GRATIS C.A. WI-75 E/KM valorado en 953€

€3.199
 PVP 4.032€



Kit C-02 con luz LED+ autogenerada

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal con cable S-N2
 Micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WS-75 LG
 GRATIS C.A. WI-75 E/KM valorado en 953€

€3.499
 PVP 4.495€



Kit C-03 con luz LED+ continua

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal con cable S-N2
 Micromotor CON luz
 Contra-ángulo WS-75 L
 GRATIS C.A. WI-75 E/KM valorado en 953€

€3.799
 PVP 4.863€

Kits Implantmed Plus SI-1023 Pedal inalámbrico



Kit W-01 sin luz

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal inalámbrico S-NW
 Micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WI-75 E/KM
 GRATIS C.A. WI-75 E/KM valorado en 953€

€3.499
 PVP 4.403€



Kit W-02 con luz LED+ autogenerada

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal inalámbrico S-NW
 Micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WS-75 LG
 GRATIS C.A. WI-75 E/KM valorado en 953€

€3.799
 PVP 4.866€



Kit W-03 con luz LED+ continua

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal inalámbrico S-NW
 Micromotor CON luz
 Contra-ángulo WS-75 L
 GRATIS C.A. WI-75 E/KM valorado en 953€

€4.099
 PVP 5.235€

Kits Implantmed Plus SI-1023 + Unidad de Mantenimiento Assistina 301 Plus Pedal con cable



Kit C-01 sin luz

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal con cable S-N2
 Micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WI-75 E/KM

€3.649
 PVP 5.357€



Kit C-02 con luz LED+ autogenerada

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal con cable S-N2
 Micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WS-75 LG

€3.949
 PVP 5.820€



Kit C-03 con luz LED+ continua

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal con cable S-N2
 Micromotor CON luz
 Contra-ángulo WS-75 L

€4.249
 PVP 6.188€

Kits Implantmed Plus SI-1023 + Unidad de Mantenimiento Assistina 301 Plus Pedal inalámbrico



Kit W-01 sin luz

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal inalámbrico S-NW
 Micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WI-75 E/KM

€3.949
 PVP 5.728€



Kit W-02 con luz LED+ autogenerada

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal inalámbrico S-NW
 Micromotor SIN luz
 Contra-ángulo WS-75 LG

€4.249
 PVP 6.191€



Kit W-03 con luz LED+ continua

Implantmed PLUS SI-1023
 Pedal inalámbrico S-NW
 Micromotor CON luz
 Contra-ángulo WS-75 L

€4.549
 PVP 6.560€

3 Años de garantía, consulte condiciones en [wh.com](#)

3 Años de garantía, consulte condiciones en [wh.com](#)



PREGUNTE POR EL **PLAN RENOVE W&H**
 Actualice su equipo de cirugía **al mejor precio.**



PREGUNTE POR EL **PLAN RENOVE W&H**
 Actualice su equipo de cirugía **al mejor precio.**



PREGUNTE POR EL **PLAN RENOVE W&H**
 Actualice su equipo de cirugía **al mejor precio.**



PREGUNTE POR EL **PLAN RENOVE W&H**
 Actualice su equipo de cirugía **al mejor precio.**



PREGUNTE POR EL **PLAN RENOVE W&H**
 Actualice su equipo de cirugía **al mejor precio.**



PREGUNTE POR EL **PLAN RENOVE W&H**
 Actualice su equipo de cirugía **al mejor precio.**



Los esterilizadores W&H incluyen **curso de formación** para el personal de la clínica.



Navegación por teclado
Trazabilidad automática integrada
Ciclo Corto ECO B 30 minutos
3 Bandejas

Máximo ahorro
1ª revisión técnica a los 4.000 ciclos.



~~€6.508~~ Esterilizador Lina 22 litros
€3.950

REGALO


- 1 Junta de la puerta
- 2 Filtros bacteriológicos
- 2 Filtros antipolvo

Consulte condiciones en wh.com



~~€1.325~~ Unidad de Mantenimiento
€749

Assistina 301 plus
Incluye líquidos lubricante y de limpieza para 7.000 ciclos
Incluye adaptador para turbinas fijas o adaptadores con conexión fija de 4 vías



Años de Garantía
Made in AUSTRIA



proclinic

900 39 39 39

www.proclinic.es

Ofertas válidas para España y Portugal, salvo error tipográfico, para pedidos confirmados hasta el 31 de Marzo de 2020. Precios: transporte, instalación y 21% de IVA NO INCLUIDOS. Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados no se incluyen en el contenido suministrado.

3 Años de garantía, consulte condiciones en wh.com



PREGUNTE POR EL **PLAN RENOVE W&H**
Actualice su equipo de cirugía **al mejor precio.**



PREGUNTE POR EL **PLAN RENOVE W&H**
Actualice su equipo de cirugía **al mejor precio.**



PREGUNTE POR EL **PLAN RENOVE W&H**
Actualice su equipo de cirugía **al mejor precio.**